






Ref. 100341







1



2




3




4

Control



Control remoto



Finalidad prevista

Blanqueamiento de los dientes con fines exclusivamente estéticos mediante luz aplicada ciertos productos.

Características del producto

- Utilizando la última tecnología LED, el sistema de blanqueamiento contiene: 5 luces azules de (longitud de onda 430 ~ 490 nm) y 2 luces rojas (longitud de onda 610 ~ 650 nm) de alta potencia.
- 3 tipos diferentes de fuentes de luz LED: azul, rojo, rojo + azul.
- 8 luces violeta con efecto de esterilización.
- Gran potencia lumínica: 2,327 mW/cm.
- Intensidad de la fuente de luz ajustable.
- Diseño de carro de mano, para un movimiento más cómodo.
- Portalámparas con diseño de mango, para un manejo más cómodo.
- Permite un ángulo de ajuste arbitrario, fácil de usar.
- Todas las teclas de función están en lámpara de blanqueamiento, más accesibles.
- Fabricada en material metálico, de apariencia elegante y fácil de montar.
- Tiempo de blanqueo ajustable.
- Con protector de lámpara de un solo uso, previene infecciones cruzadas, para mayor seguridad.

Especificaciones del producto

- Amplio espectro: Azul: 430 ~ 490 nm. Rojo: 610 ~ 650 nm.
- Potencia de salida de luz: hasta 2327 mW/cm.
- 100-240 V, 50/60 Hz.
- Peso 19 kg.
- Radio de trabajo máx.: 50 cm.
- Alta uniformidad de salida de luz (> 80%).

Contenido

M-61	1 u.
Base de metal	1 set
Adaptador 12V + Cable (1,8 m)	1 u.
Gafas de protección	2 u.
Protector de lámpara	2 u.
Retractor labial	1 u.
Herramienta de montaje	1 u.
Instrucciones	1 u.
Control remoto	1 u.

Precauciones

Lea con atención este manual. Contiene importante información sobre seguridad en la instalación, uso y mantenimiento.


Si el equipo se utiliza de una manera no indicada por el fabricante, la seguridad proporcionada por el equipo puede verse comprometida.

- Aplicar exclusivamente sobre personas completamente sanas, sobre la superficie del diente, nunca sobre tejidos enfermos.
- No dirija la luz directamente sobre la piel o tejidos sin proteger.
- No usar sobre personas con antecedentes de fotosensibilidad o que estén usando medicamentos fotosensibles.
- No usar en presencia de materiales inflamables (como mezclas anestésicas inflamables con aire y óxido nitroso).
- No mirar la luz emitida por este aparato para evitar herir los ojos. Utilizar gafas protectoras.
- No forzar el ángulo de doblado para evitar romper el flexo, lo que podría causar problemas en el futuro.

Puesta en marcha

1. Conectar el cable a la red eléctrica.
2. Pulsar el botón de encendido.

Conector para el cable de alimentación



Atención: El aparato cuenta con un fusible. En caso de sobrecarga eléctrica, cortará la corriente. Cuando se sustituya por uno nuevo se recuperará el funcionamiento normal.

Ajustes

Pulsar el botón “MENÚ” para ajustar el tiempo de blanqueamiento, brillo y tipo de luz mediante las teclas de “SUBIR” y “BAJAR”.



Tiempo de blanqueamiento



Rojo



Intensidad de la luz



Azul



Tipo de luz



Azul + rojo

- El tiempo máximo de blanqueamiento es de 30 minutos.

- Se puede escoger entre 3 tipos de luz (Azul / Rojo / Azul+rojo)

Operación

1. Encender la luz pulsando el botón START/STOP.
2. Detener el contador de tiempo y la emisión de luz presionando el botón PAUSE. El tiempo remanente quedará parpadeando en la pantalla digital. Pulsando el botón PAUSE de nuevo, volverá a encenderse la luz y se seguirá descontando el tiempo.
3. Pulsando los botones Up o Down se modifica el tiempo. Tiempo máximo: 30 minutos por ciclo.

Aviso acústico

1. Tras el arranque, se emitirá un aviso acústico cada minuto.
2. Al finalizar se emitirán 3 pitidos.

Enfriamiento

1. Para garantizar que todos los LED puedan trabajar a la temperatura normal, se cuenta con un ventilador.
2. Además, el aparato cuenta con una protección de temperatura que desconectará el circuito en caso de sobrecalentamiento.



MESTRA®

GARANTIA

Todas las máquinas **MESTRA®** están garantizadas contra cualquier defecto de fabricación durante un año a partir del día de la compra. Para atender cualquier garantía, **MESTRA®** exigirá el haber rellenado el cupón adjunto con la fecha de venta y debidamente sellado por el establecimiento distribuidor.

Quedan excluidas de las garantías las averías provocadas por la mala instalación, o por el mal uso de la máquina.

Asimismo **MESTRA®** no realizará reparación alguna fuera de su taller y se exime de los gastos de transporte que ello ocasione.

Las reparaciones hechas en casa del cliente, sean o no en garantía, quedan encomendadas al servicio técnico propio del distribuidor que haya efectuado la venta o bien a sus técnicos contratados.

GUARANTEE

All **MESTRA®** units are guaranteed against every defect in manufacturing for a period of one year from date of purchase. Prior to honouring a guarantee, **MESTRA®** will require that the attached coupon be filled in with date of sale, duly stamped by the distributor.

The guarantee does not cover breakdowns caused by incorrect installation or use.

MESTRA® will not effect any repair outside its own workshops and will require transport costs.

Repairs carried out on the premises of the customer, be they with or without guarantee, are entrusted to the technical assistance of the distributor who has sold the unit or alternatively to the technicians he has contracted

GARANTIE

Toutes les machines **MESTRA®** sont garanties contre tout défaut de fabrication pendant un an partir de la date d'achat. Pour les réparations sous garantie, **MESTRA®** exigera le coupon ci-joint, dûment rempli et cacheté par l'établissement de distribution, avec la date de vente.

Les défaillances dues à une mauvaise installation ou à unemauvaise utilisation de la machine seront exclues de la garantie.

V n'effectue aucune réparation en dehors de ses ateliers, et elle ne prendra pas à sa charge les frais de transport pouvant en découler. Le service technique du distributeur ayant effectué la vente, ou ses techniciens, seront les responsables des réparations réalisées chez le client, qu'elles soient ou non sous garantie.

ADQUIRIENTE **PURCHASER** **ACHETEUR**.....
DIRECCION **ADDRESS** **ADRESSE**CIUDAD **CITY** **VILLE**.....
MAQUINA mod. **UNIT** **model** **MACHINE** *modèle*.....
Nº de FABRICACION **MANUFACTURE N.** *Nº de FABRICATION*.....
FECHA DE ADQUISICION **PURCHASED AT** **ACHETE** **CHEZ**.....
DIRECCION **ADDRESS** **ADRESSE**.....
CIUDAD **CITY** **VILLE**.....



ADQUIRIENTE **PURCHASER** **ACHETEUR**.....
DIRECCION **ADDRESS** **ADRESSE**CIUDAD **CITY** **VILLE**.....
MAQUINA mod. **UNIT** **model** **MACHINE** *modèle*.....
Nº de FABRICACION **MANUFACTURE N.** *Nº de FABRICATION*.....
FECHA DE ADQUISICION **PURCHASED AT** **ACHETE** **CHEZ**.....
DIRECCION **ADDRESS** **ADRESSE**.....
CIUDAD **CITY** **VILLE**.....



ADQUIRIENTE **PURCHASER** **ACHETEUR**.....
DIRECCION **ADDRESS** **ADRESSE**CIUDAD **CITY** **VILLE**.....
MAQUINA mod. **UNIT** **model** **MACHINE** *modèle*.....
Nº de FABRICACION **MANUFACTURE N.** *Nº de FABRICATION*.....
FECHA DE ADQUISICION **PURCHASED AT** **ACHETE** **CHEZ**.....
DIRECCION **ADDRESS** **ADRESSE**.....
CIUDAD **CITY** **VILLE**.....

EJEMPLAR PARA EL COMPRADOR **PURCHASER'S**
COPY **EXEMPLAIRE** **ACHETEUR**
SELLO **STAMP** **CACHET**



EJEMPLAR PARA EL DISTRIBUIDOR **DISTRIBUTOR'S**
COPY **EXEMPLAIRE** **POUR LE DISTRIBUTEUR**
SELLO **STAMP** **CACHET**



EJEMPLAR PARA MESTRA **MESTRA'S** **COPY**
EXEMPLAIRE **MESTRA**
SELLO **STAMP** **CACHET**





MESTRA[®]

Your trusted brand

Talleres Mestraitua S.L.

Txori-erri Etorbidea, 60
T: (+34)944530388 - F: (+34)944711725
mestra@mestra.es - www.mestra.es
48150 SONDIKA - BILBAO - ESPAÑA