



Ref. 100505

ES.....	2	Manual original
EN.....	5	
FR.....	8	

Protección continua para el instrumental y material de trabajo en clínica y laboratorio.

Nota importante: Este equipo está destinado exclusivamente al almacenamiento organizado y la protección ambiental del instrumental de trabajo. No es un producto sanitario y no sustituye en ningún caso a los métodos de esterilización reglamentarios (autoclavado u otros sistemas homologados por la normativa vigente).

Lea con atención este manual. Contiene importante información sobre seguridad en la instalación, uso y mantenimiento. Si el equipo se utiliza de una manera no indicada por el fabricante, la seguridad proporcionada por el equipo puede verse comprometida.

Características

- Bandejas/estantes extraíbles.
- Elemento calefactor de alta eficiencia.
- Interruptor de seguridad en la puerta.
- Puerta de cristal templado.
- Sello de puerta de silicona.

Instalación

- Desembale cuidadosamente el aparato.
- Inspeccione visualmente el aparato, comprobando que no ha sufrido golpes y que la tapa abre y cierra correctamente.
- Elija para el emplazamiento del aparato una base horizontal, plana, estale y rígida, alejada de fuentes de calor o vibraciones.
- Deje un espacio mínimo de 13 cm (5 pulgadas) entre la parte posterior del aparato y la pared para garantizar una circulación de aire adecuada por la ventilación.
- Antes de conectar el aparato, compruebe que la placa de identificación indica el voltaje correcto para la fuente de alimentación eléctrica.
- Coloque las dos bandejas interiores a la altura deseada.

Precauciones

La unidad está construida con materiales aptos para radiación UV y un mecanismo de seguridad para evitar la exposición a dichos rayos. Las siguientes instrucciones deben seguirse estrictamente para evitar peligros y riesgos para la salud:

- Nunca mire directamente a la lámpara UV durante su funcionamiento, ya sea de forma directa o a través de un espejo. **La exposición directa o excesiva a la luz UV puede causar daños oculares permanentes.**
- La puerta del panel debe permanecer siempre cerrada durante el funcionamiento.
- No altere el mecanismo de seguridad de apagado automático de la puerta ni intente hacer funcionar la unidad con la puerta del panel abierta.
- El aparato debe instalarse en un lugar fresco y seco, alejado de cualquier material inflamable o explosivo. Debe utilizarse guardando una distancia mínima de 13 nm (4 pulgadas) respecto a la pared y otros objetos.
- Utilice la toma de corriente adecuada para el cable de alimentación. También se recomienda utilizar un protector contra sobretensiones.
- No entre en contacto con la superficie de la zona de calentamiento mientras la máquina esté en uso. Mantenga asimismo todos los materiales inflamables y explosivos alejados del elemento calefactor. No coloque toallas, calzado, plásticos ni ningún otro objeto sobre el elemento calefactor.
- No permita que los niños toquen o utilicen el aparato.
- No ponga en marcha el aparato si el enchufe, el cable o cualquier otro componente están dañados o no funcionan. En ese caso, póngase en contacto con el fabricante.
- No mueva, tumbe ni desmonte el aparato mientras esté conectado a la corriente.
- Abra y cierre la puerta del aparato con cuidado; si le resulta difícil abrirla, sostenga firmemente la estructura de la máquina mientras lo hace.
- Asegúrese de que los objetos estén secos antes de introducirlos en la máquina para su esterilización.
- No deje la puerta abierta para ventilar hasta pasados 20 minutos desde que la máquina haya finalizado su funcionamiento.
- Mantenga el aparato alejado de la humedad. Si la máquina se ha mojado, desconéctela de la corriente eléctrica y deje que se seque completamente.
- Detenga siempre por completo el funcionamiento desde el panel de control antes de abrir la puerta.
- Antes de usarlo, asegúrese de conectar este producto a una toma de corriente dedicada y debidamente conectada a tierra, apta para el uso con este aparato.
- Se proporciona un cable de alimentación corto para evitar el riesgo de enredarse o tropezar con él.
- Se pueden utilizar cables alargadores si se tiene precaución al usarlos:

- a) La sección del cable alargador debe ser al menos igual a la del cable del aparato.
 - b) El cable más largo debe colocarse de forma que no cuelgue sobre la encimera o la mesa, donde se pueda tropezar con él, engancharlo o tirarle de forma involuntaria.
- Desenchufe siempre de la toma de corriente cuando no esté en uso, antes del mantenimiento, limpieza o sustitución de piezas del aparato. Apague siempre el aparato antes de desenchufarlo.
 - No utilice este aparato si el cable o el enchufe están dañados o han entrado en contacto con el agua.
 - No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o encimera, ni que toque superficies calientes.
 - Nunca utilice el cable como asa, ni lo aprisione o tire de él alrededor de bordes o esquinas afiladas. No pase el equipo por encima del cable.
 - Para desconectarlo, sujete el enchufe y tire de él de la toma de corriente. Nunca dé tirones del cable.
 - No manipule el enchufe ni el aparato con las manos mojadas.
 - Apague siempre todas las funciones antes de desenchufar el aparato.
 - Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, los enchufes ni el aparato en agua u otro líquido. No coloque ni guarde el producto donde pueda caerse o ser arrastrado a una bañera o fregadero.
 - Mantenga este aparato fuera del alcance de los niños. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
 - No utilice el aparato para fines distintos de los previstos.
 - Nunca utilice accesorios o piezas de otros fabricantes que no estén específicamente recomendados para este aparato.
 - Solo para uso en interiores.
 - No hay piezas dentro del aparato que el usuario pueda reparar. No intente abrir, reparar o dar mantenimiento al aparato usted mismo. Todo el mantenimiento debe ser realizado por un representante de servicio autorizado. El incumplimiento de este requisito anulará cualquier garantía, explícita o implícita.
 - Coloque siempre el aparato sobre una superficie nivelada y firme.
 - Nunca mueva, incline ni abra la puerta del aparato mientras esté en uso. Apague y desenchufe siempre la unidad antes de moverla.
 - Nunca coloque ningún objeto encima del aparato.
 - No utilice cloro ni productos químicos agresivos para limpiar el aparato, ya que podría causar daños a la unidad.
 - Limpie siempre las manchas de agua seca tras cada uso en el espacio interior. Las manchas de agua seca pueden dificultar el rendimiento de las luces UV y causar daños en el interior de acero inoxidable.


Consejos para el uso diario

1. Para eliminar cualquier olor extraño o residuo graso, deje que la máquina realice 1 o 2 ciclos de funcionamiento antes del primer uso.
2. No introduzca vajilla en el armario a menos que esté completamente seca.
3. No deje el aparato conectado a la corriente durante largos períodos. Desconecte la alimentación cuando la máquina no esté en uso. Se recomienda realizar el proceso de esterilización al menos una vez cada dos días.
4. Es normal que se produzcan pequeños ruidos y crujidos a medida que la máquina se calienta y se enfría. Si observa ruidos fuertes, olores punzantes o humo/vapor saliendo de la máquina, desconecte inmediatamente la corriente y notifíquelo al servicio técnico.

Mantenimiento y limpieza


1. Desconecte la corriente eléctrica antes de limpiar el aparato.
2. Puede utilizar un paño de algodón suave o una esponja humedecida en detergente neutro para limpiar tanto el interior como el exterior.
3. No utilice ningún producto impregnado en gasolina, pulimentos o polvos desengrasantes/desinfectantes para limpiar la máquina.
4. No rocíe agua directamente sobre el aparato para evitar daños eléctricos.
5. Limpie siempre las manchas de agua seca tras cada uso en el espacio interior. Las manchas de agua seca pueden dificultar el rendimiento de las luces UV y causar daños en el interior de acero inoxidable.

Esquema del aparato



1. Panel de control
2. Orificio de escape / Salida de aire
3. Interruptor de seguridad de la puerta
4. Lámpara UV
5. Sensor de temperatura
6. Estante / Bandeja
7. Tubo calefactor / Resistencia eléctrica

Uso del aparato - Panel de control



▪ **AUTO:** Al conectar la máquina, si presiona este botón, elegirá la función AUTO (Automática). El tiempo de funcionamiento es de 60 minutos: los primeros 15 minutos funciona la función UV-C y los siguientes 45 minutos la función de SECADO (60~70 °C). La pantalla mostrará el temporizador y la máquina se apagará automáticamente al finalizar la cuenta regresiva.

▪ **UV-C:** Al conectar la máquina, si presiona este botón, elegirá la función UV-C. Puede seleccionar un tiempo de funcionamiento de 15, 30, 90 o 120 minutos. La pantalla mostrará el temporizador y la máquina se apagará automáticamente al finalizar la cuenta regresiva.

▪ **DRY:** Al conectar la máquina, si presiona este botón, elegirá la función de SECADO (60~70 °C). Puede seleccionar un tiempo de funcionamiento de 30 o 45 minutos. La pantalla mostrará el temporizador y la máquina se apagará automáticamente al finalizar la cuenta regresiva.

▪ **POWER:** (Encendido/Apagado) Al presionar este botón, la máquina se encenderá o apagará.

Características técnicas

Funciones:	UV + CALOR
Capacidad:	38 L
Temperatura interna:	60~75 °C
Funciones de seguridad:	La lámpara UV se apaga automáticamente si se abre la puerta durante la esterilización.
Potencia nominal:	460 W
Tensión nominal:	220 V~
Material:	Acero inoxidable
Dimensiones del producto:	440 × 365 × 405 mm
Peso neto del producto:	6 kg
Dimensiones del embalaje:	520 × 440 × 480 mm
Peso bruto:	7 kg

Resolución de problemas

Problema	Posible causa	Solución
No hay energía	Corte de suministro eléctrico o el cable no está enchufado a la toma de corriente.	Compruebe la fuente de alimentación y el enchufe.
	Fallo en el circuito.	Póngase en contacto con el distribuidor del aparato.
Olor extraño	El interior del armario está sucio.	Limpie el interior del armario.
	Evaporación de aceites o grasas protectoras.	Deje funcionar el aparato durante 1 o 2 ciclos antes de empezar a usarlo.
La luz UV no funciona	Fallo en el elemento UV (lámpara).	Compruebe si la lámpara UV está rota. Sustitúyala si es así.
	Fallo en el circuito.	Póngase en contacto con el distribuidor del aparato.
El calor no funciona	Fallo en el elemento calefactor (resistencia).	Póngase en contacto con el distribuidor del aparato.
El temporizador no funciona	Fallo en los componentes.	Póngase en contacto con el distribuidor del aparato.
	Fallo en el circuito.	Póngase en contacto con el distribuidor del aparato.
Fallos desconocidos	Desconocida.	Póngase en contacto con el distribuidor del aparato.

Garantía

- La máquina está garantizada contra cualquier defecto de fabricación durante **un año** a partir del día de la compra.
- Para atender cualquier garantía MESTRA exigirá la factura de compra.
- Quedan excluidas de la garantía las averías provocadas por la mala instalación o por el mal uso de la máquina.
- Asimismo, MESTRA no realizará reparación alguna fuera de su taller y se exime de los gastos de transporte que ello ocasione.
- Las reparaciones hechas en casas del cliente, sean o no en garantía, quedan encomendadas al servicio técnico propio del distribuidor que haya efectuado la venta o bien a sus servicios contratados.

Continuous protection for clinical and laboratory instruments and work materials.

Important Note: This equipment is intended exclusively for the organized storage and environmental protection of work instruments. It is not a medical device and under no circumstances replaces regulatory sterilization methods (autoclaving or other systems approved by current regulations).

Please read this manual carefully. It contains important safety information regarding installation, use, and maintenance. If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired.

Features

- Removable trays/shelves.
- High-efficiency heating element.
- Door safety switch.
- Tempered glass door.
- Silicone door seal.

Installation

- Carefully unpack the device.
- Visually inspect the device, ensuring it has not been damaged by impacts and that the lid/door opens and closes correctly.
- Choose a horizontal, flat, stable, and rigid surface away from heat sources or vibrations for the location of the device.
- Leave a minimum clearance of 13 cm (5 inches) between the back of the device and the wall to ensure proper air circulation through the ventilation.
- Before connecting the device, verify that the rating plate indicates the correct voltage for the power supply.
- Place the two internal trays at the desired height.

Precautions

The unit is constructed with materials suitable for UV radiation and a safety mechanism to prevent exposure to such rays. The following instructions must be strictly followed to avoid hazards and health risks:

- Never look directly at the UV lamp during operation, whether directly or through a mirror. **Direct or excessive exposure to UV light can cause permanent eye damage.**
- The door panel must always remain closed during operation.
- Do not tamper with the automatic door shut-off safety mechanism or attempt to operate the unit with the panel door open.
- The device must be installed in a cool, dry place, away from any flammable or explosive materials. It must be operated maintaining a minimum distance of 13 cm (5 inches) from walls and other objects.
- Use an appropriate power outlet for the power cord. The use of a surge protector is also recommended.
- Do not come into contact with the surface of the heating area while the machine is in use. Also, keep all flammable and explosive materials away from the heating element. Do not place towels, footwear, plastics, or any other objects on the heating element.
- Do not allow children to touch or use the device.
- Do not operate the device if the plug, cord, or any other component is damaged or malfunctioning. In such cases, contact the manufacturer.
- Do not move, tilt, or disassemble the device while it is connected to the power supply.
- Open and close the device door carefully; if you find it difficult to open, hold the body of the machine firmly while doing so.
- Ensure that objects are dry before placing them in the machine for sterilization.
- Do not leave the door open for ventilation until 20 minutes have passed after the machine has completed its cycle.
- Keep the device away from moisture. If the machine gets wet, disconnect it from the power supply and allow it to dry completely.
- Always completely stop operation from the control panel before opening the door.
- Before use, ensure this product is connected to a dedicated, properly grounded power outlet suitable for use with this device.
- A short power cord is provided to reduce the risk of becoming entangled or tripping.
- Extension cords may be used if care is exercised in their use:
 - a) The cable gauge of the extension cord must be at least equal to that of the appliance's cord
 - b) The longer cord must be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop, where

it can be tripped over, snagged, or pulled unintentionally.

- Always unplug from the power outlet when not in use, before maintenance, cleaning, or replacing parts of the appliance. Always turn off the device before unplugging it.
- Do not operate this appliance if the cord or plug is damaged, or if it has come into contact with water.
- Do not let the cord hang over the edge of a table or counter, or touch hot surfaces.
- Never use the cord as a handle, nor pinch or pull it around sharp edges or corners. Do not run the equipment over the cord.
- To disconnect, grasp the plug and pull it from the power outlet. Never pull on the cord.
- Do not handle the plug or the device with wet hands.
- Always turn off all functions before unplugging the device.
- To protect against electric shock, do not immerse the cord, plugs, or the device in water or other liquids. Do not place or store the product where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Keep this device out of reach of children. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- Do not use the appliance for other than its intended use.
- Never use accessories or parts from other manufacturers that are not specifically recommended for this device.
- For indoor use only.
- There are no user-serviceable parts inside the device. Do not attempt to open, repair, or service the device yourself. All maintenance must be performed by an authorized service representative. Failure to comply with this requirement will void any warranty, explicit or implied.
- Always place the device on a level, firm surface.
- Never move, tilt, or open the door of the device while in use. Always turn off and unplug the unit before moving it.
- Never place any object on top of the device.
- Do not use chlorine or harsh chemicals to clean the device, as this could cause damage to the unit. Always clean dry water spots inside the interior space after each use. Dry water spots can hinder the performance of the UV lights and cause damage to the stainless steel interior.


Daily usage tips

1. To eliminate any unusual odors or greasy residue, run the machine through 1 or 2 cycles before first use.
2. Do not place tableware/utensils in the cabinet unless completely dry.
3. Do not leave the device connected to the power supply for long periods. Disconnect the power when the machine is not in use. It is recommended to perform the sterilization process at least once every two days.
4. It is normal for minor noises and cracking sounds to occur as the machine heats up and cools down. If you notice loud noises, pungent odors, or smoke/steam coming from the machine, immediately disconnect the power and notify technical service.

Maintenance and cleaning


1. Disconnect the electrical power supply before cleaning the appliance.
2. You can use a soft cotton cloth or a sponge dampened with a neutral detergent to clean both the interior and exterior.
3. Do not use any products soaked in gasoline, polishes, or degreasing/disinfecting powders to clean the machine.
4. Do not spray water directly onto the appliance to prevent electrical damage.
5. Always clean dry water spots inside the interior space after each use. Dry water spots can hinder the performance of the UV lights and cause damage to the stainless steel interior.

Device diagram



1. Control panel
2. Exhaust vent / Air outlet
3. Door safety switch
4. UV lamp
5. Temperature sensor
6. Shelf / Tray
7. Heating element / Electrical resistor

Device operation – Control panel



- **AUTO:** When the machine is plugged in, pressing this button selects the AUTO (Automatic) function. The operating time is 60 minutes: the UV-C function operates for the first 15 minutes, followed by 45 minutes of the DRYING function (60~70 °C). The display will show the timer, and the machine will automatically turn off when the countdown finishes.
- **UV-C:** When the machine is plugged in, pressing this button selects the UV-C function. You can select an operating time of 15, 30, 90, or 120 minutes. The display will show the timer, and the machine will automatically turn off when the countdown finishes.
- **DRY:** When the machine is plugged in, pressing this button selects the **DRYING** function (60~70 °C). You can select an operating time of 30 or 45 minutes. The display will show the timer, and the machine will automatically turn off when the countdown finishes.
- **POWER:** Pressing this button will turn the machine on or off.

Technical specifications

Funciones:	UV + HEAT
Capacity:	38 L
Internal temperature:	60~75 °C
Safety features:	The UV lamp automatically turns off if the door is opened during sterilization.
Rated power:	460 W
Rated voltage:	220 V~
Material:	Stainless steel
Product dimensions:	440 × 365 × 405 mm
Net product weight:	6 kg
Packaging dimensions:	520 × 440 × 480 mm
Gross weight:	7 kg

Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
No power	Power outage or the power cord is not plugged into the outlet.	Check the power supply and the plug. Verify the outlet is working by plugging in another functional device (e.g., a lamp).
	Circuit failure.	Contact the device distributor.
Strange odor	The inside of the cabinet is dirty.	Clean the interior of the cabinet.
	Evaporation of protective oils or grease.	Run the device for 1 to 2 cycles before first use.
UV light does not work	UV element (lamp) failure.	UV element (lamp) failure.
	Circuit failure.	Contact the device distributor.
Heat does not work	Heating element resistor failure.	Contact the device distributor.
Timer does not work	Component failure.	Contact the device distributor.
	Circuit failure.	Contact the device distributor.
Unknown faults	Unknown.	Unplug the unit immediately and contact the device distributor.

Warranty

- The machine is guaranteed against any manufacturing defects for **one year** from the date of purchase.
- To comply with any warranty, MESTRA will require the purchase invoice.
- Any breakdowns caused by improper installation or misuse of the machine are excluded from the warranty.
- Furthermore, MESTRA will not perform any repairs outside its workshop and is exempt from any shipping costs incurred.
- Repairs performed at the customer's premises, whether or not under warranty, are entrusted to the technical service of the distributor who made the sale or to its contracted services.

Protection continue pour l'instrumentation et le matériel de travail en clinique et en laboratoire.

Note importante : Cet équipement est exclusivement destiné au stockage organisé et à la protection environnementale de l'instrumentation de travail. Il ne s'agit pas d'un dispositif médical et il ne se substitue en aucun cas aux méthodes de stérilisation réglementaires (autoclavage ou autres systèmes homologués par la réglementation en vigueur).

Veuillez lire attentivement ce manuel. Il contient des informations importantes concernant la sécurité lors de l'installation, de l'utilisation et de la maintenance. Si l'équipement est utilisé d'une manière non spécifiée par le fabricant, la protection fournie par l'appareil peut être compromise.

Caractéristiques

- Plateaux/étagères amovibles.
- Élément chauffant à haute efficacité.
- Interrupteur de sécurité sur la porte.
- Porte en verre trempé.
- Joint de porte en silicone.

Installation

- Déballer soigneusement l'appareil.
- Inspectez visuellement l'appareil en vérifiant qu'il n'a pas subi de coups et que le couvercle s'ouvre et se ferme correctement.
- Choisissez pour l'emplacement de l'appareil une base horizontale, plane, stable et rigide, éloignée des sources de chaleur ou de vibrations.
- Laissez un espace minimum de 13 cm (5 pouces) entre l'arrière de l'appareil et le mur afin de garantir une circulation d'air adéquate pour la ventilation.
- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la plaque signalétique indique la tension correcte pour la source d'alimentation électrique.
- Placez les deux plateaux intérieurs à la hauteur souhaitée.

Précautions

L'unité est construite avec des matériaux adaptés aux rayonnements UV et comporte un mécanisme de sécurité pour éviter l'exposition à ces rayons. Les instructions suivantes doivent être strictement respectées afin d'éviter tout danger ou risque pour la santé :

- Ne regardez jamais directement la lampe UV lorsqu'elle est en fonctionnement, que ce soit directement ou à travers un miroir. **L'exposition directe ou excessive à la lumière UV peut causer des lésions oculaires permanentes.**
- La porte du panneau doit toujours rester fermée pendant le fonctionnement.
- Ne modifiez pas le mécanisme de sécurité d'arrêt automatique de la porte et n'essayez pas de faire fonctionner l'unité avec la porte ouverte.
- L'appareil doit être installé dans un endroit frais et sec, à l'écart de tout matériau inflammable ou explosif. Il doit être utilisé en conservant une distance minimale de 10 cm (4 pouces)* par rapport au mur et aux autres objets.
- Utilisez la prise de courant appropriée pour le cordon d'alimentation. Il est également recommandé d'utiliser un surtenseur / protecteur contre les surtensions.
- Ne touchez pas la surface de la zone de chauffage lorsque la machine est en cours d'utilisation. Conservez également tous les matériaux inflammables et explosifs à l'écart de l'élément chauffant. Ne placez pas de serviettes, de chaussures, de plastiques ni aucun autre objet sur l'élément chauffant.
- Ne laissez pas les enfants toucher ou utiliser l'appareil.
- Ne mettez pas l'appareil en marche si la fiche, le cordon ou tout autre composant est endommagé ou ne fonctionne pas. Dans ce cas, contactez le fabricant.
- Ne déplacez pas, ne couchez pas et ne démontez pas l'appareil lorsqu'il est branché sur le secteur.
- Ouvrez et fermez la porte de l'appareil avec précaution ; si vous avez du mal à l'ouvrir, maintenez fermement la structure de la machine pendant que vous le faites.
- Assurez-vous que les objets soient secs avant de les introduire dans la machine pour leur stérilisation.
- Ne laissez pas la porte ouverte pour ventiler avant que 20 minutes ne se soient écoulées depuis la fin du fonctionnement de la machine.
- Maintenez l'appareil à l'abri de l'humidité. Si la machine a été mouillée, débranchez-la du secteur et laissez-la sécher complètement.
- Arrêtez toujours complètement le fonctionnement depuis le panneau de commande avant d'ouvrir la porte.
- Avant utilisation, assurez-vous de raccorder ce produit à une prise de courant dédiée et correctement reliée à la terre, adaptée à un usage avec cet appareil.
- Un cordon d'alimentation court est fourni afin d'éviter les risques d'enchevêtrement ou de trébuchement.
- Des rallonges peuvent être utilisées si des précautions sont prises lors de leur utilisation :
 - a) La section du câble de la rallonge doit être au moins égale à celle du cordon de l'appareil.

- b) Le câble le plus long doit être placé de manière à ne pas pendre du plan de travail ou de la table, où l'on pourrait trébucher dessus, l'accrocher ou tirer dessus involontairement.
- Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé, avant la maintenance, le nettoyage ou le remplacement de pièces. Éteignez toujours l'appareil avant de le débrancher.
- N'utilisez pas cet appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés ou s'ils sont entrés en contact avec de l'eau.
- Ne laissez pas le cordon pendre du bord d'une table ou d'un plan de travail, ni entrer en contact avec des surfaces chaudes.
- N'utilisez jamais le cordon comme poignée, ne le coincez pas et ne le tirez pas contre des bords ou des coins tranchants. Ne faites pas rouler l'équipement sur le cordon.
- Pour le débrancher, saisissez la fiche et tirez-la de la prise de courant. Ne tirez jamais sur le cordon.
- Ne manipulez pas la fiche ou l'appareil avec les mains mouillées.
- Éteignez toujours toutes les fonctions avant de débrancher l'appareil.
- Pour vous protéger contre les décharges électriques, ne plongez pas le cordon, les fiches ou l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide. Ne placez pas et ne rangez pas le produit dans un endroit d'où il pourrait tomber ou être entraîné dans une baignoire ou un évier.
- Conservez cet appareil hors de portée des enfants. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil à des fins autres que celles prévues.
- N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces d'autres fabricants qui ne soient pas spécifiquement recommandés pour cet appareil.
- Pour un usage intérieur uniquement.
- Aucune pièce à l'intérieur de l'appareil ne peut être réparée par l'utilisateur. N'essayez pas d'ouvrir, de réparer ou d'effectuer vous-même la maintenance de l'appareil. Toute la maintenance doit être effectuée par un représentant de service agréé. Le non-respect de cette exigence annulera toute garantie, explicite ou implicite.
- Placez toujours l'appareil sur une surface plane et ferme.
- Ne déplacez, ne penchez et n'ouvrez jamais la porte de l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation. Éteignez et débranchez toujours l'unité avant de la déplacer.
- Ne placez jamais aucun objet sur l'appareil.
- N'utilisez pas de chlore ni de produits chimiques agressifs pour nettoyer l'appareil, car cela pourrait endommager l'unité.
- Nettoyez toujours les taches d'eau séchée après chaque utilisation dans l'espace intérieur. Les taches d'eau séchée peuvent entraver le rendement des lampes UV et endommager l'intérieur en acier inoxydable.


Conseils pour une utilisation quotidienne

1. Pour éliminer toute odeur étrangère ou tout résidu gras, laissez la machine effectuer 1 ou 2 cycles de fonctionnement avant la première utilisation.
2. N'introduisez pas de vaisselle dans l'armoire à moins qu'elle ne soit complètement sèche.
3. Ne laissez pas l'appareil branché sur le secteur pendant de longues périodes. Débranchez l'alimentation lorsque la machine n'est pas utilisée. Il est recommandé d'effectuer le processus de stérilisation au moins une fois tous les deux jours.
4. Il est normal que de petits bruits et craquements se produisent au fur et mesure que la machine chauffe et refroidit. Si vous observez des bruits forts, des odeurs piquantes ou de la fumée/vapeur s'échappant de la machine, coupez immédiatement l'alimentation et signalez-le au service technique.

Entretien et nettoyage


1. Débranchez le courant électrique avant de nettoyer l'appareil.
2. Vous pouvez utiliser un chiffon doux en coton ou une éponge imbibée de détergent neutre pour nettoyer aussi bien l'intérieur que l'extérieur.
3. N'utilisez aucun produit imprégné d'essence, de produits à polir ou de poudres dégraissantes/désinfectantes pour nettoyer la machine.
4. Ne pulvérisez pas d'eau directement sur l'appareil pour éviter tout dommage électrique.
5. Nettoyez toujours les taches d'eau séchée après chaque utilisation dans l'espace intérieur. Les taches d'eau séchée peuvent entraver le rendement des lampes UV et endommager l'intérieur en acier inoxydable.

Schéma de l'appareil



1. Panneau de commande
2. Orifice d'échappement / Sortie d'air
3. Interrupteur de sécurité de la porte
4. Lampe UV
5. Capteur de température
6. Étagère / Plateau
7. Tube chauffant / Résistance électrique

Utilisation de l'appareil - Panneau de commande



- **AUTO** : En branchant la machine, si vous appuyez sur ce bouton, vous choisirez la fonction **AUTO** (Automatique). Le temps de fonctionnement est de 60 minutes : pendant les 15 premières minutes, la fonction UV-C est active, et pendant les 45 minutes suivantes, la fonction **SÉCHAGE** (60~70 °C) prend le relais. L'écran affichera le minuteur et la machine s'éteindra automatiquement à la fin du compte à rebours.
- **UV-C** : En branchant la machine, si vous appuyez sur ce bouton, vous choisirez la fonction UV-C. Vous pouvez sélectionner une durée de fonctionnement de 15, 30, 90 ou 120 minutes. L'écran affichera le minuteur et la machine s'éteindra automatiquement à la fin du compte à rebours.
- **DRY** : En branchant la machine, si vous appuyez sur ce bouton, vous choisirez la fonction **SÉCHAGE** (60~70 °C). Vous pouvez sélectionner une durée de fonctionnement de 30 ou 45 minutes. L'écran affichera le minuteur et la machine s'éteindra automatiquement à la fin du compte à rebours.
- **POWER** : (Marche/Arrêt) En appuyant sur ce bouton, vous allumez ou éteignez la machine.

Caractéristiques techniques

Fonctions :	UV + CHALEUR
Capacité :	38 L
Température interne :	60~75 °C
Fonctions de sécurité :	La lampe UV s'éteint automatiquement si la porte est ouverte pendant la stérilisation.
Puissance nominale :	460 W
Tension nominale :	220 V~
Matériau :	Acero inoxidable
Dimensions du produit :	440 × 365 × 405 mm
Poids net du produit :	6 kg
Dimensions de l'emballage :	520 × 440 × 480 mm
Poids brut :	7 kg

Résolution de problèmes

Problème	Cause possible	Solution
Pas d'alimentation	Coupure de courant ou le câble n'est pas branché sur la prise.	Vérifiez la source d'alimentation et la prise.
	Panne de circuit.	Contactez le distributeur de l'appareil.
Odeur étrange	L'intérieur de l'armoire est sale.	Nettoyez l'intérieur de l'armoire.
	Évaporation d'huiles ou de graisses de protection.	Laissez fonctionner l'appareil pendant 1 ou 2 cycles avant de commencer à l'utiliser.
La lumière UV ne fonctionne pas	Défaillance de l'élément UV (lampe).	Vérifiez si la lampe UV est cassée. Remplacez-la si c'est le cas.
	Panne de circuit.	Contactez le distributeur de l'appareil.
Le chauffage ne fonctionne pas	Défaillance de l'élément chauffant (résistance).	Contactez le distributeur de l'appareil.
Le minuteur ne fonctionne pas	Défaillance des composants.	Contactez le distributeur de l'appareil.
	Panne de circuit.	Contactez le distributeur de l'appareil.
Pannes inconnues	Inconnue.	Contactez le distributeur de l'appareil.

Garantie

- La machine est garantie contre tout défaut de fabrication pendant une durée d'**un an** à compter de la date d'achat.
- Pour la prise en charge de toute garantie, MESTRA exigera la facture d'achat.
- Sont exclues de la garantie les pannes causées par une mauvaise installation ou une utilisation incorrecte de la machine.
- De même, MESTRA n'effectuera aucune réparation en dehors de son atelier et s'affranchit des frais de transport que cela pourrait occasionner. Les réparations effectuées au domicile ou dans les locaux du client, qu'elles soient sous garantie ou non, sont confiées au service technique du distributeur ayant effectué la vente ou à ses prestataires agréés.



MESTRA®

Your trusted brand

Talleres Mestraitua S.L.

Txori-erri Etorbidea, 60

T: (+34)944530388 - F: (+34)944711725

mestra@mestra.es - www.mestra.es

48150 SONDIKA - BILBAO - ESPAÑA