

# Box Orión



**MESTRA**®



Suivez-nous dans nos réseaux sociaux!  
[www.mestra.es](http://www.mestra.es)





# MESTRA®

**G**rattage, polissage, retouches, sablage et tant d'autres tâches dans le laboratoire dentaires génèrent quantité de poussières et de saletés polluantes. Pour parer à ces désagréments, il est nécessaire de s'équiper de manière adéquate.

Le box de travail Orion a été spécialement conçu pour cette fonction.

Les 70 ans d'expérience de l'entreprise **MESTRA** dans la fabrication d'instruments et de machines dédiées à l'industrie dentaire nous ont accompagnés dans la réalisation de ce produit. Le box **Orion** est pratique, simple, d'aspect soigné, élégant, ergonomique, d'une redoutable efficacité et, qui plus est, d'un prix qui le rend accessible à tous les laboratoires.

Voyons plus en détail ses caractéristiques:

## PRATIQUE



Les dimensions attribuées au box **Orion** ont été l'objet d'une étude rigoureuse. Son encombrement est assez réduit pour pouvoir lui trouver facilement une place dans le laboratoire. Sa chambre de travail est suffisamment grande pour permettre au prothésiste de travailler confortablement et sans contraintes.

La formule « espace de travail optimal pour un faible encombrement » conviendrait à merveille au box **Orion**.



## ERGONOMIE



Pour la réalisation de la boîte de travail **Orion**, nous avons étudié la position de l'opérateur lorsqu'il travaille normalement à l'aide d'un micromoteur et nous avons fait en sorte que sa tâche soit facilitée lorsqu'il travaille dans le box. Il dispose d'une grande fenêtre de vision avec un éclairage LED multi-points qui élimine les ombres gênantes et qui affiche une tonalité chromatique similaire à la lumière du jour. Une cheville ergonomique offre un pratique point d'appui pendant le grattage ou le polissage. Un support de micro-moteur contribue également à l'organisation du travail à l'intérieur de la chambre. Le box de travail **Orion** répond aux besoins des professionnels du dentaire.

# Box Orión

Ref-080214

## EFFICACITE



Le circuit pour l'aspiration, mérite d'être mentionné. La bouche d'aspiration est placée dans un endroit stratégique: il ne dérange pas et collecte la poussière de manière optimale. La connexion d'aspiration orientable se relie à un aspirateur externe dans la partie arrière du box. Des tiroirs amovibles permettent collecter la poussière qui aurait échappé à l'aspiration. Un système qui permet à l'opérateur de travailler dans une chambre propre rendant la tâche confortable et agréable.

## QUALITE



Comme pour tous les produits **MESTRA** nous avons soigné les finitions et les matériaux de fabrication sont de qualité supérieure. Le prothésiste pourra le constater immédiatement: au niveau tactile, la rigueur des ajustages le goût du détail permettent de visu de se faire une idée sur la qualité de notre produit.

## DESIGN



L'aspect général de ce box de travail, ses lignes douces et arrondies le rendent particulièrement attractif. Il se fondera parfaitement dans le lieu de travail où on le placera. Le verre sécurit placé à la bonne distance pour ne pas être heurté pendant les diverses opérations offre un champ de vision agréable. Son faible poids et ses dimensions réduites permettront au prothésiste de le laisser dans un espace dédié ou bien de le rendre nomade dans le laboratoire. Bref, un design qui a su conjuguer esthétique et fonctionnalité, rendant agréable les travaux de prothèse quotidiens.

## Caracteristiques

Box **Orión**  
Ref-080214

Hauteur	300 mm
Largeur	360 mm
Prof.	330 mm
Poids	3,330 kg.
Éclairage intérieur	230 V, 50/60 Hz.

\*Le fabricant se réserve le droit à des modifications sans préavis



**MESTRA**<sup>®</sup>  
*Notre marque de confiance*



**TALLERES MESTRAITUA S.L.**

Txori-Erri Etorbidea, 60

Tlf. +34 944 530 388\* Fax: +34 944 711 725

E-mail: comercial@mestra.es

**48150 SONDIKA - BILBAO - (ESPAÑA)**

www.mestra.es (+ de 1.000 références dans notre catalogue)

Distributeur: