


MESTRA®
CHORRO DE ARENA
SANDBLAST
JET DE SABLE
ECLIPSE II-T
Ref. 080228



Nº	Ref.	CONCEPTO	DESCRIPTION
1	080262-24	Tapa tanque	Tank lid
2	080520-24	Junta tórica tapa	Lid O-ring
3	080262-12	Tubo Venturi	Venturi pipe
4	080510-86	Tuerca tubo Venturi	Venturi pipe nut
5	080262-13	Filtro tanque	Tank filter
6	080262-14	Tanque	Tank
7	000324	Racor codo metálico Ø6 1/8	1/8 elbow Ø6 metallic connector
8	000312	Racor codo plástico Ø6 1/8	1/8 elbow Ø6 plastic connector
9	080242-35	Escape rápido	Quick scape
10	000336	Racor recto metálico Ø6 1/8	Metal straight fitting Ø6 1/8
11	080262-15	Racor alargador escape rápido	Quick scape extension fitting
12	080233-02	Interruptor general	Main switch
13	080220-11	Manómetro	Pressure gauge
14	080220-03	Soporte manómetro	Pressure gauge support
15	080214-07	Rejilla ventilación pequeña	Small ventilation grill
16	080253-02	Bisagra	Hinge
17	080240-14	Manorreductor	Pressure control
18	080490-06	Base de conexión	Connection base
19	080220-04	Chapa soporte superior	Upper support sheet
20	000337	Racor recto metálico H Ø6 1/8	Ø6 1/8 F straight metal connector
21	080262-27	Alargador	Extension
22	080262-11	Interruptor de pedal	Pedal switch
23	080614-20	Fuente de alimentación 24V	Power source 24 V
24	080259-12	Filtro en línea	Line filter
25	080253-10	Electroválvula 24V	Electrovalve 24 V
26	080220-05	Chapa soporte inferior	Lower support sheet
27	080220-06	Chapa amarre soporte	Support holding sheet
28	080270-30	Brida	Flange
29	080242-28	Manguito	Sleeve
30	080228-10	Tubo Ø40	Ø40 pipe
31	080235-13	Codo plástico	Plastic elbow
32	080228-02	Cuerpo inferior	Lower body
33	080270-31	Porta boquillas	Nozzle holder
34	080270-26	Boquilla 3 mm	3 mm nozzle
35	080270-32/C	Pieza intermedia	Intermediate part
36	080270-47	Inyector pistola	Gun injector
37	030425-22	Racor codo metálico HH	FF Metal elbow connector
38	080270-48	Casquillo pistola	Gun bushing
39	080235-13	Tubo succión	Suction tube
40	080259-07	Válvula selectora	Selector valve
41	080259-15	Protector válvula selectora	Selector valve protector

Nº	Ref.	CONCEPTO	DESCRIPTION
42	080614-04	Tapa tolva	Hopper lid
43	080228-06	Travesaño corto	Crossbar short
44	080228-07	Larguero derecho	Crossbar right
45	080228-08	Larguero izquierdo	Crossbar left
46	080228-03	Chapa inferior	Lower sheet
47	100048-07	Contera pequeña	Small tip
48	080508-18	Pata	Leg
49	080228-04	Bandeja trasera	Rear tray
50	080228-05	Bandeja delantera	Front tray
51	080262-33	Punta de lapicero rojo	Gun point (red)
	080262-38	Punta de lapicero azul	Gun point (blue)
52	080262-18	Junta tórica	O-ring
53	080240-15	Boquilla 0,75 mm 50 micras	0,75 mm 50 micron nozzle
	080240-12	Boquilla 1,00 mm 150 micras	1,00 mm 150 micron nozzle
	080240-13	Boquilla 1,25 mm 250 micras	1,25 mm 250 micron nozzle
54	080262-32	Pieza intermedia lapicero	Gun intermediate part
55	080262-31	Cuerpo lapicero	Gun body
56	000101	Tubo Ø4x6 azul	Ø4x6 blue tube
57	080010-05	Pasa cables	Cable bushing
58	080259-08	Taco identificación - Rojo	Identification button - Red
	080259-09	Taco identificación - Azul	Identification button - Azul
59	080259-28	Arandela válvula selectora	Washer for selector valve
60	080259-17	Espiga válvula selectora	Dowel for selector valve
61	080220-13	Sufidera de goma	Rubber
62	080228-01	Cuerpo superior	Upper body
63	080220-10	Rejilla ventilación grande	Large ventilation grill
64	080214-01E	Marco cristal	Glass frame
65	080093-10	Burlete de goma	Rubber strip
66	080214-02	Cristal	Glass
67	080214-01B	Tapa cristal	Glass lid
68	080214-01C	Soporte cristal	Glass support
69	080214-01D	Soporte interruptor	Switch support
70	080214-04	Barra de LED	LED bar
71	080218-18	Difusor LED	LED diffuser
72	080218-19	Junta para difusor LED	Gasket for LED diffuser
73	080242-33	Pedal	Pedal
74	000100	Tubo Ø4x6 rojo	Ø4x6 red tube
75	000250	Cable 230 V	Cable 230 V
	000252	Cable 115 V	Cable 115 V
76	080220-12	Protector cristal (10 U.)	Glass protector (10 units.)