



# MESTRA<sup>®</sup>

CENTRIFUGA DE INDUCCION "VESTACAST" (ACERO INOX)  
 "VESTACAST" INDUCTION CASTING MACHINE (STAINLESS STEEL)  
 FRONDE A INDUCCION "VESTACAST" (ACIER INOX)

R-040061

# MESTRA®

CENTRIFUGA DE INDUCCION "VESTACAST" (ACERO INOX)  
**"VESTACAST" INDUCTION CASTING MACHINE (STAINLESS STEEL)**  
FRONDE A INDUCCION "VESTACAST" (ACIER INOX)  
R-040061

Nº	Referencia	CONCEPTO	CONCEPTO
1	040061-09	Filtro mirilla	Filter glass
2	040061-10	Cristal transparente mirilla	Transparent glass
3	040061-05	Cerámica soporte crisol	Crucible holder ceramic
4	040061-04	Cerámica bobina inducción	Induction coil ceramic
5	040061-20	Interruptor general	Main switch
6	040061-19	Soporte brazo	Arm holder
7	040061-08	Electroválvula de flujo de agua	Water flow solenoid valve
8	040061-07	Sensor de flujo de agua	Water flow sensor
9	040061-21	Unidad de relé	Relay unit
10	040061-22	Unidad motor	Drive unit
11	040061-23	Unidad de cierre de puerta	Door lock unit
12	040061-24	Unidad principal	Main unit
13	040061-25	Unidad de control	Control unit
14	040061-02	Unidad de inducción	Induction unit
15	040061-17	Unidad generador	Generator unit