


MESTRA®

ESTERILIZADOR DE BOLAS DE VIDRIO

GLASS BALL STERILIZER

STERILISATEUR A BILLES DE VERRE

R - 080090



MESTRA®

ESTERILIZADOR DE BOLAS DE VIDRIO

GLASS BALL STERILIZER

STERILISATEUR A BILLES DE VERRE

R-080090

Nº	Ref.	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION
1-A	080090-26	Carcasa tapa	Housing Lid
1-B	080090-27	Carcasa placa para cerámica	Ceramic housing plate
1-C	080090-28	Carcasa cuerpo	Body housing
1-D	080090-29	Carcasa base	Base housing
2	080090-02	Cerámica redonda	Round ceramics
3	080090-24	Tornillo bisagra	Hinge screw
4	080090-04	Bisagra	Hinge
5	080077-11	Arandela bisagra	Hinge washer
6	080090-06	Cerámica cuadrada	Square ceramic
7	080090-07	Tornillo termostato	Thermostat screw
8	080090-08	Termostato L-240	L-240 thermostat
9	080090-09	Resistencia 230V	Resistor 230V
	080090-09A	Resistencia 115V	Resistor 115V
10	080090-10	Termostato F-215	F-215 thermostat
11	080090-11	Regleta	Connector strip
12	000200	Cable 230V	Cable 230V
	000202	Cable 115V	Cable 115V
13	080070-12	Pasa cables	Cable bushing
14	080490-31	Patas	Legs
15	080090-23	Tornillos sujeción carcasa	Housing camping screws
16	080090-16	Bolas de vidrio (repuesto)	Glass balls (spare)
17	040420-05	Tuerca patas	Leg nut
18	080070-18	Interruptor	Switch
19	080490-10	Lámpara de neón 230V	Pilot 230V
	080490-10A	Lámpara de neón 115V	Pilot 115V
20	080090-20	Cuba	Container