


# MESTRA®

RECORTADORA DE MODELOS CON FRENO - SECO

MODEL TRIMMER WITH BRAKE - DRY

TAILLE-PLATRE AVEC FREIN - SEC

Ref. 080096



# MESTRA®

RECORTADORA DE MODELOS CON FRENO - SECO

**MODEL TRIMMER WITH BRAKE - DRY**

TAILLE-PLATRE AVEC FREIN - SEC

Ref. 080096

Nº	Ref.	Descripción	Description
1	080093-35	Mesa basculante	Tilting table
2	080096-01	Tapa delantera (completa)	Front cover (complete)
3	080093-36	Espárrago mesa elevación	Elevation table stud
4	080093-23	Casquillo plástico espárrago	Stud plastic bushing
5	080093-02	Tuerca regulación altura	Height regulation nut
6	080093-58	Arandela bloqueo	Lock washer
7	080093-24	Junta goma mesa	Table rubber gasket
8	080093-41	Tuerca de plástico	Plastic nut
9	080093-06	Pomo mesa elevación	Elevation table knob
10	080093-17	Tuerca pomo elevación	Elevation knob nut
11	000110	Goma tope microinterruptor	Microswitch top rubber
12	080093-10	Perfil goma cierre puerta	Cover rubber strip
13	080093-04	Disco de lija grano 80 grueso (5 U.)	Sandpaper disc grain 80 gross (5 U.)
14	080093-03	Disco velcro adhesivo	Adhesive velcro disc
15	080093-39	Plato aluminio para Velcro	Aluminium plate for Velcro
16	080262-69	Tapón	Plug
17	080093-11	Tira de LED	LED strip
18	080080-26	Pata	Leg
19	000250	Cable 230 V	Cable 230 V
	000252	Cable 115 V	Cable 115 V
20	030120-03	Tornillo sujeción plato	Plate holding bolt
21	080093-48	Tornillo sujeción motor	Motor holding bolt
22	080093-52	Llave Allen	Allen wrench
23	080080-40	Interruptor de seguridad 230 V	Safe switch 230 V
	080080-40B	Interruptor de seguridad 115 V	Safe switch 115 V
25	080093-22	Capuchón microinterruptor	Microswitch hat
25	080093-16	Microinterruptor final de carrera	End stroke microswitch
26	080093-46	V-ring	V-ring
27	080093-25	Chaveta	Feather key
28	080093-01	Motor 230 V	Motor 230 V
	080093-01B	Motor 115 V	Motor 115 V
29	080093-53	Fuente de alimentación 12 V	Power supply 12 V
30	080093-71	Tapa trasera	Back lid
31	080084-01	Base Schuko	Schuko plug base
32	080502-12	Base de conexión	Connection base
33	080093-43	Extractor del plato	Plate extractor
34	080093-33	Carcasa trasera	Rear housing
35	080093-21	Pestillo	Latch