

Características

Caja de Trabajo **Orión**
Ref-080214

Alto:	300 mm
Ancho:	360 mm
Fondo:	330 mm
Peso:	3,330 kg
Tensión:	230 V, 50/60 Hz

*El fabricante se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.



MESTRA[®]
Su marca de confianza



TALLERES MESTRAITUA S.L.

Txori-Erri Etorbidea, 60

Tlf. +34 944 530 388* Fax: +34 944 711 725

E-mail: comercial@mestra.es

48150 SONDIKA - BILBAO - (ESPAÑA)

www.mestra.es (+ de 1.000 referencias en catálogo)

Distribuidor:

Caja de Trabajo **Orión**



MESTRA[®]

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
www.mestra.es



Repaso, pulido, microarenado...

Son unos pocos ejemplos de trabajos cotidianos en entorno Dental, que producen una significativa cantidad de polvo y suciedad. Si se desea realizar estas labores de una manera profesional y eficiente resulta imprescindible contar con la herramienta adecuada. La caja de trabajo **Orión** ha sido diseñada para cubrir esta necesidad.

Los más de 70 años de experiencia de **MESTRA** en la fabricación de máquinas especializadas para profesionales del sector dental son nuestra mejor carta de presentación.

Utilidad, belleza, sencillez, diseño, elegancia, eficiencia y a un precio muy atractivo para todos los laboratorios, son cualidades que definen a **Orión**. En los próximos puntos se lo mostramos con mayor detalle.

PRACTICIDAD



Pocas veces se ha construido un producto dirigido a profesionales del sector Dental con dimensiones tan acertadas como las de la caja de trabajo **Orión**. Su tamaño es lo suficientemente reducido como para adaptarse a cualquier rincón y lo suficientemente amplio como para poder trabajar sin estrecheces. Practicidad en el menor espacio es la mejor definición que podemos darle.



ERGONOMIA



La posición de trabajo se ha estudiado minuciosamente para conseguir un producto cómodo y funcional para el profesional que trabaja con la ayuda de un micromotor. La generosa ventana de visión, la iluminación LED multipunto que elimina sombras a la vez que ofrece una tonalidad cromática similar a la luz solar, la útil astillera que permite descansar las manos durante las labores de pulido, el soporte para micromotor... La caja de trabajo **Orión** se adapta sin problemas a las necesidades de los profesionales dentales.

EFICIENCIA



Mención aparte merece su sistema de recogida de polvo. La boca de aspiración está situada en un lugar estratégico en el que no estorba. La boca se conecta a una aspiración externa por la parte trasera mediante una toma orientable. Además, unos cajones desmontables recogen el polvo que pudiera caer a través de los reposamanos. Hablamos de un ingenioso sistema que mantiene limpio el interior de la cámara haciendo más agradable el trabajo.

CALIDAD



Como en todos los productos **MESTRA**, hemos cuidado que el acabado y los materiales de fabricación sean de la máxima calidad. Al trabajar con la caja de trabajo **Orión** se puede sentir y constatar su calidad: el tacto y textura de los materiales, la precisión de los encajes, el cuidado de los detalles que apenas se perciben a simple vista... Todos estos aspectos son los que diferencian a un producto simplemente correcto de otro excelente. La duración, fiabilidad y satisfacción de trabajo es la recompensa que ofrecen nuestros productos.

BELLEZA



A veces las cosas pequeñas nos sorprenden por su belleza. A veces las cosas pequeñas nos seducen más que las cosas grandes. Un buen ejemplo es la caja de trabajo **Orión**. Sus líneas suaves y definidas generan un efecto visual atractivo. Nuestros diseñadores pusieron el acento en una figura que no desentonase en casi ningún entorno de trabajo Dental.

En conclusión, un diseño que ha sabido conjugar estética y funcionalidad haciendo agradables los trabajos cotidianos del profesional.