



MESTRA[®]

CHORRO DE ARENA "COSMOS"
"COSMOS" SANDBLASTER
SABLEUSE "COSMOS"
R-080233



Nº	Ref.	Concepto	Description
1	-	Carcasa	Housing
2	080235-03	Cristal	Glass
3	080262-03	Burlete cristal	Glass strip
4	080235-60	Barra de LED	LED bar
6	080233-05	Fuente alimentación 12V	Power source 12V
7	080242-25	Codo salida aspiración	Exit aspiration elbow
8	080242-28	Manguito	Wool sleeve
9	080235-51	Protector mandos	Command protector
10	080235-55	Protector manorregulador	Pressure control protector
11	080235-17	Manorregulador con manómetro	Pressure control with gauge
12	000310	Racor codo plástico Ø6 1/4	1/4 elbow Ø6 plastic connector
13	080270-30	Brida	Flanges
14	080235-16	Pulsador	Pusher
15	080246-07	Acople electroválvula	Couple electrovalve
16	080242-23	Electroválvula 230 V	Electrovalve 230 V
17	080242-23B	Electroválvula 110 V	Electrovalve 110 V
18	000312	Filtro electroválvula	Electrovalve filter
19	080270-33	Racor codo plástico 1/8 Ø6	1/8 elbow Ø6 plastic connector
20	080490-06	Tapón vaciado tolva	Drain plug
21	080262-11	Base con porta fusibles	Fuse base
22	080251-07	Interruptor de pedal	Pedal switch
23	080422-17	Pasamuros recto doble Ø6	Double connector Ø6
24	080235-13	Interruptor	Switch
26	080235-12	Manguera filtro	Filter hose
27	080235-25	Casquillo pistola	Gun sleeve
28	080270-31	Boquilla carburo de boro	Boron carbide nozzle
29	080235-09	Porta boquillas	Nozzle holder
30	080235-08	Cuerpo pistola	Gun body
31	080235-07	Flexo pistola	Gun arm
32	080235-06	Tuerca ciega pistola	Gun nut
33	080235-10	Inyector	Injector
34	080235-11	Racor prolongación inyector	Prolongation injector connector
35	080262-29	Racor codo doble macho	Double elbow connector
36	080242-35	Escape rápido	Quick scape
37	080262-27	Alargador escape rápido	Quick scape long connector
38	080262-15	Racor doble macho 1/8	Double male connector 1/8

Nº	Ref.	Concepto	Description
39	000324	Racor codo metálico 1/8 Ø6	1/8 elbow Ø6 metallic connector
40	080262-14	Tanque de abrasivo	Abrasive tank
41	080262-13	Filtro de módulo	Module filter
42	080262-12	Tubo de módulo	Module pipe
43	080520-24	Junta tórica de módulo	Module O-ring
44	080262-24	Tapa módulo	Module lid
45	080240-14	Manorregulador con filtro	Pressure control con filtro
46	080242-11	Manómetro	Pressure gauge
47	000337	Racor recto hembra Ø6	Straight female connector Ø6
48	080262-07	Válvula selección con pomo	Selection valve with knob
49	080262-09	V-ring grande	Large V-ring
50	080262-08	V-ring pequeño	Small V-ring
51	000336	Racor recto 1/8 Ø6	Straight connector 1/8 Ø6
52	080262-18	Junta tórica filtro	Filter O-ring
53	080262-19	Filtro	Filter
54	080262-17	Cuerpo y tapa para filtro	Body and lid for filter
55	080262-33	Punta de lapicero (rojo)	Gun point (red)
	080262-38	Punta de lapicero (azul)	Gun point (blue)
	080262-39	Punta de lapicero (verde)	Gun point (green)
	080262-45	Punta de lapicero (amarillo)	Gun point (yellow)
56	030350-48	Junta tórica lapicero	Gun O-ring
57	080240-15	Boquilla 0,75 mm 50 micras	0.75 mm 50 micron nozzle
	080240-12	Boquilla 1,00 mm 150 micras	1.00 mm 150 micron nozzle
	080240-13	Boquilla 1,25 mm 250 micras	1.25 mm 250 micron nozzle
58	080262-32	Pieza intermedia lapicero	Gun intermediate part
59	080262-31	Cuerpo lapicero	Gun body
60	000101	Tubo Ø4x6	Tube Ø4x6
61	050221	Soplador	Blower
62	080075-07	Pomo bandeja	Tray knob
63	080235-67	Bandeja perforada con pomo	Slotted tray with knob
64	080490-31	Pata	Leg
65	000250	Cable 230 V	Cable 230 V
	000252	Cable 110 V	Cable 110 V
66	080242-33	Pedal	Pedal
67	080235-50	Protector cristal (10 u)	Glass protector (10 u)
68	080235-66	Rejilla fondo	Bottom grating
69	080235-61	Vanilla rejilla	Grating column