

¿Todavía piensa que lo más sencillo es mezclar el alginato a mano?

Características

Mezcladora centrífuga de alginato

Ref.100191

Alto:	305 mm
Ancho:	205 mm
Fondo:	265 mm
Peso:	17 kg.
Tensión:	230 V, 50/60 Hz.
Consumo:	350 W



MESTRA[®]
Su marca de confianza




TALLERES MESTRAITUA, S.L.

Txori-Erri Etorbidea, 60
48150 Sondika BILBAO
(Spain)

Tfno. (+34) 944 530 388*
Fax: (+34) 944 711 725
www.mestra.es
comercial@mestra.es

Distribuidor:



*El fabricante se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.

Mezcladora automática de alginato



● MEZCLA MÁXIMA

80 grs.
agua + alginato.



Mezcladora automática de alginato



El mando a distancia, el lavavajillas, los elevavunas eléctricos... Entre muchas otras, son invenciones encaminadas a hacernos la vida más fácil. Sin embargo, en su día contaron con cierta reticencia: "¿para qué quiero un mando a distancia, si el televisor está apenas a dos metros de mi sillón?... ¿no resulta más sencillo lavar los platos a mano que en esa máquina?... tardo el mismo tiempo en subir la ventanilla con la manivela que con el motorcito eléctrico..." ¿le suenan estos comentarios? Y lo que es más importante: después de haber probado todas estas comodidades, ¿quién puede vivir sin ellas?

Aunque piense que la elaboración de alginato es más rápida y sencilla mezclándolo a mano, podemos asegurarle que después de probar nuestra mezcladora automática no podrá prescindir de ella. Igual que ahora no puede prescindir de su mando a distancia. Si es de los que piensa que el precio es el único inconveniente, por favor, vuelva a revisar la oferta que aparece en el encabezado de este folleto: seguro que ya no tiene inconveniente alguno.



Funcionamiento extremadamente sencillo: basta con seleccionar el número de cacillos de alginato que se desea elaborar y pulsar el botón. Un display muestra los segundos de mezclado. Así de fácil.

Compacta y de reducidas dimensiones, puede colocarse en cualquier lugar sin ocupar apenas espacio. Su diseño permite una excelente integración dentro de la clínica.



a



b

La operativa consta de apenas cuatro pasos:

- a)** Colocar la proporción de agua y alginato en la taza. Prebatir y cerrar.
- b)** Introducir la taza en la máquina.
- c)** Cerrar la tapa y pulsar el botón de arranque.
- d)** En apenas 10 segundos la mezcla está lista.



c



d



El alginato se recoge sin dificultad del interior de la taza. La limpieza es rápida y sencilla.



La máquina se suministra con cuatro tazas, un práctico dosificador de agua, un agitador, una espátula y un soporte.