


**MESTRA®**  
**ARTICULADOR BALANCEADO LIGERO**  
**LIGHT BALANCED ARTICULATOR**  
*ARTICULATEUR LEGER POUR PROTHESES BALANCEES*  
R-010090



Nº	Ref.	DESCRIPCION	DESCRIPTION
1	010090-01	Tornillo condilar	Condilar bolt
2	010090-02	Tornillo prolongación cóndilos	Condyles prolongation bolt
3	010090-03	Cóndilos	Condyles
4	010090-04	Muelle	Spring
	080270-43	Eje de muelle	Spring shaft
5	010090-05	Guía incisal	Incisal guide
6	010090-06	Aguja referencia centro boca	Reference needle
7	010090-01	Prisionero registro dimensión vertical	Vertical register bolt
8	010090-16	Cubeta aluminio desmontable	Aluminium plate
9	010090-12	Tornillo sujeta cubetas	Plate holder bolt
10	010090-10	Plano oclusal	Occlusal plane
11	010090-11	Base de plástico	Plastic base
12	010090-01	Prisionero base plástico	Plastic base bolt
13	010090-13	Espárrago	Stud