


MESTRA®

ARCO FACIAL "ELITE"
FACE BOW "ELITE"
 ARC FACIAL "ELITE"
 R-010100-55



Nº	Ref.	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION
1	010101-01	Aurícula	Ear piece
2	010101-02	Indicador infraorbitario	Indicator
3	010101-03	Tornillo de fijación	Fixing bolt
4	010101-04	Soporte nasal	Nose support
5	-	Arco facial Elite	Elite face bow
6	010101-06	Roldana del freno	Brake wheel
7	010101-07	Soporte del conjunto de transferencia	Transference assembly support
8	010101-08	Tornillo fijación (soporte conjunto transferencia)	Fixing bolt (transference assembly support)
9	010101-09	Terminal del conjunto de transferencia	Transference assembly terminal
10	010101-10	Conjunto de transferencia	Transference assembly
11	010101-11	Palanca de fijación	Fixing handle
12	010101-12	Tenedor para dentado	Bite fork