



**MESTRA®**

MEZCLADORA DE VACIO  
 VACUUM MIXER  
 MALAXEUR SOUS VIDE  
 IRIS EVOLUTION II

Ref. 080517E

**MESTRA®**  
 MEZCLADORA DE VACIO  
**VACUUM MIXER**  
*MALAXEUR SOUS VIDE*  
 IRIS EVOLUTION II  
 Ref. 080517E

Nº	Referencia	Descripción	Description
1	080515-04	Pulsador	Pusher
2	080517E-02	Carátula	Cover
3	080520-04	Vacuómetro	Vacuum gauge
4	0805817E-01	Control	Controls
5	080517-02	Carcasa superior	Upper housing
6	080517-03	Carcasa inferior	Inner housing
7	080592-26	Fuente de alimentación	Power source
8	080515-10	Motor	Motor
9	080516-07	Retén	Seal
10	080516-09	Espuma	Foam
11	080001-02	Bomba 230 V	Pump 230 V
	080001-02B	Bomba 115 V	Pump 115 V
12	080142-52	Pasacables	Cable bushing
13	080517E-04	Chasis	Chassis
14	060002	Espátula de plástico (12 u.)	Plastic spatula (12 u.)
15	080516-05	Pomo descarga	Discharge knob
16	080516-03	Cuerpo descarga	Discharge body
17	080516-11	Junta cuerpo	Body O-ring
18	080516-10	Junta eje	Shaft O-ring
19	080516-04	Eje descarga	Discharge shaft
20	030010-08	Muelle descarga	Discharge spring
21	000230	Fusible (2A)	Fuse (2A)
	000231	Fusible (4A)	Fuse (A)
22	080490-06	Base conexión	Connection base
23	080422-17	Interruptor general	General switch
24	080520-24	Junta tórica pipa	Pipe O-ring
25	080520-22	Bocallave	Drive socket
26	080516-25	Filtro	Filter
27	000104	Tubo (metros)	Tube (meters)
28	000250	Cable 230 V	Cable 230 V
	000252	Cable 115 V	Cable 115 V