

OFERTA ESPECIAL | CLÍNICA

Del 1 de octubre 2024 al 31 de enero 2025



MESTRA
www.mestra.es

Termoconformadora por presión **PlastPress**

La termoconformadora de presión positiva más compacta del mercado.

Mayor fidelidad de copia y menor ruido en comparación con las máquinas de vacío.

Admite placas redondas y cuadradas de hasta 6 mm de espesor.

Debe conectarse directamente a un compresor (entre 3 y 8 bar).

Láminas \square de 125 a 131 mm
Láminas \circ 120 a 134 mm



NUEVO

REF. 080544

pvp 1.205,78 €
941 €
+ IVA

Especificaciones

Alto 270 mm
Ancho 235 mm
Fondo 265 mm
Peso 7.5 kg
Potencia 450 W

Termoconformadora de vacío

Máquina de termoconformado para láminas cuadradas y redondas.

Láminas \square de 125 a 134 mm
Láminas \circ 125 a 134 mm
(disponible adaptador para \circ 120, no incluido)

REF. 080542

pvp 834,25 €
651 €
+ IVA

Especificaciones

Alto 310 mm
Ancho 275 mm
Fondo 260 mm
Peso 4.6 kg
Potencia 925W



NOVEDAD

Láminas de termoconformado

Doble embalaje (interior-exterior).
Para todo tipo de usos.

CE Producto sanitario



REFERENCIA	DUREZA	APARIENCIA	Tam. 128 x 128 mm espesor	CANT.	PVP
080563	Duras	Transparente	0.5 mm	25 u.	11€
080564	Duras	Transparente	0.75 mm	25 u.	14,56€
080565	Duras	Transparente	1.0 mm	25 u.	14,56€
080566	Duras	Transparente	1.5 mm	25 u.	18,30€
080567	Duras	Transparente	2.0 mm	25 u.	27€
080568	Blandas	Translúcida	0.5 mm	25 u.	25€
080569	Blandas	Translúcida	1.0 mm	12 u.	6,98€
080570	Blandas	Translúcida	1.5 mm	12 u.	9,27€
080571	Blandas	Translúcida	2.0 mm	12 u.	13,97€
080572	Blandas	Translúcida	3.0 mm	12 u.	17,45€

Láminas de termoconformado



CE Producto sanitario

Láminas de termoconformado estándar cuadradas y redondas. Fabricadas en plásticos de alta calidad con certificados CE como producto sanitario.

No aparece hollín o humos en el calentamiento. La ausencia de material reciclado evita que se desgarren al someterlas a vacío.

Comercializadas en envase metalizado con cierre al vacío.

Desde **4 €**
+ IVA

REFERENCIA	TIPO	DUREZA	APARIENCIA	Tam. 126x126 mm espesor	CANT.	PRECIO OFERTA
080574	Cristal	Duras	Transparente	0.3 mm	10	4€
080575	Cristal	Duras	Transparente	0.75 mm	5	4€
080576	Cristal	Duras	Transparente	1.0 mm	5	4€
080577	Cristal	Duras	Transparente	1.5 mm	5	6€
080578	Cristal	Duras	Transparente	2.0 mm	5	8€
080579	Lichosa	Duras	Translúcida	0.6 mm	10	4€
REFERENCIA	TIPO	DUREZA	APARIENCIA	Tam. 131x131 mm espesor	CANT.	PRECIO OFERTA
080580	Soft	Blandas	Translúcida	1.0 mm	10	7€
080581	Soft	Blandas	Translúcida	1.5 mm	10	10€
080582	Soft	Blandas	Translúcida	2.0 mm	10	12€
080583	Soft	Blandas	Translúcida	3.0 mm	5	9€
080584	Soft	Blandas	Translúcida	4.0 mm	5	13€
REFERENCIA	TIPO	DUREZA	APARIENCIA	Tam. 0125 mm espesor	CANT.	PRECIO OFERTA
080574R	Cristal	Duras	Transparente	0.3 mm	10	4€
080575R	Cristal	Duras	Transparente	0.75 mm	5	4€
080576R	Cristal	Duras	Transparente	1.0 mm	5	5€
080577R	Cristal	Duras	Transparente	1.5 mm	5	7€
080579R	Lichosa	Duras	Translúcida	0.6 mm	10	5€
080580R	Soft	Blandas	Translúcida	1.0 mm	10	5€
080581R	Soft	Blandas	Translúcida	1.5 mm	10	9€
080582R	Soft	Blandas	Translúcida	2.0 mm	10	9€
080583R	Soft	Blandas	Translúcida	3.0 mm	5	6€
080584R	Soft	Blandas	Translúcida	4.0 mm	5	11€

Termoconformadora por presión



La fuerte presurización permite un moldeo preciso, independientemente del recorte del modelo, así como diversos grosores (0.5 a 4.0 mm) y se pueden usar láminas cuadradas y redondas (127, 125 y 120 mm).

Especificaciones

Alto 545 mm • Ancho 410 mm
Fondo 260 mm • Peso 15 kg
Potencia 450 W • Presión 4-6 bar

REF. 080543

pvp 3.104,52 €
2.422 €
+ IVA

Horno de secado para láminas de termoconformado



Un ventilador hace circular el aire caliente para un secado uniforme y eficiente:

- ✓ Extrae la humedad y mantiene secas las láminas de termoconformado para evitar la formación de poros.
- ✓ Secado de instrumental, de modelos de escayola, etc.
- ✓ Seis bandejas de acero inox.
- ✓ Carcasa de acero inoxidable.
- ✓ Temporizador de 24 horas.

REF. 080118

pvp 343,28 €
268 €
+ IVA

Especificaciones

Alto 310 mm • Ancho 340 mm • Fondo 450 mm
Peso 8.3 kg • Consumo 550-650 W • Temperatura 35-75 °C

Aspiración Sirocco S

Incorpora dos etapas de filtrado; un filtro HEPA (recogedor de partículas de alta eficiencia) circular y otro filtro HEPA interior. La unidad cuenta además con un sistema de detección de micromotor externo y con ajuste de potencia en siete niveles diferentes.

Junto a la caja de repaso forma un tándem extremadamente útil y fiable, permitiendo pequeñas operaciones de pulido y repaso.

- ✓ Potente motor de inducción.
- ✓ Intuitivo teclado de tipo táctil.
- ✓ Facilidad de uso y cambio de filtro.
- ✓ Amplia pantalla y acceso al interior.
- ✓ Extraordinariamente silencioso.
- ✓ LED interior para una iluminación perfecta.
- ✓ Gran ergonomía de trabajo.

NUEVO

Sirocco S
+ caja de repaso
REF. 080534AC

pvp 896,00 €
699 €
+ IVA



Especificaciones

Dimensiones cámara 365 x 290 x 290 mm • Peso 5.5 kg
Potencia 350 W • Ruido 55 dB

Autoclave de sobremesa D118 clase B (18 litros)

- ✓ Componentes internos de alta calidad.
- ✓ Válvulas ODE, bomba de vacío ULUAK y bomba de agua ULKA.
- ✓ Ultra silencioso (70 dB)
- ✓ Sistema de vacío triple fraccionado con un generador independiente de vapor, que garantiza ciclos de esterilización rápidos y seguros.
- ✓ Sistema de control de alta precisión para esterilización perfecta (EN13060).
- ✓ Autodiagnóstico con códigos de error.
- ✓ Completamente automático con ciclos de esterilización preprogramados.
- ✓ Cámara y puerta en acero inoxidable, con acabado de electropulido.
- ✓ Tanque de agua tipo abierto que permite un fácil llenado y limpieza.
- ✓ Dispone de impresora.



SA
Servicio Técnico Oficial
iconCLAVE
en España

REF. 100365

pvp 2.994,67 €
2.852 €
+ IVA



Especificaciones

Dimensiones cámara 247 x 350 mm • Disyuntor F16A/400 V
Potencia Nominal 1750 V • Temperatura de esterilización 121/134°C
Temperatura de operación 5-40°C • Capacidad tanque agua destilada 2.5 l
Máximo de humedad relativa Máx. 80% • Ruido < 70 dB
Presión de operación 76-106 kPa

MESTRA® by iconCLAVE

Incubadoras biológicas de esporas

Sencillas y fáciles de manejar, resultan imprescindibles para realizar las pruebas necesarias que confirman el adecuado funcionamiento de los aparatos de esterilización.

Ambos tienen cuatro cámaras para poder realizar al mismo tiempo otras tantas verificaciones.

El control electrónico del modelo Élite también alerta de anomalías tales como cortes en el suministro eléctrico para evitar resultados incorrectos.



Modelo Élite
Temperatura regulable
y display digital

REF. 100370

pvp 383,99 €
300 €
+ IVA

Especificaciones

Consumo 25 W
Rango de temperatura 57.5 ± 2.5°C / 35 ± 2.5°C

80 mm
165 mm
105 mm



Imprescindible para confirmar el adecuado funcionamiento del autoclave.

Modelo Practic
Funcional y económico

REF. 100375

pvp 165,28 €
129 €
+ IVA

90 mm
75 mm
75 mm

Especificaciones

Consumo 10 W
Rango de temperatura 57.5°C

Selladora de bolsas automática

NUEVO

200 mm
240 mm
635 mm

Rodillo opcional
REF. 080436

REF. 080435

pvp 2.782,50 €
2.170 €
+ IVA

Selladora de bolsas

Bobinas no incluidas

Especificaciones

- Alto 210 mm
- Ancho 430 mm
- Fondo 335 mm
- Peso 6.5 kg
- Potencia 100 W

REF. 080433

Súper oferta
265 €
+ IVA

✓ Longitud sellado 305 mm
✓ Anchura sellado 12 mm

Bolsas para selladoras con autocierre

Nuevas bolsas 5x9 cm
¡Las más pequeñas del mercado!



Producto Sanitario Clase I
(MDR 2017/745)
Conforme a las normas
ISO 11607-1:2017
y EN 868-5:2009

Especificaciones

- Ref. 080448: 5 x 24 cm
- Ref. 080449: 7 x 26 cm
- Ref. 080450: 9 x 26 cm
- Ref. 080451: 5 x 9 cm
- Ref. 080452: 14 x 28 cm
- Ref. 080454: 19 x 36 cm
- Ref. 080456: 25 x 40 cm
- Ref. 080457: 30 x 40 cm
- Ref. 080458: 30 x 45 cm
- Ref. 080459: 5.7 x 13 cm

200 bolsas por paquete

Consultar precios

Bobinas para selladoras

Especificaciones

- Ref. 080441: 5 cm x 200 m
- Ref. 080442: 7.5 cm x 200 m
- Ref. 080443: 10 cm x 200 m
- Ref. 080444: 15 cm x 200 m
- Ref. 080445: 20 cm x 200 m
- Ref. 080446: 25 cm x 200 m
- Ref. 080447: 30 cm x 200 m

Producto Sanitario Clase I
(MDR 2017/745)
Conforme a las normas
ISO 11607-1:2017 y EN 868-5:2009

Consultar precios

Film protector

Este film adhesivo ofrece una solución práctica y efectiva para entornos dentales, proporcionando una capa de protección para instrumentos y materiales.

Cada rollo contiene 1200 adhesivos precortados de 10 x 15 cm.

Color azul.



Especificaciones

- 1.200 adhesivos
- Dimension 10 x 15 cm

REF. 080439

Oferta de lanzamiento
10 €
+ IVA

Recipientes para esterilización de fresas

Acero inoxidable
REF. 070530

pvp 53,75 €
42 €
+ IVA

Especificaciones

- Alto 35 mm
- Diámetro 70 mm
- Peso 0.12 kg

REF. 070531

pvp 10,76 €
8 €
+ IVA

Especificaciones

- Alto 80 mm
- Diámetro 90 mm
- Peso 0.12 kg

Depósito de agua destilada

Está fabricado en acero inoxidable con regulador de presión y doble válvula de seguridad.



Especificaciones

- Alto 680 mm
- Ancho con regulador de presión 255 mm
- Diámetro 225 mm
- Peso 4.7 kg
- Capacidad 18 l

REF. 080620

pvp 393,79 €
307 €
+ IVA

Destilador descalcificador

Especificaciones

- Alto 385 mm
- Ancho 250 mm
- Fondo 240 mm
- Peso 3.4 kg
- Capacidad 4 l

REF. 100210

pvp 294,84 €
230 €
+ IVA

Inox

Baños de ultrasonidos
5.8 y 2.8 litros

- ✓ Temperatura regulable
- ✓ Incluye cesta de acero inoxidable
- ✓ Fabricados en acero inoxidable
- ✓ Con válvula de desagüe



REF. 100152

pvp 579,77 €
452 €
+ IVA



REF. 100150

pvp 420,40 €
328 €
+ IVA

Baño de ultrasonidos Calipso
4 litros



FABRICADO
MESTRA
ESPANA
DISEÑADO

- ✓ Con calentamiento.
- ✓ Con válvula de desagüe.
- ✓ Incluye vaso de cristal.
- ✓ Incluye pinzas limpiafresas (ref. 070520)
- ✓ Incluye cesta de acero inoxidable.

REF. 080422

pvp 1.441,03 €
1.124 €
+ IVA

Especificaciones

Alto 220 mm • Ancho 425 mm • Fondo 270 mm
Peso 4.5 kg • Cap. cuba 4 l • Frecuencia 40 kHz

Ultrasonidos 180 ml
con luz UV



NUEVO


REF. 100162

Oferta de lanzamiento
47 €
+ IVA

Especificaciones

Alto 122 mm • Ancho 122 mm • Fondo 104 mm
Peso 2,8 kg • Cap. cuba 180 ml • Frecuencia 42 kHz
Cuba Ø 87*38 mm • Temporizador 5/10 min
Tensión 220 50/60 Hz • Potencia 28W

Baño de ultrasonidos
para limpieza de dentaduras



75 mm
85 mm
90 mm
0,18 kg

REF. 100160

Especificaciones

Alimentación 2 pilas AA

*La pila no está incluida

Consultar precios

Baño de ultrasonidos
3 l, 2.5 y 1.4 litros



NUEVO

REF. 100140

pvp 335,48 €
262 €
+ IVA

REF. 100142

pvp 218 €
170 €
+ IVA

REF. 100141

pvp 217,94 €
170 €
+ IVA

REF.	Alto	Ancho	Fondo	Peso	Capacidad
100140	204 mm	314 mm	243 mm	3,1 kg	2,5 L
100141	162 mm	225 mm	240 mm	1,9 kg	1,4 L
NUEVO 100142	234 mm	385 mm	193 mm	3,6 kg	3 L



Mezcladora de alginato

- ✓ Fácilmente transportable.
- ✓ Ergonómica.
- ✓ Dos velocidades.
- ✓ Espátula incluida.

CE Producto sanitario MDR 2017/745



Especificaciones

Alto 230 mm
Ancho 175 mm
Fondo 250 mm
Peso 3 kg

REF. 080515

pvp 517,28 €
403 €
+ IVA

Regalo de 1 taza valorada en 27,69 €
REF. 080515-02

Mezcladora automática de alginato

- ✓ Cómoda mezcla automática.
- ✓ Rápida obtención de la mezcla en pocos segundos.
- ✓ Limpieza fácil de todos los componentes.
- ✓ Mezcla máxima 80 grs.

REF. 100191

pvp 1.050,26 €
819 €
+ IVA



Regalo de un depósito estanco para alginato valorado en 93,20 €
REF. 100189

305 mm
265 mm
205 mm
17 kg



Localizador de ápices

- ✓ Calibración automática.
- ✓ Pantalla LCD con una imagen clara y precisa.
- ✓ Con colores diferentes.
- ✓ Accesorios esterilizables.
- ✓ Batería recargable.



REF. 100330

Súper oferta
291 €
+ IVA

110 mm
80 mm
138 mm
0.4 kg

Cámara intraoral (autofocus)

- ✓ Alta resolución con 2 000 000 de pixels.
- ✓ Traslado de imágenes por WI-FI.
- ✓ Incluye monitor LCD de 15 pulgadas.
- ✓ Función auto-enfoque.



REF. 100335

pvp 960,00 €
749 €
+ IVA

360 mm
150 mm
308 mm
3 kg

Lámpara de polimerización LED C

- ✓ Baterías recargables en la propia base.
- ✓ Sin cables.

CE 0197

Especificaciones

Dimensiones 263 x Ø 23 mm
Peso neto 120 gr
Alimentación 100-240 V 50/60 Hz
Salida de luz 850-1000 mW/cm²



REF. 100320

Súper oferta
190 €
+ IVA

Motor endodencia

CE 0120

Especificaciones

Alto 215 mm
Ancho 85 mm
Fondo 120 mm
Peso 0.3 kg
Velocidad 100-600 rpm
Torque 1.4 N. cm
Alimentación Pilas



REF. 100350

Súper oferta
612 €
+ IVA

Ultrasonidos de sobremesa

CE 0197

80 mm
134 mm
200 mm
0.66 kg



D3

REF. 100313

pvp 320,36 €
250 €
+ IVA

2 Funciones
Limpieza - Periodoncia
Pieza de mano tipo satelec. Desmontable y autoclavable con 5 puntas-insertos

81 mm
159 mm
188 mm
0.65 kg



D5

REF. 100316

Súper oferta
300 €
+ IVA

3 Funciones
Limpieza - Periodoncia - Endodencia
Pieza de mano tipo satelec. Desmontable y Autoclavable con 6 puntas-insertos.

230 mm
190 mm
240 mm
1.23 kg



D7


REF. 100318

Súper oferta
622 €
+ IVA

3 Funciones
Limpieza - Periodoncia - Endodencia
Depósito para líquidos o medicamentos de tratamiento. Pieza de mano tipo satelec desmontable y autoclavable a 135° con 8 puntas-insertos.

Lámpara de blanqueamiento

- ✓ Amplio espectro de iluminación (desde 420 a 472 nm)
- ✓ Elevada potencia (hasta 2000 mW/cm²)
- ✓ Fácilmente ajustable en altura y orientación.
- ✓ Su display digital informa de los tiempos, potencia, etc. del proceso de blanqueamiento.
- ✓ Incluye mando a distancia, 20 férulas bucales desechables, dos gafas de protección y un retractor labial.



Especificaciones

Alto 1120 mm
Ancho 820 mm
Fondo 280 mm
Peso 10 kg

REF. 100340

Súper oferta
490 €
+ IVA

Lámpara de blanqueamiento

- ✓ Amplio espectro de iluminación.
- ✓ 3 tipos diferentes de fuentes de luz LED: azul, rojo y rojo + azul.
- ✓ 5 luces azules desde 430 a 490 nm.
- ✓ 2 luces rojas de alta potencia 610 a 650 nm.
- ✓ Potencia de salida luz hasta 2.327 mW/cm²
- ✓ 8 luces violetas con efecto de esterilización.
- ✓ Fabricada en material metálico, de apariencia elegante y fácil de montar.
- ✓ Tiempo de blanqueo ajustable.



Especificaciones

Alto 1700 mm
Ancho 560 mm
Fondo 560 mm
Peso 19 kg

REF. 100341

pvp 886,39 €
691 €
+ IVA

Mini arenadora para uso extraoral

- ✓ Granulación del óxido de 50 a 100 micras.
- ✓ Imprescindible para la limpieza de brackets.
- ✓ Adecuación de microrretenciones y coronas.
- ✓ Ajuste de contactos interproximales.
- ✓ Operaciones de arenado de precisión.
- ✓ Arenamientos oclusares.
- ✓ Inlay-onlay.



Especificaciones

Presión de trabajo 4 a 5.5 bares
Granulación de óxido hasta 100 micras



REF. 100122

Súper oferta
130 €
+ IVA

Cortador de gutapercha


La punta tiene un diseño flexible para que se pueda cortar sin problemas. Presionando el botón de encendido, la punta se calentará inmediatamente hasta 500°C. Suelta el botón y la punta se enfriará rápidamente.

NUEVO




REF. 100349

pvp 93,15 €
90 €
+ IVA



Negatoscopios planos



Consultar precios

DIMENSIONES REF.	ÁREA DE VISIÓN	ÁREA EXTERIOR	USO	PESO
Ref. 100131 DIN A4	300 × 210 mm	360 × 240 × 20 mm	Pared y sobremesa	1.7 kg
Ref. 100132 SRA3	430 × 355 mm	510 × 495 × 50 mm	Pared y sobremesa	3.1 kg
Ref. 100134 DIN A2	580 × 400 mm	700 × 520 × 33 mm	Pared	4 kg

Mezcladora de siliconas

- ✓ Apta para el 99% de siliconas.



Especificaciones

Alto 290 mm	Ancho 170 mm	Fondo 250 + 150 mm
Peso 7.1 kg	Temp. ambiente 5-40°C	Potencia 150 W
Empuje 450 kg ± 10		

REF. 100360

pvp 1.192,17 €
930 €
+ IVA

Calentador de composite

Dispositivo para mantener calientes hasta 8 jeringuillas de composite.



REF. 080077

Súper oferta
225 €
+ IVA



Especificaciones

Alto 135 mm	Ancho 97 mm
Fondo 110 mm	Peso 0.7 kg
Temperatura 40-50-70°C	
Ø agujeros 16 mm	

Micromotor portátil inducción intramático

	100282	CAJA CONTROL
ALTO	20 mm	45 mm
ANCHO	20 mm	105 mm
FONDO	155 mm	145 mm
PESO	0.2 kg	0.4 kg
VELOCIDAD	30000 rpm	
TORQUE	250 gf·cm	
POTENCIA	30 W	



Autonomía 10 h


REF. 100282

pvp 746,86 €
583 €
+ IVA

Lupas bio-art

Ligera, práctica y con excelente visión clara y panorámica. la lupa es imprescindible para procedimientos clínicos y laboratoriales. Fabricadas con resina CR-39, mayor resistencia contra abrasión y excelente transparencia.

- ✓ Disponible con aumento de 2,5x ó 3,5x.
- ✓ Dimensiones del embalaje: (CxLxH) 25,5 x 16,5 x 3,5 cm.
- ✓ Peso: 65g.



NUEVO


OFERTA LANZAMIENTO

Aumento 2,5 x
REF. 100076

pvp 42 €
36 €
+ IVA

Aumento 3,5 x
REF. 100077

pvp 42 €
36 €
+ IVA



Gafas de seguridad

Válvula ventilación
REF. 100014

pvp 12,67 €
10 €
+ IVA

Antivaho
REF. 100011

pvp 19 €
15 €
+ IVA

Rayos UV
REF. 100013

pvp 19 €
15 €
+ IVA

Gran visión
REF. 100012

pvp 19 €
15 €
+ IVA



Protector facial

Soporte abatible
+ 10 láminas

REF. 100022

Súper oferta
12 €
+ IVA



Protector facial

Soporte + 10 láminas

REF. 100021

Súper oferta
13 €
+ IVA



Cabina de repaso Eclipse



- ✓ Diseñado y fabricado en España.
- ✓ Acoplamiento para astillera tipo jeb.
- ✓ Posición de trabajo ergonómica.
- ✓ Lámparas LED
- ✓ Fácil limpieza.

REF. 080216

pvp 484,69 €
378 €
+ IVA



Mufla

para duplicar con alginato

- ✓ Con juego reductor de tamaño, para modelos pequeños.

REF. 020206

pvp 124,08 €
97 €
+ IVA



Dimensiones interiores
100 mm
44 mm
83 mm
0.3 kg



Olla Polimerizadora neumática



Especificaciones

Presión máx. 2 bar
Temp. máx. 60°C
Capacidad 6 l

REF. 030420

pvp 384,12 €
300 €
+ IVA



Doble válvula de seguridad

Medidas interiores: Ø 220x170 mm alto

Calentador de placas de cera

- Para registros intraorales.
- ✓ Cuba y tapa de acero inoxidable.

Especificaciones

Alto 155 mm
Ancho 235 mm
Fondo 205 mm
Peso 1.7 kg
Temperatura 30-75°C
Capacidad 1l

REF. 080078

pvp 515,57 €
402 €
+ IVA



Articulador semiajustable tipo arcón + estuche

REF. 010099

Arquímedes Profesional A7 Plus

pvp 256,70 €
200 €
+ IVA

Estructura robusta hecha en aluminio, garantizando mayor estabilidad y visibilidad.

- ✓ Sistema de estabilización del movimiento de la guía condilar con conexión de silicona.
- ✓ Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta.
- ✓ Distancia intercondilar fija (110 mm).
- ✓ Regulación del ángulo de Bennet.
- ✓ Regulación de la guía condilar.
- ✓ Semiajustable/arcón.
- ✓ Guía condilar curva.
- ✓ Traba en céntrica.



MESTRA
by bioart



Articulador semiajustable tipo arcón + estuche

REF. 010103

Arquímedes Protrusal A7 Plus E

Súper oferta
285 €
+ IVA

Guías condilares exclusivas en aluminio con ajuste milimétrico.

- ✓ Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta.
- ✓ Sistema estabilizador de los movimientos.
- ✓ Distancia intercondilar fija (110 mm)
- ✓ Sistema de trabamiento bilateral.
- ✓ Regulación del ángulo de Bennet.
- ✓ Regulación de la guía condilar.
- ✓ Semiajustable/arcón.
- ✓ Guía condilar plana.



MESTRA
by bioart



Articulador semiajustable tipo arcón + estuche

4000 S


REF. 010107

pvp 307,35 €
240 €
+ IVA

- ✓ Distancia intercondilar ajustable (eje expansor)
- ✓ Reglaje del ángulo de la guía condilar.
- ✓ Reglaje del ángulo de Bennet.
- ✓ Estabilización para los movimientos de articulación (O-ring).
- ✓ Semiajustable/arcón.
- ✓ Guía condilar curva.



MESTRA
by bioart




Articulador tipo arcón

Arquímedes Junior A7 Fix

REF. 010098

pvp 143,10 €
112 €
+ IVA

- ✓ Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta.
- ✓ Sistema de estabilización magnético (embutido) para el movimiento de la guía condilar.
- ✓ Distancia intercondilar fija (110 mm).
- ✓ Ángulo de Bennet fijo en la media 15°.
- ✓ Guía condilar fija en la media 30°.
- ✓ Semiajustable/arcón.
- ✓ Guía condilar curva.



MESTRA
by bioart



Arco facial estándar

REF. 010102-50

pvp 122,08 €
95 €
+ IVA

Aparato utilizado para registrar la posición espacial de la arcada dentaria superior del paciente en relación al cráneo y transferir el registro para el articulador.

La transferencia del registro del paciente es realizada fijándose el arco facial completo en el articulador.



MESTRA
by bioart

CE Producto sanitario

Arco facial élite

REF. 010100-55

pvp 254,2 €
198 €
+ IVA

Sistema de articulación y fijación del tenedor que permite un registro más rápido. Conjunto de transferencia que elimina la necesidad del arco en el proceso de montaje de los modelos en el articulador.

Apoyo nasal con altura ajustable juntamente con el indicador infraorbital para un registro aún más preciso.

Sistema de deslizamiento suave (apertura y cerramiento) para facilitar su manejo. Aurículas anatómicas, removibles y esterilizables químicamente.



MESTRA
by bioart

CE Producto sanitario

Set Profesional Estándar

Articulador A7 PLUS
+ Arco facial estándar
+ Estuche



REF. 010102

Súper oferta
265 €
+ IVA



Set Profesional Élite

Articulador A7 PLUS
+ Arco facial élite
+ Estuche



REF. 010101

pvp 485,65 €
379 €
+ IVA



Set Protrusal Estándar

Articulador A7 PLUS-E
+ Arco facial estándar
+ Estuche



REF. 010104

Súper oferta
330 €
+ IVA



Set Protrusal Élite

Articulador A7 PLUS-E
+ Arco facial élite
+ Estuche



REF. 010106

Súper oferta
450 €
+ IVA



Set 4000 S Estándar

Articulador 4000S
+ Arco facial estándar
+ Estuche



REF. 010107S

pvp 424,11 €
331 €
+ IVA



Set 4000 S Élite

Articulador 4000S
+ Arco facial élite
+ Estuche



REF. 010107E

pvp 536,19 €
418 €
+ IVA




Compresores de pistón seco



pvp 1.710,79 €
1.334 €
+ IVA

REF. 110310

80 l/min (con secador)



CERTIFICADO por TÜV SÜD
Certificado de tipo
Nº 12202200491258001
Directiva 2014/29/UE
(recipiente a presión)


Familia de compresores integrada por dos tamaños de 80 y 160 litros/minuto a los que se les puede acoplar un secador con purga automática. Funcionamiento extremadamente silencioso (60 dB), sencillo mantenimiento (pistón seco) y excelente fiabilidad.

Se suministran con dos manómetros (presión de calderín y de servicio), manorregulador de salida y juego completo de válvulas para el purgado. La presión de servicio puede alcanzar los 8 bares.


pvp 2.531,09 €
1.974 €
+ IVA

REF. 110340

160 l/min (con secador)



REFERENCIA	110310	110340
Alto	650 mm	750 mm
Ancho	390 mm	680 mm
Largo	540 mm	480 mm
Peso	37 kg	66 kg
Potencia	750 W	1500 W
Presión	5-8 bar	5-8 bar
Capacidad calderín	30 l	50 l
Nº Cabezales	1	2



- La Ref. 110340 está también disponible con filtro HEPA (H14) Ref. 110340H
- El filtro de carbón activo Ref. 110300-53 está disponible como accesorio para todos los compresores.


NUEVO

Carrito móvil eléctrico

- ✓ Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
- ✓ Tres bandejas de 40x30 cm.
- ✓ Dos tomas de corriente.
- ✓ Cuatro ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.

REF. 100305

pvp 380,93 €
297 €
+ IVA




Carrito móvil eléctrico

- ✓ Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
- ✓ Tres bandejas de cristal.
- ✓ Dos tomas de corriente.
- ✓ Cuatro ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.

REF. 100306

Súper oferta
420 €
+ IVA




Carrito móvil eléctrico

- ✓ Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
- ✓ Tres bandejas de 29x39.6 cm.
- ✓ Tres tomas de corriente.
- ✓ Cuatro ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.
- ✓ Peso soportado por bandeja 5 kg.

REF. 100307

Súper oferta
216 €
+ IVA




Carrito móvil eléctrico

- ✓ Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
- ✓ Tres bandejas de 29x39.6 cm.
- ✓ Tres tomas de corriente.
- ✓ Un cajón.
- ✓ Cuatro ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.
- ✓ Peso soportado por bandeja 5 kg.

REF. 100308

Súper oferta
366 €
+ IVA




Mesa de trabajo



- ✓ Mesa metálica con encimera de madera.
- ✓ Silla para puesto de trabajo REF. 100300.
- ✓ Pulidora y dos bandejas.
- ✓ Lámpara LED.
- ✓ Micromotor.

Obsequio:

- ✓ Lupa de mesa.
- ✓ Fresero magnético.



REF. 100301K2

pvp 2.394,11 €
1.867 €
+ IVA



Silla para puesto de trabajo
Permite cuatro regulaciones diferentes.
Ruedas con frenado de seguridad (EN 1335-2:2009)

REF. 100300

pvp 341,15 €
266 €
+ IVA

Pulverizadora nebulizadora

Utilizando los productos apropiados se consigue desinfectar eficientemente grandes superficies en apenas unos minutos, hasta 100 m² en tan sólo 10 minutos.

Especificaciones

Alto 250 mm • Ancho 335 mm
Fondo 570 mm • Peso 2.7 kg
Potencia 1000 W • Tanque 5 l

REF. 100520

pvp 422,38 €
329 €
+ IVA



Sistema de succión extraoral

Reduce en gran medida el riesgo de contaminación cruzada entre profesionales y pacientes y protege la salud respiratoria.

Especificaciones

Alto (brazo no incluido) 755 mm
Ancho 330 mm • Fondo 320 mm
Peso (brazo incluido) 30 kg
Potencia 1000 W
Longitud de brazo 1.3 m

REF. 100347

pvp 1.322,24 €
1.118 €
+ IVA



Cabina higienizadora UV

Es conocida la eficacia de los rayos ultra violeta para eliminar los gérmenes de cualquier superficie.

Ideal para clínicas y laboratorios.

REF. 100502

pvp 238,74 €
186 €
+ IVA



Especificaciones

Dimensiones 300 x 290 x 200 mm

Peso 4.5 kg • Potencia 4 W

Cabina higienizadora UV

Es conocida la eficacia de los rayos ultra violeta para eliminar los gérmenes de cualquier superficie.

Ideal para pequeños objetos: Teléfonos móviles, llaveros, joyas, monedas, etc.

✓ Muy recomendable para uso personal

✓ Con función de secado

REF. 100500

pvp 67,34 €
53 €
+ IVA



Especificaciones

Dimensiones 120 x 296 x 195 mm

Peso 1 kg • Potencia 150 W

Cabina higienizadora UV

El interior del armario construido totalmente en acero inoxidable de fácil limpieza.

Contiene 10 niveles de bandejas en los que se pueden almacenar instrumentos.

Los elementos depositados serán sometidos a la acción de los rayos UV.

REF. 100504

pvp 306,08 €
239 €
+ IVA



Especificaciones

Dimensiones 500 x 350 x 260 mm

Peso 8 kg • Potencia 15 W

Purificador de aire (60-70 m²)

Actúa sobre el aire viciado de cualquier recinto, eliminando polvo, gérmenes y suciedad.

REF. 100514

pvp 520,33 €
406 €
+ IVA



Especificaciones

Dimensiones 570 x 370 x 365 mm

Peso 8.5 kg • Potencia 72 W

Purificador de aire (30-35 m²)

Actúa sobre el aire viciado de cualquier recinto, eliminando polvo, gérmenes y suciedad.

REF. 100512

pvp 400,34 €
312 €
+ IVA



Especificaciones

Dimensiones 536 x 360 x 206 mm

Peso 6.3 kg • Potencia 45 W

Purificador de aire (25 m²)

Actúa sobre el aire viciado de cualquier recinto, eliminando polvo, gérmenes y suciedad.

REF. 100510

pvp 228,94 €
179 €
+ IVA



Especificaciones

Dimensiones 303 x 329 x 170 mm

Peso 4 kg • Potencia 36 W

Lámparas LED



¡La más vendida!

REF. 100288

Súper oferta
90 €
+ IVA

- ✓ 84 LEDs grandes.
- ✓ Temperatura de color 6000 K
- ✓ Intensidad de luz regulable táctil.
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa.
- ✓ Brazo especialmente rígido.



NUEVO

REF. 100289

Súper oferta
90 €
+ IVA

- ✓ 90 LEDs grandes.
- ✓ Temperatura de color 6000-7000 K
- ✓ Intensidad de luz regulable táctil.
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa.



REF. 100290

Súper oferta
90 €
+ IVA

- ✓ 117 LEDs.
- ✓ Temperatura de color 5600-6000 K
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa.

Lámpara lupa



Lente de 3 dioptrías

REF. 100287

Lente de 5 dioptrías

REF. 100287-5X

- ✓ 90 LEDs blancos.
- ✓ Diámetro lupa 190 mm
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa.

Súper oferta
76 €
+ IVA


Lámparas LED



- ✓ 140 LEDs.
- ✓ Temperatura color 3000/6500 K
- ✓ 3 tipos de luz: fría, neutra y cálida.
- ✓ Intensidad de luz regulable táctil.
- ✓ Con pinza de sujeción a mesa.

REF. 100289V

pvp 150 €
108 €
+ IVA



Giro de hasta 180°



Luz fría
1 hilera

Luz neutra
2 hileras

Luz cálida
1 hilera

Accesorios para lámpara y lupa

REF. 100287 - REF. 100288

NUEVO



REF. 100288-10
Soporte con ruedas

pvp 71 €
57 €
+ IVA



REF. 100288-02
Sargento grande



REF. 100288-03
Soporte pared



REF. 100288-04
Soporte mesa atornillable



REF. 100288-07
Soporte sobremesa

DISTRIBUIDORES ACOGIDOS A ESTA PROMOCIÓN

A CORUÑA	Victoriano Regueiro, S.L. Dental Vita/Dental Vieiro Taboada, S.L.	Avenida de Finisterre 265, B bajo, C.P. 15008 Cruz de Gallastegui, 7 bajo, C.P. 15703	981 223 649 981 574 002
ALICANTE	Pastor Oliver Sergio Juan (Rotatives) Bit Dental, S.L. Start Dental, S.L.	C/Capitán Gral. Gutierrez Mellado Nº 2 esc 7-1-drcha. C.P.03005 Los C. Vientos, 13 (la Torreta) apartado 401, C.P. 03600 C/ Lieja Nº 31- 2ª, C.P. 03600	677 130 051 965 399 241 966 579 346
ASTURIAS	Prox Dental Asturias, S.L. Dental Iberica 2008, S.L.	Ctra. Gral. Oviedo Santander 128 bajo A, C.P. 33010 Polígono Industrial Las Vías, nave 29, C.P. 33199	984 035 410 985 245 928
BADAJOS	Satexden, S.L.	C/ Fernando Sánchez Sampedro, 23 loc. B1-B2, C.P. 06003	699 458 558
BALEARES	Henry Schein España, S.L.U. Mastecnic Serv. Integr. de Baleares, S.L.	Carrer de Sant Joan de la Salle, 3, C.P. 07003 Joan Fuster i Ortells, 2 bajos, C.P. 07010	900 104 444 971 762 011
BARCELONA	BNB Dental S.L. Henry Schein España S.L.U. Henry Schein España S.L.U. Dentihel, S.L. Depósito Dental Roberto del Canto, S.L. Sonisord Barcelona, S.L. Ramal Sie, S.L. Royal Sulgerinis, S.L. Proclinic, S.A. Antoni Saneulallo Suárez, S.L. Catalana Dental S.A. Ad+medical S.c.c.l.	Ávila, 51 baixos, C.P. 08005 Carrer de la diputació, 429, C.P. 08013 C/ Font Santa 46. Bajos C-D. Sant Joan Despi, C.P. 08013 Caballero, 5-7 bajos, C.P. 08014 Cartagena, 243, planta 2, puerta 6, C.P. 08025 C/ Valencia, 558, C.P. 08026 Corsega 662-664, C.P. 08026 Cuzco, 23-25 (nave azul), C.P. 08030 Paseo zona franca, 111, 4ª planta, C.P. 08038 Ntra. Sra. del port, 270 bajos, C.P. 08038 Carretera Reial, 95 local, C.P. 08960 C/ Contitació, 1Edificio B Diagonal, local 1 planta baja C.P. 08960	933 000 231 900 104 444 900 104 444 934 903 533 934 363 938 932 653 639 933 155 520 933 463 222 900 393 939 933 315 481 932 196 304 934 903 919
CÁCERES	Euro Hiperdental, S.L.	Parque empre. La Mejostilla - C/ Pitágoras, Nave 20, C.P. 10004	927 248 666
CASTELLÓN	Internacional Ventur S.A. Depodent Suministros Dentales, S.L.	Luxemburgo, 75/Pol. Ind. ciudad del transporte Apdo. 8172 C.P. 12006 Calle del camí del racó, 19, C.P. 43840	964 252 552 605 060 631
CÓRDOBA	Nexus Digital Xplora Dental, S.L. Raya Dental	Los Azahares, Avda. de Guerrita, Nº 14, planta 1, oficina 3-B C.P. 14005 Avenida Arruzafa, 24, C.P. 14012 C/ Esmeralda, 18, C.P. 14014	606 842 833 957 764 924 957 000 957
GRANADA	100 Dental, S.L. Henry Schein España S.L.U.	Corral del veleta Nº5, bloque 2, local 3, C.P. 18008 Avenida de Pùlianas, 18, C.P. 18012	958 940 111 900 104 444
JAÉN	Moltodent Suministros Médicos, S.L. Suministros Mundo-Dental, S.L.	Andújar, 4 bajo, C.P. 23008 Numancia, 19, C.P. 23700	953 275 257 953 657 110
LAS PALMAS	Logident canarias, S.L. Henry Schein España S.L.U. Denpro Stros. Canarias Dental y Protésicos, S.L. Canadent Dental Company, S.L.	C/ Perez del toro, 52 - bajo, C.P. 35004 C/ Calz. Lateral del norte, 30, C.P. 35014 Diego de Herrera, 10, C.P. 35210 Avda. Pintor Felo Monzón, 49, C.P. 35019	928 290 470 900 104 444 928 685 477 928 587 917

MADRID	Asp Dent, S.L. Tiendental Productos Dentales, S.L. Schutz Dental España, S.A. Dental Madrid, S.A. Dental Everest, S.L. Reddental, S.L. Henry Schein España, S.L.U. Dentared Odontology Services, S.L. Dentalclin, S.L. Inrodent, S.L. Dental Total, S.L. MLS, Mediolog Sanitaria, S.L. Comiber Dental, S.L.	Paseo de los Olmos, 8, C.P. 28005 C/ Ferraz Nº 42, C.P. 28008 Bravo Murillo, 359 portal 1-10, C.P. 28020 Avda. de la Democracia, 7-2 Pt. Nav 203, C.P. 28031 C/ de Hormigueras, 175 nave 2 Pl. Vallecas, C.P. 28031 Julian Camarillo, 23-3 A, C.P. 28037 Avda. de la Albufera, 153-7º D, C.P. 28038 C/ Torres Quevedo, 13, C.P. 28108 C/ Petunia, 9 (local), C.P. 28670 La venta Nº 2 - P.E. Neinor Henares Edf. 5-Nav 4, C.P. 28880 C/ Santo Domingo, 56 local, C.P. 28917 Avda. de las Nieves, 4, C.P. 28935 Puerto Somosierra, 37 nave 24 P.L. Las nieves manzana 16 C.P.28935	915 178 075 918 138 181 915 719 580 915 324 909 917 570 047 913 274 800 913 606 008 915 335 229 917 589 296 918 307 278 916 101 601 915 096 500 916 169 221
MÁLAGA	ML tienda del protesico, S.L.	C/ Franz Liszt, 11 oficina 128, C.P. 29590	627 589 218
MURCIA	Biomed Sureste, S.L. Equipadent S.Coop.	Avda. Principal, Edf. Quipar Bajo K, P.L Oeste, C.P. 30169 Avda. San Ginés , 78, C.P. 30169	968 271 500 633 516 364
NAVARRA	Garzón Prod. y Serv. dentales, S.L.	C/ Jaime Velasco, 7, C.P. 31230	941 262 048
PONTEVEDRA	Polydent, S.L. Paradentum, S.L.	Rua Pintor Urbano Lugris, 1 bajo 1, C.P. 36003 Gran via, 161 bajo, C.P. 36210	986 865 777 986 483 025
SALAMANCA	Estevez Dental, S.L.	Ronda de Ancti Spiritus, 9 bajo, C.P. 37001	923 229 043
SEVILLA	Ortobrack, S.L.U. Dentalmarket, S.L. Henry Schein España, S.L.U. Identico Distribuciones Dentales, S.L.	Manuel Casana, 13, C.P. 41005 Maimonides Nº5 local, C.P. 41009 C/ León XIII, 20-22, C.P. 41009 Avda. Garcia Morato, 9 Edificio Gilares nave 3, C.P. 41011	954 636 699 954 441 477 900 104 444 954 341 049
TENERIFE	Fixdental Canarias, S.L.U. Malidente, S.L.U. Concept Dent, S.L.	Calle El Santo Nº 12 Tejina-La Laguna, C.P. 38260 Polígono industrial San Jerónimo, nave 12 apartado, 85 C.P. 38300 C/ Molinos de Gofio, 24, Pol.San Jerónimo, local 12, C.P.38312	922 079 666 922 331 333 922 340 492
VALENCIA	Surgicalmed, S.L. Dep Dental Dental, S.L. Henry Schein España, S.L.U. Apelton Dental Company, S.L. Depósito Dental Miv, S.L. Alarcón Cediel Dental, S.L. Depósito Dental Sierra, S.L. Internal Ecomm, S.L. (Dentalcost) Arnau Dental, S.L.	C/ del Embajador Vich, 3- 2-i, C.P. 46002 Plaza Vicente Iborra, 6 bajo dcha, C.P. 46003 C/ de Guillem de Castro, 104, C.P. 46003 C/ Mauro Guillem, 6 bajo, C.P. 46010 Maestro Asensi, Nº 5 bajo, C.P. 46018 Avenida Valladolid, 6 local 5, C.P. 46020 Calle la Safor, 9, C.P. 46131 Paseo Rosa de los vientos, 59 bajo - Local 3, C.P. 46730 Polígono Virgen de la salud. Calle Les Moreres 48 A C.P. 46950	675 060 077 963 911 597 900 104 444 963 697 847 963 920 795 963 891 572 960 061 729 964 680 399 963 834 462
VIZCAYA	Anton, S.L. Suministros Dentales Adenta Aitor Zabaleta Gonzalez La casa del dentista 2022, S.L.	Polígono industrial Sangroniz-Iberre kalea, 3 módulo 6 C.P. 48150 C/ Landabuxeta, 4 - 2º Dcha., C.P. 48180 Polígono industrial Irubide, 3 bajo, C.P. 48960	944 530 622 635 742 109 616 420 223



Txorierrri Etorbidea, 60. 48150 Sondika (España)
+34 944 530 388 | info@mestra.es | www.mestra.es

Oferta válida salvo error tipográfico o fin de existencias. El fabricante se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.



Sistema de Gestión
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 1100018003