



# ULTRASONIDOS

Ref. 100162





### Especificaciones:

Alto 122 mm • Ancho 122 mm • Fondo 104 mm  
Peso 395 g • Cuba Ø 87\*38 mm • Capacidad 180 ml  
Frecuencia 42 kHz • Temporizador 5/10 min  
Tensión 220 50/60 Hz • Potencia 28 W

Como ventaja añadida, las reducidas dimensiones del aparato permiten usarlo y almacenarlo en cualquier rincón. Incluso en una pequeña maleta cuando se va de viaje.

Como elemento adicional, el limpiador cuenta con un práctico temporizador, con segundero digital de cuenta atrás.

Aparato especialmente diseñado para la limpieza de retenedores, alineadores, cepillos de dientes, protectores bucales, cuabetas de blanqueamiento, prótesis dentales, etc. También puede ser empleado como un limpiador de artículos de joyería.

Su potencia de 28 W. asegura una eficiente limpieza en apenas unos minutos. La lámpara UV-LED ubicada en la tapa, sirve para desinfectar los elementos introducidos en la cuba al mismo tiempo que se limpian.



**MESTRA**

Talleres Mestraitua SL  
(+34) 944 530 388  
info@mestra.es - www.mestra.es  
48150 SONDIKA (Spain)

