



TITAN vaporetas

Ref. 100202 - Ref. 100203 - Ref. 100204



TITAN Vaporetas

Uso Profesional

TITAN 8 (ref. 100202) es la primera opción. El agua destilada se carga directamente en la caldera.

TITAN AUTOFILL (ref. 100203) Cuenta también con una bomba que permite succionar el agua destilada desde una garrafa externa.

- ✓ Fabricadas en acero inoxidable con componentes de alta calidad.
- ✓ Presostato digital.
- ✓ Indicador de llenado y falta de agua.
- ✓ Cable de conexión con diferencial incorporado.
- ✓ Grifo de desagüe con bloqueo de seguridad.

Especificaciones: 100202 y 100203

Alto 36 cm • Ancho 27 cm • Fondo 42 cm

Potencia 2200 W • Tensión 220 V, 50/60 Hz

Presión 8 bar • Peso 12,5 kg • Caldera 3 L



Ref. 100202



Ref. 100203



TITAN Vaporetas

Uso Profesional

TITAN PLUS (ref. 100204) además, cuenta con un depósito extra para el agua destilada. Se puede cargar agua sin necesidad de apagar la máquina ni esperar a que descienda la presión en el interior de la caldera. Simplemente abra el tapón del depósito auxiliar y vierta más agua en el momento que lo necesite.

Más seguro y sin interrupciones.

Especificaciones: 100204

Alto 38 cm • Ancho 37 cm • Fondo 45 cm

Potencia 2600 W • Tensión 220 V, 50/60 Hz

Presión 4 - 8 bar • Peso 18 kg • Caldera 3 L

Depósito auxiliar 2 L



Ref. 100204

Datos adicionales sobre las tres referencias: 100202, 100203, 100204

Se suministran con los siguientes accesorios:

- ✓ Cable de alimentación con protección incorporada.
- ✓ Boquilla fina y boquilla larga de recambio.
- ✓ Tapón de seguridad de repuesto y 2 juntas.
- ✓ Embudo y vaso medidor (300 ml).
- ✓ Mangueras necesarias para conexión entrada/salida del agua.
- ✓ Con desagüe para limpieza de la cuba con ácido cítrico (leer instrucciones).



Ácido cítrico

Ref. 100210-01

Ref. 100202

- ✓ Llenado manual.

Ref. 100203

- ✓ Llenado manual.
- ✓ Autollenado sin enfriamiento previo (**garrafa externa**).

Ref. 100204

- ✓ Llenado manual.
- ✓ Autollenado sin enfriamiento previo (**tanque integrado**).
- ✓ Conexión directa a red.



En **MESTRA** estamos especializados en la fabricación y distribución de maquinaria y aparatología dental, somos una empresa española con sede en Bizkaia, actualmente exportamos a clientes de más de cincuenta países en los cinco continentes y contamos con más de mil referencias en nuestro catálogo.

Hemos mantenido una línea de expansión constante desde nuestra fundación en 1945, gracias a nuestras mejores cualidades: la alta calidad de nuestros productos que han merecido la certificación ISO 9001:2015 por TÜV Rheinland, una cercana y atenta relación con nuestros clientes, y una constante innovación técnica en el diseño de nuestros productos.

Nuestra filosofía de diseño se basa en tres pilares fundamentales: las necesidades de nuestros clientes, la observación de las técnicas empleadas en laboratorio dental y nuestros más de 77 años de experiencia aportando soluciones creativas y contemporáneas a los problemas cotidianos de los profesionales del sector.

¿Deseas realizar una visita virtual a nuestro centro de formación y exposición?

¡Contáctanos y te lo enseñamos!



Talleres Mestraitua SL
(+34) 944 530 388
info@mestra.es - www.mestra.es
48150 SONDIKA (Spain)



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 1100018003