

OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 1 de febrero al 30 de abril 2025

IDS 2025 Del 25 al 29 de marzo



Autoclave icanCLAVE 3F




icanCLAVE 3F es un autoclave superrápido, especial para la esterilización de instrumental sin envolver, que mejora enormemente la tasa de rotación del instrumental quirúrgico y la comodidad de pequeñas operaciones como odontología.

- ✓ Puerto de impresora.
- ✓ Puerto USB
- ✓ Memoria interna.
- ✓ Puerto de impresora de etiquetas de código de barras.
- ✓ Maleta para transportar.



Especificaciones

Voltaje, Frecuencia: 220/110V, 50/60Hz • Volumen cámara: Aprox. 3L
Potencia: 2300 W • Número de bandejas: 1 • Material bandejas: Aluminio
Tamaño bandejas: 178 x 285 mm
Dimensión de la cámara: 192(W) x 45(H) x 285(D)



Servicio Técnico Oficial
icanCLAVE
en España

REF. 100367

OFERTA DE LANZAMIENTO
1.995 €
+ IVA

NORMATIVAS

- ✓ 97/23/EEC Directiva de Equipos a Presión.
- ✓ Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios (MDR).
- ✓ EN 13060 Esterilizadores de vapor de agua pequeños.
- ✓ EN 61326, EN 61000 Compatibilidad electromagnética.
- ✓ EN 61010-1, UL 61010-1 Requisitos de seguridad.
- ✓ EN 61010-2-040, IEC 61010-2-040 Requisitos específicos para esterilizadores de vapor usados para tratamientos de materiales médicos.
- ✓ EN 13485:2012/AC:2012
- ✓ ISO 13485:2003

Servicio Técnico Oficial ICANCLAVE en España.



Autoclave de sobremesa 18-D clase B (18 litros)




- ✓ Componentes internos de alta calidad.
- ✓ Válvulas ODE, bomba de vacío ULUAK y bomba de agua ULKA.
- ✓ Ultra silencioso (70 dB)
- ✓ Sistema de vacío triple fraccionado con un generador independiente de vapor, que garantiza ciclos de esterilización rápidos y seguros.
- ✓ Sistema de control de alta precisión para esterilización perfecta (EN13060).
- ✓ Autodiagnóstico con códigos de error.
- ✓ Completamente automático con ciclos de esterilización preprogramados.
- ✓ Cámara y puerta en acero inoxidable, con acabado de electropulido.
- ✓ Tanque de agua tipo abierto que permite un fácil llenado y limpieza.
- ✓ Dispone de impresora.



Servicio Técnico Oficial
icanCLAVE
en España

REF. 100365

pvp 2.994,67 €
2.852 €
+ IVA



Especificaciones

Dimensiones cámara 247 x 350 mm
Potencia Nominal 1750 V
Temperatura de operación 5-40°C
Máximo de humedad relativa Máx. 80 %
Presión de operación 76-106 kPa
Ruido < 70 dB
Disyuntor F16A/400 V
Temperatura de esterilización 121/134°C
Capacidad tanque agua destilada 2.5 l

Aspiración Sirocco S



Incorpora dos etapas de filtrado; un filtro HEPA (recogedor de partículas de alta eficiencia) circular y otro filtro HEPA interior. La unidad cuenta además con un sistema de detección de micromotor externo y con ajuste de potencia en siete niveles diferentes.

Junto a la caja de repaso forma un tándem extremadamente útil y fiable, permitiendo pequeñas operaciones de pulido y repaso.

- ✓ Potente motor de inducción.
- ✓ Intuitivo teclado de tipo táctil.
- ✓ Facilidad de uso y cambio de filtro.
- ✓ Amplia pantalla y acceso al interior.
- ✓ Extraordinariamente silencioso.
- ✓ LED interior para una iluminación perfecta.
- ✓ Gran ergonomía de trabajo.



Sirocco S + caja de repaso

REF. 080534AC

pvp 896,00 €
699 €
+ IVA

Especificaciones

Dimensiones cámara 365 x 290 x 290 mm
Peso 5.5 kg • Potencia 350 W • Ruido 55 dB

Incubadoras biológicas de esporas

Sencillas y fáciles de manejar, resultan imprescindibles para realizarlas pruebas necesarias que confirman el adecuado funcionamiento de los aparatos de esterilización.

Ambos tienen cuatro cámaras para poder realizar al mismo tiempo otras tantas verificaciones.

Imprescindibles para confirmar el adecuado funcionamiento del autoclave.



Modelo Élite
Temperatura regulable y display digital

REF. 100370

pvp 383,99 €
300 €
+ IVA

Especificaciones

Dimensión 80 x 105 x 165 mm
Consumo 25 W
Rango de temperatura 57.5 ± 2.5°C / 35 ± 2.5°C



Modelo Practic
Funcional y económico

REF. 100375

pvp 165,28 €
129 €
+ IVA

Especificaciones

Dimensión 90 x 75 x 75 mm
Consumo 10 W
Rango de temperatura 57.5°C



Termoconformadora por presión PlastPress

La termoconformadora de presión positiva más compacta del mercado.

Mayor fidelidad de copia y menor ruido en comparación con las máquinas de vacío.

Admite placas redondas y cuadradas de hasta 6 mm de espesor.

Debe conectarse directamente a un compresor (entre 3 y 8 bar).



Láminas \square de 125 a 131 mm
Láminas \circ 120 a 134 mm

NUEVO

REF. 080544

pvp 1.205,78 €
941 €
+ IVA

Especificaciones

Alto 270 mm
Ancho 235 mm
Fondo 265 mm
Peso 7.5 kg
Potencia 450 W

Termoconformadora de vacío

Máquina de termoconformado para láminas cuadradas y redondas.

Láminas \square de 125 a 134 mm
Láminas \circ 125 a 134 mm
(disponible adaptador para \circ 120, no incluido)



REF. 080542

pvp 834,25 €
651 €
+ IVA

Especificaciones

Alto 310 mm
Ancho 275 mm
Fondo 260 mm
Peso 4.6 kg
Potencia 925W

NOVEDAD

Láminas de termoconformado

Doble embalaje (interior-exterior).
Para todo tipo de usos.

CE Producto sanitario



Láminas de termoconformado



NUEVO

CE Producto sanitario

Láminas de termoconformado estándar cuadradas y redondas. Fabricadas en plásticos de alta calidad con certificados CE como producto sanitario.

No aparece hollín o humos en el calentamiento. La ausencia de material reciclado evita que se desgarren al someterlas a vacío.

Comercializadas en envase metalizado con cierre al vacío.

Desde **4 €**
+ IVA

REFERENCIA	DUREZA	APARIENCIA	Tam. 128 x 128 mm espesor	CANT.	PVP
080563	Duras	Transparente	0.5 mm	25 u.	11€
080564	Duras	Transparente	0.75 mm	25 u.	14,56€
080565	Duras	Transparente	1.0 mm	25 u.	14,56€
080566	Duras	Transparente	1.5 mm	25 u.	18,30€
080567	Duras	Transparente	2.0 mm	25 u.	27€
080568	Blandas	Translúcida	0.5 mm	25 u.	25€
080569	Blandas	Translúcida	1.0 mm	12 u.	6,98€
080570	Blandas	Translúcida	1.5 mm	12 u.	9,27€
080571	Blandas	Translúcida	2.0 mm	12 u.	13,97€
080572	Blandas	Translúcida	3.0 mm	12 u.	17,45€

REF.	TIPO	DUREZA	APARIENCIA	Tam. 126x126 mm espesor	CANT.	PRECIO OFERTA
080574	Cristal	Duras	Transparente	0.3 mm	10	4€
080575	Cristal	Duras	Transparente	0.75 mm	5	4€
080576	Cristal	Duras	Transparente	1.0 mm	5	4€
080577	Cristal	Duras	Transparente	1.5 mm	5	6€
080578	Cristal	Duras	Transparente	2.0 mm	5	8€
080579	Lechosa	Duras	Translúcida	0.6 mm	10	4€

REF.	TIPO	DUREZA	APARIENCIA	Tam. 131x131 mm espesor	CANT.	PRECIO OFERTA
080580	Soft	Blandas	Translúcida	1.0 mm	10	7€
080581	Soft	Blandas	Translúcida	1.5 mm	10	10€
080582	Soft	Blandas	Translúcida	2.0 mm	10	12€
080583	Soft	Blandas	Translúcida	3.0 mm	5	9€
080584	Soft	Blandas	Translúcida	4.0 mm	5	13€

REF.	TIPO	DUREZA	APARIENCIA	Tam. 0125 mm espesor	CANT.	PRECIO OFERTA
080574R	Cristal	Duras	Transparente	0.3 mm	10	4€
080575R	Cristal	Duras	Transparente	0.75 mm	5	4€
080576R	Cristal	Duras	Transparente	1.0 mm	5	5€
080577R	Cristal	Duras	Transparente	1.5 mm	5	7€
080579R	Lechosa	Duras	Translúcida	0.6 mm	10	5€
080580R	Soft	Blandas	Translúcida	1.0 mm	10	5€
080581R	Soft	Blandas	Translúcida	1.5 mm	10	9€
080582R	Soft	Blandas	Translúcida	2.0 mm	10	9€
080583R	Soft	Blandas	Translúcida	3.0 mm	5	6€
080584R	Soft	Blandas	Translúcida	4.0 mm	5	11€

Termoconformadora por presión



La fuerte presurización permite un moldeo preciso, independientemente del recorte del modelo, así como diversos grosores (0,5 a 4.0 mm) y se pueden usar láminas cuadradas y redondas (127, 125 y 120 mm).

Especificaciones

Alto 545 mm	Ancho 410 mm
Fondo 260 mm	Peso 15 kg
Potencia 450 W	Presión 4-6 bar

REF. 080543

pvp 3.104,52 €
2.422 €
+ IVA

Horno de secado para láminas de termoconformado



Un ventilador hace circular el aire caliente para un secado uniforme y eficiente:

- ✓ Extrae la humedad y mantiene secas las láminas de termoconformado para evitar la formación de poros.
- ✓ Secado de instrumental, de modelos de escayola, etc.
- ✓ Seis bandejas de acero inox.
- ✓ Carcasa de acero inoxidable.
- ✓ Temporizador de 24 horas.

REF. 080118

pvp 343,28 €
268 €
+ IVA

Especificaciones

Alto 310 mm	Ancho 340 mm	Fondo 450 mm
Peso 8.3 kg	Consumo 550-650 W	Temperatura 35-75 °C

OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 1 de febrero al 30 de abril 2025

IDS 2025 Del 25 al 29 de marzo



MESTRA

Selladora de bolsas automática



Selladora de bolsas



Bolsas para selladoras con autocierre

Nuevas bolsas 5x9 cm
¡Las más pequeñas del mercado!



Producto Sanitario Clase I
(MDR 2017/745)
Conforme a las normas
ISO 11607-1:2017
y EN 868-5:2009

NUEVO


Especificaciones

Ref. 080448: 5 x 24 cm	Ref. 080449: 7 x 26 cm
Ref. 080450: 9 x 26 cm	Ref. 080451: 5 x 9 cm
Ref. 080452: 14 x 28 cm	Ref. 080454: 19 x 36 cm
Ref. 080456: 25 x 40 cm	Ref. 080457: 30 x 40 cm
Ref. 080458: 30 x 45 cm	Ref. 080459: 5.7 x 13 cm

200 bolsas por paquete

CONSULTAR PRECIOS

Bobinas para selladoras



Film protector

Este film adhesivo ofrece una solución práctica y efectiva para entornos dentales, proporcionando una capa de protección para instrumentos y materiales.

Cada rollo contiene 1200 adhesivos precortados de 10 x 15 cm.
Color azul.



Especificaciones

1.200 adhesivos
Dimension 10 x 15 cm

REF. 080439

OFERTA DE LANZAMIENTO
10 €
+ IVA

Recipientes para esterilización de fresas



Depósito de agua destilada

Está fabricado en acero inoxidable con regulador de presión y doble válvula de seguridad.

Especificaciones

Alto 680 mm
Ancho con regulador de presión 255 mm
Diámetro 225 mm
Peso 4.7 kg
Capacidad 18 l



REF. 080620

pvp 393,79 €
307 €
+ IVA



Destilador descalcificador

Especificaciones

Alto 385 mm
Ancho 250 mm
Fondo 240 mm
Peso 3.4 kg
Capacidad 4 l



REF. 100210

pvp 294,84 €
230 €
+ IVA

OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 1 de febrero al 30 de abril 2025

IDS 2025 Del 25 al 29 de marzo



Baños de ultrasonidos 2.8, 3.4 y 5.8 litros

- ✓ Temperatura regulable.
- ✓ Incluye cesta de acero inoxidable.
- ✓ Fabricados en acero inoxidable.
- ✓ Con válvula de desagüe.



5.8 L

REF. 100152

pvp 579,77 €
452 €
+ IVA

Medidas interiores:
Alto 155 mm
Ancho 298 mm
Fondo 152 mm

365 x 165 x 290 mm
(ancho x fondo x alto)



3.4 L

REF. 100151

pvp 540 €
421 €
+ IVA

Medidas interiores:
Alto 100 mm
Ancho 298 mm
Fondo 152 mm

300 x 165 x 245 mm
(ancho x fondo x alto)



2.8 L

REF. 100150

pvp 420,40 €
328 €
+ IVA

Medidas interiores:
Alto 100 mm
Ancho 238 mm
Fondo 140 mm

Baño de ultrasonidos 4 litros Calypso



- ✓ Con calentamiento.
- ✓ Con válvula de desagüe.
- ✓ Incluye vaso de cristal.
- ✓ Incluye pinzas limpiafresas (ref. 070520)
- ✓ Incluye cesta de acero inoxidable.

Especificaciones

Alto 220 mm	Fondo 270 mm
Ancho 425 mm	Cap. cuba 4 l
Peso 4.5 kg	Frecuencia 40 kHz

REF. 080422

pvp 1.441,03 €
1.124 €
+ IVA

Ultrasonidos 180 ml con luz UV




REF. 100162

OFERTA DE LANZAMIENTO
47 €
+ IVA

Especificaciones

Alto 122 mm • Ancho 122 mm • Fondo 104 mm
Peso 2,8 kg • Cap. cuba 180 ml • Frecuencia 42 kHz
Cuba Ø 87*38 mm • Temporizador 5/10 min
Tensión 220 50/60 Hz • Potencia 28W

Baño de ultrasonidos para limpieza de dentaduras



Especificaciones

Alimentación 2 pilas AA

*La pila no está incluida

REF. 100160

CONSULTAR PRECIOS

Baño de ultrasonidos 3 l, 2.5 y 1.4 litros



REF. 100142

pvp 218 €
170 €
+ IVA

REF. 100140

pvp 335,48 €
262 €
+ IVA



REF. 100141

pvp 217,94 €
170 €
+ IVA

REF.	Alto	Ancho	Fondo	Peso	Capacidad
100140	204 mm	314 mm	243 mm	3,1 kg	2,5 L
100141	162 mm	225 mm	240 mm	1,9 kg	1,4 L
100142	234 mm	385 mm	193 mm	3,6 kg	3 L



Mezcladora de alginato

- ✓ Fácilmente transportable.
- ✓ Ergonómica.
- ✓ Dos velocidades.
- ✓ Espátula incluida.

CE Producto sanitario MDR 2017/745



Especificaciones

Alto 230 mm
Ancho 175 mm
Fondo 250 mm
Peso 3 kg

REF. 080515

pvp 517,28 €
403 €
+ IVA


Regalo de 1 taza valorada en 27,69 €
Ref. 080515-02

Mezcladora automática de alginato

- ✓ Cómoda mezcla automática.
- ✓ Rápida obtención de la mezcla en pocos segundos.
- ✓ Limpieza fácil de todos los componentes.
- ✓ Mezcla máxima 80 grs.



Regalo de un depósito estanco para alginato valorado en 93,20 €
Ref. 100189



REF. 100191

pvp 1.050,26 €
819 €
+ IVA

Localizador de ápices

- ✓ Calibración automática.
- ✓ Pantalla LCD con una imagen clara y precisa.
- ✓ Con colores diferentes.
- ✓ Accesorios esterilizables.
- ✓ Batería recargable.



REF. 100330

SÚPER OFERTA
291 €
+ IVA




Cámara intraoral (autofocus)

- ✓ Alta resolución con 2 000 000 de pixels.
- ✓ Traslado de imágenes por WI-FI.
- ✓ Incluye monitor LCD de 15 pulgadas.
- ✓ Función auto-enfoque.



REF. 100335

pvp 960,00 €
749 €
+ IVA



Lámpara de polimerización LED C

- ✓ Baterías recargables en la propia base.
- ✓ Sin cables.

CE 0197

Especificaciones

Dimensiones 263 x Ø 23 mm
Peso neto 120 gr
Alimentación 100-240 V 50/60 Hz
Salida de luz 850-1000 mW/cm ²



REF. 100320

SÚPER OFERTA
190 €
+ IVA

Motor endodencia

CE 0120

Especificaciones

Alto 215 mm
Ancho 85 mm
Fondo 120 mm
Peso 0.3 kg
Velocidad 100-600 rpm
Torque 1.4 N. cm
Alimentación Pilas



REF. 100350

SÚPER OFERTA
612 €
+ IVA

Ultrasonidos de sobremesa

CE 0197



D3

REF. 100313

pvp 320,36 €
250 €
+ IVA

2 Funciones
Limpieza - Periodoncia
Pieza de mano tipo satelec.
Desmontable y autoclavable
con 5 puntas-insertos



D5

REF. 100316

SÚPER OFERTA
300 €
+ IVA

3 Funciones
Limpieza - Periodoncia - Endodoncia
Pieza de mano tipo satelec.
Desmontable y Autoclavable
con 6 puntas-insertos.



D7

REF. 100318

SÚPER OFERTA
622 €
+ IVA

3 Funciones
Limpieza - Periodoncia - Endodoncia
Depósito para líquidos o medicamentos de tratamiento. Pieza de mano tipo satelec desmontable y autoclavable a 135° con 8 puntas-insertos.

OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 1 de febrero al 30 de abril 2025

IDS 2025 Del 25 al 29 de marzo



Lámpara de blanqueamiento


- ✓ Amplio espectro de iluminación (desde 420 a 472 nm)
- ✓ Elevada potencia (hasta 2000 mW/cm²)
- ✓ Fácilmente ajustable en altura y orientación.
- ✓ Su display digital informa de los tiempos, potencia, etc. del proceso de blanqueamiento.
- ✓ Incluye mando a distancia, 20 férulas bucales desechables, dos gafas de protección y un retractor labial.

Especificaciones

Alto 1120 mm
Ancho 820 mm
Fondo 280 mm
Peso 10 kg

REF. 100340

SÚPER OFERTA
490 €
+ IVA



Lámpara de blanqueamiento

- ✓ Amplio espectro de iluminación.
- ✓ 3 tipos diferentes de fuentes de luz LED: azul, rojo y rojo + azul.
- ✓ 5 luces azules desde 430 a 490 nm.
- ✓ 2 luces rojas de alta potencia 610 a 650 nm.
- ✓ Potencia de salida luz hasta 2.327 mW/cm²
- ✓ 8 luces violetas con efecto de esterilización.
- ✓ Fabricada en material metálico, de apariencia elegante y fácil de montar.
- ✓ Tiempo de blanqueo ajustable.

Especificaciones

Alto 1700 mm
Ancho 560 mm
Fondo 560 mm
Peso 19 kg

REF. 100341

pvp 886,39 €
691 €
+ IVA




Mini arenadora para uso extraoral

- ✓ Granulación del óxido de 50 a 100 micras.
- ✓ Imprescindible para la limpieza de brackets.
- ✓ Adecuación de microrretenciones y coronas.
- ✓ Ajuste de contactos interproximales.
- ✓ Operaciones de arenado de precisión.
- ✓ Arenamientos oclusares.
- ✓ Inlay-onlay.

Especificaciones

Presión de trabajo 4 a 5.5 bares
Granulación de óxido hasta 100 micras



REF. 100122

SÚPER OFERTA
130 €
+ IVA




Cortador de gutapercha

La punta tiene un diseño flexible para que se pueda cortar sin problemas. Presionando el botón de encendido, la punta se calentará inmediatamente hasta 500°C. Suelte el botón y la punta se enfriará rápidamente.


NUEVO

REF. 100349

pvp 93,15 €
90 €
+ IVA



Negatoscopios planos



CONSULTAR PRECIOS

DIMENSIONES REF.	ÁREA DE VISIÓN	ÁREA EXTERIOR	USO	PESO
Ref. 100131 DIN A4	300 × 210 mm	360 × 240 × 20 mm	Pared y sobremesa	1.7 kg
Ref. 100132 SRA3	430 × 355 mm	510 × 495 × 50 mm	Pared y sobremesa	3.1 kg
Ref. 100134 DIN A2	580 × 400 mm	700 × 520 × 33 mm	Pared	4 kg

Mezcladora de siliconas

- ✓ Apta para el 99% de siliconas.



Especificaciones

Alto 290 mm	Empuje 450 kg ± 10
Ancho 170 mm	Potencia 150 W
Fondo 250 + 150 mm	Temp. ambiente 5-40°C
Peso 7.1 kg	Alimentación 240V-50Hz

REF. 100360

pvp 1.192,17 €
930 €
+ IVA

Calentador de composite

Dispositivo para mantener calientes hasta 8 jeringuillas de composite.

Especificaciones

Alto 135 mm	Ancho 97 mm
Fondo 110 mm	Peso 0.7 kg
Temperatura 40-50-70°C	Ø agujeros 16 mm



REF. 080077

SÚPER OFERTA
225 €
+ IVA

Micromotor portátil inducción intramático

CAJA CONTROL

Alto 45 mm	Ancho 105 mm
Fondo 145 mm	Peso 0,4 kg

REF. 100282

Alto 20 mm	Ancho 20 mm	Fondo 155 mm
Peso 0,2 kg	Potencia 30W	Torque 250 gf-cm
Velocidad 30000 rpm		



Autonomía 10 h

REF. 100282

pvp 746,86 €
583 €
+ IVA

OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 1 de febrero al 30 de abril 2025


IDS 2025 Del 25 al 29 de marzo



Lupas intelligent solutions

Ligera, práctica y con excelente visión clara y panorámica. La lupa es imprescindible para procedimientos clínicos y laboratoriales. Fabricadas con resina CR-39, mayor resistencia contra abrasión y excelente transparencia.

- ✓ Disponible con aumento de 2,5x ó 3,5x.
- ✓ Dimensiones del embalaje: (CxLxH) 25,5 x 16,5 x 3,5 cm.
- ✓ Peso: 65g.



NUEVO


OFERTA LANZAMIENTO

Aumento 2,5 x
REF. 100076

pvp 42 €
36 €
+ IVA

Aumento 3,5 x
REF. 100077

pvp 42 €
36 €
+ IVA



Gafas de seguridad

Válvula ventilación
REF. 100014

pvp 12,67 €
10 €
+ IVA



Antivaho
REF. 100011

pvp 19 €
15 €
+ IVA

Rayos UV
REF. 100013

pvp 19 €
15 €
+ IVA

Gran visión
REF. 100012

pvp 19 €
15 €
+ IVA

Protector facial

Soporte abatible
+ 10 láminas



REF. 100022

SÚPER OFERTA
12 €
+ IVA

Protector facial

Soporte + 10 láminas



REF. 100021

SÚPER OFERTA
13 €
+ IVA

Cabina de repaso Eclipse



- ✓ Diseño y fabricado en España.
- ✓ Acoplamiento para astillera tipo jeb.
- ✓ Posición de trabajo ergonómica.
- ✓ Lámparas LED
- ✓ Fácil limpieza.

REF. 080216

pvp 484,69 €
378 €
+ IVA

275 x 300 x 360 | 2,8 kg

Mufla para duplicar con alginato



- ✓ Con juego reductor de tamaño, para modelos pequeños.



REF. 020206

pvp 124,08 €
97 €
+ IVA

Vibrador redondo Ø120 mm



- ✓ Fabricado en aluminio anodizado y pintado en blanco sobre ventosas adherentes.
- ✓ Rebaje de 30 mm para introducir la cubeta.
- ✓ Lleva potenciómetro, conmutador de regulación escalonada de vibraciones de - + y piloto luminoso de marcha.

REF. 080030

pvp 355,38 €
277 €
+ IVA

Especificaciones

Alto 100 mm
Superficies Ø 120 mm
Peso 2.5 kg

Olla Polimerizadora neumática



Inox



Especificaciones

Presión máx. 2 bar
Temp. máx. 60°C
Capacidad 6 l

REF. 030420

pvp 384,12 €
300 €
+ IVA

235 mm
420 mm
245 mm
Medidas interiores: Ø 220x170 mm alto

Doble válvula de seguridad

Calentador de placas de cera

Para registros intraorales.

- ✓ Caba y tapa de acero inoxidable.

Especificaciones

Alto 155 mm
Ancho 235 mm
Fondo 205 mm
Peso 1.7 kg
Temperatura 30-75°C
Capacidad 1l



REF. 080078

pvp 515,57 €
402 €
+ IVA

OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 1 de febrero al 30 de abril 2025

IDS 2025 Del 25 al 29 de marzo



Carrito

- ✓ Fabricado en acero inoxidable.
- ✓ Bandeja extraíble (495 x 345 mm)



NUEVO

REF. 100451

SÚPER OFERTA
145 €
+ IVA

885-1340 mm
550 mm
495 mm

Inox



Carrito

- ✓ Fabricado en acero inoxidable.
- ✓ Bandeja extraíble (495 x 345 mm)



NUEVO

REF. 100452

SÚPER OFERTA
145 €
+ IVA


785-1220 mm
550 mm
495 mm

Inox



Carro para escáner

NUEVO



875 mm
465 mm (bandeja)
550 mm (ruedas)
600 mm



REF. 100450

pvp 487 €
380 €
+ IVA

Carrito móvil eléctrico

- ✓ Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
- ✓ Tres bandejas.
- ✓ Dos tomas de corriente.
- ✓ Cuatro ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.

760 mm
290 mm
400 mm

REF. 100305

pvp 380,93 €
297 €
+ IVA



Carrito móvil eléctrico

- ✓ Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
- ✓ Tres bandejas.
- ✓ Tres tomas de corriente.
- ✓ Cuatro ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.
- ✓ Peso soportado por bandeja 5 kg.



760 mm
300 mm
460 mm

REF. 100307

SÚPER OFERTA
216 €
+ IVA



Carrito móvil eléctrico

- ✓ Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
- ✓ Tres bandejas.
- ✓ Tres tomas de corriente.
- ✓ Un cajón.
- ✓ Cuatro ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.
- ✓ Peso soportado por bandeja 5 kg.



765 mm
340 mm
400 mm

REF. 100308

SÚPER OFERTA
366 €
+ IVA



Carrito móvil eléctrico

- ✓ Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
- ✓ Tres bandejas de cristal.
- ✓ Dos tomas de corriente.
- ✓ Cuatro ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.

740 mm
360 mm
460 mm

REF. 100306

SÚPER OFERTA
420 €
+ IVA



Mesa de trabajo

- ✓ Mesa metálica con encimera de madera.
- ✓ Silla para puesto de trabajo Ref. 100300
- ✓ Pulidora y dos bandejas.
- ✓ Lámpara LED.
- ✓ Micromotor.

REF. 100301K2

pvp 2.394,11 €
1.867 €
+ IVA

- Obsequio:
- ✓ Lupa de mesa.
 - ✓ Fresero magnético.

REF. 100300

pvp 341,15 €
266 €
+ IVA

Silla para puesto de trabajo

Cuatro regulaciones diferentes.
Ruedas con frenado de seguridad (EN 1335-2:2009)



Pulverizadora nebulizadora

Utilizando los productos apropiados se consigue desinfectar eficientemente grandes superficies en apenas unos minutos, hasta 100 m² en tan sólo 10 minutos.



Especificaciones

Dimension 250 x 335 x 570 mm
Peso 2.7 kg
Potencia 1000 W
Tanque 5 l

REF. 100520

pvp 422,38 €
329 €
+ IVA

Sistema de succión extraoral

Reduce en gran medida el riesgo de contaminación cruzada entre profesionales y pacientes y protege la salud respiratoria.



Especificaciones

Alto (brazo no incluido) 755 mm
Ancho 330 mm
Fondo 320 mm
Peso (brazo incluido) 30 kg
Potencia 1000 W
Longitud de brazo 1.3 m

REF. 100347

pvp 1.322,24 €
1.118 €
+ IVA

Cabina higienizadora UV

Es conocida la eficacia de los rayos ultra violeta para eliminar los gérmenes de cualquier superficie.

Ideal para clínicas y laboratorios.



Especificaciones

Dimension 300 x 290 x 200 mm
Peso 4.5 kg
Potencia 4 W

REF. 100502

pvp 238,74 €
186 €
+ IVA

Cabina higienizadora UV

Es conocida la eficacia de los rayos ultra violeta para eliminar los gérmenes de cualquier superficie.

Ideal para pequeños objetos: Teléfonos móviles, llaveros, joyas, monedas, etc.

- ✓ Muy recomendable para uso personal
- ✓ Con función de secado



Especificaciones

Dimension 120 x 296 x 195 mm
Peso 1 kg
Potencia 150 W

REF. 100500

pvp 67,34 €
53 €
+ IVA

Cabina higienizadora UV

El interior del armario construido totalmente en acero inoxidable de fácil limpieza.

Contiene 10 niveles de bandejas en los que se pueden almacenar instrumentos.

Los elementos depositados serán sometidos a la acción de los rayos UV.



Especificaciones

Dimension 500 x 350 x 260 mm
Peso 8 kg
Potencia 15 W

REF. 100504

pvp 306,08 €
239 €
+ IVA

Purificador de aire (60-70 m²)

Actúa sobre el aire viciado de cualquier recinto, eliminando polvo, gérmenes y suciedad.



Especificaciones

Dimension 570 x 370 x 265 mm
Peso 8.5 kg
Potencia 72 W

REF. 100514

pvp 520,33 €
406 €
+ IVA

Purificador de aire (30-35 m²)

Actúa sobre el aire viciado de cualquier recinto, eliminando polvo, gérmenes y suciedad.



Especificaciones

Dimension 536 x 360 x 206 mm
Peso 6.3 kg
Potencia 45 W

REF. 100512

pvp 400,34 €
312 €
+ IVA

Purificador de aire (25 m²)

Actúa sobre el aire viciado de cualquier recinto, eliminando polvo, gérmenes y suciedad.



Especificaciones

Dimension 303 x 329 x 170 mm
Peso 4 kg
Potencia 36 W

REF. 100510

pvp 228,94 €
179 €
+ IVA

Articulador semiajustable tipo arcón + estuche Arquímedes Profesional A7 Plus

REF. 010099


pvp 256,70 €
200 €
+ IVA

Estructura robusta hecha en aluminio, garantizando mayor estabilidad y visibilidad.

- ✓ Sistema de estabilización del movimiento de la guía condilar con conexión de silicona.
- ✓ Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta.
- ✓ Distancia intercondilar fija (110 mm).
- ✓ Regulación del ángulo de Bennet.
- ✓ Regulación de la guía condilar.
- ✓ Semiajustable/arcón.
- ✓ Guía condilar curva.
- ✓ Traba en céntrica.



MESTRA
by bioart



Articulador semiajustable tipo arcón + estuche Arquímedes Protrusal A7 Plus E

REF. 010103

SÚPER OFERTA
285 €
+ IVA

Guías condilares exclusivas en aluminio con ajuste milimétrico.

- ✓ Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta.
- ✓ Sistema estabilizador de los movimientos.
- ✓ Distancia intercondilar fija (110 mm)
- ✓ Sistema de trabamieto bilateral.
- ✓ Regulación del ángulo de Bennet.
- ✓ Regulación de la guía condilar.
- ✓ Semiajustable/arcón.
- ✓ Guía condilar plana.



MESTRA
by bioart



Articulador semiajustable tipo arcón + estuche 4000 S


REF. 010107

pvp 307,35 €
240 €
+ IVA

- ✓ Distancia intercondilar ajustable (eje expansor)
- ✓ Reglaje del ángulo de la guía condilar.
- ✓ Reglaje del ángulo de Bennet.
- ✓ Estabilización para los movimientos de articulación (O-ring).
- ✓ Semiajustable/arcón.
- ✓ Guía condilar curva.



MESTRA
by bioart



Articulador tipo arcón Arquímedes Junior A7 Fix

REF. 010098

pvp 143,10 €
112 €
+ IVA

- ✓ Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta.
- ✓ Sistema de estabilización magnético (embutido) para el movimiento de la guía condilar.
- ✓ Distancia intercondilar fija (110 mm).
- ✓ Ángulo de Bennet fijo en la media 15°.
- ✓ Guía condilar fija en la media 30°.
- ✓ Semiajustable/arcón.
- ✓ Guía condilar curva.



MESTRA
by bioart



Arco facial estándar

REF. 010102-50

pvp 122,08 €
95 €
+ IVA

Aparato utilizado para registrar la posición espacial de la arcada dentaria superior del paciente en relación al cráneo y transferir el registro para el articulador.

La transferencia del registro del paciente es realizada fijándose el arco facial completo en el articulador.



MESTRA
by bioart

CE Producto sanitario

Arco facial élite

REF. 010100-55

pvp 254,2 €
198 €
+ IVA

Sistema de articulación y fijación del tenedor que permite un registro más rápido. Conjunto de transferencia que elimina la necesidad del arco en el proceso de montaje de los modelos en el articulador.

Apoyo nasal con altura ajustable juntamente con el indicador infraorbital para un registro aún más preciso.

Sistema de deslizamiento suave (apertura y cerramiento) para facilitar su manejo.

Aurículas anatómicas, removibles y esterilizables químicamente.



MESTRA
by bioart

CE Producto sanitario

Set Profesional Estándar

- ✓ Articulador A7 PLUS
- ✓ Arco facial estándar
- ✓ Estuche

REF. 010102

SÚPER OFERTA
265 €
+ IVA



MESTRA
by bbart

Set Profesional Élite

- ✓ Articulador A7 PLUS
- ✓ Arco facial élite
- ✓ Estuche

REF. 010101

pvp 485,65 €
379 €
+ IVA



MESTRA
by bbart

Set Protrusal Estándar

- ✓ Articulador A7 PLUS-E
- ✓ Arco facial estándar
- ✓ Estuche

REF. 010104

SÚPER OFERTA
330 €
+ IVA



MESTRA
by bbart

Set Protrusal Élite

- ✓ Articulador A7 PLUS-E
- ✓ Arco facial élite
- ✓ Estuche

REF. 010106

SÚPER OFERTA
450 €
+ IVA



MESTRA
by bbart

Set 4000 S Estándar

- ✓ Articulador 4000S
- ✓ Arco facial estándar
- ✓ Estuche

REF. 010107S

pvp 424,11 €
331 €
+ IVA



MESTRA
by bbart

Set 4000 S Élite

- ✓ Articulador 4000S
- ✓ Arco facial élite
- ✓ Estuche

REF. 010107E

pvp 536,19 €
418 €
+ IVA




MESTRA
by bbart

Compresores de pistón seco

Familia de compresores integrada por dos tamaños de 80 y 160 litros/minuto a los que se les puede acoplar un secador con purga automática. Funcionamiento extremadamente silencioso (60 dB), sencillo mantenimiento (pistón seco) y excelente fiabilidad.

Se suministran con dos manómetros (presión de calderín y de servicio), manorregulador de salida y juego completo de válvulas para el purgado. La presión de servicio puede alcanzar los 8 bares.



REF. 110340
160 l/min
(con secador)

pvp 2.531,09 €
1.974 €
+ IVA




REF. 110310
80 l/min
(con secador)

pvp 1.710,79 €
1.334 €
+ IVA



CERTIFICADO por TÜV SÜD
Certificado de tipo
Nº 12202200491258001
Directiva 2014/29/UE
(recipiente a presión)




1. La Ref. 110340 está también disponible con filtro HEPA (H14) Ref. 110340H
2. El filtro de carbón activo Ref. 110300-53 está disponible como accesorio para todos los compresores.



REFERENCIA	110310	110340
Alto	650 mm	750 mm
Ancho	390 mm	680 mm
Largo	540 mm	480 mm
Peso	37 kg	66 kg
Potencia	750 W	1500 W
Presión	5-8 bar	5-8 bar
Capacidad calderín	30 l	50 l
Nº Cabezales	1	2

Lámparas LED

¡La más vendida!



- ✓ 84 LEDs grandes.
- ✓ Temperatura de color 6000 K
- ✓ Intensidad de luz regulable táctil.
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa.
- ✓ Brazo especialmente rígido.

REF. 100288

SÚPER OFERTA
90 €
+ IVA




NUEVO

- ✓ 90 LEDs grandes.
- ✓ Temperatura de color 6000-7000 K
- ✓ Intensidad de luz regulable táctil.
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa.

REF. 100289

SÚPER OFERTA
90 €
+ IVA



- ✓ 117 LEDs.
- ✓ Temperatura de color 5600-6000 K
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa.

REF. 100290

SÚPER OFERTA
90 €
+ IVA



Lámpara lupa

- ✓ 90 LEDs blancos.
- ✓ Diámetro lupa 190 mm
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa.

Lente de 3 dioptrías

REF. 100287

Lente de 5 dioptrías

REF. 100287-5x

SÚPER OFERTA
76 €
+ IVA




NUEVO


- ✓ 140 LEDs.
- ✓ Temperatura color 3000/6500 K
- ✓ 3 tipos de luz: fría, neutra y cálida.
- ✓ Intensidad de luz regulable táctil.
- ✓ Con pinza de sujeción a mesa.

REF. 100289V

pvp 150 €
108 €
+ IVA



Giro de hasta 180°



Luz fría
1 hilera

Luz neutra
2 hileras



Luz cálida
1 hilera

Accesorios para lámpara y lupa

REF. 100287 - REF. 100288



NUEVO

REF. 100288-10

Soporte con ruedas

pvp 71 €
57 €
+ IVA



REF. 100288-02

Sargento grande



REF. 100288-03

Soporte pared



REF. 100288-04

Soporte mesa atornillable

25 cm



REF. 100288-07

Soporte sobremesa



MESTRA

Talleres Mestraitua SL
(+34) 944 530 388
info@mestra.es - www.mestra.es
48150 SONDIKA (Spain)

Oferta válida salvo error tipográfico o fin de existencias. El fabricante se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.



Sistema de Gestión
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 1100018003