



# Electrovibradores

Ref. 080010 - 080020 - 080025 - 080030



# ELECTROVIBRADORES



Los electrovibradores **MESTRA** son fiables, duraderos, seguros y no precisan mantenimiento. Su construcción es sólida y robusta.

- ✓ Placa de trabajo construida en caucho sintético, fácilmente extraíble y lavable.
- ✓ Disponen de interruptor y piloto de paro y marcha.
- ✓ Potenciometro regulador de vibraciones sin escalonamientos.
- ✓ Van soportados sobre ventosas adherentes y antipatinamiento.

## ELECTROVIBRADOR GRANDE

Ref. 080010

Para laboratorios de prótesis que precisen un gran rendimiento en la técnica de vibración de escayolas y revestimientos.

La superficie de trabajo 380 mm x 270 mm y su construcción sobre 6 amortiguadores permite vibrar grandes cargas.

### Especificaciones:

Alto 130 mm

Ancho 390 mm

Fondo 300 mm

Peso 13,2 kg

Tensión 230 V - 50-60 Hz

Consumo 275 W

Superficie de trabajo 370 x 275 mm



# ELECTROVIBRADOR CUADRADO

Ref. 080020

El más versátil y vendido.

- ✓ Superficie de trabajo 220 x 220 mm.
- ✓ Permite vibrar simultáneamente hasta 9 cilindros 3x a la vez.

## Especificaciones:

Alto 105 mm

Ancho 235 mm

Fondo 235 mm

Peso 6,3 kg

Tensión 230 V - 50-60 Hz

Consumo 250 W

Superficie de trabajo 220 x 220 mm



# ELECTROVIBRADOR RECTANGULAR

Ref. 080025

De características similares al Electro Vibrador Cuadrado, a excepción de sus dimensiones: 220 x 160 mm.

## Especificaciones:

Alto 105 mm

Ancho 235 mm

Fondo 170 mm

Peso 6,2 kg

Tensión 230 V - 50-60 Hz

Consumo 250 W

Superficie de trabajo 220 x 160 mm



# ELECTROVIBRADOR REDONDO

Ref. 080030

Su alto poder vibratorio le hace especialmente válido en la técnica de vaciado de cubetas en clínica y laboratorio. Superficie de trabajo 120 mm.  $\varnothing$  permite vibrar simultáneamente 4 cilindros 1x ó 1 cilindro 9x.

## Especificaciones:

Alto 100 mm

Ancho 152 mm

Fondo 152 mm

Peso 2,5 kg

Tensión 230 V - 50-60 Hz

Consumo 140 W

Superficie de trabajo 120 mm





En **MESTRA** estamos especializados en la fabricación y distribución de maquinaria y aparatología dental, somos una empresa española con sede en Bizkaia, actualmente exportamos a clientes de más de cincuenta países en los cinco continentes y contamos con más de mil referencias en nuestro catálogo.

Hemos mantenido una línea de expansión constante desde nuestra fundación en 1945, gracias a nuestras mejores cualidades: la alta calidad de nuestros productos que han merecido la certificación ISO 9001:2015 por TÜV Rheinland, una cercana y atenta relación con nuestros clientes, y una constante innovación técnica en el diseño de nuestros productos.

Nuestra filosofía de diseño se basa en tres pilares fundamentales: las necesidades de nuestros clientes, la observación de las técnicas empleadas en laboratorio dental y nuestros más de 77 años de experiencia aportando soluciones creativas y contemporáneas a los problemas cotidianos de los profesionales del sector.

**¿Deseas realizar una visita virtual a nuestro centro de formación y exposición?**

**¡Contáctanos y te lo enseñamos!**



**Talleres Mestraitua SL**  
(+34) 944 530 388  
info@mestra.es - www.mestra.es  
48150 SONDIKA (Spain)

