



Vibrateurs électrique

Réf. 080010 - 080020 - 080025 - 080030



VIBRATEUR ELECTRIQUE



Les vibreurs MESTRA sont réputés pour leur fiabilité, leur longévité et leur sécurité. Ils n'ont pas besoin d'entretien. Leur construction est solide et robuste.

- ✓ La plaque de travail est fabriquée en caoutchouc synthétique. Facile à extraire et à nettoyer.
- ✓ Ils disposent d'un interrupteur témoin lumineux marche-arrêt.
- ✓ Un potentiomètre permet un réglage progressif et sans à-coups de la vibration.
- ✓ Quatre pieds ventouses assurent un support stable anti patinage.

VIBRATEUR ELECTRIQUE GRAND

Ref. 080010

Pour laboratoires à grands besoins dans la vibration de plâtres et revêtements.

La surface de travail 270 x 380 mm et sa construction sur 6 amortisseurs permettent la vibration de charges lourdes.

Caracteristiques:

Hauteur 130 mm

Largeur 390 mm

Profondeur 300 mm

Poids 13,2 kg

Alimentation 230 V - 50-60 Hz

Puissance 275 W

Surface de travail 370 x 275 mm



VIBRATEUR ELECTRIQUE CARRE

Ref. 080020

Le plus versatile et le plus vendu.

- ✓ Surface de travail 220 x 220 mm.
- ✓ Il permet la vibration de 9 cylindres 3 x en même temps.

Caracteristiques:

Hauteur 105 mm
Largeur 235 mm
Fondo 235 mm
Profondeur 6,3 kg
Alimentation 230 V - 50-60 Hz
Puissance 250 W
Surfate de travail 220 x 220 mm



VIBRATEUR ELECTRIQUE RECTANGULAIRE

Ref. 080025

De caractéristiques semblables au vibreur électrique carré excepté ses dimensions : 220 x 160 mm.

Caracteristiques:

Hauteur 105 mm
Largeur 235 mm
Profondeur 170 mm
Poids 6,2 kg
Alimentation 230 V - 50-60 Hz
Puissance 250 W
Surfate de travail 220 x 160 mm



VIBRATEUR ELECTRIQUE ROND

Ref. 080030

Sa grande capacité de vibration font de ce vibreur l'outil idéal pour la coulée des empreintes en cabinet ou en laboratoire dentaire. Surface de travail 120mm ø. Il peut vibrer simultanément 4 cylindres 1x ou 1 cylindre 9x.

Caracteristiques:

Hauteur 100 mm
Largeur 152 mm
Profondeur 152 mm
Poids 2,5 kg
Alimentation 230 V - 50-60 Hz
Puissance 140 W
Surfate de travail





MESTRA est une entreprise basée dans le pays basque espagnol spécialisée dans la fabrication et la distribution de machines et d'appareils dentaires. Nous exportons actuellement vers des clients dans plus de cinquante pays sur cinq continents et nous avons plus de mille références dans notre catalogue.

Nous avons maintenu une ligne d'expansion constante depuis notre fondation en 1945. Forte du suivi et de la qualité de nos produits, l'entreprise est certifiée ISO 9001:2015 par le TÜV Rheinland. Nous entretenons une relation étroite et attentive avec nos clients et nous nous caractérisons par une innovation technique constante dans la conception de nos produits.

Notre philosophie de conception repose sur trois piliers fondamentaux: les besoins de nos clients, l'observation des techniques utilisées dans les laboratoires dentaires et nos 77 années d'expérience dans l'apport de solutions créatives et contemporaines aux problèmes quotidiens des professionnels du secteur.

**Vous souhaitez faire une
visite virtuelle de notre
centre de formation et
d'exposition?**

**Contactez-nous et nous
vous montrerons!**



Talleres Mestraitua SL
(+34) 944 530 388
info@mestra.es - www.mestra.es
48150 SONDIKA (Spain)

