



Laveuse-polymérisseuse M9-M18-EXTREME

Réf. 080407 - 080405 - 080063



Laveuse-polymériseuse M9-M18-EXTREME

Il ne fait aucun doute que la famille de polymériseurs dentaires **MESTRA** est l'une des plus complètes du marché:

Deux modèles d'une capacité de 9 et 18 mouffes (**Magic 9 et Magic 18**), et un modèle qui fait aussi laveuse pour le désencrage des mouffes (**Poli extreme LP-E2**). Cette large gamme couvre confortablement tous les besoins au sein d'un laboratoire dentaire.

Cependant, ne parler que de polyvalence serait un euphémisme. Il faudrait également mentionner la robustesse et la fiabilité des machines, le haut niveau de qualité des produits ; et leur châssis entièrement en acier inoxydable de la plus haute qualité qui, en plus de la durabilité, de l'absence de rouille et de la facilité de nettoyage, confère à ces machines leur style et leur esthétique caractéristiques.

Et comme si ce n'était pas suffisant, nous avons encore plus d'arguments pour que vous choisissiez l'un de nos produits. Nous vous invitons à poursuivre la lecture.

	Magic 9 080405	Magic 18 080407	Extreme 080063
Tension	230 V - 50-60 Hz.	230 V - 50-60 Hz.	230 V - 50-60 Hz.
Puissance	1750 W	3000 W	2200 + 400 W
Dimensions	Hauteur 470 mm (avec vanne) Largeur 270 mm (avec pognée) Profondeur 480 mm	Hauteur 510 mm (avec vanne) Largeur 420 mm (avec pognée) Profondeur 500 mm	Hauteur 450 mm (avec vanne) Largeur 405 mm (sans pognée) Profondeur 635 mm
Mesures intérieures	Hauteur 335 mm Largeur 180 mm Profondeur 350 mm	Hauteur 350 mm Largeur 320 mm Profondeur 400 mm	Hauteur 350 mm Largeur 320 mm Profondeur 400 mm
Poids	15 kg	20 kg	34 kg



Réf. 080063



Réf. 080407

Réf. 080405

Simplicité



L'une des caractéristiques de la marque **MESTRA** est la simplicité. Nous avons toujours pour objectif d'obtenir des produits qui remplissent plus que leur fonction, et qui sont en même temps agréables à manipuler au quotidien.

Notre famille de polymériseurs ne pouvait pas faire exception. Au fil des années, n'importe lequel de nos polymériseurs finira par devenir votre plus fidèle compagnon.

Vous verrez à quel point il est facile d'accomplir n'importe quel travail avec un produit conçu spécifiquement pour vous faciliter la vie.

Précision



Une polymérisation optimale et, par conséquent, un produit final de qualité et durable, ne peut être atteint que par un contrôle précis des temps de travail et des températures. Notre gamme de polymériseurs offre une flexibilité de programmation complète pour s'adapter aux exigences de n'importe quelle résine du marché.

Mais cela ne doit pas compliquer l'opération: nos ingénieurs ont conçu un moyen simple et efficace de programmer nos machines grâce à un écran synoptique intuitif. Un coup d'oeil rapide suffit pour visualiser tous les paramètres du cycle. En quelques minutes, n'importe quel utilisateur pourra utiliser ces machines.

Capacité



Tous les polymériseurs utilisent de l'eau et de l'électricité dans leurs cycles. Nous savons également que ces deux ressources, en plus d'être rares, doivent être utilisées de manière ajustée et rationnelle pour prendre soin de l'environnement et de l'économie.

Notre famille de polymériseurs a trois tailles et trois puissances différentes pour répondre à tous les besoins : du petit laboratoire aux structures dentaires beaucoup plus grandes.

Le choix du produit le plus adapté est la base d'une utilisation rationnelle des ressources. Évidemment, c'est le produit qui s'adapte à vos besoins et jamais l'inverse.

Le lavage



Le produit phare de cette famille est sans aucun doute notre **Laveuse-polymériseuse Poli Extreme LP-E2**. Une machine qui, en plus de servir de polymériseur classique, intègre une puissante rampe de lavage qui permet de nettoyer les moufles. Comme le reste de la famille, il a également la même simplicité d'utilisation et de programmation.

La seule différence est la rampe de lavage. Cette machine offre une productivité optimale, élevant le niveau de production. Également disponible pour cette machine, un support-armoire pratique en acier inoxydable avec des étagères internes qui permettent de déposer des moufles à brides ou tout autre matériel.

La qualité



Les produits **MESTRA** ont des critères de fabrication communs à notre marque qui en font des articles de très haute qualité et fiabilité. Pour cette raison -et malgré leur polyvalence-, les composants utilisés dans notre famille de polymériseurs (Moteur, contrôle, résistances, vannes, etc.), ont été choisis dans la gamme supérieure industrielle.

Cela garantit une longue durée de vie, à condition que les opérations de maintenance recommandées soient effectuées.

Cette qualité des composants se retrouve dans chaque détail: l'esthétique du panneau synoptique, l'ajustement de toutes les pièces, le toucher des digits... Les normes de qualité rigoureuses que **MESTRA** applique à tous ses produits sont respectées.

Avec les polymériseurs **MESTRA**, la réalisation des tâches professionnelles est entièrement garantie pendant de nombreuses années.



MESTRA est une entreprise basée dans le pays basque espagnol spécialisée dans la fabrication et la distribution de machines et d'appareils dentaires. Nous exportons actuellement vers des clients dans plus de cinquante pays sur cinq continents et nous avons plus de mille références dans notre catalogue.

Nous avons maintenu une ligne d'expansion constante depuis notre fondation en 1945. Forte du suivi et de la qualité de nos produits, l'entreprise est certifiée ISO 9001:2015 par le TÜV Rheinland. Nous entretenons une relation étroite et attentive avec nos clients et nous nous caractérisons par une innovation technique constante dans la conception de nos produits.

Notre philosophie de conception repose sur trois piliers fondamentaux: les besoins de nos clients, l'observation des techniques utilisées dans les laboratoires dentaires et nos 77 années d'expérience dans l'apport de solutions créatives et contemporaines aux problèmes quotidiens des professionnels du secteur.

**Vous souhaitez faire une
visite virtuelle de notre
centre de formation et
d'exposition?**

**Contactez-nous et nous
vous montrerons!**



MESTRA

Talleres Mestraitua SL
(+34) 944 530 388
info@mestra.es - www.mestra.es
48150 SONDIKA (Spain)



Système de
management
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 1100018003