



# Caja de trabajo ORIÓN

Ref. 080214



# CAJA DE TRABAJO ORIÓN

Ref. 080214

Repaso, pulido, microarenado... Son unos pocos ejemplos de trabajos cotidianos en entorno dental, que producen una significativa cantidad de polvo y suciedad. Si se desea realizar estas labores de una manera profesional y eficiente resulta imprescindible contar con la herramienta adecuada. La caja de trabajo Orión ha sido diseñada para cubrir esta necesidad.

Los más de 70 años de experiencia de **MESTRA** en la fabricación de máquinas especializadas para profesionales del sector dental son nuestra mejor carta de presentación. Utilidad, belleza, sencillez, diseño, elegancia, eficiencia y a un precio muy atractivo para todos los laboratorios, son cualidades que definen a **Orión**. En los próximos puntos se lo mostramos con mayor detalle.

## Especificaciones:

Alto 300 mm

Ancho 360 mm

Fondo 330 mm

Peso 3,33 kg

Tensión 230 V, 50/60 Hz

## Practicidad

Pocas veces se ha construido un producto dirigido a profesionales del sector Dental con dimensiones tan acertadas como las de la caja de trabajo **Orión**.

Su tamaño es lo suficientemente reducido como para adaptarse a cualquier rincón y lo suficientemente amplio como para poder trabajar sin estrecheces. Practicidad en el menor espacio es la mejor definición que podemos darle.



## Ergonomía

La posición de trabajo se ha estudiado minuciosamente para conseguir un producto cómodo y funcional para el profesional que trabaja con la ayuda de un micromotor.

La generosa ventana de visión, la iluminación LED multipunto que elimina sombras a la vez que ofrece una tonalidad cromática similar a la luz solar, la útil astillera que permite descansar las manos durante las labores de pulido, el soporte para micromotor... La caja de trabajo **Orión** se adapta sin problemas a las necesidades de los profesionales dentales.



## Eficiencia

---

Mención aparte merece su sistema de recogida de polvo. La boca de aspiración está situada en un lugar estratégico en el que no estorba.

La boca se conecta a una aspiración externa por la parte trasera mediante una toma orientable. Además, unos cajones desmontables recogen el polvo que pudiera caer a través de los reposamanos. Hablamos de un ingenioso sistema que mantiene limpio el interior de la cámara haciendo más agradable el trabajo.



## Calidad

---

Como en todos los productos **MESTRA**, hemos cuidado que el acabado y los materiales de fabricación sean de la máxima calidad. Al trabajar con la caja de trabajo **Orión** se puede sentir y constatar su calidad: el tacto y textura de los materiales, la precisión de los encajes, el cuidado de los detalles que apenas se perciben a simple visto...

Todos estos aspectos son los que diferencian a un producto simplemente correcto de otro excelente. La duración, fiabilidad y satisfacción de trabajo es la recompensa que ofrecen nuestros productos.



## Belleza

---

A veces las cosas pequeñas nos sorprenden por su belleza. A veces las cosas pequeñas nos seducen más que las cosas grandes. Un buen ejemplo es la caja de trabajo **Orión**. Sus líneas suaves y definidas generan un efecto visual atractivo. Nuestros diseñadores pusieron el acento en una figura que no desentonase en casi ningún entorno de trabajo Dental.

En conclusión, un diseño que ha sabido conjugar estética y funcionalidad haciendo agradables los trabajos cotidianos del profesional.





En **MESTRA** estamos especializados en la fabricación y distribución de maquinaria y aparatología dental, somos una empresa española con sede en Bizkaia, actualmente exportamos a clientes de más de cincuenta países en los cinco continentes y contamos con más de mil referencias en nuestro catálogo.

Hemos mantenido una línea de expansión constante desde nuestra fundación en 1945, gracias a nuestras mejores cualidades: la alta calidad de nuestros productos que han merecido la certificación ISO 9001:2015 por TÜV Rheinland, una cercana y atenta relación con nuestros clientes, y una constante innovación técnica en el diseño de nuestros productos.

Nuestra filosofía de diseño se basa en tres pilares fundamentales: las necesidades de nuestros clientes, la observación de las técnicas empleadas en laboratorio dental y nuestros más de 77 años de experiencia aportando soluciones creativas y contemporáneas a los problemas cotidianos de los profesionales del sector.

**¿Deseas realizar una visita virtual a nuestro centro de formación y exposición?**

**¡Contáctanos y te lo enseñamos!**



Talleres Mestraitua SL  
(+34) 944 530 388  
info@mestra.es - www.mestra.es  
48150 SONDIKA (Spain)

