



Caja de trabajo ECLIPSE

Ref. 080216



Después de presentar con éxito las chorreadoras **Eclipse** y la caja de trabajo Orión, algunos de nuestros clientes sugirieron que para completar la extensa familia de arenado de **MESTRA**, todavía quedaba por desarrollar un interesante producto: si bien la gama Eclipse cubre labores de microchorreado y Orión las de repaso, los trabajos de chorreado con una pistola independiente no quedaban adecuadamente solucionados.

Vista la necesidad, nuestros ingenieros se apresuraron en diseñar esta interesante cámara que se encuentra a caballo entre los dos productos anteriores. Como fruto de su esfuerzo, le presentamos la cabina de repaso cerrada **Eclipse**. Su concepto mezcla utilidad, eficacia, robustez, economía y sencillez. Después del nacimiento de Eclipse, ahora sí que podemos afirmar con rotundidad y certeza que la familia de arenado de **MESTRA** cubre el 100 por ciento de las necesidades de cualquier profesional del sector dental, algo que muy pocos fabricantes pueden afirmar.

La cabina de repaso cerrada **Eclipse**, combinada con el minimódulo de microchorreado **Ref. 100122**, es perfecta para eliminar el cemento de los brackets, generar microrretenciones en superficies y operaciones de arenado en general.

Especificaciones:

Dimensiones 275 mm x 360 mm x 330 mm

Peso 2,8 kg • Tensión 230 V, 50/60 Hz

Iluminación LED

Practicidad

Pocas veces se ha construido un producto dirigido a profesionales del sector dental con dimensiones tan acertadas como las de la cabina de trabajo **Eclipse**.

Su tamaño es lo suficientemente reducido como para adaptarse a cualquier rincón y lo suficientemente amplio como para poder trabajar sin estrecheces. Su peso permite un fácil movimiento, pero mantiene la estabilidad encima de la mesa. Practicidad en el menor espacio es la mejor definición que podemos darle.



Ergonomía

La posición de trabajo se ha estudiado minuciosamente para conseguir un producto cómodo y funcional. La generosa ventana de visión, la iluminación LED multipunto que elimina sombras a la vez que ofrece una tonalidad cromática similar a la luz solar... Trabajar con **Eclipse** no le resultará pesado o fatigoso. Todo lo contrario: la cabina de trabajo **Eclipse** se adapta sin problemas a las necesidades de los profesionales dentales.



Eficiencia

Su diseño compacto y cerrado impide la salida de polvo. Todos los orificios se han reducido a su mínima expresión. Incluso el diseño de los manguitos de acceso a la cámara minimiza las fugas al tiempo que resultan cómodos en el día a día. La boca de aspiración -situada en el lugar en que menos estorba- se conecta a una aspiración externa por la parte trasera mediante una toma orientable. Además, una bandeja de atractivo diseño separa el polvo y mantiene limpio el interior de la cámara haciendo más agradable el trabajo.



Calidad

Como con cualquier otro producto **MESTRA**, al trabajar con la cabina de repaso **Eclipse** se puede sentir y constatar la calidad: el tacto y textura de los materiales, la precisión de los encajes, el cuidado de los detalles que apenas se perciben a simple vista... todos estos aspectos son los que diferencian a un producto simplemente correcto de otro excelente.

La duración, fiabilidad y satisfacción en el trabajo es la recompensa que ofrecen nuestros productos. Todo ello complementado por el excelente servicio postventa que ofrecemos a nuestros clientes. Con **MESTRA** jamás se sentirá desatendido.



Ahorro y diseño

Cuando se habla de ahorro, no sólo debemos contemplar el precio de adquisición de un producto. También se tiene que tener en cuenta el de mantenimiento y sobre todo la reducción de tiempos.

Comprobará que con la cabina de repaso **Eclipse**, tanto trabajo como limpieza se simplifican significativamente, lo que se traduce en un considerable ahorro de tiempo y por lo tanto de dinero. Los productos **MESTRA** se diseñan siempre atendiendo a esta filosofía. Si a esto añadimos su reducido coste de adquisición, probablemente **Eclipse** sea la mejor opción de cabina de repaso presente hoy en día en el mercado.





En **MESTRA** estamos especializados en la fabricación y distribución de maquinaria y aparatología dental, somos una empresa española con sede en Bizkaia, actualmente exportamos a clientes de más de cincuenta países en los cinco continentes y contamos con más de mil referencias en nuestro catálogo.

Hemos mantenido una línea de expansión constante desde nuestra fundación en 1945, gracias a nuestras mejores cualidades: la alta calidad de nuestros productos que han merecido la certificación ISO 9001:2015 por TÜV Rheinland, una cercana y atenta relación con nuestros clientes, y una constante innovación técnica en el diseño de nuestros productos.

Nuestra filosofía de diseño se basa en tres pilares fundamentales: las necesidades de nuestros clientes, la observación de las técnicas empleadas en laboratorio dental y nuestros más de 77 años de experiencia aportando soluciones creativas y contemporáneas a los problemas cotidianos de los profesionales del sector.

¿Deseas realizar una visita virtual a nuestro centro de formación y exposición?

¡Contáctanos y te lo enseñamos!



Talleres Mestraitua SL
(+34) 944 530 388
info@mestra.es - www.mestra.es
48150 SONDIKA (Spain)

