



Cabine de retouches ECLIPSE

Réf. 080216



CABINE DE RETOUCHES ECLIPSE

Réf. 080216

La gamme de sableuses **Eclipse** et le box de travail Orion ont connu un réel succès. Certains de nos clients nous ont suggéré que pour compléter la vaste famille de sablage de **MESTRA**, un produit intéressant devait encore être développé: bien que la gamme **Eclipse** couvre les tâches de sablage et que la gamme Orion couvre la retouche rapide, les travaux de retouches au crayon de sablage n'ont pas été résolus de manière adéquate.

Pour répondre à cette demande, nos ingénieurs ont développé cette cabine fonctionnelle qui se situe à mi-chemin entre les deux produits précédents. Nous avons le plaisir de vous présenter la cabine de retouches fermée **Eclipse**. Elle combine utilité, efficacité, robustesse, simplicité et économie. Nous prétendons, en ajoutant ce nouveau produit à la famille de nos sableuses, avoir fait le tour des besoins du professionnel en termes de sablage et de retouches au laboratoire.

La cabine de retouches **Eclipse**, associée au mini-module de micro-sablage **Réf.100122**, il est parfait pour enlever le ciment des brackets, pour créer des micro-rétentions de surface ou pour des opérations de sablage en général.

Especificaciones:

Dimensions 275 mm x 360 mm x 330 mm

Poids 2,8 kg • Tension 230 V, 50/60 Hz

Eclairage LED

Pratique

Rarement un produit a été conçu pour professionnels du secteur dentaire avec des dimensions aussi étudiées que celles de la cabine de retouches **Eclipse**.

Sa taille est assez petite pour s'adapter à n'importe quel angle du laboratoire et assez large pour pouvoir travailler sans contraintes. Son poids permet un déplacement aisé, sans mettre en cause sa stabilité sur l'établi. La praticité dans un petit espace pourrait être la devise de l'Eclipse



Ergonomique

La position de travail a été soigneusement pensée pour obtenir un produit confortable et fonctionnel. Sa large fenêtre de visualisation, son éclairage LED multipoint qui élimine les ombres tout en offrant une dominante de couleur similaire à la lumière du jour... Travailler avec **Eclipse** ne sera ni fastidieux ni fatigant. Tout le contraire: la cabine de travail **Eclipse** s'adapte sans problème au besoins des professionnels du monde dentaire.



Efficacité

Sa conception compacte et fermée empêche la poussière de s'échapper. Tous les trous ont été réduits à leur expression minimale. Même les manchons d'accès à la cabine ont été conçus pour minimiser les fuites à l'extérieur ce qui rend son utilisation agréable au quotidien. La bouche d'aspiration -située à l'endroit où elle gêne le moins- doit être reliée à une aspiration extérieure au moyen d'une prise orientable. De plus, un plateau au design attrayant sépare la poussière et permet de garder l'intérieur de l'appareil propre contribuant ainsi au confort de travail.



Qualité

Comme pour n'importe quel autre produit de la marque **MESTRA**, en travaillant avec la cabine de retouches **Eclipse**, on pourra percevoir et vérifier la qualité de fabrication: le toucher et la texture des matériaux, la précision des joints, le soin des détails à peine visibles à l'œil nu... tous ces aspects relèvent de l'excellence dans la conception et la réalisation de nos créations.

La durabilité de l'Eclipse, sa fiabilité et le confort au travail sont l'aboutissement de cette fabrication si rigoureuse. A cela s'ajoute un service après-vente professionnel qui répond présent quand on le sollicite, ce qui fait de **MESTRA** un réel partenaire du monde dentaire



Design et économie

Quand on parle d'économie il ne faut pas seulement y voir le prix d'achat du produit. Il faut aussi tenir compte de son entretien et surtout du temps qu'il peut vous faire gagner.

Avec la cabine de retouche **Eclipse**, le travail et l'entretien sont simplifiés significativement, ce qui se traduit par des minutes fastidieuses d'entretien en moins et par un plaisir à travailler dans de bonnes conditions. **MESTRA** s'efforce de concevoir ses produits selon cette philosophie. Si l'on ajoute à cela son faible coût d'acquisition, **Eclipse** est probablement la meilleure option de cabine de retouches présente aujourd'hui sur le marché.





MESTRA est une entreprise basée dans le pays basque espagnol spécialisée dans la fabrication et la distribution de machines et d'appareils dentaires. Nous exportons actuellement vers des clients dans plus de cinquante pays sur cinq continents et nous avons plus de mille références dans notre catalogue.

Nous avons maintenu une ligne d'expansion constante depuis notre fondation en 1945. Forte du suivi et de la qualité de nos produits, l'entreprise est certifiée ISO 9001:2015 par le TÜV Rheinland. Nous entretenons une relation étroite et attentive avec nos clients et nous nous caractérisons par une innovation technique constante dans la conception de nos produits.

Notre philosophie de conception repose sur trois piliers fondamentaux: les besoins de nos clients, l'observation des techniques utilisées dans les laboratoires dentaires et nos 77 années d'expérience dans l'apport de solutions créatives et contemporaines aux problèmes quotidiens des professionnels du secteur.

**Vous souhaitez faire une
visite virtuelle de notre
centre de formation et
d'exposition?**

**Contactez-nous et nous
vous montrerons!**



Talleres Mestraitua SL
(+34) 944 530 388
info@mestra.es - www.mestra.es
48150 SONDIKA (Spain)



Système de
management
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 1100018003