



Caja de trabajo ECLIPSE

Ref. 080217



Caja de trabajo ECLIPSE

Ref. 080217



Caja de trabajo diseñada para pequeñas labores de repaso. Sus reducidas dimensiones, la hacen ideal en lugares con poco espacio, en los que interesa mantener limpio el entorno sin la necesidad de voluminosos equipos de aspiración. ¡La caja de trabajo **Eclipse** cabe en cualquier sitio!

También cuenta con una práctica asa de agarre que, -si tenemos en cuenta el escaso peso de la unidad-, resulta muy útil en su transporte y almacenaje.

De similares prestaciones a la “cabina de repaso Eclipse” (Ref. 080216), pero con la particularidad de integrar su propia unidad de aspiración. En caso de necesidad, es posible incorporar la máquina a una fuente de aspiración externa.

Especificaciones:

Alto 275 mm • Ancho 360 mm • Fondo 400 mm

Peso 2,8 kg • Luz interior LED 7W

Aspiración y filtrado

El aparato incorpora una unidad de aspiración y filtrado, con suficiente potencia para evitar la salida de polvo y suciedad en labores sencillas. En caso de necesidad, es posible conectar la máquina a una fuente de aspiración externa, garantizando así la absorción eficiente de partículas incluso en trabajos de cierta entidad.



Características

Como en todos los productos de la familia **Eclipse**, la ergonomía se ha cuidado al máximo: la posición de trabajo (hombros/ brazos/ columna vertebral) es óptima. Lo mismo puede decirse de la visión a través de la amplia ventana que además es abatible, para facilitar la limpieza interior del aparato. Por su parte una lámpara LED, -con tonalidad de color neutra-, permite iluminar sin sombras todos los rincones de la cámara de trabajo, además de prevenir la fatiga visual.

El motor de aspiración es silencioso, evitando el molesto zumbido tan característico en esta clase de aparatos. Por último, la operación de cambio y/o limpieza de filtro es sumamente sencilla: se puede realizar en apenas un minuto sin que se precisen herramientas de ningún tipo.

En resumen: la caja de trabajo **Eclipse** es el mejor aliado para profesionales que realicen trabajos sencillos de repaso en entornos con espacio reducido.





En **MESTRA** estamos especializados en la fabricación y distribución de maquinaria y aparatología dental, somos una empresa española con sede en Bizkaia, actualmente exportamos a clientes de más de cincuenta países en los cinco continentes y contamos con más de mil referencias en nuestro catálogo.

Hemos mantenido una línea de expansión constante desde nuestra fundación en 1945, gracias a nuestras mejores cualidades: la alta calidad de nuestros productos que han merecido la certificación ISO 9001:2015 por TÜV Rheinland, una cercana y atenta relación con nuestros clientes, y una constante innovación técnica en el diseño de nuestros productos.

Nuestra filosofía de diseño se basa en tres pilares fundamentales: las necesidades de nuestros clientes, la observación de las técnicas empleadas en laboratorio dental y nuestros más de 77 años de experiencia aportando soluciones creativas y contemporáneas a los problemas cotidianos de los profesionales del sector.

¿Deseas realizar una visita virtual a nuestro centro de formación y exposición?

¡Contáctanos y te lo enseñamos!



Talleres Mestraitua SL
(+34) 944 530 388
info@mestra.es - www.mestra.es
48150 SONDIKA (Spain)

