



# Box de retouches ECLIPSE

Réf. 080217



# Box de retouches ECLIPSE

Réf. 080217



Box de travail conçu pour les petites tâches de révision. Ses petites dimensions le rendent idéal dans les endroits avec peu d'espace, où il est important de maintenir un environnement propre. Il dispose également d'une poignée pratique qui, si l'on tient compte du faible poids de l'appareil, est très utile pour le transport et le rangement. Le box de travail **Eclipse** s'adapte partout!

Il dispose également d'une poignée de transport pratique qui, compte tenu du faible poids de l'appareil, est très utile pour le transport et le stockage.

Ses performances sont similaires à celles de la "cabine de reprise Eclipse" (Réf. 080216), mais avec la particularité d'intégrer sa propre unité d'aspiration. En cas de besoin, il est possible de raccorder la machine à une source d'aspiration externe.


## Caracteristiques:

Alto 275 mm • Ancho 360 mm • Fondo 400 mm

Peso 2,8 kg • Luz interior LED 7W

## Aspiration et filtrage

L'appareil intègre une unité d'aspiration et un filtre, avec suffisamment de puissance pour empêcher la poussière et la saleté de s'échapper lors de tâches du quotidien. Si nécessaire, il est possible de connecter la machine à une source d'aspiration externe, garantissant ainsi l'absorption efficace des particules même dans des travaux importants.



## Caracteristiques:

---

Comme pour tous les produits de la famille **Eclipse**, l'ergonomie a fait l'objet du plus grand soin: la posture (épaules/bras/colonne vertébrale) est optimale. Il en va de même pour le champ de vision à travers la grande fenêtre, amovible, pour faciliter le nettoyage de l'intérieur de l'appareil. Une lampe LED -de couleur neutre- permet d'éclairer tous les coins de la chambre de travail sans ombres, et atténue la fatigue visuelle.

Le moteur d'aspiration est silencieux, minimisant le bourdonnement gênant si caractéristique de ce type d'appareil. Enfin, l'opération de changement et/ou de nettoyage du filtre est extrêmement simple: elle peut être effectuée en une minute seulement sans nécessiter d'outils d'aucune sorte.

En bref: le box de travail **Eclipse** est le meilleur allié des professionnels qui effectuent des travaux de retouches simples dans un environnement à espace limité.





**MESTRA** est une entreprise basée dans le pays basque espagnol spécialisée dans la fabrication et la distribution de machines et d'appareils dentaires. Nous exportons actuellement vers des clients dans plus de cinquante pays sur cinq continents et nous avons plus de mille références dans notre catalogue.

Nous avons maintenu une ligne d'expansion constante depuis notre fondation en 1945. Forte du suivi et de la qualité de nos produits, l'entreprise est certifiée ISO 9001:2015 par le TÜV Rheinland. Nous entretenons une relation étroite et attentive avec nos clients et nous nous caractérisons par une innovation technique constante dans la conception de nos produits.

Notre philosophie de conception repose sur trois piliers fondamentaux: les besoins de nos clients, l'observation des techniques utilisées dans les laboratoires dentaires et nos 77 années d'expérience dans l'apport de solutions créatives et contemporaines aux problèmes quotidiens des professionnels du secteur.

**Vous souhaitez faire une  
visite virtuelle de notre  
centre de formation et  
d'exposition?**

**Contactez-nous et nous  
vous montrerons!**



Talleres Mestraitua SL  
(+34) 944 530 388  
info@mestra.es - www.mestra.es  
48150 SONDIKA (Spain)



Système de  
management  
ISO 9001:2015

www.tuv.com  
ID 1100018003