



Chorro de arena ECLIPSE AUTOMATIC

Ref. 080218



Chorro de arena ECLIPSE AUTOMATIC

Ref. 080218

Construida íntegramente en plástico técnico, material de elevada resistencia, fácil limpieza y sin oxidación. Permite ubicarla en cualquier rincón del laboratorio.



Especificaciones:

Dimensiones 430 mm x 320 mm x 310 mm

Peso 5,5 kg • Consumo aire 90l/min.

Presión de trabajo 2 a 5 atm. • Luz interior LED



La cesta puede desacoplarse del eje motor con facilidad, lo que simplifica la preparación de los trabajos.

Los esqueléticos se depositan en una cesta que gira por la acción de un motor.



Capacidad de la tolva hasta 8 kg de arena.

La boquilla de soplado es orientable en las tres dimensiones del espacio.



MESTRA

Talleres Mestraitua SL
(+34) 944 530 388
info@mestra.es - www.mestra.es
48150 SONDIKA (Spain)



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 1100018003