



# Sableuse ECLIPSE AUTOMATIC

Réf. 080218



# Sableuse ECLIPSE AUTOMATIC

Réf. 080218

Construite entièrement en composite à technologie avancée. Propriétés physiques et mécaniques élevées. D'entretien facile et sans oxydation possible. Elle peut trouver sa place n'importe où dans le laboratoire.



La buse de la sableuse est orientable dans tous les sens ce qui permet au technicien de trouver l'angle de sablage souhaité.

## Caractéristiques:

Dimensions 430 mm x 320 mm x 310 mm

Poids 5,5 kg • Cons. d'air 90l/min.

Pression de travail 2 à 5 atm. • Éclairage intérieur LED



Les squelettes se placent dans un panier tournant grâce à l'action d'un moteur.



Le réservoir de sable permanent a une capacité de 8 kg.



Le panier est amovible. Le placement des travaux à sabler se fait aisément.



**MESTRA**

Talleres Mestraitua SL  
(+34) 944 530 388  
info@mestra.es - www.mestra.es  
48150 SONDIKA (Spain)



Système de  
management  
ISO 9001:2015  
www.tuv.com  
ID 1100018003