



# ULTRASONIDOS

Ref. 100162





### Especificaciones:

Alto 122 mm • Ancho 122 mm • Fondo 104 mm

Peso 395 g • Cuba Ø 87 x 38 mm • Capacidad 180 ml

Frecuencia 42 kHz • Temporizador 5/10 min

Tensión 220 V, 50/60 Hz • Potencia 28 W

Aparato especialmente diseñado para la limpieza de retenedores, alineadores, cepillos de dientes, protectores bucales, cubetas de blanqueamiento, prótesis dentales, etc. También puede ser empleado como un limpiador de artículos de joyería.

Su potencia de 28 W. asegura una eficiente limpieza en apenas unos minutos. La lámpara UV-LED ubicada en la tapa, sirve para desinfectar los elementos introducidos en la cuba al mismo tiempo que se limpian.



Como ventaja añadida, las reducidas dimensiones del aparato permiten usarlo y almacenarlo en cualquier rincón. Incluso en una pequeña maleta cuando se va de viaje.

Como elemento adicional, el limpiador cuenta con un práctico temporizador, con segundero digital de cuenta atrás.



## MESTRA

**Talleres Mestraitua SL**  
(+34) 944 530 388  
info@mestra.es - www.mestra.es  
48150 SONDIKA (Spain)



Sistema de  
Gestión  
ISO 9001:2015

www.tuv.com  
ID 1100018003