



# ULTRASONS

Réf. 100162





### Caractéristiques:

Hauteur 122 mm • Largeur 122 mm • Profondeur 104 mm

Poids 395 g • Cuve Ø 87 x 38 mm • Capacité 180 ml

Fréquence 42 kHz • Minuterie 5/10 min

Alimentation 220 V, 50/60 Hz • Puissance 28 W

Les dimensions réduites de l'appareil permettent de l'utiliser et de le ranger n'importe où. Même dans un sac de voyage.

L'appareil est doté d'une utile minuterie numérique avec un compte à rebours.

Appareil spécialement conçu pour nettoyer les crochets, les aligneurs, les protège-dents, les gouttières de blanchiment, les prothèses dentaires, les brosses à dents, etc. Il peut également être utilisé comme nettoyeur pour bijoux.

Sa puissance de 28 W assure un nettoyage efficace en quelques minutes seulement. La lampe UV-LED située sur le couvercle permet de désinfecter les objets placés dans le réservoir tout en les nettoyant.



## MESTRA

Talleres Mestraitua SL  
(+34) 944 530 388  
info@mestra.es - www.mestra.es  
48150 SONDIKA (Spain)



Système de  
management  
ISO 9001:2015

www.tuv.com  
ID 1100018003