



MEZCLADORA AUTOMÁTICA DE ALGINATO

Ref. 100191



Mezcladora automática de alginato

Ref. 100191

El mando a distancia, el lavavajillas, los elevallunas eléctricos... Entre muchas otras, son invenciones encaminadas a hacernos la vida más fácil. Sin embargo, en su día contaron con cierta reticencia: "¿Para qué quiero un mando a distancia, si el televisor está apenas a dos metros de mi sillón?... ¿No resulta más sencillo lavar los platos a mano que en esa máquina?... tardo el mismo tiempo en subir la ventanilla con la manivela que con el motorcito eléctrico..." ¿Le suenan estos comentarios? Y lo que es más importante: después de haber probado todas estas comodidades, ¿quién puede vivir sin ellas?

Aunque piense que la elaboración de alginato es más rápida y sencilla mezclándolo a mano, podemos asegurarle que después de probar nuestra mezcladora automática no podrá prescindir de ella. Igual que ahora no puede prescindir de su mando a distancia.

MEZCLA MÁXIMA: Agua + alginato = 80 grs.



Compacta y de reducidas dimensiones, puede colocarse en cualquier lugar sin ocupar apenas espacio. Su diseño permite una excelente integración dentro de la clínica.

Especificaciones

Alto 305 mm	Peso 17 kg
Ancho 205 mm	Tensión 230 V, 50/60 Hz
Fondo 265 mm	Consumo 350 W



FUNCIONAMIENTO EXTREMADAMENTE SENCILLO:

Basta con seleccionar el número de cacillos de alginato que se desea elaborar y pulsar el botón. Un display muestra los segundos de mezclado. Así de fácil.



La máquina se suministra con cuatro tazas, un práctico dosificador de agua, un agitador, una espátula y un soporte.

La operativa consta de apenas cuatro pasos:



- 1 Colocar la proporción de agua y alginato en la taza. Prebatir y cerrar.



- 2 Introducir la taza en la máquina.



- 3 Cerrar la tapa y pulsar el botón de arranque.



- 4 En apenas 10 segundos la mezcla está lista.



- * El alginato se recoge sin dificultad del interior de la taza. La limpieza es rápida y sencilla.



En **MESTRA** estamos especializados en la fabricación y distribución de maquinaria y aparatología dental, somos una empresa española con sede en Bizkaia, actualmente exportamos a clientes de más de cincuenta países en los cinco continentes y contamos con más de mil referencias en nuestro catálogo.

Hemos mantenido una línea de expansión constante desde nuestra fundación en 1945, gracias a nuestras mejores cualidades: la alta calidad de nuestros productos que han merecido la certificación ISO 9001:2015 por TÜV Rheinland, una cercana y atenta relación con nuestros clientes, y una constante innovación técnica en el diseño de nuestros productos.

Nuestra filosofía de diseño se basa en tres pilares fundamentales: las necesidades de nuestros clientes, la observación de las técnicas empleadas en laboratorio dental y nuestros más de 77 años de experiencia aportando soluciones creativas y contemporáneas a los problemas cotidianos de los profesionales del sector.

¿Deseas realizar una visita virtual a nuestro centro de formación y exposición?

¡Contáctanos y te lo enseñamos!



Talleres Mestraitua SL
(+34) 944 530 388
info@mestra.es - www.mestra.es
48150 SONDIKA (Spain)

