

## Recortadora RH3 disco diamante

Ref. 080083B

Disco de diamante  
3000 rpm

345 mm  
450 mm  
310 mm  
KG 21 kg



pvp \$ 29.120,00  
**\$ 20.966,40**

## Recortadora de modelos SERANTES

Con freno de seguridad - Disco lija grano

Ref. 080097B

Posiblemente la recortadora  
más compacta de todo  
el mercado.

Cuenta con un potente  
motor de 1600 W con freno  
integrado, tapa con apertura  
sencilla, discos con fijación  
del tipo gancho/lazo,  
sistema de limpieza  
por agua, fabricación  
en composite de alta  
resistencia, etc.

340 mm  
285 mm  
385 mm  
KG 10,5 kg



pvp \$ 28.967  
**\$ 20.856,24**

## Mezcladora de vacío IRIS 2 EVOLUTION

Ref. 080517B

Taza para mezcladora 550cc

Ref. 080524P

pvp \$ 6.069,00  
**\$ 4.369,68**

92 mm x Ø 93 mm



- ✓ Rango de tiempo 0/300"
- ✓ RPM y giro C, 100 - 400
- ✓ Potencia 100 W

Soporte para mezcladora IRIS 2

Ref. 080519

pvp \$ 6.184,00  
**\$ 4.452,48**

330 mm  
360 mm  
450 mm  
KG 5,7 kg



350 mm  
155 mm  
205 mm  
KG 4,8 kg



pvp \$ 31.895,00  
**\$ 22.964,40**

## Decantadora con bolsa (19L)

Ref. 080085

Fabricada en polipropileno resistente.  
El diseño está específicamente  
estudiado para conseguir una rápida  
y sencilla limpieza porque la suciedad  
queda recogida en una bolsa de  
plástico.

El cierre hermético de su tapa impide  
la propagación de malos olores.  
Su tamaño y forma han sido pensados  
para una sencilla instalación bajo  
el fregadero.

465 mm  
Ø 400 mm  
KG 3,2 kg



Bolsa de plástico  
para decantadora  
Ref. 080085-02

pvp \$ 26,95 - **\$ 19,40**

## Recortadora de interiores América

Ref. 080102B

- ✓ Potente motor de 1/3 cv
- ✓ Se suministra con 1 fresa de corte de 12 dientes en metal duro.

Inox



Fresón cilíndrico

Ref. 080105

pvp \$ 3.512,00 - **\$ 2.528,64**



Fresón cónico

Ref. 080106

pvp \$ 3.512,00 - **\$ 2.528,64**



300 mm  
275 mm  
275 mm  
KG 11 kg

pvp \$ 31.585,00  
**\$ 22.741,20**

## Perforadora de pines ATLAS

Ref. 080610B

Especificaciones

Velocidad 6000 rpm

300 mm  
165 mm  
165 mm  
KG 5 kg



Se suministra con 2 brocas:  
1. Ref.100250-05 - 1.85 mm  
2. Ref.100250-06 - 1.95 mm



pvp \$ 333,00 - **\$ 239,76**

## Cabina de repaso ECLIPSE

Ref. 080216B

- ✓ Acoplamiento para astillera tipo jeb.
- ✓ Posición de trabajo ergonómica.
- ✓ Lámparas LED.
- ✓ Fácil limpieza.




pvp \$ 13.197,25  
**\$ 9.502,02**

## Cabina de repaso ORIÓN

Ref. 080214B

- ✓ Acoplamiento para astillera tipo jeb.
- ✓ Posición de trabajo ergonómica.
- ✓ Incluye una astillera en el interior con soporte para micromotor.
- ✓ Lámparas LED.
- ✓ Fácil limpieza.



pvp \$ 13.197,25  
**\$ 9.502,02**

## Arenador ECLIPSE II

Ref. 080220B

- ✓ Dos depósitos y dos pistolas móviles para microarenado.
- ✓ Presión de trabajo 2 a 6 bares.
- ✓ Luz interior LED.
- ✓ 80 l/min




pvp \$ 32.085,00  
**\$ 23.101,20**

## Arenador ECLIPSE II-T

2 tanques

Ref. 080228B

- ✓ Dos depósitos y dos pistolas móviles para microarenado.
- ✓ Luz interior LED.
- ✓ Gran depósito de arena y pistola estática de Ø 3 mm.
- ✓ 2 a 6 bares.
- ✓ Consumo de aire 100l/min




pvp \$ 36.223,00  
**\$ 26.080,56**

## Arenador automático GALAXY

Ref. 080235B

- ✓ Boquilla de carburo de boro de 3 mm
- ✓ Pistola automática y manual.



pvp \$ 61.274,00  
**\$ 44.117,28**

### Especificaciones


Consumo de aire 90 l/min a 5 bar  
Presión de trabajo 2 a 5 atm

## Arenador automático COSMOS

2 tanques

Ref. 080233B

- ✓ Arenadora de reciclaje y precisión.
- ✓ Pistola fija con boquilla de carburo de boro de 3 mm
- ✓ Lápices móviles con boquillas de 1 y 1.25 mm
- ✓ Depósitos de chorreado incluidos, soplador aire y pedal.



pvp \$ 73.026,00  
**\$ 52.580,16**

### Especificaciones

Consumo de aire 90 l/min a 5 bar  
Presión de trabajo 2 a 5 atm

## Prensa hidráulica

Ref. 030350

Piezas de desgaste  
construidas en acero  
bonificado y rectificado.

### Especificaciones

Long. máx. pistón 25 mm

Potencia máx. 250 kg/cm<sup>2</sup>



pvp \$ 26.280,00

**\$ 18.921,60**



## Olla polimerizadora automática GEISSER

Ref. 030425B

Olla de gran capacidad que  
permite acomodar en su interior  
una considerable cantidad  
de elementos para polimerizar.  
Mediante un control electrónico  
se pueden regular y mantener  
temperaturas.

### Especificaciones

Presión 2 bar

Potencia 600 W

Temp. máx 100°C

Capacidad 6 l

pvp \$ 40.000,00

**\$ 28.800,00**




Certificado por TÜV Rheinland®  
Certificado de tipo Nº PED.BD.000011  
Directiva 2014/68/UE (equipos a presión)



## Minibox de pulido GORBEA

Ref. 080508B

- ✓ Conexión a aspiración.
- ✓ Iluminación LED
- ✓ Viseras de protección.
- ✓ Cepillos no incluidos.



pvp \$ 20.434,00

**\$ 14.712,48**

### Especificaciones

Potencia 200 W

Velocidad 2000- 7000 rpm

## Lavapolimerizadora E2

Ref. 080060

Chasis fabricado totalmente  
en acero inoxidable.

Polimerización: 12 muflas  
Escaldado: 6 muflas abiertas



pvp \$ 141.915,00

**\$ 102.178,80**




Tensión	230 V - 50 - 60 Hz
Consumo	2200 + 400 W

Medidas interiores:  
(L) 400 x (W) 320 x (H) 350 mm

## Electropulidoras

1 y 2 velocidades

Ref. 080150B Ref. 080160B



1 velocidad  
R.P.M. 2.750

Ref. 080150B

pvp \$ 12.813,00

**\$ 9.225,36**

### Especificaciones

Potencia producida 125 W

Tensión 230 V 50-60 Hz

2 velocidades  
R.P.M. 1.500/3.000

Ref. 080160B

pvp \$ 15.040,00

**\$ 10.828,80**

## Tolva protectora de goma para pulidora, sin agujero


Ref. 080211

Ciega. Sin orificio para  
tubo de extracción  
de aire.




pvp \$ 1.783,00

**\$ 1.283,76**



## Soplador de aire comprimido (para tubo Ø 8)

Ref. 050220



pvp \$ 847,00

**\$ 609,84**





## Caja de limpieza a vapor ALTAMIRA

Ref. 080600B

Diseñado para funcionar en combinación con una máquina de limpieza por vapor. Fabricada en plástico de alta calidad.

pvp \$ 33.980,00  
\$ 24.465,60

## Rejilla para limpiar dientes

Ref. 050345

Fabricada en poliamida resistente a temperaturas. Diseño innovador que incluye cierre seguro y de fácil accionamiento.

Largo desplegado | 280 mm



pvp \$ 814,00 - \$ 586,08

## Pulidor electrolítico

Ref. 080490B

140 mm  
245 mm  
245 mm  
KG 5,3 kg



pvp \$ 35.785,00  
\$ 25.765,20



## Mezcladora de alginato

Ref. 080515B

- ✓ Fácilmente transportable.
- ✓ Ergonómica.
- ✓ Dos velocidades.
- ✓ Espátula incluida.

CE Producto sanitario  
MDR 2017/745

pvp \$ 11.587,00  
\$ 8.342,64

230 mm  
175 mm  
250 mm  
KG 3 kg



## Individualizador de muñones

Ref. 100206

90 mm  
70 mm  
190 mm  
KG 0,35 kg



pvp \$ 112,00  
\$ 80,64

## Indigrap tipo acutrac (10 u.)

Ref. 050340

110 mm  
180 mm  
80 mm  
KG 0,54 kg



pvp \$ 283,00  
\$ 203,76

## Mufla de vertido para resinas

Ref. 020202

- ✓ Resistente a altas temperaturas.
- ✓ Fabricada en plástico.

pvp \$ 2.787,00  
\$ 2.006,64



## Articulador fijación rápida (para parciales)

Ref. 010172

90 mm  
125 mm  
83 mm  
KG 0,14 kg



pvp \$ 1.788,00  
\$ 1.287,79

## Pinceles Hybrid Kolinsky-Toray

Material: Madera

- |                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 0 - Ref. 050370 | 6 - Ref. 050374  |
| 1 - Ref. 050371 | 8 - Ref. 050375  |
| 2 - Ref. 050372 | 10 - Ref. 050376 |
| 4 - Ref. 050373 |                  |



CONSULTAR PRECIO

Permite la aplicación de la cerámica con precisión gracias a su punta fina.



## Pincel plástico Nº2

Ref. 050382P

pvp \$ 447,00  
\$ 321,84



**MESTRA**

Talleres Mestraitua SL  
(+34) 944 530 388  
info@mestra.es - www.mestra.es  
48150 SONDIKA (Spain)

Oferta válida salvo error tipográfico o fin de existencias. El fabricante se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.



Sistema de Gestión  
ISO 9001:2015

www.tuv.com  
ID 1100018003