Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



Four de sintérisation à micro-ondes pour la zircone

- ✓ Temps approximatif de sintérisation:
- 2h 30 (+refroidissement).
 ✓ Coûts d'entretien réduits (moins de puissance électrique, moins de composants, pas de résistances souvent coûteuses, fragiles et source de pollution de la zircone.
- ✓ Consommation électrique réduite (800 / 1100 W).
- ✓ Permet plusieurs sintérisations dans la journée.
- ✓ Écran intuitif et très facile à programmer.
- ✓ Transmet peu de chaleur.

Avec le four sont fournis tous les accessoires nécessaires pour une mise en fonction immédiate.







NOUVEAU

Unité pour anodisation du titane

Permet de traiter des éléments dentaires en titane par un processus rapide, facile et économique. Résultats comparables à ceux obtenus par des machines beaucoup plus onéreuses.

- ✓ Résistance à la corrosion.
- ✓ Résistance à l'usure.
- ✓ Meilleure adhérence et finition de surface.
- ✓ Moins de libération d'ions métalliques.
- ✓ Fonctionne avec une solution aqueuse (60 ml) et du bicarbonate de soude (20 g).





APPARENCE:

La couche anodique peut être colorée avec différentes nuances. Cet avantage est particulièrement intéressant dans le cas où l'élément anodisé sert de support à un matériau translucide, tel que le zirconium ou à des barres sur des implants.

Selon la tension, différentes nuances seront obtenues. Par exemple, à 60 V, on obtient une jolie teinte dorée et à 75 V, une teinte rose, très appréciée dans le secteur dentaire. Le processus de coloration ne dure que 5 secondes.







REF. 100295 **798 €** т.т.с

Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



Box pour machine à vapeur Altamira

Jet Vapeur statique



Générateur de vapeur statique pour laboratoire et cabinet dentaire. Idéal pour un usage intensif. Construit en acier inox. Capacité 2I



REF. 100192 **565 €** T.T.C



Compresseurs à piston sec (sans dessiccateur)

Famille de quatre compresseurs composée de deux tailles de 80 et 160 litres/minute. Fonctionnement extrêmement silencieux (60 dB), entretien facile (piston sec) et excellente fiabilité.

Ils sont fournis avec deux manomètres (chaudière et pression de service), un régulateur de pression de sortie et un jeu complet de vannes pour la purge.

Ne convient pas aux fraisenses.

REFERENCE	110300	110330
Puissance	750 W	1500 W
Pression	5-8 bar	5-8 bar
Capacité	30 I	50 I
Nº têtes	1	2

CERTIFICAT pour TÜV SÜD Certificat de type № 12202200491258001 Directive 2014/29/UE (récipient sous pression)









Compresseurs à piston sec (avec dessiccateur)

Famille de quatre compresseurs composée de deux tailles de 80 et 160 litres/minute qui comprend un dessiccateur avec purge automatique. Fonctionnement extrêmement silencieux (60 dB), entretien facile (piston sec) et excellente fiabilité.

Ils sont fournis avec deux manomètres (chaudière et pression de service), un régulateur de pression de sortie et un jeu complet de vannes pour la purge. La pression de service peut atteindre 8 bars.

Ne convient pas aux fraisenses.

REFERENCE	110310	110340
Puissance	750 W	1500 W
Pression	5-8 bar	5-8 bar
Capacité	30 I	50 I
Nº têtes	1	2

CERTIFICAT pour TÜV SÜD
Certificat de type № 12202200491258001
Directive 2014/29/UE (récipient sous pression)





Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



TITAN 8 machine à vapeur

Usage professionnel

Machine à vapeur classique: L'eau distillée se met directement dans la chaudière.

- Fabriquées en acier inoxydable avec des composants de haute qualité pour une longévité optimale.
- ✓ Pressostat numérique.
- ✓ Indicateur de remplissage et de manque d'eau.
- ✓ Câble de connexion avec différentiel intégré.
- ✓ Robinet de vidange avec verrouillage de sécurité.

Caractéristiques

Tension 2200 W	Puissance 220 V, 50/60 Hz
Pression 8 bar	Chaudière 3 L









REF. 100202

1.115 € т.т.с

TITAN AUTOFILL machine à vapeur

Usage professionnel

Il dispose également d'une pompe qui permet capter l'eau distillée depuis une bouteille externe.

- Fabriquées en acier inoxydable avec des composants de haute qualité pour une longévité optimale.
- ✓ Pressostat numérique.
- ✓ Indicateur de remplissage et de manque d'eau.
- ✓ Câble de connexion avec différentiel intégré.
- ✓ Robinet de vidange avec verrouillage de sécurité.

Caractéristiques

Tension 2200 W	Puissance 220 V, 50/60 Hz
Pression 8 har	Chaudière 3 I





DONNÉES COMPLÉMENTAIRES SUR LES 3 REFÉRENCES: 100202, 100203 y 100204

Fournies avec les accessoires suivants:

- Câble d'alimentation avec protection intégrée.
- ✓ Buse fine et buse longue de remplacement.
- Bouchon de sécurité de remplacement et 2 joints.
- Entonnoir et verre doseur (300 ml).
- ✓ Tuyaux nécessaires aux branchements d'entrée et de sortie de l'eau.
- Avec drain pour nettoyer le silo avec de l'acide citrique (lire les instructions).



Acide citrique REF. 100210-01

REF. 100202

✓ Remplissage manuel.

REF. 100203

- ✓ Remplissage manuel.
- Auto-remplissage sans avoir à débrancher la prise (bidon d'eau distillée externe).

REF. 100204

- $\checkmark \ \text{Remplissage manuel}.$
- Auto-remplissage sans besoin de dépressuriser par un silo externe (intégré dans la machine)
- Branchement direct au réseau d'eau.

TITAN PLUS machine à vapeur

Usage professionnel

Dispose également d'un silo supplémentaire pour l'eau distillée.

L'eau peut être chargée dans ce silo pendant que la machine fonctionne. Pas besoin d'éteindre la machine ni d'attendre que la pression baisse! Il suffit simplement d'oter sans risques le bouchon du silo auxiliaire et de verser l'eau chaque fois que vous en aurez besoin.

Plus sûr et sans interruption.

Caractéristiques

Tension 2600 W	Puissance 220 V, 50/60 Hz	
Pression 4 - 8 bar	Chaudière 3 L	Silo auxiliaire 2 L







NOUVEAU

REF. 100204

1.862 € т.т.с

Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



Pied sur table (en option)
Les mélangeurs sous vide IRIS ont été
développés pour être accrochés au

Malaxeurs sous vide Iris

Mélangeur sous vide économique et pratique. Placez simplement la tasse et appuyez sur le bouton de démarrage pour démarrer le mélange. En quelques secondes, le mélange sera prêt. Malgré les différences, toutes les versions partagent la même structure moteur-pompe-châssis (d'une solidité et d'une fiabilité éprouvées), ne différant que par le système de contrôle.









REF. 080517

1.269 € T.T.C



Iris II Inverter
REF. 080517E

1.309 € T.T.C



REF. 080518

1.396 € T.T.C



Pied sur table en option

REF. 080519

242 € T.T.C

MODEL	IRIS II	IRIS II EVOLUTION	IRIS II EVOLUTION INVERTER	IRIS II EVOLUTION ADVANCED
Minuterie	0/120"	0/300"	0/300"	0/300"
T/min - rotation	240 ←	100 - 400 ←	100-400 ⊊☆	100-400 🦙 👈
Puissance	100 W	100 W	100 W	100 W

205 mm 4,8 kg

Doseur plâtre-eau Boomerang Precision II

Version optimisée avec une nouvelle pompe péristaltique plus silencieuse, un algorithme de pesée plus précis et un écran rétroéclairé qui permet une manipulation plus intuitive et simple. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour recevoir une dose exacte à mélanger, avec les économies que cela implique.

Livré avec un gobelet mélangeur en caoutchouc et une spatule en plastique. Comprend un silo de plâtre supplémentaire et un support mural.

La vis sans fin et le silo sont facilement remplaçables par l'utilisateur lui-même. Pas besoin d'expérience ni d'outils.



Caractéristiques

Puissance 70 W Grand silo 5 I
Petit silo 2 I







Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



Taille-plâtre Serantes

Idéal pour les applications dentaires générales et en particulier pour les environnements dans lesquels l'utilisateur n'a pas beaucoup d'espace.

Nous pouvons citer son moteur de 1600 W avec le frein intégré, ouverture facile pour accéder au disque, disques à fixation de type velcro très facile à changer, système d'irrigation d'eau pour le nettoyage, fabrication en composite de grande résistance, etc.

Caractéristiques

Vitesse 3000 rpm

Ø Disque 235 mm

Puissance 1600 W









Disque à scratch toile émeri

REF. 080097

883 € T.T.C

Disque à scratch diamanté

REF. 080098

1.344 € T.T.C



Taille-plâtre Mulhacén 3000

Taille-plâtre RH 1500 et 3000





Bac de **Décantation**



Détoureuse



Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



Box avec tour à polir et aspiration



Vitesse 1500 / 3000 rpm Aspir. aprox. 500 m3/h Niveau sonore 67 dB





Tour à polir





540 € T.T.C



Vitesse variable

REF. 080164





brosses non incluses

1 Vitesse REF. 080150

319 € т.т.с

® MESTRA ESPAGNE DESIGN



1 Vitesse

SUPER OFFRE **293 €** T.T.C



297 € T.T.C







REF. 100274



REF. 100276

Augette pour tour à polir



Fabriqué en caoutchouc pour accueillir sans le casser un élément qui est accidentellement lâché.

REF. 080210 **120 €** T.T.C

Box de polissage avec aspiration

Fabriqué en polypropylène à toute épreuve

Caractéristiques

Aspir. aprox. 500 m3/h Niveau sonore 67 dB







2.660 € T.T.C

ESPAGNE

Mini box Gorbea 2 vitesses

- ✓ Raccord d'aspiration
- √ Éclairage LED √ Visières de protection
- ✓ Pinceaux non inclus



Tour à polir 2 vitesses MESTRA ESPAGNE

DESIGN

REF. 080508

813 € т.т.с

- ✓ Puissant, silencieux (48 dB), étanche et sûr
- ✓ Ses dimensions permettent la mobilité des bras et rendent le travail confortable, que ce soit en position debout ou assise





Caractéristiques Puissance 500 W Vitesse 1500- 3000 rpm

REF. 080162 **832 €** T.T.C

Blanc REF. 1048<u>54</u>

Bleu

REF. 104856

5 € T.T.C

REF. 104854-10

REF. 104856-10 **45 €** T.T.C

Pâte à polir (haute brillance)

Caractéristiques Puissance 200 W

Vitesse 2000- 7000 rpm



REF. 104852 **6 €** т.т.с

REF. 104852-10 **55 €** T.T.C

Pâte à polir verte (132 g) finition pour métaux durs (chrome, platine).



Pâte à polir blanche et bleu (115 g)

finition pour métaux et plastiques

Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



Cabine de retouches **Eclipse** avec aspiration intégrée

Cette cabine présente des caractéristiques similaires à la cabine de révision Eclipse (Réf. 080216), mais avec la particularité d'intégrer sa propre unité d'aspiration.

Ses petites dimensions le rendent idéal dans les endroits avec peu d'espace, où il est important de maintenir un environnement propre.

Il dispose également d'une poignée pratique qui, si l'on tient compte du faible poids de l'appareil, est très utile pour le transport et









REF. 050586 **48 €** T.T.C

Micro-billes

de verre

Cabine de retouches **Eclipse**

- ✓ Absorption de poussière optimisée moyennant un aspirateur externe (non inclus).
- ✓ Lampe LED de grande luminosité.
- ✓ Position de travail ergonomique.
- ✓ Entretien aisé.



REF. 080216

504 € т.т.с

Cabine de retouches Orión



REF. 080214 **504 €** T.T.C



Oxyde d'aluminium

Box de retouches grand modèle pour les laboratoires Cabine de finition pour les laboratoires

888 € T.T.C

Spécialement conçu pour zircone.

- de travail.



- ✓ LED intérieure pour un éclairage parfait.
- ✓ Repose-bras confortables et pratiques.
- ✓ Conception spacieuse et robuste.



345 mm



REF. 080534L 416 € T.T.C



REF. 080317 REF. 080318

42 € T.T.C

Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



Sableuse - 2 silos Eclipse II-T

- ✓ Deux silos de sable pour deux crayons de sablage.
- ✓ Lumière LED.
- ✓ Grand silo de sable recyclable pour buse fixe
- ✓ 100 l/min
- √ 2 à 6 bars



Sableuse Eclipse T

- ✓ Souffleur.
- ✓ Lumière LED.
- ✓ Grand silo de sable recyclable pour buse fixe de Ø 3 mm.
- ✓ 100 l/min
- √ 2 à 6 bars





Sableuse - 2 silos Cosmos

- ✓ Sableuse à recyclage de précision
- ✓ Buse fixe orientable en carbure de bore de 3 mm.
- ✓ Crayons de sablage avec buses en tungstène de 1 et 1,25 mm.
- ✓ Soufflette d'air et pédale.



Consommation d'air 90 l/min a 5 bar

Pression de travail 2 a 5 atm






MESTRA ESPAGNE

DESIGN

REF. 080233

2.939 € T.T.C



✓ Sablage automatique ou manuel.



Consommation d'air 90 l/min a 5 bar

Pression de travail 2 a 5 atm





Sableuse Eclipse Automatic

Sableuses Terra I, II et III - Sans silos, 1 ou 2 silos





Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



Sableuse - 1 silo Eclipse I

Sableuse - 2 silos Eclipse II



Sableuse - 1 silo Plutón



Sableuse - 2 silos Plutón



MESTRA ESPAGNE

REF. 080253

7 kg

1.123 € т.т.с

Sableuse 2 silos

Constellation Practic



Sableuses Constellation - 3 et 4 silos



Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



SENSE A7 Induction

- ✓ Moteur sans charbons.
- ✓ Contrôle de la vitesse manuel ou avec pédale.
- ✓ Bouton tactile.
- Deux sens de rotation.
- ✓ Protection électrique contre les surcharges.
- ✓ Affichage des anomalies.

Caractéristiques

Vitesse maximale 55000 T/min

Couple 8.5 N·cm

Puissance 240 W

Tension de sortie 0~36 V

Pièce de main 162 x Ø 20 mm

Poids de la pièce de main 230 g





SENSE A3 à charbons (blanc)

- ✓ Moteur à charbons.
- Contrôle de la vitesse manuel ou avec pédale.
- Pédale ON/OFF.
- Affichage numérique de vitesse.
- Deux sens de rotation.
- ✓ Protection électrique contre les surcharges. ✓ Affichage des anomalies.



Caractéristiques

Vitesse maximale 35000 rpm

Couple maximum 3.0 N·cm

Puissance 70 W

Tension de sortie 0~33V

Pièce à main Ø 15 x 150 mm

Poids de la pièce à main 215 g




NOUVEAU

REF. 100238

239 € T.T.C


SENSE A3 à charbons (anthracite)



Affichage numérique de vitesse.

✓ Moteur à charbons.

- Deux sens de rotation. ✓ Protection électrique contre les surcharges.
 - ✓ Affichage des anomalies.





Caractéristiques

Vitesse maximale 35000 rpm

Couple maximum 3.0 N·cm

Puissance 70 W

Tension de sortie 0~33V

Pièce à main Ø 15 x 150 mm Poids de la pièce à main 215 g



REF. 100240 **244 €** T.T.C

SENSE A6 Induction (sans charbons) (blanc)

✓ Moteur sans charbons.

- ✓ Contrôle de la vitesse manuel ou avec pédale.
- ✓ Fonction de vitesse constante de la pédale.
- ✓ Vitesse Basse / Moyenne / Haute.
- ✓ Affichage numérique
- de vitesse. ✓ Deux sens de rotation.
- ✓ Protection électrique contre les surcharges. Affichage des anomalies.



Caractéristiques

Vitesse maximale 55000 T/min

Couple 8.0 N·cm

Puissance 230W

Tension 0~36V

Pièce à main 150 x Ø 15 mm

Poids de la pièce à main 240 g





REF. 100232 **758 €** т.т.с

SENSE A6 Induction (sans charbons) (anthracite)

- ✓ Moteur sans charbons.
- ✓ Contrôle de la vitesse manuel ou avec pédale.
- ✓ Fonction de vitesse constante de la pédale.
- ✓ Vitesse Basse / Moyenne / Haute.
- ✓ Affichage numérique de vitesse.
- Deux sens de rotation.
- ✓ Protection électrique contre les surcharges.
- Affichage des anomalies.





Vitesse maximale 55000 T/min

Couple 8.0 N·cm

Puissance 230W

Tension 0~36V Pièce à main 150 x Ø 15 mm

Poids de la pièce à main 240 g

NOUVEAU



Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



PRIME 221 à induction (sans charbons)



Micromoteur à charbons



Micromoteur Black sans charbons



Micromoteur sans charbons



Disques et fraises pour le polissage de la Zircone

Présentation de deux kits de disques diamantés et de fraises, spécialement conçus pour le pré-polissage et le polissage à haute brillance des inlays et facettes en zircone, sans avoir besoin de glaçage, de pâte à polir ni de refroidissement à l'eau.

- √ Vitesse de travail recommandée comprise entre 10 000 et 15 000 tr/min, 20 000 max.
- √ Tiges ont un diamètre standard de 2.35 mm
- ✓ Autoclavables à 135°C






KIT 2 ÉTAPES Pré-polissage et polissage fin

REF. 108106

83 € T.T.C



Céramique diamantée - Vel. máx. 25 000 rpm

KIT 3 ÉTAPES Meulage fin, pré-polissage et polissage fin

NOUVEAII

REF. 108306

102 € T.T.C

Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



NOUVEAU

Eolo Induction

Cyclone pour la décantation des poussières

Son nouveau moteur à induction "brushless" prolonge sa durée de vie entre 5 et 10 fois par rapport aux modèles à charbons, et dispose d'un système innovant de double filtre optimisé pour le travail dans le laboratoire dentaire). Il peut être monté avec un filtre HEPA.

Occupant un minimum d'espace. De plus, sa conception et son ergonomie facilite son utilisation et sa mobilité. La commande électronique avec affichage LCD est équipée de protections contre les surcharges ou les obstructions dans la bouche d'aspiration. Equipé d'un témoin du niveau du remplissage du filtre et la détection des micromoteurs.

Permet un fonctionnement manuel ou automatique pouvant se synchroniser avec 3 appareils différents (sableuse, micromoteurs, etc.). La détection et le réglage des micromoteurs sont effectués par la commande électronique, qui permet de détecter n'importe quel micromoteur, y compris ceux de type "brushless" (sans charbons).

Caractéristiques

Puissance 750 W Niveau sonore 65 dB



Détection simultanée de deux micromoteurs



REF. 080533 1.711 € T.T.C



Box de retouches avec aspiration Sirocco S



- √ Facilité d'utilisation et de changement de filtre.
- ✓ Très silencieux.
- ✓ Eclairage LED intégré.



Caractéristiques Puissance 350 W

Niveau sonore 55 dB



Sirocco S

+ Boîte de travail REF. 080534AC

NOUVEAU

932 € T.T.C

Aspiration **Gemini**



Aspiration **Gemini mini**

Aspiration Sirocco L



Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



Thermoformeuse à pression PlastPress

La thermoformeuse à pression positive la plus compacte du marché.

Meilleure fidélité de copie et moins de bruit par rapport aux thermoformeuses par aspiration.

Pratique et polyvalente, elle accepte des plaques rondes et carrées jusqu'à 6 mm d'épaisseur.

Elle doit être reliée à un compresseur (entre 3 et 8 bar).

Plagues Ø 125 a 134 mm





Machine pour Thermoformage

Machine de thermoformage pour plaques carrées ou rondes

Plaques

✓ de 125 a 134 mm Plaques Ø 125 a 134 mm (disponible adaptateur pour Ø 120, non inclus)

Caractéristiques

Puissance 925W

260 mm



Thermo-formeuse à pression





Four de séchage pour plaques de thermoformage

Air chaud ventilé pour un séchage homogène.

- ✓ Extrait l'humidité et maintient sèches les plaques de thermoformage évitant la formation de porosités.
- ✓ Peut sécher les zircones teintées manuellement. modèles etc.
- 6 plateaux en acier inox.
- ✓ Carcasse en acier inox. ✓ Minuterie de 24 heures.





357 € T.T.C

Plaques thermoformage

Double emballage (intérieur-extérieur). Pour tous les types d'utilisation.

C € Dispositif médical

260 mm





REFERENCE	DURETÉ	APPARENCE	Dim. 128 x 128 mm épaisseur	QTY.	PRIX
080563	Dures	Transparent	0.5 mm	25 u.	11€
080564	Dures	Transparent	0.75 mm	25 u.	15€
080565	Dures	Transparent	1.0 mm	25 u.	15€
080566	Dures	Transparent	1.5 mm	25 u.	19€
080567	Dures	Transparent	2.0 mm	25 u.	28€
080568	Molles	Translucide	0.5 mm	25 u.	26€
080569	Molles	Translucide	1.0 mm	12 u.	7€
080570	Molles	Translucide	1.5 mm	12 u.	10€
080571	Molles	Translucide	2.0 mm	12 u.	15€
080572	Molles	Translucide	3.0 mm	12 u.	18€

Plaques thermoformage



Plaques de thermoformage carrées standard. Dimension: 127x127 mm.Fabriquées en plastique de qualité certifiés FDA (U.S.A.) et CE

Lors de la chauffe il n'y a pas de dépôt ni de fumées. L'absence de matériel recyclé évite son altération lors de la mise sous vide à chaud.

Disponibles en une grande variété d'épaisseurs et de types.

Prix T.T.C.

REF.	TYPE	DURETÉ	APPARENCE	Dim. 126x126 mm épaisseur	QTY.	PRIX
080574	Cristal	Dures	Transparent	0.3 mm	10	6€
080575	Cristal	Dures	Transparent	0.75 mm	5	6€
080576	Cristal	Dures	Transparent	1.0 mm	5	6€
080577	Cristal	Dures	Transparent	1.5 mm	5	8€
080578	Cristal	Dures	Transparent	2.0 mm	5	10€
080579	Laiteux	Dures	Translucide	0.6 mm	10	5€
REF.	TYPE	DURETÉ	APPARENCE	Dim. 131x131 mm épaisseur	QTY.	PRIX
080580	Soft	Molles	Translucide	1.0 mm	10	9€
080581	Soft	Molles	Translucide	1.5 mm	10	14€
080582	Soft	Molles	Translucide	2.0 mm	10	17€
080583	Soft	Molles	Translucide	3.0 mm	5	12€
080584	Soft	Molles	Translucide	4.0 mm	5	17€
REF.	TYPE	DURETÉ	APPARENCE	Dim. Ø125 mm épaisseur	QTY.	PRIX
080574R	Cristal	Dures	Transparent	0.3 mm	10	5€
080575R	Cristal	Dures	Transparent	0.75 mm	5	6€
080576R	Cristal	Dures	Transparent	1.0 mm	5	7€
080577R	Cristal	Dures	Transparent	1.5 mm	5	9€
080579R	Laiteux	Dures	Translucide	0.6 mm	10	6€
080580R	Soft	Molles	Translucide	1.0 mm	10	7€
080581R	Soft	Molles	Translucide	1.5 mm	10	12€
080582R	Soft	Molles	Translucide	2.0 mm	10	12€
080583R	Soft	Molles	Translucide	3.0 mm	5	8€
080584R	Soft	Molles	Translucide	4.0 mm	5	14€

Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



Récipient de polymérisation automatique Geisser

Récipient à polymériser à pression





Polymérisateur à pression Poli Plus

Polymériseuse M9 et Magic-18





Laveuse-polymériseuse **E2**

Laveuse-polymériseuse Extreme E2






Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



Presse hydraulique



Injecteur de polyamides dentaires



Fronde à induction Vestacast



Fronde électrique CEN Moteur SM2



Mélangeur de gélatine Gel Bat 6



Mélangeur de gélatine Aneto II



Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026




Fours de chauffe



- √ Fabriqué en acier inoxydable
- \checkmark Le contrôle électronique prend en charge la programmation de plusieurs paramètres
- √ Fourni avec un plateau en céramique





490 mm









HP25 REF. 080142 2.863 € T.T.C

Fours de Chauffe Vulcano

Alternative économique aux fours standards. la seule différence étant la commande électronique. L'écran LCD fournit toutes les informations nécessaires à la programmation et au déroulement des programmes.

MODELE	HP 25	HP 50	HP 100
Puissance	1500 w	2000 w	3000 w
Temp. máx.	1100°C	1100°C	1100°C
Capacité moufle	2.7	4.8	10.6 l
Hauteur moufle	100 mm	117 mm	149 mm
Largeur moufle	165 mm	227 mm	305 mm
Profondeur moufle	160 mm	180 mm	234 mm
N° cylindres 80 Ø mm	2-3	4-6	8-12

















HP100 REF. 080139 3.636 € T.T.C

Four 50D préchauffage direct

Catalyseur de fumées

Désencireur de cylindres

être réutilisée.







Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



Four à céramique



Moufle pour la coulée des résines



Vibrateurs **Teide**



Vibrateurs



Burin pneumatique

- ✓ Transmet peu de vibrations à la main.
- ✓ Comprend trois couteaux différents.
- ✓ Économique.
- ✓ Léger.
- \checkmark Ergonomique.
- ✓ Durable.

Caractéristiques

Largeur 140 mm Pression 2-6 atm

Tube de connexion 6 mm

Poids 185 gr





Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



Tunnel de photopolymérisation



Lampe à photopolymériser Sun Beam



Plaques base pour pins



MEGATRAY plaques photo-polymérisables

Plaques roses de photopolymérisation

Plaques base Photo-polymérisables Plaques base photopolymérisables MEGATRAY,

MESTRA, permettant la confection de porte-empreintes individuels sur modèles en plâtre.

Couleur: Rose translucide.

Boîte 50 u.



Epaisseur: 2.2 et 2.4 Epaisseur: 1.4

REF. 130320 REF. 130322

45 € T.T.C

permettant la confection de porte-empreintes individuels sur modèles en plâtre.

Couleur: Rose translucide.

Boîte 50 u.



Epaisseur: 2.2 et 2.4 Epaisseur: 1.4 REF. 130330 **REF. 130334**

57€ T.T.C

Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



Verticulateur Handy Basic

Moufle de précision qui permet d'effectuer de nombreux travaux de coulée au laboratoire: prothèse sur implants, hybrides, prothèses adjointes et conjointes, composites, céramique, rebasages, réparations, provisoires, etc.





REF. 130100 419 € T.T.C

Polisseur électrolytique



245 mm 5,3 kg





REF. 080490
1.356 € T.T.C

Polissage électrolytique digital

Appareil aux dimensions réduites. Le réservoir est amovible, ce qui facilite son nettoyage.

Le contrôle électronique permet un réglage précis du temps et de l'intensité.

Possibilité de mémoriser un programme de polissage.





798 € т.т.с

Liquide pour bain électrolytique

Prêt à l'emploi. Utilisable avec tous les polisseurs électrolytiques.

Sélectionné pour ses propriétés. Sa formulation réduit sa toxicité lorsque les mesures de sécurité et les recommandations d'emploi sont suivies. La qualité de polissage est excellente quel que soit le bain électrolytique de prothèse ou de bijouterie utilisé. Le liquide reste efficace pour de nombreux cycles d'utilisation. Sa viscosité évite des éclaboussures et permet la récupération des restes qui parviennent à se décoller.



5 litres
REF. 130351

56 € T.T.C



1 litre REF. 130350

13 € T.T.C

Perforeuse de pins **Atlas**



Caractéristiques

Vitesse 6000 rpm







REF. 080610
1.132 € T.T.C

Scie à dies



Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



Chauffeur de spatules à induction

Spatules chauffantes









Réchauffeur de cire grande capacité

Réchauffeur de composites









Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



10

8

Pinceaux Hybrid Kolinsky-Toray

- Avantages du poil de martre Kolinsky: Excellente rétention de liquide et bonne répartition de celui-ci.
- Avantages de la fibre Toray: Grande capacité à retrouver sa forme après utilisation, excellente résistance à l'abrasion, glissement optimal du pinceau avec peu de résistance.

Autres caractéristiques:
 Manche ergonomique rouge perlé, 7 tailles différentes, excellent rapport qualité-prix.



	REFERENCE	Manche	Caractéristiques	PRIX
0	050370	Bouleau	Hybrid (Kolinsky-Toray)	11 €
1	050371	Bouleau	Hybrid (Kolinsky-Toray)	13€
2	050372	Bouleau	Hybrid (Kolinsky-Toray)	14€
4	050373	Bouleau	Hybrid (Kolinsky-Toray)	19€
6	050374	Bouleau	Hybrid (Kolinsky-Toray)	22 €
8	050375	Bouleau	Hybrid (Kolinsky-Toray)	25 €
10	050376	Bouleau	Hybrid (Kolinsky-Toray)	31 €









Lampe à photopolymériser Sun Beam 3D+

Le dispositif UV émet une lumière ultraviolette constante, concentrée et uniforme pour pour polymériser rapidement les impressions réalisées avec des résines

Un process de polymérisation ultérieur augmente la dureté et la résistance des produits imprimés.

Caractéristiques

photopolymères.

Puissance 60 W

Minuterie 0-60"

Longueur du spectre 375-405 nm





REF. 150121
615 € T.T.C

Agitateur de résines pour imprimantes



Lampe de séchage en zircone

Lampe pour le séchage de la zircone est une lampe infra-rouge à rayonnement thermique. Elle a pour fonction le séchage des structures en zircone après leur immersion dans un liquide colorant, évitant ainsi la corrosion des résistances du four à sintériser causée par l'acide que contient le colorant.

Le temps de sechage dépend des caractéristiques des éléments à sécher.





REF. 100030 **165 €** T.T.C

Spray pour scanner

Permet d'obtenir un scannage parfait, renforçant la résolution de zones de lecture difficile.

Sa couleur et sa texture sont étudiées pour une grande netteté des fréquences de l'éclairage qu'utilisent habituellement les projecteurs des scanners dentaires.

Les temps de séchage sont très courts, l'utilisation est quasi immédiate. Les restes de produit projetés sur des surfaces non désirées se nettoient très facilement.

Conditionnement: Nebuliseur de 200 ml.



REF. 130355

19 € T.T.C

Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



Thermo-soudeuse automatique avec impression Thermo-soudeuse





Sachets de stérilisation autocollants





Conforme aux normes ISO 11607-1:2017 et EN 868-5:2009

Pistolet pour microsablage



Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



Bain à ultrasons Calypso 4 litres



Bac à ultrasons 2.8, 3.4 y 5.8 litres



Bains à ultrasons 3, 2.5 et 1.4 litres



Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



Articulateur semi-adaptable type arcon + etui



Set Profesionnel Standard



Set Profesionnel Elite



Articulateur semi-adaptable type arcon + etui



Set Protrusal Standard



Set Protrusal Elite



Articulateur semi-adaptable type arcon + etui



Set 4000 S Standard



Set 4000 S Élite



Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



Articulateur semi-adaptable type arcon + Boîte en carton



Arc facial Standard

Dispositif permettant d'enregistrer la position spatiale de l'arcade dentaire supérieure du patient par rapport au crâne et de transférer l'enregistrement sur l'articulateur. Le transfert du dossier du patient s'effectue en fixant l'arc facial complet dans l'articulateur.



REF. 010102-50 **127 €** т.т.с

Arc facial Élite

MESTRA

by ⊕bloor (€ Dispositif médical



Articulateurs fonctionnels à 2 points



Articulateur balancé léger







Articulateur condylaire magnétique

Articulateurs plastiques jetables





Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026




Etablis pour 1 ou 2 postes de travail



Etabli

Etabli 1 place structure acier dessus Bouleau mélaminé. Equipé de 2 prises,1étagère, un tiroir, prédisposition pour une cheville aspirante. Orifices pour recevoir une soufflette et un micro-moteur

Le montage est simple.






Petit établi complet

- ✓ Etabli métal, dessus mélaminé+étagère.
- ✓ Siège ergonomique REF. 100300
- ✓ Mini tour à polir
- + 2 plateaux.
- ✓ Micromoteur.
- ✓ Lampe LED.

OFFRETS:

- ✓ Loupe de table.
- ✓ Porte-fraises magnétique.





REF. 100301K2 **2.490 €** т.т.с


Siège ergonomique



Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026







Plateaux de travail rehaussés



Plateaux porte travaux (bureau)





Loupes de travail



Légeres, pratiques et avec une excellente vision claire et panoramique. La loupe est indispensable pour le travail du cabinet et du laboratoire.

Fabriqué avec de la résine CR-39 elles offrent une plus grande résistance à l'abrasion et une excellente transparence.

- √ Disponible avec un grossissement de 2,5x ou 3,5x.
- ✓ Dimensions de l'emballage: (LxLxH) 25,5 x 16,5 x 3,5 cm.
- ✓ Poids : 65g.



Augmentation 2,5 x **REF. 100076**

44 € T.T.C

Augmentation 3,5 x **REF. 100077**

44 € T.T.C



Lampe LED

SELLER! 58 cm 84 LEDs grandes REF. 100288 √ Température de couleur 6000 K ✓ Intensité lumineuse réglable tactile. **SUPER OFFRE** ✓ Sans scintillement. **130 €** T.T.C ✓ Avec pince pour fixation à la table.

Lampe LED



- √ 90 LEDs grandes
- ✓ Intensité lumineuse réglable par touche.

Loupe éclairante LED

✓ Avec pince pour fixation à la table.

Accessoires pour lampe et loupe

REF. 100287 - REF. 100288



Support à roulettes

REF. 100288-10 **76 €** T.T.C



REF. 100288-02 Support pince étau





Support mural



REF. 100288-04

Support de table vissé



REF. 100288-07 Socie table

- ✓ Température de couleur 6000-7000 K

Lampe LED




REF. 100290 **SUPER OFFRE 130 €** т.т.с



- √ 90 LEDs blancs
- ✓ Avec pince d'accroche pour établi

✓ Diamètre loupe 120 mm

Lampe LED



18 cm Pivote jusqu'à 180°



froide

1 ligne







Lumière neutre 2 lignes

Lumière chaude 1 ligne

REF. 100289

SUPER OFFRE

130 € T.T.C

SUPER OFFRE

124 € T.T.C

NOUVEAU



REF. 100289V

156 € T.T.C

MESTRA

Talleres Mestraitua SL (+34) 944 530 388 info@mestra.es - www.mestra.es 48150 SONDIKA (Spain)

✓ Avec pince de table.

Offre valable sauf erreur typographique ou fin de stock. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.



