

OFFRE SPECIALE | Cabinet dentaire

Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



MESTRA

Autoclave icanCLAVE 3F

icanCLAVE 3F est un autoclave super rapide, spécialement conçu pour la stérilisation des instruments non emballés, ce qui améliore considérablement le taux de rotation des instruments chirurgicaux et la commodité des petites opérations en dentisterie.


- ✓ Port imprimante.
- ✓ Port USB
- ✓ Mémoire interne.
- ✓ Port pour l'imprimante d'étiquettes de codes-barres.
- ✓ Valise de transport.



NOUVEAU

Spécifications

Tension, Freq.: 220/110V, 50/60Hz • Volume de la chambre: Aprox. 3L
Puissance: 2300 W • Nombre de plateaux: 1 • Matériau des plateaux: Aluminium
Taille des plateaux: 178 x 285 mm
Dimension de la chambre: 192(W) x 45(H) x 285(D)



DIRECTIVES ET NORMES

- ✓ 93/42/CEE Directive sur les dispositifs médicaux.
- ✓ Directive sur les équipements sous pression 2014/68/EU.
- ✓ EN 13060 Petits stérilisateurs à vapeur.
- ✓ EN 61326, EN 61000 Compatibilité électromagnétique.
- ✓ EN 61010-1, UL 61010-1 Conditions de sécurité.
- ✓ EN 61010-2-040, IEC 61010-2-040.

Directive RoHS 2011/65/EU.



Service technique officiel
icanCLAVE
en Espagne

REF. 100367


2.514 € T.T.C

Autoclave de table 18-D classe B (18 litres)

- ✓ Valves ODE, pompe à vide ULUAK et pompe à eau ULKA.
- ✓ Très silencieux (70 dB).
- ✓ Triple système de vide fractionné avec un générateur de vapeur indépendant garantissant des cycles de stérilisation rapides et sûrs.
- ✓ Système de contrôle de haute précision pour des excellents résultats de stérilisation (EN13060).
- ✓ Autodiagnostic avec codes d'erreur.
- ✓ Complètement automatique avec des cycles de stérilisation pré-programmés.
- ✓ Cabine et porte en acier inoxydable avec des finitions en électro-polissage.
- ✓ Réservoir d'eau type ouvert permettant un remplissage et un entretien aisés.

Spécifications

Dimensions 247 x 350 mm Puissance nominale 1750 V
Température ambiante 5-40°C Humidité relative ambiante Max. 80%
Pression atmosphérique 76-106 kPa Niveau sonore < 70 dB
Disjoncteur F16A / 400 V Températures de stérilisation 121/134°C
Capacité du réservoir d'eau 2.5 l



Service technique officiel
icanCLAVE
en Espagne



Inox

MESTRA®
by **icanCLAVE**

REF. 100365

3.504 € T.T.C

Box de retouches avec aspiration Sirocco S

- ✓ Pour les petites opérations de polissage et de retouches.
- ✓ Large vision de la zone de travail.
- ✓ Eclairage LED intégré.
- ✓ Ergonomique.




Sirocco S
+ Boîte de travail
REF. 080534AC

932 € T.T.C

Spécifications

Puissance 350 W Niveau sonore 55 dB



- ✓ La bouche d'aspiration est facilement orientable.
- ✓ Eclairage LED intégré.



Sirocco S
+ tube flexible
REF. 080534AT

707 € T.T.C

Spécifications

Tube 700 mm Ø 45 mm Poids 3.8 kg

OFFRE SPECIALE | Cabinet dentaire

Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



MESTRA

Thermoformeuse à pression PlastPress


La thermoformeuse à pression positive la plus compacte du marché.

Meilleure fidélité de copie et moins de bruit par rapport aux thermoformeuses par aspiration.

Pratique et polyvalente, elle accepte des plaques rondes et carrées jusqu'à 6 mm d'épaisseur.

Elle doit être reliée à un compresseur (entre 3 et 8 bar).

Plaques \square de 125 à 131 mm
Plaques \circ 125 à 134 mm



NOUVEAU

Spécifications

Puissance 450 W

REF. 080544

1.254 € T.T.C

Machine pour Thermoformage

Machine de thermoformage pour plaques carrées ou rondes.

Plaques \square de 125 à 134 mm
Plaques \circ 125 à 134 mm
(disponible adaptateur pour \circ 120, non inclus)



Spécifications

Puissance 925W

REF. 080542

868 € T.T.C


Thermo-formeuse à pression

Machine à technologie avancée pour un thermo-formage de précision. Convient à des laboratoires et ou à des cabinets ayant un recours régulier à cette technique. Accepte des plaques carrées ou rondes (127,125, 120 mm) de toutes les épaisseurs (de 0,5 à 4,0 mm).

Spécifications

Pression 4-6 bar

Puissance 450W




REF. 080543

3.229 € T.T.C

Four de séchage pour plaques de thermoformage

Air chaud ventilé pour un séchage homogène.

- ✓ Extrait l'humidité et maintient sèches les plaques de thermoformage évitant la formation de porosités.
- ✓ Peut sécher les zircons teintés manuellement, modèles etc.
- ✓ 6 plateaux en acier inox.
- ✓ Carcasse en acier inox.
- ✓ Minuterie de 24 heures.



Spécifications

Temp. 35-75°C

Consommation 550-650 W



REF. 080118

357 € T.T.C

Plaques thermoformage

Double emballage (intérieur-extérieur). Pour tous les types d'utilisation.

CE Dispositif médical

NOUVEAU



REFERENCE	DURETÉ	APPARENCE	Dim. 128 x 128 mm épaisseur	QTY.	PRIX
080563	Dures	Transparent	0.5 mm	25 u.	11€
080564	Dures	Transparent	0.75 mm	25 u.	15€
080565	Dures	Transparent	1.0 mm	25 u.	15€
080566	Dures	Transparent	1.5 mm	25 u.	19€
080567	Dures	Transparent	2.0 mm	25 u.	28€
080568	Molles	Translucide	0.5 mm	25 u.	26€
080569	Molles	Translucide	1.0 mm	12 u.	7€
080570	Molles	Translucide	1.5 mm	12 u.	10€
080571	Molles	Translucide	2.0 mm	12 u.	15€
080572	Molles	Translucide	3.0 mm	12 u.	18€

Plaques thermoformage



NOUVEAU

CE Dispositif médical

Plaques de thermoformage carrées standard. Dimension: 127x127 mm. Fabriquées en plastique de qualité certifiés FDA (U.S.A.) et CE.

Lors de la chauffe il n'y a pas de dépôt ni de fumées. L'absence de matériel recyclé évite son altération lors de la mise sous vide à chaud.

Disponibles en une grande variété d'épaisseurs et de types.

PRIX T.T.C

REF.	TYPE	DURETÉ	APPARENCE	Dim. 126x126 mm épaisseur	QTY.	PRIX
080574	Cristal	Dures	Transparent	0.3 mm	10	6€
080575	Cristal	Dures	Transparent	0.75 mm	5	6€
080576	Cristal	Dures	Transparent	1.0 mm	5	6€
080577	Cristal	Dures	Transparent	1.5 mm	5	8€
080578	Cristal	Dures	Transparent	2.0 mm	5	10€
080579	Laiteux	Dures	Translucide	0.6 mm	10	5€
REF.	TYPE	DURETÉ	APPARENCE	Dim. 131x131 mm épaisseur	QTY.	PRIX
080580	Soft	Molles	Translucide	1.0 mm	10	9€
080581	Soft	Molles	Translucide	1.5 mm	10	14€
080582	Soft	Molles	Translucide	2.0 mm	10	17€
080583	Soft	Molles	Translucide	3.0 mm	5	12€
080584	Soft	Molles	Translucide	4.0 mm	5	17€
REF.	TYPE	DURETÉ	APPARENCE	Dim. 125 mm épaisseur	QTY.	PRIX
080574R	Cristal	Dures	Transparent	0.3 mm	10	5€
080575R	Cristal	Dures	Transparent	0.75 mm	5	6€
080576R	Cristal	Dures	Transparent	1.0 mm	5	7€
080577R	Cristal	Dures	Transparent	1.5 mm	5	9€
080579R	Laiteux	Dures	Translucide	0.6 mm	10	6€
080580R	Soft	Molles	Translucide	1.0 mm	10	7€
080581R	Soft	Molles	Translucide	1.5 mm	10	12€
080582R	Soft	Molles	Translucide	2.0 mm	10	12€
080583R	Soft	Molles	Translucide	3.0 mm	5	8€
080584R	Soft	Molles	Translucide	4.0 mm	5	14€

OFFRE SPECIALE | Cabinet dentaire

Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



MESTRA

Thermo-soudeuse automatique avec impression



Table roulante optionnelle
REF. 080436

200 x 240 x 635 mm
17 kg



REF. 080435

2.894 € T.T.C

Thermo-soudeuse

- ✓ Longueur soudure 305 mm.
- ✓ Largeur soudure 12 mm.

* Bobines non incluses.



REF. 080433

394 € T.T.C

Sachets de stérilisation autocollants

Nouveaux sacs 5x9 cm
le plus petit du marché!

Spécifications

Ref. 080448: 5 x 24 cm	Ref. 080449: 7 x 26 cm
Ref. 080450: 9 x 26 cm	Ref. 080451: 5 x 9 cm
Ref. 080452: 14 x 28 cm	Ref. 080454: 19 x 36 cm
Ref. 080456: 25 x 40 cm	Ref. 080457: 30 x 40 cm
Ref. 080458: 30 x 45 cm	Ref. 080459: 5.7 x 13 cm

Dispositif médical de Classe I (MDR 2017/745)
Conforme aux normes ISO 11607-1:2017 et EN 868-5:2009



NOUVEAU

Sachets
(200 unités)

**CONSULTER
DES PRIX**

Bobines pour thermo-soudeuse

Spécifications

Ref. 080441: 5 cm x 200 m
Ref. 080442: 7.5 cm x 200 m
Ref. 080443: 10 cm x 200 m
Ref. 080444: 15 cm x 200 m
Ref. 080445: 20 cm x 200 m
Ref. 080446: 25 cm x 200 m
Ref. 080447: 30 cm x 200 m

Dispositif médical de Classe I (MDR 2017/745)
Conforme aux normes ISO 11607-1:2017 et EN 868-5:2009



**CONSULTER
DES PRIX**

Barrier film


Ce film adhésif offre une solution pratique et efficace pour les environnements dentaires, en fournissant une couche de protection pour les instruments et les matériaux.

Chaque rouleau contient 1200 adhésifs prédécoupés de 10 x 15 cm.

Couleur bleue.



NOUVEAU



REF. 080439


11 € T.T.C

Réchauffeur de composites

Dispositif de maintien au chaud de seringues composites.

Caractéristiques

Température 40-50-70°C
Diamètre des orifices 16 mm




REF. 080077

**SUPER OFFRE
312 € T.T.C**

Réservoir d'eau distillée

Équipé d'un régulateur de pression et d'une soupape à double sécurité.


Capacité 18 l



REF. 080620

410 € T.T.C

Machine à distiller et à décalcifier 4 litres



REF. 100210

307 € T.T.C

OFFRE SPECIALE | Cabinet dentaire

Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



MESTRA

Bains à ultrasons 2.8, 3.4 et 5.8 litres

- ✓ Température réglable.
- ✓ Comprend un panier en acier inoxydable.
- ✓ Fabriqué en acier inoxydable.
- ✓ Avec vanne de vidange.


Inox



5.8 L

REF. 100152

603 € T.T.C



Mesures intérieures:
Hauteur 155 mm
Largeur 298 mm
Profondeur 152 mm


NOUVEAU



3.4 L

REF. 100151

562 € T.T.C




Mesures intérieures:
Hauteur 100 mm
Largeur 298 mm
Profondeur 152 mm



2.8 L

REF. 100150

437 € T.T.C



Mesures intérieures:
Hauteur 100 mm
Largeur 238 mm
Profondeur 140 mm

Bain à ultrasons Calypso 4 litres

Ultrasons 180 ml avec lumière UV

Bac à ultrasons

(à usage individuel)



FABRICATION
MESTRA
ESPAGNE
ET DESIGN


- ✓ Panier en acier inox.
- ✓ Récipient en verre.
- ✓ Pincettes pour fraises (ref. 070520)
- ✓ Chauffage.
- ✓ Robinet vidange.

Spécifications

Cap. cuve 4 l
Fréquence 40 kHz

REF. 080422


1.499 € T.T.C



NOUVEAU

Spécifications

Cap. cuve 180 ml	Fréquence 42 kHz
Cuve Ø 87*38 mm	Minuterie 5/10 min
Tension 220 50/60 Hz	Puissance 28 W



REF. 100162


62 € T.T.C



*Pile non incluse

Spécifications

Alimentation 2 piles AA



REF. 100160

**PRIX
CONSULTEUR**

Bains à ultrasons 3, 2.5 et 1.4 litres


NOUVEAU



2.5 L

REF. 100140


349 € T.T.C



3 L

REF. 100142


227 € T.T.C



1,4 L

REF. 100141

227 € T.T.C



OFFRE SPECIALE | Cabinet dentaire

Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



MESTRA

Mélangeur d'alginat

- ✓ De transport facile.
- ✓ Ergonomique.
- ✓ 2 vitesses.
- ✓ Spatule incluse.

Dispositif médical
MDR 2017/745



230 mm
175 mm
250 mm
3 kg

REF. 080515

538 € T.T.C

En offre: un pot
étanche à alginat
(valeur 29 €)
Ref. 080515-02

Malaxeur automatique d'alginat

- ✓ Pratique mélange automatique.
- ✓ Rapide obtention du mélange en quelques secondes.
- ✓ Quantité maximale de mélange 80 gr

305 mm
285 mm
205 mm
17 kg

REF. 100191

1.092 € T.T.C

En offre: un pot
étanche à alginat
(valeur 97 €)
Ref. 100189



Localisateur d'Apex

- ✓ Calibration automatique.
- ✓ Écran LCD image nette et précise.
- ✓ Différenciation par couleurs.
- ✓ Accessoires stérilisables.
- ✓ Batterie rechargeable.



REF. 100330

**SUPER OFFRE
375 € T.T.C**

110 mm
80 mm
138 mm
0,4 kg

Micro-moteur endodontie


Spécifications

Vitesse 100-600 rpm

Torque 1.4 N. cm

Alimentation: piles

215 mm
85 mm
120 mm
0,3 kg



REF. 100350

**SUPER OFFRE
694 € T.T.C**



Caméra intra-orale avec système autofocus

- ✓ Écran tactile LCD de 21,5 pouces.
- ✓ Appareil photo haute définition (4K).
- ✓ Autofocus.
- ✓ Enregistrement d'images et de vidéos sur mémoire USB.
- ✓ Code QR pour le téléchargement d'images via WIFI.
- ✓ Prise en charge des barres.
- ✓ Système Android.
- ✓ Affichage de 1 ou 4 images sur l'écran.



280 mm
190 mm
400 mm
Monitor: 2,52 kg
Caméra: 0,1 kg



NOUVEAU

REF. 100336

998 € T.T.C

Détartreur à Ultrasons de table

CE
0197

80 mm
134 mm
200 mm
0,66 kg



D3

REF. 100313

333 € T.T.C

2 Fonctions
Détartrage - parodontie
Pièce à main Type "Satelec".
Démontable et auto-clavable
Livrée avec de 5 inserts.

81 mm
159 mm
188 mm
0,65 kg



D5

REF. 100316

**SUPER OFFRE
416 € T.T.C**

3 Fonctions
Détartrage - Parodontie - Endodontie
Pièce à main Type "Satelec".
Démontable et auto-clavable Livrée
avec de 6 inserts.

230 mm
190 mm
240 mm
1,23 kg



D7

REF. 100318

**SUPER OFFRE
800 € T.T.C**

3 Fonctions
Détartrage - Parodontie - Endodontie
Réservoir pour liquides ou médicaments
pour traitement. Pièce à main Type
"Satelec", démontable et autoclavable
à 135 °C 8 pointes-inserts.

OFFRE SPECIALE | Cabinet dentaire


Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



MESTRA

Lampe pour blanchiment

- ✓ Large spectre d'illumination (de 420 à 472 nm).
- ✓ Puissance élevée (jusqu'à 2000 mW/cm²).
- ✓ Réglage de la hauteur ou de l'orientation rendu très aisé grâce à son "col de cygne".
- ✓ Le display digital affiche les temps, la puissance etc. du process de blanchiment.
- ✓ Il dispose également d'une pratique télécommande à distance. Elle est livrée avec 20 férules buccales jetables, deux paires de lunettes de protection, et d'un écarteur labial.




REF. 100340

SUPER OFFRE
679 € T.T.C

Lampe pour blanchiment

- ✓ Large spectre d'éclairage.
- ✓ 3 types de sources lumineuses LED différentes: bleu, rouge, (rouge + bleu).
- ✓ 5 LED bleus: de 430 à 490 nm.
- ✓ 2 LED rouges haute puissance: 610 à 650 nm.
- ✓ Puissance de sortie lumineuse: jusqu'à 2327 mW/cm².
- ✓ 8 lumières violettes avec effet stérilisant.
- ✓ Fabriqué en matériau métallique, en au design élégant et facile à assembler.
- ✓ Temps de blanchiment réglable.




REF. 100341

922 € T.T.C

Coupeur de pointes de gutta-percha

La pointe a la propriété d'être flexible pour pouvoir être coupée sans problème.

En appuyant sur le bouton d'alimentation, la pointe chauffera immédiatement jusqu'à 500 °C.




REF. 100349

109 € T.T.C

Mélangeur de silicones

- ✓ Convient à 99% de silicones.



Spécifications

Poussée 450 kg ± 10	Puissance 150 W
Temp. ambiante 5-40°C	Alimentation 240V-50Hz

REF. 100360


1.240 € T.T.C

Compresseurs à piston sec (avec dessiccateur)

Famille de quatre compresseurs composée de deux tailles de 80 et 160 litres/minute qui comprend un dessiccateur avec purge automatique. Fonctionnement extrêmement silencieux (60 dB), entretien facile (piston sec) et excellente fiabilité.


Ils sont fournis avec deux manomètres (chaudière et pression de service), un régulateur de pression de sortie et un jeu complet de vannes pour la purge. La pression de service peut atteindre 8 bars.

Ne convient pas aux fraisesses.





1. Réf. 110340 est également disponible avec un filtre HEPA (H14) Ref. 110340H
2. Le filtre à charbon actif. La Réf. 110300-53 est disponible comme accessoire pour tous les compresseurs.

CERTIFICAT pour TÜV SÜD
Certificat de type N° 12202200491258001
Directive 2014/29/UE (récipient sous pression)



80 l/min
(avec dessiccateur)
REF. 110310

1.779 € T.T.C



160 l/min
(avec dessiccateur)
REF. 110340

2.632 € T.T.C

OFFRE SPECIALE | Cabinet dentaire

Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026




MESTRA

Cabine de retouches Eclipse avec aspiration intégrée

Cette cabine présente des caractéristiques similaires à la "cabine de révision Eclipse" (Réf. 080216), mais avec la particularité d'intégrer sa propre unité d'aspiration.

Ses petites dimensions le rendent idéal dans les endroits avec peu d'espace, où il est important de maintenir un environnement propre. Il dispose également d'une poignée pratique qui, si l'on tient compte du faible poids de l'appareil, est très utile pour le transport et le rangement.



Devant



En arrière




NOUVEAU

REF. 080217

619 € T.T.C

Cabine de retouches Eclipse

- ✓ Lampe LED de grande luminosité.
- ✓ Absence d'ombres à l'intérieur.
- ✓ Position de travail ergonomique.
- ✓ Absorption de poussière optimisée moyennant un aspirateur externe (non inclus).
- ✓ Entretien aisé.



REF. 080216


504 € T.T.C

Pistolet pour microsablage (utilisation extra-oral)

- ✓ Granulométrie: 50 - 100 microns.
- ✓ Indispensable pour nettoyer les brackets.
- ✓ Création de rétentions sur les couronnes.
- ✓ Opérations de sablage de précision.
- ✓ Sablage des faces occlusales.
- ✓ Inlay onlay.



Inclus



Spécifications


Pression de travail 4 à 5.5 bares
Granulométrie de oxide 50/100 microns

REF. 100122

227 € T.T.C

Sableuse - 1 silo Eclipse I

- ✓ Un silo et un pistolet mobile pour le microbllage.
- ✓ Souffleur.
- ✓ Pression de travail 2 à 6 bars
- ✓ Eclairage intérieur LED.
- ✓ 80 l/min





NOUVEAU

REF. 080221

905 € T.T.C

Sableuse - 1 silo Plutón

- ✓ Silo de grande capacité.
- ✓ Pression de soufflage jusqu'à 6 bars.
- ✓ Corps en acier inoxydable.
- ✓ Eclairage intérieur LED.
- ✓ Large vue à l'intérieur.
- ✓ Consommation d'air 80 l/min
- ✓ Pression de travail 2 à 5 atm



Inox

NOUVEAU

REF. 080254

912 € T.T.C

OFFRE SPECIALE | Cabinet dentaire

Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



MESTRA

Loupes de travail



intelligent solutions

OFFRE DE LANCEMENT

Légères, pratiques et panoramiques.
Fabriquées avec de la résine CR-39
elles offrent une plus grande
résistance à l'abrasion et une
excellente transparence.

- ✓ Disponible avec un grossissement de 2,5x ou 3,5x.
- ✓ Dimensions de l'emballage: (LxLxH) 25,5 x 16,5 x 3,5 cm.
- ✓ Poids: 65g.



Augmentation 2,5 x
REF. 100076

44 € T.T.C


Augmentation 3,5 x
REF. 100077

44 € T.T.C

NOUVEAU

Loupes frontales

- ✓ Équipé d'un éclairage pratique pour éviter les ombres.
- ✓ Quatre grossissements différents: 1,7X, 2X, 2,5X, 3,5X



REF. 100079

132 € T.T.C

Lunettes de sécurité

Valve de ventilation
REF. 100014

13 € T.T.C

Anti-mist
REF. 100011

20 € T.T.C



Rayons UV

REF. 100013

20 € T.T.C

Grande Vision

REF. 100012

20 € T.T.C

Protecteur facial

Monture pliante
+ 10 écrans



REF. 100022

**SUPER OFFRE
13 € T.T.C**

Protecteur facial

Monture + 10 écrans




REF. 100021

**SUPER OFFRE
14 € T.T.C**

Moufle à dupliquer à l'alginate

- ✓ Avec kit de réduction de taille, pour les petits modèles.

Dimensions
intérieures




REF. 020206

129 € T.T.C

Vibrateur cabinet Ø120 mm

- ✓ En aluminium anodisé couleur blanc, est appuyé sur des ventouses adhésives.
- ✓ Comporte une cavité de 30 mm pour l'insertion du bol.
- ✓ Potentiomètre, d'un interrupteur pour le réglage progressif des vibrations de - + et d'un voyant de fonctionnement.



REF. 080030

370 € T.T.C

Récipient à polymériser pneumatique (6 l)


Tuyau de connexion
à fermeture
automatique.

Inox



Spécifications

Pression max. 2 bar
Temp. max. 60°C
Capacité 6 l



Mesures intérieures:
Ø 220 x 170 mm Hauteur



Double valve
de sécurité

REF. 030420

399 € T.T.C


Réchauffeur de plaques de cire

Pour enregistrements en bouche.

- ✓ Cuve et couvercle Inox.

Spécifications

Température 30-75°C
Capacité 1l



REF. 080078

536 € T.T.C

OFFRE SPECIALE | Cabinet dentaire

Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



MESTRA

Chariot avec 2 roues

- ✓ Fabriqué en acier inoxydable.
- ✓ Plateau coulissant (495 x 345 mm)




INOX

NOUVEAU

REF. 100451

SUPER OFFRE
151 € T.T.C



Chariot avec 5 roues

- ✓ Fabriqué en acier inoxydable.
- ✓ Plateau coulissant (495 x 345 mm)




NOUVEAU


INOX

REF. 100452


SUPER OFFRE
151 € T.T.C



Chariot pour scanner




NOUVEAU




REF. 100450


506 € T.T.C



Chariot pour scanner intra-oral avec support CPU



NOUVEAU




100449

675 €
+ IVA

Chariot électrique mobile

- ✓ Fabriqué en acier émaillé en blanc.
- ✓ 3 plateaux.
- ✓ 2 prises de courant pour alimenter les équipements.
- ✓ 4 roues. Déplacement équilibré et doux.




REF. 100305

396 € T.T.C



Chariot électrique mobile

- ✓ Fabriqué en acier émaillé en blanc.
- ✓ 3 plateaux en verre.
- ✓ 2 prises de courant pour alimenter les équipements.
- ✓ 4 roues. Déplacement équilibré et doux.




REF. 100306

SUPER OFFRE
581 € T.T.C



Chariot électrique mobile

- ✓ 3 prises de courant pour alimenter les équipements.
- ✓ 3 tiroirs.
- ✓ 1 prise de courant.
- ✓ Couleur blanche.
- ✓ Déplacement équilibré et doux.




100309

712 € T.T.C



Chariot électrique mobile

- ✓ Fabriqué en acier émaillé en blanc.
- ✓ 3 plateaux.
- ✓ 3 prises de courant pour alimenter les équipements.
- ✓ 4 roues. Déplacement équilibré et doux.
- ✓ Poids supporté par plateau, 5 kg.




REF. 100307

SUPER OFFRE
272 € T.T.C



Chariot électrique mobile

- ✓ Fabriqué en acier émaillé en blanc.
- ✓ 3 plateaux.
- ✓ 3 prises de courant pour alimenter les équipements.
- ✓ 1 tiroir.
- ✓ 4 roues. Déplacement équilibré et doux.
- ✓ Poids supporté par plateau, 5 kg




REF. 100308

SUPER OFFRE
461 € T.T.C



Chariot à monter

- ✓ Fabriqué en acier émaillé en blanc.
- ✓ 3 plateaux.
- ✓ 3 prises de courant pour alimenter les équipements.
- ✓ 4 roues. Déplacement équilibré et doux.
- ✓ Poids supporté par plateau, 5 kg.



REF. 100307M

SUPER OFFRE
237 € T.T.C





Articulateur semi-adaptable type arcon + etui

Arquimedes Profesional A7 Plus



Structure robuste en aluminium, qui garantit une meilleure stabilité. Conçu pour procurer un grand champ visuel.

- ✓ Semi-ajustable / Arcon.
- ✓ Distance inter-condylienne fixe (110 mm).
- ✓ Guide condylien courbe.
- ✓ Réglage du guide condylien et de l'angle de Bennet.
- ✓ Repère central.
- ✓ Système de stabilisation du mouvement du guide condylien avec une connexion en silicone.
- ✓ Tige d'appui de la partie supérieure en position ouverte.



REF. 010099

267 € T.T.C




Set Professionnel Standard

- ✓ Articulateur A7 PLUS
- ✓ Arc facial Standard
- ✓ Boîte de transport

REF. 010102

388 € T.T.C



Set Professionnel Elite

- ✓ Articulateur A7 PLUS
- ✓ Arc facial Elite
- ✓ Boîte de transport

REF. 010101

505 € T.T.C



Articulateur semi-adaptable type arcon + etui

Arquimedes Protrusal A7 Plus E



Semblable au modèle Archimède Pro, équipé de guides condyliens en aluminium avec ajustage millimétrique.

- ✓ Semi-ajustable / Arcon.
- ✓ Distance inter-condylienne fixe (110 mm).
- ✓ Réglage du guide condylien.
- ✓ Réglage de l'angle de Bennet.
- ✓ Guide condylien plat.
- ✓ Système de verrouillage bilatéral.
- ✓ Tige d'appui de la partie supérieure en position ouverte.
- ✓ Système stabilisateur des mouvements à ressort.



REF. 010103

441 € T.T.C



Set Protrusal Standard

- ✓ Articulateur A7 PLUS
- ✓ Arc facial Standard
- ✓ Boîte de transport

REF. 010104

555 € T.T.C



Set Protrusal Elite

- ✓ Articulateur A7 PLUS-E
- ✓ Arc facial Elite
- ✓ Boîte de transport

REF. 010106

707 € T.T.C



Articulateur semi-adaptable type arcon + etui

4000 S



- ✓ Semi-ajustable / Arcon.
- ✓ Distance inter-condylienne ajustable (axe expanser).
- ✓ Guide condylien courbe.
- ✓ Réglage du guide condylien
- ✓ Réglage de l'angle de Bennet.
- ✓ Stabilisation pour les mouvements d'articulation (O-ring).



REF. 010107

320 € T.T.C




Set 4000 S Standard

- ✓ Articulateur 4000S
- ✓ Arc facial Standard
- ✓ Boîte de transport

REF. 010107S

441 € T.T.C



Set 4000 S Élite

- ✓ Articulateur 4000S
- ✓ Arc facial Elite
- ✓ Boîte de transport

REF. 010107E

558 € T.T.C



OFFRE SPECIALE | Cabinet dentaire

Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



MESTRA

Articulateur semi-adaptable type arcon + Boîte en carton

Arquimedes Junior A7 Fix



- ✓ Distance inter-condylienne fixe (110 mm).
- ✓ Guide condylien fixe 30°
- ✓ Angle de Bennet fixe 15°
- ✓ Guide condylien courbe.
- ✓ Système de stabilisation magnétique (embout) pour le mouvement du guide condylien
- ✓ Tige d'appui de la partie supérieure en position ouverte.




REF. 010098

149 € T.T.C

Arc facial Standard

Dispositif permettant d'enregistrer la position spatiale de l'arcade dentaire supérieure du patient par rapport au crâne et de transférer l'enregistrement sur l'articulateur. Le transfert du dossier du patient s'effectue en fixant l'arc facial complet dans l'articulateur.



REF. 010102-50


127 € T.T.C



Dispositif médical

Arc facial Élite

Système d'articulation et de fixation de la fourche qui permet un enregistrement plus rapide. Élimine le besoin de l'arc lors du montage des modèles dans l'articulateur.




REF. 010100-55

264 € T.T.C



Dispositif médical

Lampe LED




LE BEST SELLER!

- ✓ 84 LEDs grandes
- ✓ Température de couleur 6000 K
- ✓ Intensité lumineuse réglable tactile.
- ✓ Sans scintillement.
- ✓ Avec pince pour fixation à la table.

REF. 100288

**SUPER OFFRE
130 € T.T.C**

Lampe LED




NOUVEAU

- ✓ 90 LEDs grandes
- ✓ Température de couleur 6000-7000 K
- ✓ Intensité lumineuse réglable par touche.
- ✓ Avec pince pour fixation à la table.

REF. 100289

**SUPER OFFRE
130 € T.T.C**

Lampe LED



- ✓ 117 LEDs
- ✓ Température de couleur 5600-6000 K
- ✓ Avec pince pour fixation à la table

REF. 100290

**SUPER OFFRE
130 € T.T.C**

Loupe éclairante LED



- ✓ 90 LEDs blancs
- ✓ Diamètre loupe 120 mm
- ✓ Avec pince d'accroche pour établi

3 dioptries

REF. 100287

5 dioptries

REF. 100287-5x

**SUPER OFFRE
124 € T.T.C**

Accessoires pour lampe et loupe

REF. 100287 - REF. 100288



NOUVEAU

Support à roulettes

REF. 100288-10

76 € T.T.C



REF. 100288-02

Support pince étai




REF. 100288-03

Support mural



REF. 100288-04


Support de table vissé




REF. 100288-07

Socle table

Lampe LED



- ✓ 140 LEDs.
- ✓ Température de couleur 3000/6500 K
- ✓ 3 types de lumière: froide, neutre et chaude.
- ✓ Intensité lumineuse réglable par touche.
- ✓ Avec pince de table.



Réglable jusqu'à 180°

REF. 100289V

156 € T.T.C

NOUVEAU



Lumière
froide
1 ligne



Lumière
neutre
2 lignes



Lumière
chaude
1 ligne

OFFRE SPECIALE | Cabinet dentaire

Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026




MESTRA

Boîtes à prothèses et orthodontie

Fabriquées en plastique.
25 u. assorties

Dimensions intérieures




REF. 070600

PRIX PAR QUANTITÉS:
NOUS CONSULTER

Boîtes à plaques d'orthodontie

Fabriquée en plastiques.
25 u. assorties

Dimensions intérieures



REF. 070590

PRIX PAR QUANTITÉS:
NOUS CONSULTER

Boîte à prothèses


Fabriquées en plastique.
100 u. assorties

Bleu

Ref. 070000

Rose

Ref. 070001



PRIX PAR QUANTITÉS:
NOUS CONSULTER

Boîtes pour orthodontie

Fabriquées en plastique.

Bleu

Ref. 070002

Vert clair


Ref. 070006

Vert

Ref. 070007

Orange

Ref. 070008




PRIX PAR QUANTITÉS:
NOUS CONSULTER

Boîtes à plaques d'orthodontie

Fabriquées en plastique.
5 u. assorties

NOUVEAU




REF. 070622

PRIX PAR QUANTITÉS:
NOUS CONSULTER

Boîtes à plaques d'orthodontie

Fabriquées en plastique.
5 u. assorties

NOUVEAU




REF. 070618

PRIX PAR QUANTITÉS:
NOUS CONSULTER

Boîtes à plaques d'orthodontie

Fabriquées en plastique.
5 u. assorties




REF. 070616

PRIX PAR QUANTITÉS:
NOUS CONSULTER

Boîte prothèse (avec égouttoir)

Fabriquées en plastique.
4 u. assorties




REF. 100267

PRIX PAR QUANTITÉS:
NOUS CONSULTER

Boîte de transport et de nettoyage

Fabriquées en plastique.



REF. 100265


PRIX PAR QUANTITÉS:
NOUS CONSULTER

Boîtes avec membrane avec fermeture (10 u.)


- ✓ Conçues spécialement pour le transport et la livraison d'éléments de qualité.
- ✓ La partie intérieure est constituée d'une membrane très flexible.
- ✓ Fabriqué en matière transparente très résistante et doté d'une fermeture de sécurité.
- ✓ Elles sont conditionnées par 10 unités.



Ref. 100262



Ref. 100263



Ref. 100264

Fabriquées en plastique.

PRIX PAR QUANTITÉS:
NOUS CONSULTER

Boîtes avec membrane (sachets de 10 u.)



Ref. 100259

Ref. 100260

Ref. 100261

PRIX PAR QUANTITÉS:
NOUS CONSULTER

Boîtes de transport



Ref. 100255

Ref. 100256

NOUVEAU

PRIX PAR QUANTITÉS:
NOUS CONSULTER

Jouets - Sachet de 25 unités

REF. 160000

Animaux, voitures, porte-clés, Noël...



REF. 160000

17 €
T.T.C.

NOUVEAU

Micro applicateurs (400 unités par boîte)

REF. 070667 REF. 070669 REF. 070671



Superfin - 1 mm
REF. 070667

7 €
T.T.C.




Fin - 1.5 mm
REF. 070669

7 €
T.T.C.



Régulier - 2 mm
REF. 070671

7 €
T.T.C.



NOUVEAU

Brosses jetables pour la prophylaxie

REF. 070702 REF. 070704



Dures - 100 u.
REF. 070702

10 €
T.T.C.



Doux - 100 u.
REF. 070704

10 €
T.T.C.

NOUVEAU

Gobelets jetables pour la prophylaxie

REF. 070706 REF. 070708



Dures - 100 u.
REF. 070706

10 €
T.T.C.



Doux - 100 u.
REF. 070708

10 €
T.T.C.

NOUVEAU

Chariot pour déchets

REF. 100440 REF. 100442

Deux conteneurs mobiles conçus pour le transport sécurisé des déchets médicaux infectieux. Grâce à leur conception simple et fonctionnelle, ils s'adaptent à tout type d'environnement.

Disponibles en 40 L ou 60 L.

Spécifications 40 L - 100440

Hauteur 568 mm	Largeur 296
Profondeur 404	Poids 11 kg

Spécifications 60 L - 100442

Hauteur 618 mm	Largeur 346
Profondeur 454	Poids 14 kg



40 L

REF. 100440

334 €
T.T.C.

NOUVEAU

60 L

REF. 100442

368 €
T.T.C.


Connexion intramatique PRIME 221

REF. 100237

- ✓ Contrôle manuel ou par pédale de la vitesse.
- ✓ Marche avant / marche arrière.
- ✓ Fonction de protection contre les surcharges.
- ✓ Fonction d'avertissement de défaut.
- ✓ Fonction de vitesse constante de la pédale.



NOUVEAU



Spécifications

Vitesse max. 50000 rpm	Voltage 200-240 V - 50/60 hz
Torque 5.8 N-cm	Pièce à main Ø 20 x 157 mm
Puissance 120 W	Poids Pièce à main 205 g

REF. 100237

463 €
T.T.C.

Micromoteur portable à induction intramatique

REF. 100282

BOÎTIER DE COMMANDE

Hauteur 45 mm	Largeur 105 mm
Profondeur 145 mm	Poids 0,4 kg

REF. 100282

Hauteur 20 mm	Largeur 20 mm	Profondeur 155 mm
Poids 0,2 kg	Puissance 30W	Torque 250 gf-cm
Vitesse 30000 rpm		



Autonomie 10 h

REF. 100282

777 €
T.T.C.


Connexion intramatique SENSE A3

REF. 100239

- ✓ Moteur brosse.
- ✓ Contrôle manuel de la vitesse.
- ✓ Pédale marche/arrêt.
- ✓ Affichage numérique de la vitesse.
- ✓ Tournez à droite et à gauche.
- ✓ Fonction de protection contre les surcharges.
- ✓ Fonction d'avertissement de défaut.



NOUVEAU



Spécifications

Vitesse max. 35000 rpm	Voltage 0-33 V
Torque 3.0 N-cm	Pièce à main Ø 15 x 150 mm
Puissance 70 W	Poids Pièce à main 215 g

REF. 100239

239 €
T.T.C.

Siège Poni

REF. 100602 REF. 100600

- ✓ Hauteur réglable.
- ✓ Cuir PU de haute qualité.
- ✓ Mousse haute résilience.
- ✓ Barre d'admission pneumatique à quatre niveaux. Sûr et fluide. Certifié TUV et SGS.
- ✓ Joint d'huile hydraulique. Protection multiple, aucune fuite d'huile ou d'air. Longue durée de vie.
- ✓ Nettoyage du filtre à huile. Dispositif de raclage d'huile intégré.



Système de relevage du pied.



Roues avec reins.

Le dossier peut être légèrement incliné indépendamment.

L'ensemble du dossier peut être relevé et abaissé et est libre de se déplacer.

Avec dossier

REF. 100602

413 €
+ IVA



Roues avec reins.



Sans dossier

REF. 100600


266 €
+ IVA

NOUVEAU

Incubateurs de spores biologiques

REF. 100370 REF. 100375


- ✓ Incubateurs de spores faciles à utiliser.
- ✓ Indispensables pour réaliser les tests nécessaires pour le bon fonctionnement des appareils à stériliser.
- ✓ Les deux modèles sont pourvus de quatre chambres pour pouvoir réaliser en même temps divers contrôles.



Élite modèle
Température réglable
et affichage numérique

REF. 100370

399 €
T.T.C.



Practic modèle
Fonctionnel et économique

REF. 100375

172 €
T.T.C.

Lampe de polymérisation LED - V200

REF. 100700

Il se distingue par son rapport qualité-prix, ce qui en fait une option idéale pour les nouvelles cliniques, ou comme deuxième unité indispensable, offrant une tranquillité d'esprit en cas d'imprévu.

Spécifications:

Dimensions: 243 mm x Ø25 mm
Poids: 390 g
Voltage: 3.7V
Capacité: 2200mAh
Batterie rechargeable



REF. 100700

79 €
T.T.C.

NOUVEAU

Lampe de polymérisation LED - DV50

REF. 100705

Densité de puissance nettement supérieure, atteignant jusqu'à 2600 mW/cm². Par conséquent, le durcissement est très rapide, minimisant ainsi le temps d'exposition.

Spécifications:

Dimensions: 217 mm x Ø22,5 mm
Poids: 117 g
Intensité maximale 2600mW/cm²
Longueur d'onde: 385 nm-515 nm.
Batterie rechargeable de 2200mAh
Émetteur LED 10 W
Fonction de mesure de l'intensité lumineuse.



REF. 100705

225 €
T.T.C.

NOUVEAU

Lampe de polymérisation LED - VAFU

REF. 100710

Gamme premium de polymérisation dentaire. Son rendement lumineux atteint 3200 mW/cm², permettant une polymérisation ultra-rapide en seulement 1 ou 2 secondes.

Spécifications:

Dimensions: 33 x 27 x 206 mm
Poids: 160 g Batterie rechargeable
Capacité de la batterie: 2200 mAh.
Longueur d'onde: 385nm-515nm
Puissance > = 3200 mW/cm².
Fonction de mesure de l'intensité lumineuse.

Comprend:

- 1 unité principale.
- 1 chargeur.
- 1 batterie.
- 1 jeu de lentilles (4 unités).
- 1 écran protecteur.
- 1 tête de détection des caries.
- Lunettes.



REF. 100710

380 €
T.T.C.

NOUVEAU

Nettoyeur à ultrasons DA10

REF. 100750

- ✓ Distingue automatiquement les dents et les gencives.
- ✓ Pièce à main de haute qualité avec éclairage.
- ✓ Sa conception amovible permet une stérilisation à haute température et haute pression.
- ✓ Adapte automatiquement la puissance en fonction de la dureté du tartre.
- ✓ Efficacité de nettoyage accrue.



REF. 100750

246 €
T.T.C.

NOUVEAU

Nettoyeur à ultrasons Q5

REF. 100755

- ✓ 3 modes de fonctionnement: Nettoyage général, Traitement parodontal, Traitement endodontique.
- ✓ Alimentation en eau automatique grâce à une bouteille intégrée à l'appareil.
- ✓ Réservoir d'eau de 800 ml.
- ✓ Technologie sinusoïdale.
- ✓ Pièce à main avec éclairage LED.
- ✓ Conception amovible permettant une stérilisation à haute température et haute pression.



REF. 100755

412 €
T.T.C.

INDOLORE

NOUVEAU

Nettoyeur à ultrasons Q6

REF. 100760

6 fonctions dans 1 appareil :

- ✓ Nettoyage par ultrasons.
- ✓ Thérapie parodontale.
- ✓ Irrigation canalaire.
- ✓ Aéropolissage supra-gingival.
- ✓ Aéropolissage sous-gingival.
- ✓ Entretien des implants.
- ✓ Écran tactile élégant.
- ✓ Conception à double réservoir d'eau.
- ✓ Pédale multifonctionnelle sans fil.

EMBOUTS EN ALLIAGE DE TITANE

Faible dureté pour protéger les dents et les gencives.



INDOLORE



REF. 100760

2.611 €
T.T.C.

NOUVEAU

Loupes dentaires galiléennes

REF. 100093

Elles ne disposent pas de mécanisme de basculement. Cela les rend plus légères et offre une profondeur de champ plus grande et plus large. Elles sont équipées de quatre tailles de lentilles de protection SS, S, R et L.

NOUVEAU



Spécifications

Distance de travail 420 ± 20mm	Champ de vision 80mm 90mm
Profondeur de champ 90mm 90mm	Poids 56g 59g

- ✓ Loupe dentaire Galilean TTL (Ultralégère 2,5X ou 3,0X)
- ✓ Housse de protection
- ✓ Lentilles SS/S/R/L
- ✓ Étui
- ✓ Sac en tissu
- ✓ Chiffon de nettoyage
- ✓ Bandeau



REF. 100093

393 €
T.T.C.

Lumière LED pour loupes dentaires galiléennes

REF. 100094

- ✓ 3 modes d'intensité lumineuse.
- ✓ 2 types de lumière: Bleu et blanc.

NOUVEAU



* Fixation sur lunettes
Réf. 100093

- ✓ Phare encliquetable + filtre jaune
- ✓ Contrôleur de phare sans fil (x2).
- ✓ Adaptateur secteur.
- ✓ Câble de charge.

REF. 100094

582 €
T.T.C.



MESTRA

Talleres Mestraitua SL
(+34) 944 530 388
info@mestra.es - www.mestra.es
48150 SONDIKA (Spain)

Offre valable sauf erreur typographique ou fin de stock. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.



Système de
management
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 1100018003