



CÁMARA INTRAORAL con autofocus y acople brazo

Ref. 100336




- ✓ Pantalla táctil LCD de 21,5 pulgadas.
- ✓ Cámara de alta definición (4K).
- ✓ Botones multifunción en la cámara.
- ✓ Auto focus.
- ✓ Grabación de imágenes y vídeo en memoria USB.
- ✓ Código QR para descarga de imágenes por WIFI.
- ✓ Soporte a barra.
- ✓ Sistema Android.
- ✓ Visualización de 1 o 4 imágenes en pantalla.
- ✓ Permite marcar sobre las imágenes en 2 colores.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Cámara: 4K
- ✓ Focus: 10 – 69 mm
- ✓ Monitor: 21,5 pulgadas
- ✓ Alto: 28 cm
- ✓ Ancho: 49 cm
- ✓ Fondo: 4 cm
- ✓ Lente: 1/2.8 » CMOS
- ✓ Ángulo de visión: 105°
- ✓ Alimentación: 230 Vac, 12 Vcc
- ✓ Iluminación: 8 LEDs
- ✓ Peso monitor: 2525 g
- ✓ Peso cámara: 100 g
- ✓ Peso conjunto con embalaje: 3525 g



✓ Visualización en detalle.



✓ Visualización completa.



CONTENIDO DEL PAQUETE

- ✓ Soporte a barra (para el brazo del equipo dental).
- ✓ Cable de conexión de la cámara.
- ✓ Cámara intraoral.
- ✓ Monitor.
- ✓ Soporte cámara.
- ✓ Fundas para cámara.
- ✓ Memoria USB.
- ✓ Adaptador 12 V, 4 A.



MESTRA

Talleres Mestraitua SL
(+34) 944 530 388
info@mestra.es - www.mestra.es
48150 SONDIKA (Spain)



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 1100018003