




# CAMÉRA INTRA-ORALE avec autofocus et bras de fixation

Réf. 100336




- ✓ Écran tactile LCD de 21,5 pouces.
- ✓ Caméra haute définition (4K).
- ✓ Boutons multifonctions sur la caméra.
- ✓ Mise au point automatique.
- ✓ Enregistrement d'images et de vidéos sur clé USB.
- ✓ Code QR pour le téléchargement d'images via Wi-Fi.
- ✓ Fixation sur barre.
- ✓ Système d'exploitation Android.
- ✓ Affichage de 1 ou 4 images à l'écran.
- ✓ Possibilité d'annoter les images en 2 couleurs.




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ✓ Caméra: 4K
- ✓ Mise au point: 10–69 mm
- ✓ Moniteur: 21,5 pouces
- ✓ Hauteur: 28 cm
- ✓ Largeur: 49 cm
- ✓ Profondeur: 4 cm
- ✓ Objectif: CMOS 1/2,8"
- ✓ Angle de vision: 105°
- ✓ Alimentation: 230 Vca, 12 Vcc
- ✓ Éclairage: 8 LED
- ✓ Poids du moniteur: 2 525 g
- ✓ Poids de la caméra: 100 g
- ✓ Poids total avec emballage: 3525 g



✓ Vue avec grossissement.



✓ Vision complète.



## CONTENU DE L'EMBALLAGE

- ✓ Support de barre (pour le bras de l'unité dentaire).
- ✓ Câble de connexion pour la caméra.
- ✓ Caméra intra-orale.
- ✓ Moniteur.
- ✓ Support pour la caméra.
- ✓ Protections pour la caméra.
- ✓ Clé USB.
- ✓ Adaptateur secteur 12 V, 4 A.

