

OFFRE SPECIALE | Cabinet dentaire

Du 16 FEVRIER au 30 AVRIL 2026



MESTRA

dental
FORUM 2026

2-3-4 AVRIL 2026
PARIS-Vincennes

Thermoformeuse à pression PlastPress

La thermoformeuse à pression positive la plus compacte du marché.

Meilleure fidélité de copie et moins de bruit par rapport aux thermoformeuses par aspiration.

Pratique et polyvalente, elle accepte des plaques rondes et carrées jusqu'à 6 mm d'épaisseur.

Elle doit être reliée à un compresseur (entre 3 et 8 bar).

Plaques $\square$ de 125 à 131 mm
Plaques $\circ$ 125 à 134 mm



Spécifications

Puissance 450 W

REF. 080544

1.254 € T.T.C



Machine pour Thermoformage

Machine de thermoformage pour plaques carrées ou rondes.

PLAQUES

$\square$ de 125 à 134 mm
 $\circ$ 125 à 134 mm
(disponible adaptateur pour $\circ$ 120, non inclus)

Spécifications

Puissance 925W



REF. 080542

868 € T.T.C

Thermo-formeuse à pression

Machine à technologie avancée pour un thermoformage de précision. Convient à des laboratoires et ou à des cabinets ayant un recours régulier à cette technique. Accepte des plaques carrées ou rondes (127,125, 120 mm) de toutes les épaisseurs (de 0,5 à 4,0 mm).

Spécifications

Pression 4-6 bar

Puissance 450W



REF. 080543


3.229 € T.T.C



Four de séchage pour plaques de thermoformage

Air chaud ventilé pour un séchage homogène.

- ✓ Extrait l'humidité et maintient sèches les plaques de thermoformage évitant la formation de porosités.
- ✓ Peut sécher les zircons teintés manuellement, modèles etc.
- ✓ 6 plateaux en acier inox.
- ✓ Carcasse en acier inox.
- ✓ Minuterie de 24 heures.



Spécifications

Temp. 35-75°C

Consommation 550-650 W

REF. 080118

375 € T.T.C

Plaques thermoformage

Double emballage (intérieur-extérieur). Pour tous les types d'utilisation.

CE Dispositif médical

NOUVEAU



REFERENCE	DURETÉ	APPARENCE	Dim. 128 x 128 mm épaisseur	QTY.	PRIX
080563	Dures	Transparent	0.5 mm	25 u.	11€
080564	Dures	Transparent	0.75 mm	25 u.	15€
080565	Dures	Transparent	1.0 mm	25 u.	15€
080566	Dures	Transparent	1.5 mm	25 u.	19€
080567	Dures	Transparent	2.0 mm	25 u.	28€
080568	Molles	Translucide	0.5 mm	25 u.	26€
080569	Molles	Translucide	1.0 mm	12 u.	7€
080570	Molles	Translucide	1.5 mm	12 u.	10€
080571	Molles	Translucide	2.0 mm	12 u.	15€
080572	Molles	Translucide	3.0 mm	12 u.	18€

Plaques thermoformage



NOUVEAU

CE Dispositif médical

Plaques de thermoformage carrées standard. Dimension: 127x127 mm. Fabriquées en plastique de qualité certifiées FDA (U.S.A.) et CE.

Lors de la chauffe il n'y a pas de dépôt ni de fumées. L'absence de matériel recyclé évite son altération lors de la mise sous vide à chaud.

Disponibles en une grande variété d'épaisseurs et de types.

PRIX T.T.C

REF.	TYPE	DURETÉ	APPARENCE	Dim. 128x128 mm épaisseur	QTY.	PRIX
080574	Cristal	Dures	Transparent	0.3 mm	10	6€
080575	Cristal	Dures	Transparent	0.75 mm	5	6€
080576	Cristal	Dures	Transparent	1.0 mm	5	6€
080577	Cristal	Dures	Transparent	1.5 mm	5	9€
080578	Cristal	Dures	Transparent	2.0 mm	5	11€
080579	Laiteux	Dures	Translucide	0.6 mm	10	5€
REF.	TYPE	DURETÉ	APPARENCE	Dim. 131x131 mm épaisseur	QTY.	PRIX
080580	Soft	Molles	Translucide	1.0 mm	10	9€
080581	Soft	Molles	Translucide	1.5 mm	10	14€
080582	Soft	Molles	Translucide	2.0 mm	10	17€
080583	Soft	Molles	Translucide	3.0 mm	5	13€
080584	Soft	Molles	Translucide	4.0 mm	5	18€
REF.	TYPE	DURETÉ	APPARENCE	Dim. 0125 mm épaisseur	QTY.	PRIX
080574R	Cristal	Dures	Transparent	0.3 mm	10	5€
080575R	Cristal	Dures	Transparent	0.75 mm	5	6€
080576R	Cristal	Dures	Transparent	1.0 mm	5	7€
080577R	Cristal	Dures	Transparent	1.5 mm	5	10€
080579R	Laiteux	Dures	Translucide	0.6 mm	10	7€
080580R	Soft	Molles	Translucide	1.0 mm	10	8€
080581R	Soft	Molles	Translucide	1.5 mm	10	13€
080582R	Soft	Molles	Translucide	2.0 mm	10	13€
080583R	Soft	Molles	Translucide	3.0 mm	5	9€
080584R	Soft	Molles	Translucide	4.0 mm	5	15€

OFFRE SPECIALE | Cabinet dentaire

Du 16 FEVRIER au 30 AVRIL 2026



MESTRA

dental
forum 2026

2-3-4 AVRIL 2026
PARIS-Vincennes

Autoclave icanCLAVE 3F

icanCLAVE 3F est un autoclave super rapide, spécialement conçu pour la stérilisation des instruments non emballés, ce qui améliore considérablement le taux de rotation des instruments chirurgicaux et la commodité des petites opérations en dentisterie.


- ✓ Port imprimante.
- ✓ Port USB
- ✓ Mémoire interne.
- ✓ Port pour l'imprimante d'étiquettes de codes-barres.
- ✓ Valise de transport.



NOUVEAU

Spécifications

Tension, Freq.: 220/110V, 50/60Hz • Volume de la chambre: Aprox. 3L
Puissance: 2300 W • Nombre de plateaux: 1 • Matériau des plateaux: Aluminium
Taille des plateaux: 178 x 285 mm
Dimension de la chambre: 192(W) x 45(H) x 285(D)



DIRECTIVES ET NORMES

- ✓ 93/42/CEE Directive sur les dispositifs médicaux.
- ✓ Directive sur les équipements sous pression 2014/68/EU.
- ✓ EN 13060 Petits stérilisateur à vapeur.
- ✓ EN 61326, EN 61000 Compatibilité électromagnétique.
- ✓ EN 61010-1, UL 61010-1 Conditions de sécurité.
- ✓ EN 61010-2-040, IEC 61010-2-040.

Directive RoHS 2011/65/EU.



Service technique officiel
icanCLAVE
en Espagne

REF. 100367


2.514 € T.T.C

Autoclave de table 18-D classe B (18 litres)

- ✓ Valves ODE, pompe à vide ULUAK et pompe à eau ULKA.
- ✓ Très silencieux (70 dB).
- ✓ Triple système de vide fractionné avec un générateur de vapeur indépendant garantissant des cycles de stérilisation rapides et sûrs.
- ✓ Système de contrôle de haute précision pour des excellents résultats de stérilisation (EN13060).
- ✓ Autodiagnostic avec codes d'erreur.
- ✓ Complètement automatique avec des cycles de stérilisation pré-programmés.
- ✓ Cabine et porte en acier inoxydable avec des finitions en électro-polissage.
- ✓ Réservoir d'eau type ouvert permettant un remplissage et un entretien aisés.

Spécifications

Dimensions 247 x 350 mm Puissance nominale 1750 V
Température ambiante 5-40°C Humidité relative ambiante Max. 80 %
Pression atmosphérique 76-106 kPa Niveau sonore < 70 dB
Disjoncteur F16A / 400 V Températures de stérilisation 121/134°C
Capacité du réservoir d'eau 2.5 l



Service technique officiel
icanCLAVE
en Espagne



MESTRA
by **icanCLAVE**



REF. 100365

3.504 € T.T.C

Incubateurs de spores biologiques

- ✓ Incubateurs de spores faciles à utiliser.
- ✓ Indispensables pour réaliser les tests nécessaires pour le bon fonctionnement des appareils à stériliser.
- ✓ Les deux modèles sont pourvus de quatre chambres pour pouvoir réaliser en même temps divers contrôles.

Élite modèle

Température réglable et affichage numérique.



REF. 100370

399 €
T.T.C.




Modelo Practic

Fonctionnel et économique



REF. 100375

180 €
T.T.C.



OFFRE SPECIALE | Cabinet dentaire

Du 16 FEVRIER au 30 AVRIL 2026



MESTRA


dental 2026

2-3-4 AVRIL 2026
PARIS-Vincennes

Réservoir d'eau distillée

Équipé d'un régulateur de pression et d'une soupape à double sécurité.

Capacité 18 l



REF. 080620

410 € T.T.C


Machine à distiller et à décalcifier 4 litres



REF. 100210

307 € T.T.C

Thermo-soudeuse automatique avec impression



REF. 080435

3.038 € T.T.C



Table roulante optionnelle
200 x 240 x 635 mm
17 kg


REF. 080436

540 € T.T.C

Thermo-soudeuse

- ✓ Longueur soudure 305 mm.
- ✓ Largeur soudure 12 mm.

* Bobines non incluses.



REF. 080433


394 € T.T.C

Barrier film

Ce film adhésif offre une solution pratique et efficace pour les environnements dentaires, en fournissant une couche de protection pour les instruments et les matériaux.

Chaque rouleau contient 1200 adhésifs prédécoupés de 10 x 15 cm.

Couleur bleue.



NOUVEAU

REF. 080439

11 € T.T.C

Sachets de stérilisation autocollants

Nouveaux sacs 5x9 cm
le plus petit du marché!



Spécifications

Ref. 080448: 5 x 24 cm	Ref. 080449: 7 x 26 cm
Ref. 080450: 9 x 26 cm	Ref. 080451: 5 x 9 cm
Ref. 080452: 14 x 28 cm	Ref. 080454: 19 x 36 cm
Ref. 080456: 25 x 40 cm	Ref. 080457: 30 x 40 cm
Ref. 080458: 30 x 45 cm	Ref. 080459: 5,7 x 13 cm

Dispositif médical de Classe I (MDR 2017/745)
Conforme aux normes ISO 11607-1:2017 et EN 868-5:2009

Sachets
(200 unités)


**CONSULTER
DES PRIX**

Bobines pour thermo-soudeuse

Spécifications

Ref. 080441: 5 cm x 200 m
Ref. 080442: 7,5 cm x 200 m
Ref. 080443: 10 cm x 200 m
Ref. 080444: 15 cm x 200 m
Ref. 080445: 20 cm x 200 m
Ref. 080446: 25 cm x 200 m
Ref. 080447: 30 cm x 200 m

Dispositif médical de Classe I
(MDR 2017/745)
Conforme aux normes ISO
11607-1:2017
et EN 868-5:2009



**CONSULTER
DES PRIX**

OFFRE SPECIALE | Cabinet dentaire

Du 16 FEVRIER au 30 AVRIL 2026



MESTRA

dental FORUM 2026

2-3-4 AVRIL 2026
PARIS-Vincennes

Bains à ultrasons 2.8, 3.4 et 5.8 litres


- ✓ Température réglable.
- ✓ Comprend un panier en acier inoxydable.
- ✓ Fabriqué en acier inoxydable.
- ✓ Avec vanne de vidange.



5.8 L

REF. 100152

633 € T.T.C




Mesures intérieures:
Hauteur 155 mm
Largeur 298 mm
Profondeur 152 mm



3.4 L

REF. 100151

590 € T.T.C



Mesures intérieures:
Hauteur 100 mm
Largeur 298 mm
Profondeur 152 mm


NOUVEAU



2.8 L

REF. 100150

459 € T.T.C



Mesures intérieures:
Hauteur 100 mm
Largeur 238 mm
Profondeur 140 mm

Bain à ultrasons Calypso 4 litres

Ultrasons 180 ml avec lumière UV


Bac à ultrasons



- ✓ Panier en acier inox.
- ✓ Récipient en verre.
- ✓ Pincettes pour fraises (ref. 070520)
- ✓ Chauffage.
- ✓ Robinet vidange.

Spécifications

Cap. cuve 4 l
Fréquence 40 kHz



REF. 080422


1.499 € T.T.C



NOUVEAU

Spécifications

Cap. cuve 180 ml
Cuve Ø 87*38 mm
Tension 220 50/60 Hz
Fréquence 42 kHz
Minuterie 5/10 min
Puissance 28 W



REF. 100162

66 € T.T.C



À usage individuel

*Pile non incluse

Spécifications

Alimentation 2 piles AA



REF. 100160

**PRIX
CONSULTER**

Bains à ultrasons 3, 2.5 et 1.4 litres


NOUVEAU



2.5 L

REF. 100140


349 € T.T.C



3 L

REF. 100142


227 € T.T.C



1.4 L

REF. 100141

227 € T.T.C



OFFRE SPECIALE | Cabinet dentaire

Du 16 FEVRIER au 30 AVRIL 2026




MESTRA

dental FORUM 2026

2-3-4 AVRIL 2026
PARIS-Vincennes

Loupes dentaires galiléennes

Elles ne disposent pas de mécanisme de basculement. Cela les rend plus légères et offre une profondeur de champ plus grande et plus large. Elles sont équipées de quatre tailles de lentilles de protection SS, S, R et L.



Spécifications

Distance de travail 420 ± 20mm	Champ de vision 80mm 90mm
Profondeur de champ 90mm 90mm	Poids 56g 59g

NOUVEAU

- ✓ Loupe dentaire Galilean TTL (Ultralégère 2,5X ou 3,0X)
- ✓ Housse de protection
- ✓ Lentilles SS/S/R/L
- ✓ Étui
- ✓ Sac en tissu
- ✓ Chiffon de nettoyage
- ✓ Bandeau



REF. 100093

393 €
T.T.C.

Lumière LED pour loupes dentaires galiléennes

- ✓ 3 modes d'intensité lumineuse.
- ✓ 2 types de lumière: Bleu et blanc.

NOUVEAU



* Fixation sur lunettes
Réf. 100093

- ✓ Phare encliquetable + filtre jaune
- ✓ Contrôleur de phare sans fil (x2).
- ✓ Adaptateur secteur.
- ✓ Câble de charge.



REF. 100094

582 €
T.T.C.

Loupes de travail bio-art

OFFRE DE LANCEMENT

Légères, pratiques et panoramique. Fabriqué avec de la résine CR-39 elles offrent une plus grande résistance à l'abrasion et une excellente transparence.



Augmentation 2,5 x

REF. 100076

37 € T.T.C.

Augmentation 3,5 x

REF. 100077

37 € T.T.C.

- ✓ Disponible avec un grossissement de 2,5x ou 3,5x.
- ✓ Dimensions de l'emballage:(LxLxH) 25,5 x 16,5 x 3,5 cm.
- ✓ Poids: 65g.

NOUVEAU

Loupes frontales

- ✓ Équipé d'un éclairage pratique pour éviter les ombres.
- ✓ Quatre grossissements différents: 1,7X, 2X, 2,5X, 3,5X



REF. 100079

139 € T.T.C.

Lunettes de sécurité

Valve de ventilation

Anti-mist

Grande Vision



Rayons UV

Valve de ventilation

REF. 100014

14 € T.T.C.

Anti-mist

REF. 100011

21 € T.T.C.

Rayons UV

REF. 100013

21 € T.T.C.

Grande Vision

REF. 100012

21 € T.T.C.

Protecteur facial

Monture pliante
+ 10 écrans



REF. 100022

SUPER OFFRE
14 € T.T.C.

Protecteur facial

Monture + 10 écrans




REF. 100021

SUPER OFFRE
15 € T.T.C.

Moufle à dupliquer à l'alginate

- ✓ Avec kit de réduction de taille, pour les petits modèles.

Dimensions
intérieures



REF. 020206

135 € T.T.C.

OFFRE SPECIALE | Cabinet dentaire

Du 16 FEVRIER au 30 AVRIL 2026



MESTRA

dental
forum 2026

2-3-4 AVRIL 2026
PARIS-Vincennes

Jouets Sachet de 25 unités

Animaux, voitures, porte-clés, Noël...

NOUVEAU



REF. 160000

17 €
T.T.C.

Micro applicateurs (400 unités par boîte)



SUPERFIN - 1mm

REF. 070667

**CONSULTER
LE PRIX**



FIN - 1.5 mm

REF. 070669

**CONSULTER
LE PRIX**



REGULIER - 2 mm

REF. 070671

**CONSULTER
LE PRIX**

Brosses jetables pour la prophylaxie



NOUVEAU

DURES - 100 u.

REF. 070702

**CONSULTER
LE PRIX**

DOUX - 100 u.

REF. 070704

**CONSULTER
LE PRIX**

Gobelets jetables pour la prophylaxie



NOUVEAU

DURES - 100 u.

REF. 070706

**CONSULTER
LE PRIX**

DOUX - 100 u.

REF. 070708


**CONSULTER
LE PRIX**

Boîtes à prothèses et orthodontie



Fabriquées en plastique.
25 u. assorties

Dimensions intérieures



REF. 070600


**PRIX PAR QUANTITÉS:
NOUS CONSULTER**

Boîtes à plaques d'orthodontie



Fabriquée en plastiques.
25 u. assorties

Dimensions intérieures



REF. 070590

**PRIX PAR QUANTITÉS:
NOUS CONSULTER**

Boîte à prothèses



Fabriquées en plastique.
100 u. assorties


Bleu

Ref. 070000

Rose

Ref. 070001

Dimensions intérieures



**PRIX PAR QUANTITÉS:
NOUS CONSULTER**

Boîtes pour orthodontie



Fabriquées en plastique.

Bleu

Ref. 070002

Vert clair

Ref. 070006


Vert

Ref. 070007

Orange

Ref. 070008

Dimensions intérieures



**PRIX PAR QUANTITÉS:
NOUS CONSULTER**

OFFRE SPECIALE | Cabinet dentaire

Du 16 FEVRIER au 30 AVRIL 2026




MESTRA

dental
forum 2026

2-3-4 AVRIL 2026
PARIS-Vincennes

Boîtes à plaques d'orthodontie

Fabriquées en plastique.
5 u. assorties




NOUVEAU

REF. 070622

PRIX PAR QUANTITÉS:
NOUS CONSULTER

Boîtes à plaques d'orthodontie

Fabriquées en plastique.
5 u. assorties




NOUVEAU

REF. 070618

PRIX PAR QUANTITÉS:
NOUS CONSULTER

Boîtes à plaques d'orthodontie

Fabriquées en plastique.
5 u. assorties




REF. 070616

PRIX PAR QUANTITÉS:
NOUS CONSULTER

Boîte prothèse (avec égouttoir)

Fabriquées en plastique.
4 u. assorties




REF. 100267

PRIX PAR QUANTITÉS:
NOUS CONSULTER

Boîte de transport et de nettoyage

Fabriquées en plastique.




REF. 100265


PRIX PAR QUANTITÉS:
NOUS CONSULTER

Boîtes avec membrane avec fermeture (10 u.)


- ✓ Conçues spécialement pour le transport et la livraison d'éléments de qualité.
- ✓ La partie intérieure est constituée d'une membrane très flexible.
- ✓ Fabriqué en matière transparente très résistante et doté d'une fermeture de sécurité.
- ✓ Elles sont conditionnées par 10 unités.



Ref. 100262



Ref. 100263



Ref. 100264


Fabriquées
en plastique.

PRIX PAR QUANTITÉS:
NOUS CONSULTER

Boîtes avec membrane (sachets de 10 u.)



Ref. 100259



Ref. 100260





Ref. 100261

PRIX PAR QUANTITÉS:
NOUS CONSULTER

Boîtes de transport



Ref. 100255



Ref. 100256

PRIX PAR QUANTITÉS:
NOUS CONSULTER

OFFRE SPECIALE | Cabinet dentaire

Du 16 FEVRIER au 30 AVRIL 2026



MESTRA

dental
forum 2026

2-3-4 AVRIL 2026
PARIS-Vincennes

Chariot pour déchets

Deux conteneurs mobiles conçus pour le transport sécurisé des déchets médicaux infectieux. Grâce à leur conception simple et fonctionnelle, ils s'adaptent à tout type d'environnement.

Disponibles en 40 L ou 60 L.

Spécifications 40 L - 100440

Hauteur 568 mm	Largeur 296
Profondeur 404	Poids 11 kg

Spécifications 60 L - 100442

Hauteur 618 mm	Largeur 346
Profondeur 454	Poids 14 kg



REF. 100440 - 40L

334 €
T.T.C.

REF. 100442 - 60L

368 €
T.T.C.

Siège Poni avec dossier

- ✓ Hauteur réglable.
- ✓ Cuir PU de haute qualité.
- ✓ Mousse haute résilience.
- ✓ Barre d'admission pneumatique à quatre niveaux. Sûr et fluide. Certifié TUV et SGS.
- ✓ Joint d'huile hydraulique. Protection multiple, aucune fuite d'huile ou d'air. Longue durée de vie.
- ✓ Nettoyage du filtre à huile. Dispositif de raclage d'huile intégré.



Système de relevage du pied.



Le dossier peut être légèrement incliné indépendamment.

L'ensemble du dossier peut être relevé et abaissé et est libre de se déplacer.



Roues avec reins.

REF. 100602

413 €
T.T.C.

Siège Poni sans dossier

- ✓ Altura ajustable.
- ✓ Cuero PU de alta calidad.
- ✓ Espuma de alta resiliencia.
- ✓ Barra neumática de entrada de cuatro etapas. Segura y suave. Certificación TUV y SGS.
- ✓ Sello de aceite hidráulico. Protección múltiple, sin fugas de aceite ni aire. Larga vida útil.
- ✓ Limpieza del filtro de aceite. Dispositivo de raspado de aceite integrado.



Roues avec reins.



REF. 100600

266 €
T.T.C.

Carrito avec 2 roues

- ✓ Fabriqué en acier inoxydable.
- ✓ Plateau coulissant (495 x 345 mm)



REF. 100451

SUPER OFFRE
151 € T.T.C.



Inox

NOUVEAU


Carrito avec 5 roues

- ✓ Fabriqué en acier inoxydable.
- ✓ Plateau coulissant (495 x 345 mm)



REF. 100452

SUPER OFFRE
151 € T.T.C.



Inox

NOUVEAU

OFFRE SPECIALE | Cabinet dentaire

Du 16 FEVRIER au 30 AVRIL 2026




MESTRA

dental
forum 2026

2-3-4 AVRIL 2026
PARIS-Vincennes

Chariot pour scanner



Chariot pour scanner intra-oral avec support CPU



Chariot électrique mobile

- ✓ Fabriqué en acier émaillé en blanc.
- ✓ 3 plateaux.
- ✓ 2 prises de courant pour alimenter les équipements.
- ✓ 4 roues. Déplacement équilibré et doux.




REF. 100305

408 € T.T.C.



Chariot électrique mobile

- ✓ Fabriqué en acier émaillé en blanc.
- ✓ 3 plateaux en verre.
- ✓ 2 prises de courant pour alimenter les équipements.
- ✓ 4 roues. Déplacement équilibré et doux.



REF. 100306

**SUPER OFFRE
600 € T.T.C.**



Chariot électrique mobile

- ✓ Fabriqué en acier émaillé en blanc.
- ✓ 3 plateaux.
- ✓ 3 prises de courant pour alimenter les équipements.
- ✓ 4 roues. Déplacement équilibré et doux.
- ✓ Poids supporté par plateau, 5 kg.



REF. 100307

**SUPER OFFRE
280 € T.T.C.**



Chariot à monter

- ✓ Fabriqué en acier émaillé en blanc.
- ✓ 3 plateaux.
- ✓ 3 prises de courant pour alimenter les équipements.
- ✓ 4 roues. Déplacement équilibré et doux.
- ✓ Poids supporté par plateau, 5 kg.



REF. 100307M

**SUPER OFFERTA
237 € + IVA**



Emballage réduit:
460 x 780 x 120 mm
11,5 kg




Chariot électrique mobile

- ✓ Fabriqué en acier émaillé en blanc.
- ✓ 3 plateaux.
- ✓ 3 prises de courant pour alimenter les équipements.
- ✓ 1 tiroir.
- ✓ 4 roues. Déplacement équilibré et doux.
- ✓ Poids supporté par plateau, 5 kg



REF. 100308

**SUPER OFFRE
475 € T.T.C.**




Chariot électrique mobile

- ✓ 3 prises de courant pour alimenter les équipements.
- ✓ 3 tiroirs.
- ✓ 1 prise de courant.
- ✓ Couleur blanche.
- ✓ Déplacement équilibré et doux.



REF. 100309

**SUPER OFFRE
733 € T.T.C.**



OFFRE SPECIALE | Cabinet dentaire

Du 16 FEVRIER au 30 AVRIL 2026



MESTRA

dental
forum 2026

2-3-4 AVRIL 2026
PARIS-Vincennes

Lampe de polymérisation LED - V200

Il se distingue par son rapport qualité-prix, ce qui en fait une option idéale pour les nouvelles cliniques, ou comme deuxième unité indispensable, offrant une tranquillité d'esprit en cas d'imprévus.

Spécifications:

Dimensions:
243 mm x Ø25 mm
Poids: 390 g
Voltage: 3.7V
Capacité: 2200mAh
Batterie rechargeable



Lampe de polymérisation LED - DV50

Densité de puissance nettement supérieure, atteignant jusqu'à 2600 mW/cm². Par conséquent, le durcissement est très rapide, minimisant ainsi le temps d'exposition.

Spécifications:

Dimensions: 217 mm x Ø22,5 mm
Poids: 117 g
Intensité maximale 2600mW/cm²
Longueur d'onde: 385 nm-515 nm.
Batterie rechargeable de 2200mAh
Émetteur LED 10 W
Fonction de mesure de l'intensité lumineuse.



Lampe de polymérisation LED - VAFU

Gamme premium de polymérisation dentaire. Son rendement lumineux atteint 3200 mW/cm², permettant une polymérisation ultra-rapide en seulement 1 ou 2 secondes.

Spécifications:

Dimensions: 33 x 27 x 206 mm
Poids: 160 g Batterie rechargeable
Capacité de la batterie: 2200 mAh.
Longueur d'onde: 385nm-515nm
Puissance > = 3200 mW/cm².
Fonction de mesure de l'intensité lumineuse.

Comprend:

- 1 unité principale.
- 1 chargeur.
- 1 batterie.
- 1 jeu de lentilles (4 unités).
- 1 écran protecteur.
- 1 tête de détection des caries.
- Lunettes.



Nettoyeur à ultrasons DA10

- ✓ Distingue automatiquement les dents et les gencives.
- ✓ Pièce à main de haute qualité avec éclairage.
- ✓ Sa conception amovible permet une stérilisation à haute température et haute pression.
- ✓ Adapte automatiquement la puissance en fonction de la dureté du tartre.
- ✓ Efficacité de nettoyage accrue.



Nettoyeur à ultrasons Q5

- ✓ 3 modes de fonctionnement: Nettoyage général, Traitement parodontal, Traitement endodontique.
- ✓ Alimentation en eau automatique grâce à une bouteille intégrée à l'appareil.
- ✓ Réservoir d'eau de 800 ml.
- ✓ Technologie sinusoïdale.
- ✓ Pièce à main avec éclairage LED.
- ✓ Conception amovible permettant une stérilisation à haute température et haute pression.

INDOLORE



Nettoyeur à ultrasons Q6

6 fonctions dans 1 appareil :

- ✓ Nettoyage par ultrasons.
- ✓ Thérapie parodontale.
- ✓ Irrigation canalaire.
- ✓ Aéropolissage supra-gingival.
- ✓ Aéropolissage sous-gingival.
- ✓ Entretien des implants.
- ✓ Écran tactile élégant.
- ✓ Conception à double réservoir d'eau.
- ✓ Pédale multifonctionnelle sans fil.

EMBOUTS EN ALLIAGE DE TITANE

Faible dureté pour protéger les dents et les gencives.



INDOLORE



OFFRE SPECIALE | Cabinet dentaire

Du 16 FEVRIER au 30 AVRIL 2026



MESTRA

dental 2026

2-3-4 AVRIL 2026
PARIS-Vincennes

Mélangeur d'alginat

- ✓ De transport facile.
- ✓ Ergonomique.
- ✓ 2 vitesses.
- ✓ Spatule incluse.

CE Dispositif médical
MDR 2017/745



230 mm
175 mm
250 mm
3 kg

REF. 080515

565 € T.T.C



En offre: un pot étanche
à alginat (valeur 30 €)
Ref. 080515-02

Malaxeur automatique d'alginat

- ✓ Pratique mélange automatique.
- ✓ Rapide obtention du mélange
en quelques secondes.
- ✓ Quantité maximale
de mélange 80 gr

305 mm
255 mm
205 mm
17 kg

REF. 100191

1.147 € T.T.C



En offre: un pot
étanche à alginat
(valeur 102 €)
Ref. 100189

Localisateur d'Apex

- ✓ Calibration automatique.
- ✓ Écran LCD image nette
et précise.
- ✓ Différenciation par
couleurs.
- ✓ Accessoires stérilisables.
- ✓ Batterie rechargeable.

110 mm
80 mm
138 mm
0,4 kg



NOUVEAU

REF. 100330

**SUPER OFFRE
394 € T.T.C**

Micro-moteur endodontie

Spécifications

Vitesse 100-600 rpm

Torque 1.4 N·cm

Alimentation: piles

215 mm
85 mm
120 mm
0,3 kg

CE
0120



REF. 100350

**SUPER OFFRE
891 € T.T.C**

Caméra intra-orale avec système autofocus

- ✓ Écran tactile LCD de 21,5 pouces.
- ✓ Appareil photo haute définition (4K).
- ✓ Autofocus.
- ✓ Enregistrement d'images et de vidéos
sur mémoire USB.
- ✓ Code QR pour le téléchargement
d'images via WIFI.
- ✓ Prise en charge des barres.
- ✓ Système Android.
- ✓ Affichage de 1 ou 4 images sur l'écran.

280 mm
460 mm
400 mm
Monitor: 2,52 kg
Caméra: 0,1 kg



NOUVEAU



REF. 100336

1.048 € T.T.C

OFFRE SPECIALE | Cabinet dentaire

Du 16 FEVRIER au 30 AVRIL 2026



MESTRA

dental
forum 2026

2-3-4 AVRIL 2026
PARIS-Vincennes


Lampe pour blanchiment

- ✓ Large spectre d'illumination (de 420 à 472 nm).
- ✓ Puissance élevée (jusqu'à 2000 mW/cm²).
- ✓ Réglage de la hauteur ou de l'orientation rendu très aisé grâce à son "col de cygne".
- ✓ Le display digital affiche les temps, la puissance etc. du process de blanchiment.
- ✓ Il dispose également d'une pratique télécommande à distance. Elle est livrée avec 20 férules buccales jetables, deux paires de lunettes de protection, et d'un écarteur labial.



REF. 100340

SUPER OFFRE
713 € T.T.C




Lampe pour blanchiment

- ✓ Large spectre d'éclairage.
- ✓ 3 types de sources lumineuses LED différentes: bleu, rouge, (rouge + bleu).
- ✓ 5 LED bleus: de 430 à 490 nm.
- ✓ 2 LED rouges haute puissance: 610 à 650 nm.
- ✓ Puissance de sortie lumineuse: jusqu'à 2327 mW/cm².
- ✓ 8 lumières violettes avec effet stérilisant.
- ✓ Fabriqué en matériau métallique, en au design élégant et facile à assembler.
- ✓ Temps de blanchiment réglable.

REF. 100341


968 € T.T.C



Coupeur de pointes de gutta-percha

La pointe a la propriété d'être flexible pour pouvoir être coupée sans problème.

En appuyant sur le bouton d'alimentation, la pointe chauffera immédiatement jusqu'à 500 °C.




REF. 100349

114 € T.T.C

Mélangeur de silicones

- ✓ Convient à 99% de silicones.



Spécifications

Poussée 450 kg ± 10	Puissance 150 W
Temp. ambiante 5-40°C	Alimentation 240V-50Hz

REF. 100360

1.302 € T.T.C

Réchauffeur de composites

Dispositif de maintien au chaud de seringues composites.



Caractéristiques

Température 40-50-70°C
Diamètre des orifices 16 mm

REF. 080077

SUPER OFFRE
327 € T.T.C


Réchauffeur de plaques de cire

Pour enregistrements en bouche.

- ✓ Cuve et couvercle Inox.

Spécifications

Température 30-75°C
Capacité 1l



REF. 080078

563 € T.T.C

OFFRE SPECIALE | Cabinet dentaire

Du 16 FEVRIER au 30 AVRIL 2026



MESTRA


dental
forum 2026

2-3-4 AVRIL 2026
PARIS-Vincennes

Pistolet pour **microsablage** (utilisation extra-oral)

- ✓ Granulométrie: 50 - 100 microns.
- ✓ Indispensable pour nettoyer les brackets.
- ✓ Création de rétentions sur les couronnes.
- ✓ Opérations de sablage de précision.
- ✓ Sablage des faces occlusales.

Ce modèle est destiné à un usage en laboratoire dentaire; il ne peut pas être utilisé pour des applications intra-orales.



Spécifications


Pression de travail 4 à 5,5 bares

Granulométrie de oxide 50/100 microns



Connexion intramatique **PRIME 221**

- ✓ Contrôle manuel ou par pédale de la vitesse.
- ✓ Marche avant / marche arrière.
- ✓ Fonction de protection contre les surcharges.
- ✓ Fonction d'avertissement de défaut.
- ✓ Fonction de vitesse constante de la pédale.



Spécifications

Vitesse max. 50000 rpm Voltage 200-240 V - 50/60 hz

Torque 5,8 N-cm Pièce à main Ø 20 x 157 mm

Puissance 120 W Poids Pièce à main 205 g



Micromoteur portable à induction intramatic

Autonomie 10 h

BOÎTIER DE COMMANDE

Hauteur 45 mm Largeur 105 mm

Profondeur 145 mm Poids 0,4 kg

REF. 100282

Hauteur 20 mm

Largeur 20 mm

Profondeur 155 mm

Poids 0,2 kg

Puissance 30W

Torque 250 gf-cm

Vitesse 30000 rpm



Connexion intramatique **SENSE A3**


- ✓ Moteur brossé.
- ✓ Contrôle manuel de la vitesse.
- ✓ Pédale marche/arrêt.
- ✓ Affichage numérique de la vitesse.
- ✓ Tournez à droite et à gauche.
- ✓ Fonction de protection contre les surcharges.
- ✓ Fonction d'avertissement de défaut.

Spécifications

Vitesse max. 35000 rpm Voltage 0~33 V

Torque 3,0 N-cm Pièce à main Ø 15 x 150 mm


Puissance 70 W Poids Pièce à main 215 g



Box de retouches avec aspiration **Sirocco S**

SIROCCO S + BOÎTE DE TRAVAIL

- ✓ Pour les petites opérations de polissage et de retouches.
- ✓ Large vision de la zone de travail.
- ✓ Eclairage LED intégré.
- ✓ Ergonomique.



Spécifications

Puissance 350 W Niveau sonore 55 dB



SIROCCO S + TUBE FLEXIBLE

- ✓ La bouche d'aspiration est facilement orientable.
- ✓ Eclairage LED intégré.

Spécifications

Tube 700 mm Ø 45 mm Poids 3,8 kg





Arquimedes Profesional A7 PLUS

Structure robuste en aluminium, qui garantit une meilleure stabilité. Conçu pour procurer un grand champ visuel.

- ✓ Semi-ajustable / Arcon.
- ✓ Distance inter-condylienne fixe (110 mm).
- ✓ Guide condylien courbe.
- ✓ Réglage du guide condylien et de l'angle de Bennet.
- ✓ Repère central.
- ✓ Système de stabilisation du mouvement du guide condylien avec une connexion en silicone.
- ✓ Tige d'appui de la partie supérieure en position ouverte.



REF. 010099

Arquimedes Profesional A7 PLUS

Articulateur semi-adaptable type arcon + étui

280 € T.T.C

REF. 010102

Set Profesional Standard

Articulateur + arc facial standard + étui

408 € T.T.C

REF. 010101

Set Profesional Élite

Articulateur + arc facial élite + étui

530 € T.T.C

Arquimedes Protrusor A7 PLUS-E

Semblable au modèle Archimède Pro, équipé de guides condyliens en aluminium avec ajustage millimétrique.

- ✓ Semi-ajustable / Arcon.
- ✓ Distance inter-condylienne fixe (110 mm).
- ✓ Réglage du guide condylien.
- ✓ Réglage de l'angle de Bennet.
- ✓ Guide condylien plat.
- ✓ Système de verrouillage bilatéral.
- ✓ Tige d'appui de la partie supérieure en position ouverte.
- ✓ Système stabilisateur des mouvements à ressort.



REF. 010103

Arquimedes Protrusor A7 PLUS-E

Articulateur semi-adaptable type arcon + étui

SUPER OFFRE

463 € T.T.C

REF. 010104

Set Protrusor Standard

Articulateur + arc facial standard + étui

SUPER OFFRE

582 € T.T.C

REF. 010106

Set Protrusor Élite

Articulateur + arc facial élite + étui

SUPER OFFRE

742 € T.T.C

4000 S

- ✓ Semi-ajustable / Arcon.
- ✓ Distance inter-condylienne ajustable (axe extenseur).
- ✓ Guide condylien courbe.
- ✓ Réglage du guide condylien
- ✓ Réglage de l'angle de Bennet.
- ✓ Stabilisation pour les mouvements d'articulation (O-ring).



REF. 010107

4000 S

Articulateur semi-adaptable type arcon + étui

336 € T.T.C

REF. 010107S

Set 4000 S Standard

Articulateur + arc facial standard + étui

463 € T.T.C

REF. 010107E

Set 4000 S Élite

Articulateur + arc facial élite + étui

586 € T.T.C

OFFRE SPECIALE | Cabinet dentaire

Du 16 FEVRIER au 30 AVRIL 2026



MESTRA

dental FORUM 2026

2-3-4 AVRIL 2026
PARIS-Vincennes

Arquimedes Junior A7 FIX

- ✓ Distance inter-condylienne fixe (110 mm).
- ✓ Guide condylien fixe 30°
- ✓ Angle de Bennet fixe 15°
- ✓ Guide condylien courbe.
- ✓ Système de stabilisation magnétique (embouti) pour le mouvement du guide condylien
- ✓ Tige d'appui de la partie supérieure en position ouverte.



REF. 010098

156 € T.T.C



Arc facial Standard

Dispositif permettant d'enregistrer la position spatiale de l'arcade dentaire supérieure du patient par rapport au crâne et de transférer l'enregistrement sur l'articulateur. Le transfert du dossier du patient s'effectue en fixant l'arc facial complet dans l'articulateur.



REF. 010102-50

133 € T.T.C



CE Dispositif médical

Arc facial Élite

Système d'articulation et de fixation de la fourche qui permet un enregistrement plus rapide. Élimine le besoin de l'arc lors du montage des modèles dans l'articulateur.



REF. 010100-55

278 € T.T.C



CE Dispositif médical

Cabine de retouches Eclipse avec aspiration intégrée

Cette cabine présente des caractéristiques similaires à la "cabine de révision Eclipse" (Réf. 080216), mais avec la particularité d'intégrer sa propre unité d'aspiration. Si nécessaire, la machine peut être raccordée à une source d'aspiration externe.



Back

275 mm
360 mm
400 mm
2,8 kg



Front



NOUVEAU

REF. 080217

650 € T.T.C

Cabine de retouches Eclipse

- ✓ Lampe LED de grande luminosité.
- ✓ Absence d'ombres à l'intérieur.
- ✓ Position de travail ergonomique.
- ✓ Absorption de poussière optimisée moyennant un aspirateur externe (non inclus).
- ✓ Entretien aisé.



REF. 080216

529 € T.T.C

275 mm
330 mm
360 mm
2,8 kg

Sableuse - 1 silo Eclipse I

- ✓ Un silo et un pistolet mobile pour le microbllage.
- ✓ Souffleur.
- ✓ Pression de travail 2 à 6 bars
- ✓ Eclairage intérieur LED.
- ✓ 80 l/min

330 mm
360 mm
450 mm
5,7 kg



NOUVEAU

REF. 080221

905 € T.T.C

Sableuse - 1 silo Pluton

- ✓ Silo de grande capacité.
- ✓ Pression de soufflage jusqu'à 6 bars.
- ✓ Corps en acier inoxydable.
- ✓ Eclairage intérieur LED.
- ✓ Large vue à l'intérieur.
- ✓ Consommation d'air 80 l/min
- ✓ Pression de travail 2 à 5 atm

290 mm
235 mm
340 mm
7 kg



Inox

NOUVEAU

REF. 080254


912 € T.T.C

Compresseurs à piston sec (avec dessiccateur)

Famille de quatre compresseurs composée de deux tailles de 80 et 160 litres/minute qui comprend un dessiccateur avec purge automatique. Fonctionnement extrêmement silencieux (60 dB), entretien facile (piston sec) et excellente fiabilité.

Ils sont fournis avec deux manomètres (chaudière et pression de service), un régulateur de pression de sortie et un jeu complet de vannes pour la purge. La pression de service peut atteindre 8 bars.

Ne convient pas aux fraisesses.




1. Réf. 110340 est également disponible avec un filtre HEPA (H14) Réf. 110340H
2. Le filtre à charbon actif. La Réf. 110300-53 est disponible comme accessoire pour tous les compresseurs.

CERTIFICAT pour TÜV SÜD
Certificat de type N° 12202200491258001
Directive 2014/29/UE (récipient sous pression)



80 l/min
(avec dessiccateur)
REF. 110310

1.779 € T.T.C



160 l/min
(avec dessiccateur)
REF. 110340

2.632 € T.T.C

Lampe LED



LE BEST SELLER!

- ✓ 84 LEDs grandes
- ✓ Température de couleur 6000 K
- ✓ Intensité lumineuse réglable tactile.
- ✓ Sans scintillement.
- ✓ Avec pince pour fixation à la table.

REF. 100288

**SUPER OFFRE
130 € T.T.C**

Lampe LED



- ✓ 90 LEDs grandes
- ✓ Température de couleur 6000-7000 K
- ✓ Intensité lumineuse réglable par touche.
- ✓ Avec pince pour fixation à la table.

REF. 100289

**SUPER OFFRE
130 € T.T.C**

Lampe LED



- ✓ 117 LEDs
- ✓ Température de couleur 5600-6000 K
- ✓ Avec pince pour fixation à la table

REF. 100290

**SUPER OFFRE
130 € T.T.C**

Loupe éclairante LED



- ✓ 90 LEDs blancs
- ✓ Diamètre loupe 120 mm
- ✓ Avec pince d'accroche pour établi

3 dioptries


REF. 100287

5 dioptries


REF. 100287-5x

**SUPER OFFRE
124 € T.T.C**

Lampe LED



- ✓ 140 LEDs.
- ✓ Température de couleur 3000/6500 K
- ✓ 3 types de lumière: froide, neutre et chaude.
- ✓ Intensité lumineuse réglable par touche.
- ✓ Avec pince de table.



Réglable jusqu'à 180°

REF. 100289V

156 € T.T.C



Lumière
froide
1 ligne



Lumière
neutre
2 lignes



Lumière
chaude
1 ligne

NOUVEAU

Accessoires pour lampe et loupe

REF. 100287 - REF. 100288



Support à roulettes

REF. 100288-10

76 € T.T.C



REF. 100288-02

Support pince étau



REF. 100288-03

Support mural



REF. 100288-04

Support
de table vissé

25 cm



REF. 100288-07

Socle table



MESTRA

Talleres Mestraitua SL
(+34) 944 530 388
info@mestra.es - www.mestra.es
48150 SONDIKA (Spain)

Offre valable sauf erreur typographique ou fin de stock. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.



Système de
management
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 1100018003