

MICROMOTEURS

Réf. 100230

Réf. 100232

Réf. 100236

Réf. 100238

Réf. 100278S

Réf. 100279

Réf. 100281

Réf. 100282

Réf. 100283

Réf. 100284

Réf. 100285



Micromoteur Élite (sans charbons)

Réf. 100285

- ✓ Moteur sans charbons.
- ✓ Position verticale/horizontale.
- ✓ Deux sens de rotation.
- ✓ Contrôle de la vitesse manuel ou avec pédale.
- ✓ Autodiagnostic.
- ✓ Affichage des anomalies.

Caractéristiques

Dimension:	182 x 91 x 205 mm
Poids:	2,5 kg
Vitesse maximale:	50000 T/min
Couple:	7.8 N-cm
Puissance:	230 W
Voltage:	230 V - 50/60 hz
Pièce à main:	Ø 24 x 149 mm
Poids pièce à main:	202 g



Micromoteur Black (sans charbons)

Réf. 100281

- ✓ Fort couple même à basse vitesse.
- ✓ Position verticale/horizontale.
- ✓ Possibilité d'inversion de la rotation
- ✓ Système de contrôle de vitesse main/pied.
- ✓ Autodiagnostic. Affichage d'erreur.
- ✓ Fonction de stockage de mémoire de travail.

Caractéristiques

Dimension:	182 x 96 x 207 mm
Poids:	2,5 kg
Vitesse maximale:	50000 T/min
Couple:	7.8 N-cm
Puissance:	230 W
Voltage:	220-240 V - 50/60 hz
Pièce à main:	Ø 29 x 171 mm
Poids pièce à main:	254 g



Micromoteur (sans charbons)

Réf. 100278-S

- ✓ Moteur sans charbons avec
- ✓ Commande au pied ou au genou.
- ✓ Deux sens de rotation.
- ✓ Pour fraises Ø 2.35 mm.
- ✓ Fonction de maintien automatique de la vitesse programmée.
- ✓ Protection thermique contre les surcharges et auto-diagnostic.

Caractéristiques

Dimension:	230 x 95 x 270 mm
Poids:	5,5 kg
Vitesse maximale:	50000 T/min
Couple:	7.8 N-cm
Puissance:	230 W
Voltage:	220-240 V - 50/60 hz
Pièce à main:	Ø 29 x 171 mm
Poids pièce à main:	254 g



SENSE A7 Induction (sans charbons)

Réf. 100230

- ✓ Moteur sans charbons.
- ✓ Contrôle de la vitesse manuel ou avec pédale.
- ✓ Bouton tactile.
- ✓ Deux sens de rotation.
- ✓ Protection électrique contre les surcharges.
- ✓ Affichage des anomalies.

Caractéristiques

Dimension:	185 x 175 x 128 mm
Poids:	2,8 kg
Vitesse maximale:	55000 T/min
Couple:	8.5 N-cm
Puissance:	240 W
Voltage:	200-240 V - 50/60 hz
Pièce à main:	Ø 20 x 162 mm
Poids pièce à main:	230 g



SENSE A6 Induction (sans charbons)

Réf. 100232

- ✓ Moteur sans charbons.
- ✓ Contrôle de la vitesse manuel ou avec pédale.
- ✓ Fonction de vitesse constante de la pédale.
- ✓ Vitesse Basse / Moyenne / Haute.
- ✓ Affichage numérique de vitesse.
- ✓ Deux sens de rotation.
- ✓ Protection électrique contre les surcharges.
- ✓ Affichage des anomalies.

Caractéristiques

Dimension:	246 x 162 x 102 mm
Poids:	2,47 kg
Vitesse maximale:	55000 T/min
Couple:	8.0 N-cm
Puissance:	230 W
Voltage:	200-240 V - 50/60 hz
Pièce à main:	Ø 15 x 150 mm
Poids pièce à main:	240 g



Disponible également
en couleur anthracite
Réf. 100234



PRIME 221 à induction (sans charbons)

Réf. 100236

- ✓ Moteur sans charbons.
- ✓ Contrôle de la vitesse manuel ou avec pédale.
- ✓ Fonction de vitesse constante de la pédale.
- ✓ Deux sens de rotation.
- ✓ Protection électrique contre les surcharges.
- ✓ Affichage des anomalies.

Caractéristiques

Dimension:	191 x 130 x 90 mm
Poids:	2,8 kg
Vitesse maximale:	50000 T/min
Couple:	5.8 N-cm
Puissance:	120 W
Voltage:	200-240 V - 50/60 hz
Pièce à main:	Ø 20 x 157 mm
Poids pièce à main:	205 g



SENSE A3 à charbons

Réf. 100238

- ✓ Moteur à charbons.
- ✓ Contrôle de la vitesse manuel ou avec pédale.
- ✓ Pédale ON/OFF.
- ✓ Affichage numérique de vitesse.
- ✓ Deux sens de rotation.
- ✓ Protection électrique contre les surcharges.
- ✓ Affichage des anomalies.



Caractéristiques

Dimension:	147 x 120 x 88 mm
Poids:	1,15 kg
Vitesse maximale:	35000 T/min
Couple máximo:	3.0 N-cm
Puissance:	70 W
Voltage:	0~33 V
Pièce à main:	Ø 15 x 150 mm
Poids pièce à main:	215 g

Disponible également
en couleur anthracite:
Réf. 100240



Micromoteurs à charbons

Utilisation occasionnelle. Non recommandé pour le métal.

Réf. 100283



Caractéristiques

Dimension:	113 x 130 x 190 mm
Poids:	1,7 kg
Vitesse maximale:	45000 T/min
Couple:	4.0 N-cm
Puissance:	80 W
Voltage:	110-230 V - 50/60 Hz
Pièce à main:	Ø 30 x 155 mm
Poids pièce à main:	238 g

Réf. 100284



Caractéristiques

Dimension:	130 x 80 x 160 mm
Poids:	2,3 kg
Vitesse maximale:	40000 T/min
Couple:	2.94 N-cm
Puissance:	45 W
Voltage:	110-230 V - 50/60 Hz
Pièce à main:	Ø 27 x 157 mm
Poids pièce à main:	215 g

Réf. 120100



Caractéristiques

Dimension:	125 x 80 x 160 mm
Poids:	1,7 kg
Vitesse maximale:	35000 T/min
Couple:	2,75 N-cm
Puissance:	45 W
Voltage:	110-230 V - 50/60 Hz
Pièce à main:	Ø 30 x 160 mm
Poids pièce à main:	247 g

Réf. 120110




Caractéristiques

Dimension:	125 x 80 x 160 mm
Poids:	1,7 kg
Vitesse maximale:	35000 T/min
Couple:	2,75 N-cm
Puissance:	45 W
Voltage:	110-230 V - 50/60 Hz
Pièce à main:	Ø 27 x 170 mm
Poids pièce à main:	267 g

Micromoteurs portables

Utilisation occasionnelle. Non recommandé pour le métal.

Réf. 100279 (à charbons)



Réf. 100282 (sans charbons) intramatic




Caractéristiques

Dimension:	45 x 45 x 105 mm
Poids:	4,32 kg
Vitesse maximale:	30000 T/min
Couple:	2,45 N-cm
Puissance:	30 W
Voltage:	100-240 V - 50/60 hz
Pièce à main:	Ø 20 x 135 mm
Poids pièce à main:	175 g

Caractéristiques

Dimension:	45 x 45 x 105 mm
Poids:	4,32 kg
Vitesse maximale:	30000 T/min
Couple:	2,45 N-cm
Puissance:	30 W
Voltage:	100-240 V - 50/60 hz
Pièce à main:	Ø 20 x 155 mm
Poids pièce à main:	175 g

Disques et fraises pour le polissage pour le zirconium



KIT 2 ETAPES - Réf. 108106

Pre-polissage et polissage fin



KIT 3 ETAPES - Réf. 108306

Abrasion fine, pre-polissage, finition



Réf. 108106-12
Caoutchouc diamanté
Gros grain - Pré polissage
Ø fraise 26 x 2 mm
Vitesse max. 20 000 T/min.



Réf. 108106-14
Caoutchouc diamanté
Grain extra-fin - Polissage fin
Ø fraise 26 x 2 mm
Vitesse max. 20 000 T/min.



Réf. 108106-84
Caoutchouc diamanté
Gros grain - Pré polissage
Ø fraise 12 x 2 mm
Vitesse max. 20 000 T/min.



Réf. 108106-88
Caoutchouc diamanté
Grain extra-fin - Polissage fin
Ø fraise 12 x 2 mm
Vitesse max. 20 000 T/min.



Réf. 108106-54
Caoutchouc diamanté
Gros grain - Pré polissage
Ø fraise 5 x 16 mm
Vitesse max. 20 000 T/min.



Réf. 108106-58
Caoutchouc diamanté
Grain extra-fin - Polissage fin
Ø fraise 5 x 16 mm
Vitesse max. 20 000 T/min.



Réf. 108106-12
Caoutchouc diamanté
Gros grain - Pré polissage
Ø fraise 26 x 2 mm
Vitesse max. 20 000 T/min.



Réf. 108106-14
Caoutchouc diamanté
Grain extra-fin - Polissage fin
Ø fraise 26 x 2 mm
Vitesse max. 20 000 T/min.



Réf. 108306-91
Céramique diamantée
Grain moyen - Abrasion fine
et ajustage
Ø fraise 22 x 2 mm
Vitesse max. 25 000 T/min.



Réf. 108306-71
Céramique diamantée
Grain moyen - Abrasion fine
et ajustage
Ø fraise 22 x 2,5 mm
Vitesse max. 25 000 T/min.



Réf. 108306-31
Céramique diamantée
Grain moyen - Abrasion fine
et ajustage
Ø fraise 5 x 13 mm
Vitesse max. 25 000 T/min.



Réf. 108306-21
Céramique diamantée
Grain moyen - Abrasion fine
et ajustage
Ø fraise 4 x 13 mm
Vitesse max. 25 000 T/min.

FRAISES À L'UNITÉ

Pré-polissage, fraisage fin et ajustage



Réf. 108000-11
Caoutchouc diamanté
Très gros grain - Pré polissage
Ø fraise 26 x 2 mm
Vitesse max. 20 000 T/min.



Réf. 108000-86
Caoutchouc diamanté
Gros grain - Pré polissage
Ø fraise 12 x 2 mm
Vitesse max. 20 000 T/min.



Réf. 108000-64
Caoutchouc diamanté
Gros grain - Pré polissage
Ø fraise 6 x 16 mm
Vitesse max. 20 000 T/min.



Réf. 108000-81
Céramique diamantée
Grain moyen - Abrasion fine
et ajustage
Ø fraise 17 x 3,5 mm
Vitesse max. 25 000 T/min.

SET DE 10 FRAISES diamantées dans la masse



Chaque jeu se compose de 10 fraises diamantées dans la masse avec les formes les plus couramment utilisées dans le laboratoire dentaire.

Deux types de sets disponibles :

Réf. 104010 - Bande verte

Gros grain - Spécial travaux sur alliages

Réf. 104012 - Bande rouge

Grain fin - Spécial travaux sur alliages

REPLACEMENTS

Réf. 104010-01



Réf. 104012-01



Réf. 104010-02



Réf. 104012-02



Réf. 104010-03



Réf. 104012-03



Réf. 104010-04



Réf. 104012-04




Réf. 104010-05




Réf. 104012-05




Réf. 104010-06




Réf. 104012-06



Réf. 104010-07



Réf. 104012-07



Réf. 104010-08



Réf. 104012-08




Réf. 104010-09




Réf. 104012-09



Réf. 104010-10



Réf. 104012-10



DISCOS ABRASIVOS (cajas de 100 u.)



1

2

3

DISQUES ULTRAFINS

1. Réf. 105012

Métal 22 ø x 0,25 mm (100 u.)

2. Réf. 105020

Céramique 22 ø x 0,25 mm (100 u.)

3. Réf. 105040

Disques à séparer métal 25 ø x 0,35 mm (100 u.)



4

5

DISQUES À DÉGROSSIR

4. Réf. 105050

Noir 25 ø x 0,6 mm (100 u.)

5. Réf. 105051

Noir 38 ø x 0,6 mm (100 u.)



6

7

DISQUES À SÉPARER OU A TRONÇONNER

6. Réf. 105060

25 ø x 0,6 mm (100 u.)

7. Réf. 105061

38 ø x 0,6 mm (100 u.)



8

9

10

11

DISQUES À DÉGROSSIR

8. Réf. 105070

25 ø x 3 mm (100 u.)

9. Réf. 105071


38 ø x 1 mm (100 u.)

10. Réf. 105073

31,8 ø x 1,6 mm (100 u.)

11. Réf. 105074

31,8 ø x 2 mm (100 u.)



12

13

14

DISQUES À TRONÇONNER RENFORCÉS

12. Réf. 105080

25 ø x 1 mm (50 u.)

13. Réf. 105081

31,8 ø x 1 mm (50 u.)

14. Réf. 105082

38 ø x 1 mm (50 u.)

Mandrins


Réf. 060600 - Mandrin type 304-8 (Sachet 10 unités)

Réf. 060602 - Mandrin type 304 (Sachet 10 unités)

Réf. 060604 - Mandrin type 303 (Sachet 10 unités)

Réf. 060606 - Mandrin type 302 (Sachet 10 unités)

Réf. 060608 - Mandrin type 303-S (Sachet 10 unités) - Acier inox.



Fraises de Tungstène

Bon rendement. Pour le travail du plâtre


	Longueur Totale	Ø de la fraise	Longueur de la tête
1- Réf. 104020	46 mm	8 mm	17 mm
2- Réf. 104023	44 mm	8 mm	9 mm
3- Réf. 104026	51mm	5 mm	21 mm



Polissoirs en silicone

POINTES MONTÉES EN SILICONE MARRON

Pour le brillantage des alliages, des amalgames, des composites et des résines.



- 1- Réf.107147C
- 2- Réf. 107147B
- 3- Réf. 107147R
- 4- Réf. 107137C
- 5- Réf.107162
- 6- Réf.107010
- 7- Réf.107011
- 8- Réf.107013
- 9- Réf.107013S
- 10- Réf.107028

POLISSOIRS GRAND FORMAT POUR RÉSINES ACRYLIQUE (6 UNITÉS)


Pour un polissage moyen et lissage des irrégularités



- 1- Réf. 10760301
- 2- Réf. 10760302
- 3- Réf.10760303
- 4- Réf.10760304

POLISSOIRS EN SILICONE BLANC (6 UNITÉS)

Pour éliminer les rayures et pour le polissage des céramiques.



POLISSOIRS EN SILICONE GRIS (6 UNITÉS)

Pour le pré-polissage des alliages, des amalgames, des composites et des résines.



- 1- Réf.107157GA
- 2- Réf.107157GC
- 3- Réf.107157GH
- 4- Réf.107147GB
- 5- Réf.107147GC
- 6- Réf.107147GR
- 7- Réf.107127GC

CYLINDRES, DISQUES ET LENTILLES EN SILICONE (100 UNITÉS)



Brossettes de polissage

BROSSETTES DE POLISSAGE (50 UNITÉS)

Pour le polissage de matériaux tendres sans les marquer.



Réf.1074119 Réf.1074120 Réf.1074121 Réf.1074118



Pointes montées abrasives (boîtes de 12 unités)

VERTES, DURABLES DE TRÈS RÉSISTANTES

A base de carbure de silice.

Spécialement indiquées pour la finition de la céramique, les composites et les alliages à base d'or et d'argent.


Réf. 106402 Réf. 106419 Réf. 106432 Réf. 106440 Réf. 106452
 Réf. 106409 Réf. 106420 Réf. 106433 Réf. 106442 Réf. 106453
 Réf. 106410 Réf. 106421 Réf. 106435 Réf. 106443 Réf. 106460
 Réf. 106411 Réf. 106428 Réf. 106436 Réf. 106444
 Réf. 106413 Réf. 106429 Réf. 106437 Réf. 106445
 Réf. 106417 Réf. 106430 Réf. 106438 Réf. 106450



ROSES, DURABLES DE TRÈS RÉSISTANTES

A base d'oxyde d'aluminium pour le polissage du nickel-chrome et du chrome-cobalt.


Réf. 106502 Réf. 106511 Réf. 106543
 Réf. 106509 Réf. 106520 Réf. 106550
 Réf. 106510 Réf. 106542



MARRONS, DURABLES DE TRÈS RÉSISTANTES

A base d'oxyde d'aluminium pour la découpe et le dégrossissage du nickel-chrome et du chrome-cobalt.

Réf. 106610 Réf. 106611 Réf. 106620
 Réf. 106635 Réf. 106642 Réf. 106650



BLANCHES, DURABLES DE TRÈS RÉSISTANTES

A base d'oxyde d'aluminium pour le polissage des alliages non précieux et semi-précieux.

Réf. 106711 Réf. 106720 Réf. 106728
 Réf. 106743 Réf. 106742 Réf. 106750

SET DE 30 FRAISES diamantées en surface



Réf. 104000

Fraises diamantées.

L'ensemble comprend un boîtier contenant les 30 formes les plus fréquemment utilisées dans le laboratoire dentaire. Des pièces de rechange sont également disponibles. A l'unité.

REPOSICIONES:

R-104000-D1		D1- $\varnothing$ 1	R-104000-3R		3R- $\varnothing$ 3x12
R-104000-D2		D2- $\varnothing$ 2	R-104000-T11		T11- $\varnothing$ 1x4
R-104000-D3		D3- $\varnothing$ 3	R-104000-TR		TR- $\varnothing$ 1.5x8
R-104000-D4		D4- $\varnothing$ 4	R-104000-T12		T12- $\varnothing$ 1.5x4
R-104000-K5		K5- $\varnothing$ 2x1.5	R-104000-2LA		2LA- $\varnothing$ 2.5x12
R-104000-10B		10B- $\varnothing$ 2.7x1	R-104000-KS		KS- $\varnothing$ 3.5x6
R-104000-12B		12B- $\varnothing$ 4x1.5	R-104000-RZ		RZ- $\varnothing$ 4x6
R-104000-K7		K7- $\varnothing$ 2.7x1.5	R-104000-C3		C3- $\varnothing$ 0.9x4
R-104000-13B		13B- $\varnothing$ 5x2	R-104000-C13		C13- $\varnothing$ 1.5x10
R-104000-K6		K6- $\varnothing$ 2x5	R-104000-C23		C23- $\varnothing$ 2x10
R-104000-K10		K10- $\varnothing$ 2.5x7	R-104000-17X		17X- $\varnothing$ 4x0.8
R-104000-1R		1R- $\varnothing$ 1.5x10	R-104000-18X		18X- $\varnothing$ 6x1
R-104000-1LR		1LR- $\varnothing$ 1.5x10	R-104000-K25		K25- $\varnothing$ 4x0.4
R-104000-2R		2R- $\varnothing$ 2x12	R-104000-K45		K45- $\varnothing$ 10x0.5
R-104000-2LR		2LR- $\varnothing$ 2.5x12	R-104000-K35		K35- $\varnothing$ 6x0.5