

# Stations de travail

**Réf. 100302**

**Réf. 080195**



# Table de travail individuelle (1 poste)

Réf. 100302

Structure métallique avec étagère supérieure et plateau en mélaminé équipé d'accoudoirs et d'une protection en acier.

- ✓ Elle comprend deux tiroirs centraux et un module latéral droit avec trois tiroirs verrouillables.
- ✓ Elle est équipée d'un aspirateur de 500 W à puissance réglable, avec interrupteur indépendant pour la mise en marche et réglage de la puissance par molette.
- ✓ Pistolet à air comprimé avec manomètre intégré.
- ✓ Panneau de commande avec trois interrupteurs indépendants pour l'aspirateur, l'éclairage et deux prises de courant.
- ✓ Elle comprend une lampe de 162 LED avec bras articulé et quatre plateaux de travail en plastique.
- ✓ Préparée pour le raccordement au gaz.



## Spécifications

Hauteur du plateau: 850 mm	Hauteur de l'étagère: 1070 mm
Largeur: 1220 mm	Profondeur: 600 mm
Dimensions de l'emballage: 134 x 73 x 120 cm	
Poids net: 130 kg	Poids brut: 150 kg

Poste de travail spécialement conçu pour répondre aux exigences des retouches et du polissage en prothèse dentaire. Structure en acier émaillé associée à un plan de travail en mélaminé. Un poste de travail spacieux, robuste et parfaitement éclairé pour un travail précis et confortable. Comprend une pièce à main à moteur à charbons RENHE 119.

## SYSTÈME D'ASPIRATION

Le poste intègre un système d'aspiration double (supérieur et inférieur) conçu pour maintenir un environnement de travail propre et sain:

- ✓ Activation de l'aspiration indépendante ou synchronisée avec la pièce à main.
- ✓ Réglage de la puissance par bouton rotatif.
- ✓ Système de filtration double facilement accessible pour un entretien rapide et simple.
- ✓ Comprend des bouchons pour désactiver l'aspiration supérieure ou inférieure selon les besoins.

## PANNEAU DE COMMANDE ET ÉQUIPEMENTS

- ✓ Interrupteur principal et interrupteur d'éclairage indépendant.
- ✓ Pédale pour l'activation de la pièce à main et de l'aspiration.
- ✓ Panneau de commande du micromoteur avec réglage de la vitesse et du sens de rotation de la pièce à main.
- ✓ Prise de courant intégrée pour accessoires supplémentaires.
- ✓ Pistolet à air comprimé avec manomètre intégré.

## ERGONOMIE ET RANGEMENT

- ✓ Cheville en bois à angle réglable pour un confort de travail optimal.
- ✓ Deux tiroirs centraux et un tiroir latéral pour une organisation efficace.
- ✓ Lentille flexible pour grossissement.
- ✓ Deux écrans de protection en polycarbonate pour la cheville.



## Spécifications

Hauteur: 1240 mm	Largeur: 750 mm	Profondeur: 550 mm
Dimensions de l'emballage: 86 x 70 x 140 cm		Poids net: 70 kg
Poids brut: 80 kg	Puissance: 500 W	Tension: 220 V
Suction: 172 m <sup>3</sup> /h	Niveau sonore: 68 dB	Puissance du micromoteur: 40 W

## Pièce à main RENHE 119

Vitesse: 35.000 rpm	Puissance: 65 W
Couple: 2,8 n-cm	Poids de la pièce à main: 200 g (câble non inclus)
Pincés: Ø 2,35 mm	



**MESTRA** est une entreprise basée dans le pays basque espagnol spécialisée dans la fabrication et la distribution de machines et d'appareils dentaires. Nous exportons actuellement vers des clients dans plus de cinquante pays sur cinq continents et nous avons plus de mille références dans notre catalogue.

Nous avons maintenu une ligne d'expansion constante depuis notre fondation en 1945. Forte du suivi et de la qualité de nos produits, l'entreprise est certifiée ISO 9001:2015 par le TÜV Rheinland. Nous entretenons une relation étroite et attentive avec nos clients et nous nous caractérisons par une innovation technique constante dans la conception de nos produits.

Notre philosophie de conception repose sur trois piliers fondamentaux: les besoins de nos clients, l'observation des techniques utilisées dans les laboratoires dentaires et nos 77 années d'expérience dans l'apport de solutions créatives et contemporaines aux problèmes quotidiens des professionnels du secteur.

**Vous souhaitez faire une  
visite virtuelle de notre  
centre de formation et  
d'exposition?**

**Contactez-nous et nous  
vous montrerons!**



**MESTRA**

Talleres Mestraitua SL  
(+34) 944 530 388  
info@mestra.es - www.mestra.es  
48150 SONDIKA (Spain)



Système de  
management  
ISO 9001:2015

www.tuv.com  
ID 1100018003