

# OFFRE SPECIALE

## Cabinet dentaire

Du 1er MAI  
au 30 de SEPTEMBRE, 2026



MESTRA

### Thermoformeuse à pression PlastPress REF. 080544

Meilleure fidélité de copie et moins de bruit par rapport aux thermoformeuses par aspiration. Pratique et polyvalente, elle accepte des plaques rondes et carrées jusqu'à 6 mm d'épaisseur.

Elle doit être reliée à un compresseur (entre 3 et 8 bar).

#### PLAQUES

Plaques  $\varnothing$  de 125 à 131 mm  
Plaques  $\square$  de 125 à 134 mm



**1.254 €**  
T.T.C

Spécifications  
Puissance 450 W

Hauteur 270 mm x Largeur 265 mm x Profondeur 235 mm  
Poids 7,5 kg

### Machine pour Thermoformage

REF. 080542

Machine de thermoformage pour plaques carrées ou rondes.

#### PLAQUES

$\square$  de 125 à 134 mm  
 $\varnothing$  125 à 134 mm (disponible adaptateur pour  $\varnothing$  120, non inclus)



**868 €**  
T.T.C

Spécifications  
Puissance 925W

Hauteur 310 mm x Largeur 260 mm x Profondeur 275 mm  
Poids 4,6 kg

### Thermo-formeuse à pression REF. 080543

Convient à des laboratoires et ou à des cabinets ayant un recours régulier à cette technique. Accepte des plaques carrées ou rondes (127,125, 120 mm) de toutes les épaisseurs (de 0,5 à 4,0 mm).

#### Spécifications

Pression 4-6 bar  
Puissance 450W



**3.229 €**  
T.T.C

Hauteur 545 mm  
Largeur 260 mm  
Profondeur 410 mm  
Poids 15 kg

### Four de séchage pour plaques de thermoformage

REF. 080118

- ✓ Extrait l'humidité et maintient sèches les plaques de thermoformage évitant la formation de porosités.
- ✓ Peut sécher les zircons teintés manuellement, modèles etc.
- ✓ 6 plateaux en acier inox.
- ✓ Carcasse en acier inox.
- ✓ Minuterie de 24 heures.



**375 €**  
T.T.C

Spécifications  
Temp. 35-75°C  
Consommation 550-650 W

Hauteur 310 mm x Largeur 340 mm x Profondeur 450 mm  
Poids 8,3 kg

## PLAQUES DE THERMOFORMAGE



#### DOUBLE SACHET:

- Sachet extérieur métallisé, sous vide et auto-scellant.
- Sachet intérieur contenant les feuilles.

☺ Dispositif médical

#### POUR TOUS TYPES D'UTILISATIONS:

- Aligneurs orthodontiques
- Appareils orthodontiques
- Aligneurs dentaires
- Mainteneurs d'espace
- Gouttières occlusales (bruxisme)
- Plaques d'enregistrement pour guides chirurgicaux
- Traitement post-prothétique
- Plaques d'enregistrement
- Dispositifs de déprogrammation
- Bases pour prothèses complètes
- Gouttières individuelles
- Guides chirurgicaux
- Dispositifs pour l'apnée du sommeil
- Gouttières de blanchiment
- Gouttières fluorées
- Protège-dents sportifs

NOUVEAU

REFERENCE	DURETE	EPAISSEUR (mm)	CANT.	PRIX
080801-10	DURES	0,8	10	5 €
080801-25			25	14 €
080802-10		1,0	10	5 €
080802-25			25	14 €
080803-10	1,5	10	10	7 €
080803-25			25	18 €
080804-10	2,0	10	10	9 €
080804-25			25	24 €
080812-10	MOLLES	1,0	10	5 €
080813-10			15	7 €
080814-10			20	9 €
080815-05		3,0	5	10 €

Rendez-vous sur le site [www.mestra.es](http://www.mestra.es) pour consulter les autres modèles de la marque Bioart (également en format arrondi).



## Autoclave icanCLAVE 3F

REF. 100367

Service technique officiel  
**icanCLAVE**  
en Espagne

icanCLAVE 3F est un autoclave super rapide, spécialement conçu pour la stérilisation des instruments non emballés, ce qui améliore considérablement le taux de rotation des instruments chirurgicaux et la commodité des petites opérations en dentisterie.

- ✓ Port imprimante.
- ✓ Port USB
- ✓ Mémoire interne.
- ✓ Port pour l'imprimante d'étiquettes de codes-barres.
- ✓ Valise de transport.



### DIRECTIVES ET NORMES

- ✓ 93/42/CEE Directive sur les dispositifs médicaux.
- ✓ Directive sur les équipements sous pression 2014/68/EU.
- ✓ EN 13060 Petits stérilisateur à vapeur.
- ✓ EN 61326, EN 61000 Compatibilité électromagnétique.
- ✓ EN 61010-1, UL 61010-1 Conditions de sécurité.
- ✓ EN 61010-2-040, IEC 61010-2-040.

Directive RoHS 2011/65/EU.

### Spécifications

Tension, Freq.: 220/110V, 50/60Hz • Volume de la chambre: Aprox. 3L

Puissance: 2300 W • Nombre de plateaux: 1

Matériau des plateaux: Aluminium

Taille des plateaux: 178 x 285 mm

Dimension de la chambre: 192(W) x 45(H) x 285(D)

**2.514 €**  
T.T.C

Hauteur 171 mm  
Largeur 268 mm  
Profondeur 605 mm  
Poids 16 kg



Maleta para transportar.

## Autoclave de table 18-D classe B (18 litres)

REF. 100365

- ✓ Valves ODE, pompe à vide ULUAK et pompe à eau ULKA.
- ✓ Très silencieux (70 dB).
- ✓ Triple système de vide fractionné avec un générateur de vapeur indépendant garantissant des cycles de stérilisation rapides et sûrs.
- ✓ Système de contrôle de haute précision pour des excellents résultats de stérilisation (EN13060).
- ✓ Autodiagnostic avec codes d'erreur.
- ✓ Complètement automatique avec des cycles de stérilisation pré-programmés.
- ✓ Cabine et porte en acier inoxydable avec des finitions en électro-polissage.
- ✓ Réservoir d'eau type ouvert permettant un remplissage et un entretien aisés.

Service technique officiel  
**icanCLAVE**  
en Espagne

**MESTRA**  
by **icanCLAVE**



### Spécifications

Dimensions 247x350 mm	Puissance nominale 1750 V
Température ambiante 5-40°C	Humidité relative ambiante Max. 80%
Pression atmosphérique 76-106 kPa	Niveau sonore < 70 dB
Disjoncteur F16A / 400 V	Températures de stérilisation 121/134°C
Capacité du réservoir d'eau 2.5 l	



**3.504 €**  
T.T.C

Hauteur 445 mm  
Largeur 480 mm  
Profondeur 575 mm  
Poids 47 kg

## Incubateurs de spores biologiques

- ✓ Incubateurs de spores faciles à utiliser.
- ✓ Indispensables pour réaliser les tests nécessaires pour le bon fonctionnement des appareils à stériliser.
- ✓ Les deux modèles sont pourvus de quatre chambres pour pouvoir réaliser en même temps divers contrôles.

### Élite modèle REF. 100370

Température réglable et affichage numérique.



**399 €**  
T.T.C.

Hauteur 80 mm  
Largeur 165 mm  
Profondeur 105 mm  
Poids 0,239 kg

### Modelo Practic

Fonctionnel et économique REF. 100375



**180 €**  
T.T.C.

Hauteur 90 mm  
Largeur 75 mm  
Profondeur 75 mm  
Poids 0,750 kg

## Réservoir d'eau distillée

REF. 080620

Équipé d'un régulateur de pression et d'une soupape à double sécurité.

Capacité 18 l



**410 €**  
T.T.C

Hauteur 680 mm  
Largeur Ø 255 mm  
Poids 4,7 kg

## Machine à distiller et à décalcifier 4 litres

REF. 100210



**307 €**  
T.T.C

Hauteur 385 mm  
Largeur 240 mm  
Profondeur 250 mm  
Poids 3,4 kg

## Thermo-soudeuse automatique avec impression

Il comprend une imprimante avec des informations détaillées pour l'inscription.



REF. 080435

**3.038 €**  
T.T.C

Hauteur 575 mm x Largeur 202 mm x Profondeur 235 mm  
Poids 18 kg



Table roulante optionnelle  
200 x 240 x 635 mm  
17 kg

REF. 080436

**540 €**  
T.T.C

## Thermo-soudeuse

REF. 080433

- ✓ Longueur soudure 305 mm.
- ✓ Largeur soudure 12 mm.

\* Bobines non incluses.



**394 €**  
T.T.C

Hauteur 210 mm  
Largeur 335 mm  
Profondeur 430 mm  
Poids 6,5 kg

## Barrier film

REF. 080439

**NOUVEAU**

Ce film adhésif offre une solution pratique et efficace pour les environnements dentaires, en fournissant une couche de protection pour les instruments et les matériaux.

Chaque rouleau contient 1200 adhésifs prédécoupés de 10 x 15 cm.  
Couleur bleue.



**11 €**  
T.T.C

Hauteur 10 mm  
Largeur Ø 15 mm

## Sachets de stérilisation autocollants

Nouveaux sacs 5 x 9 cm le plus petit du marché!



### Spécifications

Ref. 080448: 5 x 24 cm	Ref. 080449: 7 x 26 cm
Ref. 080450: 9 x 26 cm	Ref. 080451: 5 x 9 cm
Ref. 080452: 14 x 28 cm	Ref. 080454: 19 x 36 cm
Ref. 080456: 25 x 40 cm	Ref. 080457: 30 x 40 cm
Ref. 080458: 30 x 45 cm	Ref. 080459: 5.7 x 13 cm

Sachets  
(200 unités)


**CONSULTER  
DES PRIX**

Dispositif médical de Classe I (MDR 2017/745)  
Conforme aux normes ISO 11607-1:2017 et EN 868-5:2009

## Bobines pour thermo-soudeuse

### Spécifications

Ref. 080441: 5 cm x 200 m
Ref. 080442: 7.5 cm x 200 m
Ref. 080443: 10 cm x 200 m
Ref. 080444: 15 cm x 200 m
Ref. 080445: 20 cm x 200 m
Ref. 080446: 25 cm x 200 m
Ref. 080447: 30 cm x 200 m



**CONSULTER  
DES PRIX**

Dispositif médical de Classe I (MDR 2017/745)  
Conforme aux normes ISO 11607-1:2017 et EN 868-5:2009

# Bac à ULTRASONS

## Bac à ultrasons 2.8, 3.4 et 5.8 litres

- ✓ Température réglable.
- ✓ Comprend un panier en acier inoxydable.
- ✓ Fabriqué en acier inoxydable.
- ✓ Avec vanne de vidange.


**Inox**



5.8 L

REF. 100152

**633 €**  
T.T.C




Mesures intérieures:  
Hauteur 155 mm  
Largeur 298 mm  
Profondeur 152 mm



3.4 L

REF. 100151

**590 €**  
T.T.C



Mesures intérieures:  
Hauteur 100 mm  
Largeur 298 mm  
Profondeur 152 mm

**NOUVEAU**



2.8 L

REF. 100150

**459 €**  
T.T.C



Mesures intérieures:  
Hauteur 100 mm  
Largeur 238 mm  
Profondeur 140 mm

## Bac à ultrasons Calypso 4 litres

REF. 080422



FABRICATION  
MESTRA  
ESPAGNE  
ET DESIGN

- ✓ Panier en acier inox.
- ✓ Récipient en verre.
- ✓ Pinces pour fraises (ref. 070520)
- ✓ Chauffage.
- ✓ Robinet vidange.

Spécifications

Cap. cuve 4 l  
Fréquence 40 kHz

**1.499 €**  
T.T.C

Hauteur 220 mm  
Largeur 270 mm  
Profondeur 425 mm  
Poids 4,5 kg

## Ultrasons 180 ml avec lumière UV

REF. 100162



**NOUVEAU**

Spécifications

Cap. cuve 180 ml  
Cuve Ø 87\*38 mm  
Tension 220 50/60 Hz  
Fréquence 42 kHz  
Minuterie 5/10 min  
Puissance 28 W

Hauteur 122 mm  
Largeur 122 mm  
Profondeur 104 mm  
Poids 2,8 kg

**66 €**  
T.T.C

## Bac à ultrasons

REF. 100160

À usage individuel  
\*Pile non incluse



Spécifications

Alimentation 2 piles AA

**PRIX  
CONSULTER**

Hauteur 75 mm  
Largeur 90 mm  
Profondeur 85 mm  
Poids 0,18 kg

## Bac à ultrasons 3, 2.5 et 1.4 litres



**NOUVEAU**

3 L

REF. 100142

**227 €**  
T.T.C

Hauteur 234 mm  
Largeur 193 mm  
Profondeur 385 mm  
Poids 3,6 kg

2,5 L

REF. 100140

**349 €**  
T.T.C

Hauteur 204 mm  
Largeur 243 mm  
Profondeur 314 mm  
Poids 3,1 kg

1,4 L

REF. 100141

**227 €**  
T.T.C

Hauteur 162 mm  
Largeur 240 mm  
Profondeur 225 mm  
Poids 1,9 kg

## Loupes dentaires galiléennes

REF. 100093

Elles ne disposent pas de mécanisme de basculement. Cela les rend plus légères et offre une profondeur de champ plus grande et plus large. Elles sont équipées de quatre tailles de lentilles de protection SS, S, R et L.



NOUVEAU

### Spécifications

Distance de travail 420 ± 20mm	Champ de vision 80mm 90mm
Profondeur de champ 90mm 90mm	Poids 56g 59g

- ✓ Loupe dentaire Galilean TTL (Ultralégère 2,5X ou 3,0X)
- ✓ Housse de protection
- ✓ Lentilles SS/S/R/L
- ✓ Étui
- ✓ Sac en tissu
- ✓ Chiffon de nettoyage
- ✓ Bandeau



393 €  
T.T.C.

## Lumière LED pour loupes dentaires galiléennes

REF. 100094

- ✓ 3 modes d'intensité lumineuse.
- ✓ 2 types de lumière: Bleu et blanc.

NOUVEAU



\* Fixation sur lunettes Réf. 100093

- ✓ Phare encliquetable + filtre jaune
- ✓ Contrôleur de phare sans fil (x2).
- ✓ Adaptateur secteur.
- ✓ Câble de charge.



582 €  
T.T.C.

## LOUPES bio-art

OFFRE DE LANCEMENT

Légères, pratiques et panoramiques. Fabriquées avec de la résine CR-39 elles offrent une plus grande résistance à l'abrasion et une excellente transparence.

- ✓ Disponible avec un grossissement de 2,5x ou 3,5x.
- ✓ Dimensions de l'emballage: (LxLxH) 25,5 x 16,5 x 3,5 cm.
- ✓ Poids: 65g.



Augmentation 2,5 x

REF. 100076

37 € T.T.C.

Augmentation 3,5 x

REF. 100077

37 € T.T.C.

NOUVEAU

## Loupes frontales

REF. 100079

- ✓ Équipé d'un éclairage pratique pour éviter les ombres.
- ✓ Quatre grossissements différents: 1,7X, 2X, 2,5X, 3,5X



139 €  
T.T.C.

Hauteur 89 mm  
Largeur 225 mm  
Profondeur 285 mm  
Poids 0,55 kg

## Lunettes de sécurité



Valve de ventilation

REF. 100014

14 €  
T.T.C.

Anti-mist

REF. 100011

21 €  
T.T.C.

Rayons UV

REF. 100013

21 €  
T.T.C.

Grande Vision

REF. 100012

21 €  
T.T.C.

## Protecteur facial

REF. 100022

Monture pliante  
+ 10 écrans



SUPER OFFRE  
14 € T.T.C.

## Protecteur facial

REF. 100021

Monture + 10 écrans



SUPER OFFRE  
15 € T.T.C.

## Moufle à dupliquer à l'alginate

REF. 020206

- ✓ Avec kit de réduction de taille, pour les petits odèles.



Dimensions  
intérieures

Hauteur 100 mm  
Largeur 83 mm  
Profondeur 44 mm  
Poids 0,3 kg

135 €  
T.T.C.

## Jouets Sachet de 25 unités

REF. 160000

Animaux, voitures, porte-clés, Noël...



**17 €**  
T.T.C.

**NOUVEAU**

## Micro applicateurs (400 unités par boîte)

**NOUVEAU**



SUPERFIN - 1mm

REF. 070667

**CONSULTER  
LE PRIX**

FIN - 1.5 mm

REF. 070669

**CONSULTER  
LE PRIX**

REGULIER - 2 mm

REF. 070671

**CONSULTER  
LE PRIX**

## Brosses jetables pour la prophylaxie

**NOUVEAU**



DURES - 100 u.

REF. 070702

**CONSULTER  
LE PRIX**

DOUX - 100 u.

REF. 070704

**CONSULTER  
LE PRIX**

## Gobelets jetables pour la prophylaxie

**NOUVEAU**



DURES - 100 u.

REF. 070706

**CONSULTER  
LE PRIX**

DOUX - 100 u.


REF. 070708

**CONSULTER  
LE PRIX**


## Boîtes à prothèses et orthodontie

REF. 070600

Fabriquées en plastique.  
25 u. assorties



Dimensions interieures



**PRIX PAR QUANTITÉS:  
NOUS CONSULTER**


## Boîtes à plaques d'orthodontie

REF. 070590

Fabriquée en plastiques.  
25 u. assorties



Dimensions interieures



**PRIX PAR QUANTITÉS:  
NOUS CONSULTER**

## Boîte à prothèses


Fabriquées en plastique.  
100 u. assorties

Bleu  
Ref. 070000

Rose  
Ref. 070001



Dimensions interieures



**PRIX PAR QUANTITÉS:  
NOUS CONSULTER**

## Boîtes pour orthodontie

Fabriquées en plastique.

Bleu  
Ref. 070002


Vert clair  
Ref. 070006

Vert  
Ref. 070007

Orange  
Ref. 070008



Dimensions interieures




**PRIX PAR QUANTITÉS:  
NOUS CONSULTER**

## Boîtes à plaques d'orthodontie

REF. 070622

Fabriquées en plastique.  
5 u. assorties



**NOUVEAU**


**PRIX PAR QUANTITÉS:  
NOUS CONSULTER**



## Boîtes à plaques d'orthodontie

REF. 070618

Fabriquées en plastique.  
5 u. assorties



**NOUVEAU**



**PRIX PAR QUANTITÉS:  
NOUS CONSULTER**



## Boîtes pour appareils d'orthodontie

REF. 070620

Fabriquées en plastique  
5 u. assorties




**PRIX PAR QUANTITÉS:  
NOUS CONSULTER**

## Boîtes à plaques d'orthodontie

REF. 070616

Fabriquées en plastique.  
5 u. assorties




**PRIX PAR QUANTITÉS:  
NOUS CONSULTER**

## Boîte prothèse (avec égouttoir)

REF. 100267

Fabriquées en plastique.  
4 u. assorties



Hauteur 80 mm  
Largeur 85 mm  
Profondeur 75 mm

**PRIX PAR QUANTITÉS:  
NOUS CONSULTER**

## Boîte de transport et de nettoyage

REF. 100265

Fabriquées en plastique.




Hauteur 46 mm  
Largeur 115 mm  
Profondeur 95 mm

**PRIX PAR QUANTITÉS:  
NOUS CONSULTER**

## Boîtes avec membrane avec fermeture (10 u.)

- ✓ Conçues spécialement pour le transport et la livraison d'éléments de qualité.
- ✓ La partie intérieure est constituée d'une membrane très flexible.
- ✓ Fabriqué en matière transparente très résistante et doté d'une fermeture de sécurité.
- ✓ Elles sont conditionnées par 10 unités.

**PRIX PAR QUANTITÉS:  
NOUS CONSULTER**



Hauteur 25 mm  
Largeur 49 mm  
Profondeur 55 mm

Ref. 100262


Hauteur 22 mm  
Largeur 100 mm  
Profondeur 60 mm

Ref. 100263

Hauteur 45 mm  
Largeur 100 mm  
Profondeur 100 mm


Ref. 100264

## Boîtes avec membrane (sachets de 10 u.)




Hauteur 25 mm  
Largeur 23 mm  
Profondeur 23 mm

Ref. 100259  
**PRIX PAR QUANTITÉS:  
NOUS CONSULTER**



Hauteur 25 mm  
Largeur 50 mm  
Profondeur 50 mm

Ref. 100260  
**PRIX PAR QUANTITÉS:  
NOUS CONSULTER**



Hauteur 40 mm  
Largeur 75 mm  
Profondeur 75 mm


Ref. 100261  
**PRIX PAR QUANTITÉS:  
NOUS CONSULTER**

## Boîtes de transport



Hauteur 23 mm  
Largeur 29 mm  
Profondeur 29 mm

Ref. 100255  
**PRIX PAR QUANTITÉS:  
NOUS CONSULTER**



Hauteur 23 mm  
Largeur 56 mm  
Profondeur 44 mm

Ref. 100256  
**PRIX PAR QUANTITÉS:  
NOUS CONSULTER**

## Chariot pour déchets

Deux conteneurs mobiles conçus pour le transport sécurisé des déchets médicaux infectieux. Grâce à leur conception simple et fonctionnelle, ils s'adaptent à tout type d'environnement.

Disponibles en 40 L ou 60 L.

### Spécifications 40 L - 100440

Hauteur 568 mm	Largeur 296
Profondeur 404	Poids 11 kg

### Spécifications 60 L - 100442

Hauteur 618 mm	Largeur 346
Profondeur 454	Poids 14 kg



**NOUVEAU**

REF. 100440 - 40L

**334 € T.T.C.**


REF. 100442 - 60L

**368 € T.T.C.**

## Siège Poni avec dossier

REF. 100602

- ✓ Permet 4 réglage différents: hauteur et inclinaison du siège et hauteur et angle d'inclinaison de l'assise.
- ✓ Cuir PU de haute qualité.
- ✓ Mousse haute résilience.
- ✓ Barre d'admission pneumatique à quatre niveaux. Sûr et fluide. Certifié TUV et SGS.
- ✓ Joint d'huile hydraulique. Protection multiple, aucune fuite d'huile ou d'air. Longue durée de vie.
- ✓ Nettoyage du filtre à huile. Dispositif de raclage d'huile intégré.



**NOUVEAU**



Système de relevage du pied.

**413 € T.T.C.**

## Siège Poni sans dossier

REF. 100600

- ✓ Hauteur réglable.
- ✓ Cuir PU de haute qualité.
- ✓ Mousse haute résilience.
- ✓ Barre d'admission pneumatique à quatre niveaux. Sûr et fluide. Certifié TUV et SGS.
- ✓ Joint d'huile hydraulique. Protection multiple, aucune fuite d'huile ou d'air. Longue durée de vie.
- ✓ Nettoyage du filtre à huile. Dispositif de raclage d'huile intégré.



Roues avec reins.



**NOUVEAU**

**266 € T.T.C.**

## Chariot avec 2 roues

REF. 100451

- ✓ Fabriqué en acier inoxydable.
- ✓ Plateau coulissant (495 x 345 mm)



**Inox**

**NOUVEAU**

**SUPER OFFRE**  
**151 € T.T.C.**

Hauteur 885-1340 mm  
Largeur 495 mm  
Profondeur 550 mm  
Poids 4,5 kg



## Chariot avec 5 roues

REF. 100452

- ✓ Fabriqué en acier inoxydable.
- ✓ Plateau coulissant (495 x 345 mm)



**NOUVEAU**

**Inox**

**SUPER OFFRE**  
**151 € T.T.C.**

Hauteur 785-1220 mm  
Largeur 495 mm  
Profondeur 550 mm  
Poids 4 kg



# MEUBLES

## Chariot pour scanner

REF. 100450



Hauteur 875 mm  
Largeur 600 mm  
Profondeur 465 mm (plateau)  
550 mm (roues)  
Poids 19 kg

**506 €**  
T.T.C

## Chariot pour scanner intra-oral avec support CPU

REF. 100449



Hauteur: 1200 mm  
Largeur: 660 mm  
Profondeur: 660 mm  
Poids: 21 kg

**675 €** T.T.C

## Chariot à monter REF. 100307M

- ✓ Fabriqué en acier émaillé en blanc.
- ✓ 3 plateaux.
- ✓ 3 prises de courant pour alimenter les équipements.
- ✓ 4 roues. Déplacement équilibré et doux.
- ✓ Poids supporté par plateau, 5 kg.

**NOUVEAU**



**SUPER OFFRE**  
**237 €** T.T.C

Emballage réduit:  
460 x 780 x 120 mm  
11,5 kg

Hauteur 765 mm  
Largeur 500 mm  
Profondeur 390 mm  
Poids 10,5 kg

## Chariot électrique mobile REF. 100306

REF. 100306

- ✓ Fabriqué en acier émaillé en blanc.
- ✓ 3 plateaux en verre.
- ✓ 2 prises de courant pour alimenter les équipements.
- ✓ 4 roues. Déplacement équilibré et doux.



**SUPER OFFRE**  
**600 €** T.T.C

Hauteur 740 mm  
Largeur 460 mm  
Profondeur 360 mm  
Poids 20 kg

## Chariot électrique mobile REF. 100307

REF. 100307

- ✓ Fabriqué en acier émaillé en blanc.
- ✓ 3 plateaux.
- ✓ 3 prises de courant pour alimenter les équipements.
- ✓ 4 roues. Déplacement équilibré et doux.
- ✓ Poids supporté par plateau, 5 kg.



**SUPER OFFRE**  
**280 €** T.T.C

Hauteur 760 mm x Largeur 460 mm x Profondeur 300 mm  
Poids 11 kg

## Chariot électrique mobile REF. 100305

REF. 100305

- ✓ Fabriqué en acier émaillé en blanc.
- ✓ 3 plateaux.
- ✓ 2 prises de courant pour alimenter les équipements.
- ✓ 4 roues. Déplacement équilibré et doux.



**408 €**  
T.T.C

Hauteur 760 mm  
Largeur 400 mm  
Profondeur 290 mm  
Poids 12,5 kg

## Chariot électrique mobile REF. 100308

REF. 100308

- ✓ Fabriqué en acier émaillé en blanc.
- ✓ 3 plateaux.
- ✓ 3 prises de courant pour alimenter les équipements.
- ✓ 1 tiroir.
- ✓ 4 roues. Déplacement équilibré et doux.
- ✓ Poids supporté par plateau, 5 kg



**SUPER OFFRE**  
**475 €** T.T.C

Hauteur 765 mm x Largeur 400 mm x Profondeur 340 mm  
Poids 15 kg

## Chariot électrique mobile REF. 100309

REF. 100309

- ✓ 3 prises de courant pour alimenter les équipements.
- ✓ 3 tiroirs.
- ✓ 1 prise de courant.
- ✓ Couleur blanche.
- ✓ Déplacement équilibré et doux.

**NOUVEAU**



**SUPER OFFRE**  
**733 €** T.T.C

Hauteur 800 mm x Largeur 480 mm x Profondeur 400 mm  
Poids 20 kg

# NOUVEAU

## Lampes de polymérisation et nettoyeurs à ultrasons

### Lampe de polymérisation LED - V200 REF. 100700

Il se distingue par son rapport qualité-prix, ce qui en fait une option idéale pour les nouvelles cliniques, ou comme deuxième unité indispensable, offrant une tranquillité d'esprit en cas d'imprévus.

#### Spécifications:

Dimensions:  
243 mm x Ø25 mm  
Poids: 390 g  
Voltage: 3.7V  
Capacité: 2200mAh  
Batterie rechargeable



**79 €**  
T.T.C.

### Lampe de polymérisation LED - DV50 REF. 100705

Densité de puissance nettement supérieure, atteignant jusqu'à 2600 mW/cm<sup>2</sup>. Par conséquent, le durcissement est très rapide, minimisant ainsi le temps d'exposition.

#### Spécifications:

Dimensions: 217 mm x Ø22,5 mm  
Poids: 117 g  
Intensité maximale 2600mW/cm<sup>2</sup>  
Longueur d'onde: 385 nm-515 nm.  
Batterie rechargeable de 2200mAh  
Émetteur LED 10 W  
Fonction de mesure de l'intensité lumineuse.



**225 €**  
T.T.C.

### Lampe de polymérisation LED - VAFU REF. 100710

Gamme premium de polymérisation dentaire. Son rendement lumineux atteint 3200 mW/cm<sup>2</sup>, permettant une polymérisation ultra-rapide en seulement 1 ou 2 secondes.

#### Spécifications:

Dimensions: 33 x 27 x 206 mm  
Poids: 160 g Batterie rechargeable  
Capacité de la batterie: 2200 mAh.  
Longueur d'onde: 385nm-515nm  
Puissance > = 3200 mW/cm<sup>2</sup>.  
Fonction de mesure de l'intensité lumineuse.

#### Comprend:

- 1 unité principale.
- 1 chargeur.
- 1 batterie.
- 1 jeu de lentilles (4 unités).
- 1 écran protecteur.
- 1 tête de détection des caries.
- Lunettes.



**380 €**  
T.T.C.

### Nettoyeur à ultrasons DA10 REF. 100750

- ✓ Distingue automatiquement les dents et les gencives.
- ✓ Pièce à main de haute qualité avec éclairage.
- ✓ Sa conception amovible permet une stérilisation à haute température et haute pression.
- ✓ Adapte automatiquement la puissance en fonction de la dureté du tartre.
- ✓ Efficacité de nettoyage accrue.



**246 €**  
T.T.C.

### Nettoyeur à ultrasons Q5 REF. 100755

- ✓ 3 modes de fonctionnement: Nettoyage général, Traitement parodontal, Traitement endodontique.
- ✓ Alimentation en eau automatique grâce à une bouteille intégrée à l'appareil.
- ✓ Réservoir d'eau de 800 ml.
- ✓ Technologie sinusoïdale.
- ✓ Pièce à main avec éclairage LED.
- ✓ Conception amovible permettant une stérilisation à haute température et haute pression.



**412 €**  
T.T.C.

**TECHNOLOGIE SANS DOULEUR**  
Minimiser la sensibilité du patient.

### Nettoyeur à ultrasons Q6 REF. 100760

#### 6 fonctions dans 1 appareil :

- ✓ Nettoyage par ultrasons.
- ✓ Thérapie parodontale.
- ✓ Irrigation canalair.
- ✓ Aéropolissage supra-gingival.
- ✓ Aéropolissage sous-gingival.
- ✓ Entretien des implants.
- ✓ Écran tactile élégant.
- ✓ Conception à double réservoir d'eau.
- ✓ Pédale multifonctionnelle sans fil.

#### EMBOUTS EN ALLIAGE DE TITANE

Faible dureté pour protéger les dents et les gencives.



**TECHNOLOGIE SANS DOULEUR**  
Minimiser la sensibilité du patient.

**2.611 €**  
T.T.C.

## Mélangeur d'alginat

REF. 080515



- ✓ De transport facile.
- ✓ Ergonomique.
- ✓ 2 vitesses.
- ✓ Spatule incluse.

CE Dispositif médical  
MDR 2017/745



En offre: un pot étanche à alginat (valeur 30 €)  
Ref. 080515-02



**565 € T.T.C**

Hauteur 230 mm x Largeur 250 mm x Profondeur 175 mm  
Poids 3 kg

## Malaxeur automatique d'alginat

REF. 100191

- ✓ Pratique mélange automatique.
- ✓ Rapide obtention du mélange en quelques secondes.
- ✓ Quantité maximale de mélange 80 gr



En offre: un pot étanche à alginat (valeur 102 €)  
Ref. 100189




**1.147 € T.T.C**

Hauteur 305 mm x Largeur 205 mm x Profondeur 265 mm  
Poids 17 kg

## Localisateur d'Apex

REF. 100330

- ✓ Calibration automatique.
- ✓ Écran LCD image nette et précise.
- ✓ Différenciation par couleurs.
- ✓ Accessoires stérilisables.
- ✓ Batterie rechargeable.



**SUPER OFFRE**  
**394 € T.T.C**

Hauteur 110 mm x Largeur 138 mm x Profondeur 80 mm  
Poids 0,4 kg

## Micro-moteur endodontie

REF. 100350

### Spécifications

Vitesse 100-600 rpm

Torque 1.4 N·cm

Alimentation: piles



**SUPER OFFRE**  
**891 € T.T.C**

CE  
0120

Hauteur 215 mm x Largeur 120 mm x Profondeur 85 mm  
Poids 0,3 kg

# Caméra intra-orale

## Caméra intra-orale avec système autofocus

REF. 100336

- ✓ Écran tactile LCD de 21,5 pouces.
- ✓ Appareil photo haute définition (4K).
- ✓ Autofocus.
- ✓ Enregistrement d'images et de vidéos sur mémoire USB.
- ✓ Code QR pour le téléchargement d'images via WIFI.
- ✓ Prise en charge des barres.
- ✓ Système Android.
- ✓ Affichage de 1 ou 4 images sur l'écran.




**1.048 €**  
T.T.C

Hauteur 280 mm  
Largeur 400 mm  
Profondeur 490 mm  
Monitor: 2,52 kg • Caméra: 0,1 kg

## Lampe pour blanchiment

REF. 100340

- ✓ Large spectre d'illumination (de 420 à 472 nm).
- ✓ Puissance élevée (jusqu'à 2000 mW/cm<sup>2</sup>).
- ✓ Réglage de la hauteur ou de l'orientation rendu très aisé grâce à son "col de cygne".
- ✓ Le display digital affiche les temps, la puissance etc. du processus de blanchiment.
- ✓ Il dispose également d'une pratique télécommande à distance. Elle est livrée avec 20 férules buccales jetables, deux paires de lunettes de protection, et d'un écarteur labial.



**SUPER OFFRE**  
**713 € T.T.C**

Hauteur 1120 mm  
Largeur 280 mm  
Profondeur 820 mm  
Poids 10 kg

## Lampe pour blanchiment

REF. 100341

- ✓ Large spectre d'éclairage.
- ✓ 3 types de sources lumineuses LED différentes: bleu, rouge, (rouge + bleu).
- ✓ 5 LED bleus: de 430 à 490 nm.
- ✓ 2 LED rouges haute puissance: 610 à 650 nm.
- ✓ Puissance de sortie lumineuse: jusqu'à 2327 mW/cm<sup>2</sup>.
- ✓ 8 lumières violettes avec effet stérilisant.
- ✓ Fabriqué en matériau métallique, en au design élégant et facile à assembler.
- ✓ Temps de blanchiment réglable.



**968 €**  
**T.T.C**

Hauteur 1700 mm  
Largeur 560 mm  
Profondeur 560 mm  
Poids 19 kg

## Coupeur de pointes de gutta-percha

REF. 100349

La pointe a la propriété d'être flexible pour pouvoir être coupée sans problème.

En appuyant sur le bouton d'alimentation, la pointe chauffe immédiatement jusqu'à 500 °C.

- Ref. 100349-01 Pointe petite - 0,5 mm  
Ref. 100349-02 Pointe moyenne - 1,2 mm  
Ref. 100349-03 Pointe large - 2,0 mm



**114 € T.T.C**

Hauteur 185 mm  
Largeur 20 mm  
Profondeur 20 mm  
Poids 0,04 kg

## Mélangeur de silicones

REF. 100360

- ✓ Convient à 99% de silicones.


### Spécifications

Poussée 450 kg ± 10

Temp. ambiante 5-40°C

Puissance 150 W

Alimentation 240V-50Hz



**1.302 €**  
**T.T.C**

Hauteur 290 mm  
Largeur 250+150 mm  
Profondeur 170 mm  
Poids 7,1 kg

## Réchauffeur de composites

REF. 080077



Dispositif de maintien au chaud de seringues composites.

### Caractéristiques

Température 40-50-70°C

Diamètre des orifices 16 mm



**SUPER OFFRE**  
**327 € T.T.C**

Hauteur 135 mm  
Largeur 110 mm  
Profondeur 97 mm  
Poids 0,7 kg

## Réchauffeur de plaques de cire

REF. 080078



Pour enregistrements en bouche.

- ✓ Cuve et couvercle Inox.

### Spécifications

Temperature 30-75°C

Capacité 1l



**563 €**  
**T.T.C**

Hauteur 155 mm  
Largeur 205 mm  
Profondeur 235 mm  
Poids 1,7 kg

# Pistolet pour MICROSABLAGE

utilisation extra-oral

REF. 100122

**227 €**  
T.T.C

- ✓ Granulométrie: 50 - 100 microns.
- ✓ Indispensable pour nettoyer les brackets.
- ✓ Création de rétentions sur les couronnes.
- ✓ Opérations de sablage de précision.
- ✓ Sablage des faces occlusales.

Ce modèle est destiné à un usage en laboratoire dentaire; il ne peut pas être utilisé pour des applications intra-orales.

### Spécifications

Pression de travail 4 à 5,5 bares  
Granulométrie de oxide 50/100 microns

Hauteur 45 mm x Largeur 195 mm x Profondeur 110 mm  
Poids 0,27 kg



## Connexion intramatique PRIME 221

REF. 100237

**NOUVEAU**

- ✓ Contrôle manuel ou par pédale de la vitesse.
- ✓ Marche avant / marche arrière.
- ✓ Fonction de protection contre les surcharges.
- ✓ Fonction d'avertissement de défaut.
- ✓ Fonction de vitesse constante de la pédale.



### Spécifications

Vitesse max. 50000 rpm	Voltagage 200-240 V - 50/60 hz
Torque 5.8 N-cm	Pièce à main Ø 20 x 157 mm
Puissance 120 W	Poids Pièce à main 205 g

**463 €** T.T.C.

Hauteur 191 mm x Largeur 90 mm x Profondeur 130 mm  
Poids 2,8 kg

## Connexion intramatique SENSE A3

REF. 100239

**NOUVEAU**

- ✓ Moteur brossé.
- ✓ Contrôle manuel de la vitesse.
- ✓ Pédale marche/arrêt.
- ✓ Affichage numérique de la vitesse.
- ✓ Tournez à droite et à gauche.
- ✓ Fonction de protection contre les surcharges.
- ✓ Fonction d'avertissement de défaut.



### Spécifications

Vitesse max. 35000 rpm	Voltagage 0-33 V
Torque 3.0 N-cm	Pièce à main Ø 15 x 150 mm
Puissance 70 W	Poids Pièce à main 215 g

**239 €** T.T.C.

Hauteur 147 mm x Largeur 88 mm x Profondeur 120 mm  
Poids 1,15 kg

## Micromoteur portable à induction intramat

REF. 100282



Autonomie 10 h

REF. 100282	BOÎTIER DE COMMANDE	
Puissance 30W	Hauteur 45 mm	Largeur 105 mm
Torque 250 gf-cm	Profondeur 145 mm	Poids 0,4 kg
Vitesse 30000 rpm		

**816 €**  
T.T.C.

Hauteur 20 mm  
Largeur 20 mm  
Profondeur 155 mm  
Poids 0,2 kg

## Aspiration Sirocco S

REF. 080534AT

### SIROCCO S + TUBE FLEXIBLE

- ✓ La bouche d'aspiration est facilement orientable.
- ✓ Eclairage LED intégré.



### Spécifications

Tube 700 mm | Ø 45 mm | Poids 3.8 kg

**743 €**  
T.T.C.

Hauteur 280 mm  
Largeur 280 mm  
Profondeur 126 mm  
Poids 3,8 kg

## Box de finition petit avec aspirateur intégré

REF. 080534AL

**NOUVEAU**

- ✓ Design large et robuste parfait pour le laboratoire.
- ✓ Eclairage LED intégré.
- ✓ Accoudoirs confortables et pratiques.



**1.070 €**  
T.T.C.

Hauteur 230 mm  
Largeur 345 mm  
Profondeur 400 mm  
Poids 2,4 kg



# ARTICULATEURS

## Arquimedes Profesional A7 PLUS

Structure robuste en aluminium, qui garantit une meilleure stabilité. Conçu pour procurer un grand champ visuel.

- ✓ Semi-ajustable / Arcon.
- ✓ Distance inter-condylienne fixe (110 mm).
- ✓ Guide condylien courbe.
- ✓ Réglage du guide condylien et de l'angle de Bennet.
- ✓ Repère central.
- ✓ Système de stabilisation du mouvement du guide condylien avec une connexion en silicone.
- ✓ Tige d'appui de la partie supérieure en position ouverte.



**MESTRA**  
by bio-art



REF. 010099

**Arquimedes Profesional A7 PLUS**  
Articulateur semi-adaptable type arcon + étui

**280 € T.T.C**

REF. 010102

**Set Profesional Standard**  
Articulateur + arc facial standard + étui

**408 € T.T.C**

REF. 010101

**Set Profesional Élite**  
Articulateur + arc facial élite + étui

**530 € T.T.C**

## Arquimedes Protrusal A7 PLUS-E

Semblable au modèle Archimède Pro, équipé de guides condyliens en aluminium avec ajustage millimétrique.

- ✓ Semi-ajustable / Arcon.
- ✓ Distance inter-condylienne fixe (110 mm).
- ✓ Réglage du guide condylien.
- ✓ Réglage de l'angle de Bennet.
- ✓ Guide condylien plat.
- ✓ Système de verrouillage bilatéral.
- ✓ Tige d'appui de la partie supérieure en position ouverte.
- ✓ Système stabilisateur des mouvements à ressort.



**MESTRA**  
by bio-art



REF. 010103

**Arquimedes Protrusal A7 PLUS-E**  
Articulateur semi-adaptable type arcon + étui

**SUPER OFFRE**  
**463 € T.T.C**

REF. 010104

**Set Protrusal Standard**  
Articulateur + arc facial standard + étui

**SUPER OFFRE**  
**582 € T.T.C**

REF. 010106

**Set Protrusal Élite**  
Articulateur + arc facial élite + étui

**SUPER OFFRE**  
**742 € T.T.C**

## 4000 S

- ✓ Semi-ajustable / Arcon.
- ✓ Distance inter-condylienne ajustable (axe extenseur).
- ✓ Guide condylien courbe.
- ✓ Réglage du guide condylien
- ✓ Réglage de l'angle de Bennet.
- ✓ Stabilisation pour les mouvements d'articulation (O-ring).



**MESTRA**  
by bio-art



REF. 010107

**4000 S**  
Articulateur semi-adaptable type arcon + étui

**336 € T.T.C**

REF. 010107S

**Set 4000 S Standard**  
Articulateur + arc facial standard + étui

**463 € T.T.C**

REF. 010107E

**Set 4000 S Élite**  
Articulateur + arc facial élite + étui

**586 € T.T.C**



## Arquimedes Junior A7 FIX

REF. 010098

- ✓ Distance inter-condylienne fixe (110 mm).
- ✓ Guide condylien fixe 30°
- ✓ Angle de Bennet fixe 15°
- ✓ Guide condylien courbe.
- ✓ Système de stabilisation magnétique (embouti) pour le mouvement du guide condylien
- ✓ Tige d'appui de la partie supérieure en position ouverte.



156 €  
T.T.C



## Arc facial Standard

REF. 010102-50

Dispositif permettant d'enregistrer la position spatiale de l'arcade dentaire supérieure du patient par rapport au crâne et de transférer l'enregistrement sur l'articulateur. Le transfert du dossier du patient s'effectue en fixant l'arc facial complet dans l'articulateur.



133 €  
T.T.C

Dispositif médical

## Arco facial Élite

REF. 010100-55

Système d'articulation et de fixation de la fourche qui permet un enregistrement plus rapide. Élimine le besoin de l'arc lors du montage des modèles dans l'articulateur.



278 €  
T.T.C

Dispositif médical

# Cabines de retouches

## Cabine de retouches Eclipse

REF. 080216



Avec son large champ de vision, son éclairage interne lumière du jour, ses manchons protecteurs, elle offrira au professionnel la possibilité de travailler proprement et de manière confortable. Avec ses dimensions réduites et son poids léger, il peut occuper une place fixe ou bien être un élément nomade dans le laboratoire. Facile connexion à un aspirateur (non fourni)..

- ✓ Lampe LED de grande luminosité.
- ✓ Absence d'ombres à l'intérieur.
- ✓ Position de travail ergonomique.
- ✓ Absorption de poussière optimisée moyennant un aspirateur externe (non inclus).
- ✓ Entretien aisé.

529 €  
T.T.C

Hauteur 275 mm  
Largeur 400 mm  
Profondeur 330 mm  
Poids 2,8 kg

## Sableuse - 1 silo Eclipse I

REF. 080221



Versión renovada del conocido chorro de arena Constellation. Respecto al anterior modelo incorpora las siguientes ventajas:

- ✓ Cabine fabriquée intégralement en ABS, permettant par la modélisation d'obtenir une forme plus ergonomique et esthétiquement plus aboutie.
- ✓ Dimensions totales plus réduites sans pour autant réduire la zone de sablage.
- ✓ Amélioration substantielle de l'éclairage.
- ✓ Rapport qualité/prix très performant.

905 €  
T.T.C

Hauteur 330 mm  
Largeur 450 mm  
Profondeur 360 mm  
Poids 5,7 kg

## Sableuse - 1 silo Plutón

REF. 080254



La sableuse pluton a été pensée comme une solution: Ses dimensions réduites permettent de lui trouver produit une place facilement. Pour autant, l'espace de la chambre permet de sabler confortablement et ses prestations sont tout à fait comparables à celles de ses grandes s'urs.

- ✓ Silo de grande capacité.
- ✓ Pression de soufflage jusqu'à 6 bars.
- ✓ Corps en acier inoxydable.
- ✓ Eclairage intérieur LED.
- ✓ Large vue à l'intérieur.
- ✓ Consommation d'air 80 l/min
- ✓ Pression de travail 2 à 5 atm

912 €  
T.T.C

Hauteur 290 mm  
Largeur 340 mm  
Profondeur 235 mm  
Poids 7 kg

# COMPRESSEURS À PISTON SEC (avec dessiccateur)

Famille de quatre compresseurs composée de deux tailles de 80 et 160 litres/minute qui comprend un dessiccateur avec purge automatique. Fonctionnement extrêmement silencieux (60 dB), entretien facile (piston sec) et excellente fiabilité.

Ils sont fournis avec deux manomètres (chaudière et pression de service), un régulateur de pression de sortie et un jeu complet de vannes pour la purge. La pression de service peut atteindre 8 bars.

**Ne convient pas aux fraisesses.**



80 l/min  
(avec dessiccateur)

**REF. 110310**

Hauteur 650 mm  
Largeur 540 mm  
Profondeur 390 mm  
Poids 37 kg

**1.779 €**  
T.T.C



160 l/min  
(avec dessiccateur)

**REF. 110340**

Hauteur 750 mm  
Largeur 480 mm  
Profondeur 680 mm  
Poids 66 kg

**2.632 €**  
T.T.C




1. Réf. 110340 est également disponible avec un filtre HEPA (H14) Ref. 110340H
2. Le filtre à charbon actif. La Réf. 110300-53 est disponible comme accessoire pour tous les compresseurs.

CERTIFICAT pour TÜV SÜD  
Certificat de type N° 12202200491258001  
Directive 2014/29/UE (récipient sous pression)

## Lampe LED

**REF. 100288**

**LE BEST SELLER!**  
★★★




**SUPER OFFRE**  
**130 € T.T.C**

- ✓ 84 LEDs grandes
- ✓ Température de couleur 6000 K
- ✓ Intensité lumineuse réglable tactile.
- ✓ Sans scintillement.
- ✓ Avec pince pour fixation à la table.

## Lampe LED

**REF. 100289**




**SUPER OFFRE**  
**130 € T.T.C**

- ✓ 90 LEDs grandes
- ✓ Température de couleur 6000-7000 K
- ✓ Intensité lumineuse réglable par touche.
- ✓ Avec pince pour fixation à la table.

## Lampe LED

**REF. 100290**



**SUPER OFFRE**  
**130 € T.T.C**

- ✓ 117 LEDs
- ✓ Température de couleur 5600-6000 K
- ✓ Avec pince pour fixation à la table

## Loupe éclairante LED




3 dioptries  
**REF. 100287**  
5 dioptries  
**REF. 100287-5x**

**SUPER OFFRE**  
**124 € T.T.C**

- ✓ 90 LEDs blancs
- ✓ Diamètre loupe 120 mm
- ✓ Avec pince d'accroche pour établi

## Lampe LED

**REF. 100289V**



Réglable jusqu'à 180°

**156 € T.T.C**

- ✓ 140 LEDs.
- ✓ Température de couleur 3000/6500 K
- ✓ 3 types de lumière: froide, neutre et chaude.
- ✓ Intensité lumineuse réglable par touche.
- ✓ Avec pince de table.



Lumière froide 1 ligne    Lumière neutre 2 lignes    Lumière chaude 1 ligne

**NOUVEAU**

## Accessoires pour lampe et loupe

**REF. 100287 - REF. 100288**



Support à roulettes

**REF. 100288-10**

**76 € T.T.C**



**REF. 100288-02**

Support pince étai



**REF. 100288-03**

Support mural



**REF. 100288-04**

Support de table vissé

25 cm



**REF. 100288-07**

Socle table



**MESTRA**

Talleres Mestraitua SL  
(+34) 944 530 388  
info@mestra.es - www.mestra.es  
48150 SONDIKA (Spain)

Offre valable sauf erreur typographique ou fin de stock. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.



Système de management  
ISO 9001:2015

www.tuv.com  
ID. 1100018003