



UNITÉ DENTAIRE PORTABLE

Ref. 100650



UNITÉ DENTAIRE PORTABLE

Ref. 100650

Conçue pour transporter la capacité opérationnelle d'un cabinet dentaire complet à tout emplacement ou situation complexe. Son design compact et hautement intégré, contient tous les éléments essentiels dans la pratique dentaire, ce qui le rend apte pour des interventions dans l'armée, des situations de catastrophe et missions de sauvetage/humanitaires, résidences de personnes âgées, écoles et dans les zones rurales ou difficiles d'accès.

Les principales caractéristiques et avantages peuvent se résumer en:

1. Compresseur silencieux intégré (de type silencieux et sans huile).

2. Équipement Dentaire Complet:

- ✓ Tuyaux pour instruments rotatifs : Connexion standard de 4 orifices pour turbine haute vitesse et micromoteur de basse vitesse.
- ✓ Seringa triple (Eau / Air / Spray) : Alimentée par réservoir d'eau propre indépendant.
- ✓ Système d'aspiration (Salive) : Aspirateur autonome avec bouteille collectrice de drainage intégrée.
- ✓ Accessoires compatibles : Ultrasons (Scaler) avec régulation de puissance et d'eau; et Lampe de polymérisation LED pour des restaurations instantanées. (Pas inclus de série. Consulter la disponibilité et les prix).

3. Portabilité et ergonomie (Concept "Plug & Play"):

Structure de type mallette compacte avec poignée ergonomique et roues, qui facilitent son transport et son rangement. La mise en marche est immédiate : il suffit de se connecter au réseau électrique. La mise en marche est immédiate : il suffit de le brancher à la prise électrique et déployer la pédale de contrôle.

4. Biosécurité et Qualité Certifiée:

Respect strict de la réglementation (IEC 60601-1, et marquage CE). De plus, les composants en contact avec le patient et le professionnel, sont stérilisables en autoclave à haute température (132°C - 135°C).

Spécifications:

Dimensions L 410 mm x P 290 mm x H 630 mm

Poids Net 30 kg • Tension d'Alimentation 220V - 240V AC / 50 Hz

Puissance Nominale 600 W • Débit d'Air de Sortie 118 L/min a 0 bar

Pression de la pièce à main 0,2 - 0,25 MPa (2,0 - 2,5 bar)

Pression Aspiration 0,06 - 0,1 MPa (0,6 - 1,0 bar)

Sonorité 40 - 45 dB



MESTRA

Talleres Mestraitua SL
(+34) 944 530 388
info@mestra.es - www.mestra.es
48150 SONDIKA (Spain)



Système de
management
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 1100018003