

CABINA DE ALMACENAMIENTO HIGIÉNICO

Ref. 100505

Protección continua para el instrumental y material de trabajo en clínica y laboratorio.

En el día a día de la clínica dental, la gestión del instrumental tras su procesamiento es un eslabón clave para mantener las buenas prácticas de higiene. Dejar las herramientas expuestas sobre las superficies de trabajo o en cajoneras convencionales incrementa el riesgo de contaminación ambiental por aerosoles y manipulación.

Esta cámara de almacenamiento optimiza el flujo de trabajo en el gabinete dental, ofreciendo un entorno protegido y aislado para el instrumental. Como ventaja añadida, transmite la máxima confianza al paciente, quien percibe visualmente que el odontólogo implementa barreras adicionales para cuidar la higiene en todo momento.

Su diseño compacto y funcional -con dimensiones similares a las de un microondas doméstico- permite integrarlo perfectamente en el mobiliario del gabinete o en el área de organización de la clínica.



Características principales:

- ✓ **TECNOLOGÍA DE LUZ ULTRAVIOLETA (UV):** Actúa de forma continua sobre las superficies, ayudando a mantener el equipo interior libre de carga bacteriana ambiental de forma pasiva.
- ✓ **TECNOLOGÍA DUAL (UV + CALOR):** Combina la acción de la luz con un tratamiento térmico constante (entre 60 y 75 °C) para un entorno óptimo de conservación.
- ✓ **CONTROL DE CICLOS AUTOMATIZADO:** Panel digital con temporizador programable y función AUTO (ciclo optimizado de 60 minutos con acción UV inicial y secado térmico posterior). Permite supervisar el estado del proceso de un vistazo.

- ✓ **FUNCIÓN DE SECADO INTEGRADA:** Gestión eficiente de la humedad para evitar que el instrumental permanezca en ambiente húmedo.
- ✓ **CONSTRUCCIÓN PROFESIONAL:** Interior y acabados en acero inoxidable de alta resistencia y fácil limpieza, diseñado para maximizar la reflexión de la luz interna (efecto espejo).

NOTA IMPORTANTE: Este equipo está destinado exclusivamente al almacenamiento organizado y la protección ambiental del instrumental de trabajo. No es un producto sanitario y no sustituye en ningún caso a los métodos de esterilización reglamentarios (autoclavado u otros sistemas homologados por la normativa vigente).

Características:

Dimensiones: 440 x 365 x 405 mm	Material de la cámara: Acero inoxidable
Peso: 6 kg	Potencia eléctrica: 460 W
Volumen interior: 38 L	Alimentación: 230 V, 50 Hz



MESTRA

Talleres Mestraitua SL
(+34) 944 530 388
info@mestra.es - www.mestra.es
48150 SONDIKA (Spain)



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 1100018003