

CABINE DE STOCKAGE HYGIÉNIQUE

Ref. 100505

Protection continue pour l'instrumentation et le matériel de travail au cabinet dentaire et en laboratoire.

Dans le quotidien du cabinet dentaire, la gestion des instruments après leur traitement est un maillon clé pour maintenir de bonnes pratiques d'hygiène. Laisser les outils exposés sur les surfaces de travail ou dans des tiroirs conventionnels augmente le risque de contamination environnementale par les aérosols et la manipulation.

Cette cabine de stockage optimise le flux de travail au sein du cabinet dentaire, offrant un environnement protégé et isolé pour l'instrumentation. Comme avantage supplémentaire, elle transmet une confiance maximale au patient, qui perçoit visuellement que le dentiste met en œuvre des barrières additionnelles pour veiller à l'hygiène à tout moment.

Son design compact et fonctionnel - avec des dimensions similaires à celles d'un micro-ondes domestique - permet de l'intégrer parfaitement au mobilier du cabinet ou dans la zone de stérilisation de la clinique.



Caractéristiques principales:

- ✓ **TECHNOLOGIE DE LUMIÈRE ULTRAVIOLETTE (UV):** Agit en continu sur les surfaces, aidant à maintenir passivement l'équipement intérieur exempt de charge bactérienne environnementale.
- ✓ **TECHNOLOGIE DOUBLE (UV + CHALEUR):** Combine l'action de la lumière avec un traitement thermique constant (entre 60 et 75 °C) pour un environnement de conservation optimal.
- ✓ **CONTRÔLE AUTOMATISÉ DES CYCLES:** Panneau digital avec minuterie programmable et fonction AUTO (cycle optimisé de 60 minutes avec action UV initiale suivie d'un séchage thermique). Permet de surveiller l'état du processus d'un seul coup d'œil.
- ✓ **FONCTION DE SÉCHAGE INTÉGRÉE:** Gestion efficace de l'hygrométrie pour éviter que les instruments ne restent dans un environnement humide.
- ✓ **CONCEPTION PROFESSIONNELLE:** Intérieur et finitions en acier inoxydable de haute résistance et facile à nettoyer, conçu pour maximiser la réflexion de la lumière interne (effet miroir).

NOTE IMPORTANTE: Cet équipement est exclusivement destiné au stockage organisé et à la protection environnementale du matériel de travail. Il ne s'agit pas d'un dispositif médical et il ne remplace en aucun cas les méthodes de stérilisation réglementaires (stérilisation par autoclave ou autres systèmes homologués par la réglementation en vigueur).

Caractéristiques:

Dimensions: 440 x 365 x 405 mm	Matériau de la cuve: Acier inoxydable
Poids: 6 kg	Puissance électrique: 460 W
Volume intérieur: 38 L	Alimentation: 230 V, 50 Hz



MESTRA

Talleres Mestraitua SL
(+34) 944 530 388
info@mestra.es - www.mestra.es
48150 SONDIKA (Spain)



Système de
management
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 1100018003