

OFFRE SPECIALE

Cabinet dentaire

Du 1er OCTOBRE
au 31 JANVIER, 2027



MESTRA

Thermoformeuse à pression PlastPress REF. 080544

Meilleure fidélité de copie et moins de bruit par rapport aux thermoformeuses par aspiration. Pratique et polyvalente, elle accepte des plaques rondes et carrées jusqu'à 6 mm d'épaisseur.

Elle doit être reliée à un compresseur (entre 3 et 8 bar).

PLAQUES

Plaques $\varnothing$ de 125 à 131 mm
Plaques $\varnothing$ 125 à 134 mm



1.254 €
T.T.C

Spécifications
Puissance 450 W

Hauteur 270 mm x Largeur 265 mm x Profondeur 235 mm
Poids 7,5 kg

Machine pour Thermoformage

REF. 080542

Machine de thermoformage pour plaques carrées ou rondes.

PLAQUES

$\varnothing$ de 125 à 134 mm
 $\varnothing$ 125 à 134 mm (disponible adaptateur pour $\varnothing$ 120, non inclus)



868 €
T.T.C

Spécifications
Puissance 925W

Hauteur 310 mm x Largeur 260 mm x Profondeur 275 mm
Poids 4,6 kg

Thermo-formeuse à pression REF. 080543

Convient à des laboratoires et ou à des cabinets ayant un recours régulier à cette technique. Accepte des plaques carrées ou rondes (127,125, 120 mm) de toutes les épaisseurs (de 0,5 à 4,0 mm).

Spécifications

Pression 4-6 bar
Puissance 450W



3.229 €
T.T.C

Hauteur 545 mm
Largeur 260 mm
Profondeur 410 mm
Poids 15 kg

Four de séchage pour plaques de thermoformage

REF. 080118

- ✓ Extrait l'humidité et maintient sèches les plaques de thermoformage évitant la formation de porosités.
- ✓ Peut sécher les zircons teintés manuellement, modèles etc.
- ✓ 6 plateaux en acier inox.
- ✓ Carcasse en acier inox.
- ✓ Minuterie de 24 heures.



375 €
T.T.C

Spécifications
Temp. 35-75°C
Consommation 550-650 W

Hauteur 310 mm x Largeur 340 mm x Profondeur 450 mm
Poids 8,3 kg

PLAQUES DE THERMOFORMAGE



DOUBLE SACHET:

- Sachet extérieur métallisé, sous vide et auto-scellant.
- Sachet intérieur contenant les feuilles.

☺ Dispositif médical

POUR TOUTS TYPES D'UTILISATIONS:

- Aligneurs orthodontiques
- Appareils orthodontiques
- Aligneurs dentaires
- Mainteneurs d'espace
- Gouttières occlusales (bruxisme)
- Plaques d'enregistrement pour guides chirurgicaux
- Traitement post-prothétique
- Plaques d'enregistrement
- Dispositifs de déprogrammation
- Bases pour prothèses complètes
- Gouttières individuelles
- Guides chirurgicaux
- Dispositifs pour l'apnée du sommeil
- Gouttières de blanchiment
- Gouttières fluorées
- Protège-dents sportifs

NOUVEAU

REFERENCE	DURETE	EPAISSEUR (mm)	CANT.	PRIX
080801-10	DURES	0,8	10	5 €
080801-25			25	14 €
080802-10		1,0	10	5 €
080802-25			25	14 €
080803-10		1,5	10	7 €
080803-25			25	18 €
080804-10	MOLLES	2,0	10	9 €
080804-25			25	24 €
080812-10		1,0	10	5 €
080813-10			10	7 €
080814-10			10	9 €
080815-05		3,0	5	10 €

Rendez-vous sur le site www.mestra.es pour consulter les autres modèles de la marque Bioart (également en format arrondi).



Autoclave icanCLAVE 3F

REF. 100367

icanCLAVE 3F est un autoclave super rapide, spécialement conçu pour la stérilisation des instruments non emballés, ce qui améliore considérablement le taux de rotation des instruments chirurgicaux et la commodité des petites opérations en dentisterie.

- ✓ Port imprimante.
- ✓ Port USB
- ✓ Mémoire interne.
- ✓ Port pour l'imprimante d'étiquettes de codes-barres.
- ✓ Valise de transport.

NOUVEAU



Service technique officiel
icanCLAVE
en Espagne

DIRECTIVES ET NORMES

- ✓ 93/42/CEE Directive sur les dispositifs médicaux.
- ✓ Directive sur les équipements sous pression 2014/68/EU.
- ✓ EN 13060 Petits stérilisateur à vapeur.
- ✓ EN 61326, EN 61000 Compatibilité électromagnétique.
- ✓ EN 61010-1, UL 61010-1 Conditions de sécurité.
- ✓ EN 61010-2-040, IEC 61010-2-040.

Directive RoHS 2011/65/EU.

Spécifications

Tension, Freq.: 220/110V, 50/60Hz • Volume de la chambre: Aprox. 3L

Puissance: 2300 W • Nombre de plateaux: 1

Matériau des plateaux: Aluminium

Taille des plateaux: 178 x 285 mm

Dimension de la chambre: 192(W) x 45(H) x 285(D)

2.514 €
T.T.C

Hauteur 171 mm
Largeur 268 mm
Profondeur 605 mm
Poids 16 kg



Maleta para transportar.

Autoclave de table 18-D classe B (18 litres)

REF. 100365

- ✓ Valves ODE, pompe à vide ULUAQ et pompe à eau ULKA.
- ✓ Très silencieux (70 dB).
- ✓ Triple système de vide fractionné avec un générateur de vapeur indépendant garantissant des cycles de stérilisation rapides et sûrs.
- ✓ Système de contrôle de haute précision pour des excellents résultats de stérilisation (EN13060).
- ✓ Autodiagnostic avec codes d'erreur.
- ✓ Complètement automatique avec des cycles de stérilisation pré-programmés.
- ✓ Cabine et porte en acier inoxydable avec des finitions en électro-polissage.
- ✓ Réservoir d'eau type ouvert permettant un remplissage et un entretien aisés.



Service technique officiel
icanCLAVE
en Espagne



MESTRA®
by **icanCLAVE**



Spécifications

Dimensions 247 x 350 mm	Puissance nominale 1750 V
Température ambiante 5-40°C	Humidité relative ambiante Max. 80 %
Pression atmosphérique 76-106 kPa	Niveau sonore < 70 dB
Disjoncteur F16A / 400 V	Températures de stérilisation 121/134°C
Capacité du réservoir d'eau 2.5 l	

3.504 €
T.T.C

Hauteur 445 mm
Largeur 480 mm
Profondeur 575 mm
Poids 47 kg



Incubateurs de spores biologiques

- ✓ Incubateurs de spores faciles à utiliser.
- ✓ Indispensables pour réaliser les tests nécessaires pour le bon fonctionnement des appareils à stériliser.
- ✓ Les deux modèles sont pourvus de quatre chambres pour pouvoir réaliser en même temps divers contrôles.

Élite modèle REF. 100370

Température réglable et affichage numérique.



399 €
T.T.C.

Hauteur 80 mm
Largeur 165 mm
Profondeur 105 mm
Poids 0,239 kg

Modelo Practic

Fonctionnel et économique REF. 100375



180 €
T.T.C.

Hauteur 90 mm
Largeur 75 mm
Profondeur 75 mm
Poids 0,750 kg

Réservoir d'eau distillée

REF. 080620

Équipé d'un régulateur de pression et d'une soupape à double sécurité.

Capacité 18 l



410 €
T.T.C

Hauteur 680 mm
Largeur Ø 255 mm
Poids 4,7 kg

Machine à distiller et à décalcifier 4 litres

REF. 100210



307 €
T.T.C

Hauteur 385 mm
Largeur 240 mm
Profondeur 250 mm
Poids 3,4 kg

Thermo-soudeuse automatique avec impression

REF. 080435

Il comprend une imprimante avec des informations détaillées pour l'inscription.



3.038 €
T.T.C

Hauteur 575 mm x Largeur 202 mm x Profondeur 235 mm
Poids 18 kg



Table roulante optionnelle
200 x 240 x 635 mm
17 kg

REF. 080436

540 €
T.T.C

Thermo-soudeuse

REF. 080433

- ✓ Longueur soudure 305 mm.
- ✓ Largeur soudure 12 mm.

* Bobines non incluses.



394 €
T.T.C

Hauteur 210 mm
Largeur 335 mm
Profondeur 430 mm
Poids 6,5 kg

Film de protection

REF. 080439

Ce film adhésif offre une solution pratique et efficace pour les environnements dentaires, en fournissant une couche de protection pour les instruments et les matériaux.

Chaque rouleau contient 1200 adhésifs prédécoupés de 10 x 15 cm.

Couleur bleue.



NOUVEAU

11 €
T.T.C

Hauteur 10 mm
Largeur Ø 15 mm

Sachets de stérilisation autocollants

Nouveaux sacs 5 x 9 cm le plus petit du marché!



Spécifications

Ref. 080448: 5 x 24 cm	Ref. 080449: 7 x 26 cm
Ref. 080450: 9 x 26 cm	Ref. 080451: 5 x 9 cm
Ref. 080452: 14 x 28 cm	Ref. 080454: 19 x 36 cm
Ref. 080456: 25 x 40 cm	Ref. 080457: 30 x 40 cm
Ref. 080458: 30 x 45 cm	Ref. 080459: 5.7 x 13 cm

Sachets
(200 unités)

**CONSULTER
DES PRIX**

Dispositif médical de Classe I (MDR 2017/745)
Conforme aux normes ISO 11607-1:2017 et EN 868-5:2009

Bobines pour thermo-soudeuse

Spécifications

Ref. 080441: 5 cm x 200 m
Ref. 080442: 7.5 cm x 200 m
Ref. 080443: 10 cm x 200 m
Ref. 080444: 15 cm x 200 m
Ref. 080445: 20 cm x 200 m
Ref. 080446: 25 cm x 200 m
Ref. 080447: 30 cm x 200 m



**CONSULTER
DES PRIX**

Dispositif médical de Classe I (MDR 2017/745)
Conforme aux normes ISO 11607-1:2017 et EN 868-5:2009

Bac à ULTRASONS

Bac à ultrasons 2.8, 3.4 et 5.8 litres

- ✓ Température réglable.
- ✓ Comprend un panier en acier inoxydable.
- ✓ Fabriqué en acier inoxydable.
- ✓ Avec vanne de vidange.

Inox



5.8 L

REF. 100152

633 €
T.T.C

365 mm
180 mm
290 mm
5,4 kg

Mesures intérieures:
Hauteur 155 mm
Largeur 298 mm
Profondeur 152 mm



3.4 L

REF. 100151

590 €
T.T.C

365 mm
165 mm
290 mm
5,2 kg

Mesures intérieures:
Hauteur 100 mm
Largeur 298 mm
Profondeur 152 mm

NOUVEAU



2.8 L

REF. 100150

459 €
T.T.C

300 mm
165 mm
245 mm
4 kg

Mesures intérieures:
Hauteur 100 mm
Largeur 238 mm
Profondeur 140 mm

Bac à ultrasons Calypso 4 litres

REF. 080422



FABRICATION
MESTRA
ESPAGNE
ET DESIGN

- ✓ Panier en acier inox.
- ✓ Récipient en verre.
- ✓ Pinces pour fraises (ref. 070520)
- ✓ Chauffage.
- ✓ Robinet vidange.

Spécifications

Cap. cuve 4 l
Fréquence 40 kHz

1.499 €
T.T.C

Hauteur 220 mm
Largeur 270 mm
Profondeur 425 mm
Poids 4,5 kg

Ultrasons 180 ml avec lumière UV

REF. 100162



NOUVEAU

Spécifications

Cap. cuve 180 ml
Cuve Ø 87*38 mm
Tension 220 50/60 Hz
Fréquence 42 kHz
Minuterie 5/10 min
Puissance 28 W

Hauteur 122 mm
Largeur 122 mm
Profondeur 104 mm
Poids 2,8 kg

66 €
T.T.C

Bac à ultrasons

REF. 100160

À usage individuel
*Pile non incluse



Spécifications

Alimentation 2 piles AA

**PRIX
CONSULTER**

Hauteur 75 mm
Largeur 90 mm
Profondeur 85 mm
Poids 0,18 kg

Bac à ultrasons 3, 2.5 et 1.4 litres

NOUVEAU



3 L

REF. 100142

227 €
T.T.C

Hauteur 234 mm
Largeur 193 mm
Profondeur 385 mm
Poids 3,6 kg

2,5 L

REF. 100140

349 €
T.T.C

Hauteur 204 mm
Largeur 243 mm
Profondeur 314 mm
Poids 3,1 kg



1,4 L

REF. 100141

227 €
T.T.C

Hauteur 162 mm
Largeur 240 mm
Profondeur 225 mm
Poids 1,9 kg

Loupes dentaires galiléennes

REF. 100093

Elles ne disposent pas de mécanisme de basculement. Cela les rend plus légères et offre une profondeur de champ plus grande et plus large. Elles sont équipées de quatre tailles de lentilles de protection SS, S, R et L.



- ✓ Loupe dentaire Galilean TTL (Ultralégère 2,5X ou 3,0X)
- ✓ Housse de protection
- ✓ Lentilles SS/S/R/L
- ✓ Étui
- ✓ Sac en tissu
- ✓ Chiffon de nettoyage
- ✓ Bandeau

Spécifications

Distance de travail 420 ± 20mm	Champ de vision 80mm 90mm
Profondeur de champ 90mm 90mm	Poids 56g 59g



393 €
T.T.C.

NOUVEAU

Lumière LED pour loupes dentaires galiléennes

REF. 100094

- ✓ 3 modes d'intensité lumineuse.
- ✓ 2 types de lumière: Bleu et blanc.

NOUVEAU



* Fixation sur lunettes
Réf. 100093

- ✓ Phare encliquetable + filtre jaune
- ✓ Contrôleur de phare sans fil (x2).
- ✓ Adaptateur secteur.
- ✓ Câble de charge.



582 €
T.T.C.

LOUPES



OFFRE DE
LANCEMENT

Légères, pratiques et panoramique. Fabriquées avec de la résine CR-39 elles offrent une plus grande résistance à l'abrasion et une excellente transparence.

- ✓ Disponible avec un grossissement de 2,5x ou 3,5x.
- ✓ Dimensions de l'emballage: (LxLxH) 25,5 x 16,5 x 3,5 cm.
- ✓ Poids: 65g.



Augmentation 2,5 x

REF. 100076

37 € T.T.C.

Augmentation 3,5 x

REF. 100077

37 € T.T.C.

NOUVEAU

Loupes frontales

REF. 100079

- ✓ Équipé d'un éclairage pratique pour éviter les ombres.
- ✓ Quatre grossissements différents: 1,7X, 2X, 2,5X, 3,5X



139 €
T.T.C.

Hauteur 89 mm
Largeur 225 mm
Profondeur 285 mm
Poids 0,55 kg

Lunettes de sécurité



Valve de ventilation

REF. 100014

14 €
T.T.C.

Anti-mist

REF. 100011

21 €
T.T.C.

Rayons UV

REF. 100013

21 €
T.T.C.

Grande Vision

REF. 100012

21 €
T.T.C.

Protecteur facial

REF. 100022

Monture pliante
+ 10 écrans



SUPER OFFRE
14 € T.T.C.

Protecteur facial

REF. 100021

Monture + 10 écrans



SUPER OFFRE
15 € T.T.C.

Moufle à dupliquer à l'alginate

REF. 020206

- ✓ Avec kit de réduction de taille, pour les petits odèles.

Dimensions
intérieures



Hauteur 100 mm
Largeur 83 mm
Profondeur 44 mm
Poids 0,3 kg



135 €
T.T.C.

Jouets Sachet de 25 unités

REF. 160000

Animaux, voitures,
porte-clés, Noël...



17 €
T.T.C.

Dimensions de la boule:
Hauteur: 550 mm x Largeur 500 mm

NOUVEAU

Micro applicateurs (400 unités par boîte)

NOUVEAU



SUPERFIN - 1mm

REF. 070667

CONSULTER LE PRIX



FIN - 1.5 mm

REF. 070669

CONSULTER LE PRIX



REGULIER - 2 mm

REF. 070671

CONSULTER LE PRIX

Polissoirs caoutchouc jetables (prophylaxie)

DURES - 100 u.

REF. 070702

CONSULTER
LE PRIX

DOUX - 100 u.

REF. 070704

CONSULTER
LE PRIX



Polissoirs caoutchouc jetables (prophylaxie)

DURES - 100 u.

REF. 070706

CONSULTER
LE PRIX

DOUX - 100 u.

REF. 070708

CONSULTER
LE PRIX



Boîtes à prothèses et orthodontie

REF. 070600

Fabriquées en plastique. 25 u. assorties

Dimensions interieures



PRIX PAR QUANTITÉS:
NOUS CONSULTER




Boîtes à plaques d'orthodontie

REF. 070590

Fabriquée en plastiques. 25 u. assorties

Dimensions interieures



PRIX PAR QUANTITÉS:
NOUS CONSULTER



Boîte à prothèses

Fabriquées en plastique.
100 u. assorties


Bleu

Ref. 070000

Rose

Ref. 070001

Dimensions interieures



PRIX PAR QUANTITÉS:
NOUS CONSULTER



Boîtes pour orthodontie

Fabriquées
en plastique.

Bleu

Ref. 070002

Vert clair

Ref. 070006


Vert

Ref. 070007

Orange

Ref. 070008

Dimensions interieures



PRIX PAR QUANTITÉS:
NOUS CONSULTER




Boîtes à plaques d'orthodontie

REF. 070622

Fabriquées en plastique. 5 u. assorties

NOUVEAU



PRIX PAR QUANTITÉS:
NOUS CONSULTER



Boîtes à plaques d'orthodontie | Fabriqué en plastique. 5 unités par couleur.

REF. 070618 Blanc


REF. 070619 Bleu

REF. 070620 Noir



PRIX PAR QUANTITÉS:
NOUS CONSULTER


NOUVEAU



Porte empreintes avec retention - Implants

NOUVEAU

REF. 100222 (10 unités de chaque référence)



CONSULTER
LE PRIX

Porte-empreintes Autoclavables

NOUVEAU

REF. 100223 (12 unités de chaque référence)




CONSULTER
LE PRIX

Porte-empreintes pour gel fluoré

(50 unités de chaque référence)

NOUVEAU

REF. 100224




CONSULTER
LE PRIX

Boîtes pour appareils d'orthodontie

REF. 070620

Fabriquées en plastique
5 u. assorties




PRIX PAR
QUANTITÉS:
NOUS CONSULTER

Boîtes à plaques d'orthodontie

REF. 070616

Fabriquées en plastique.
5 u. assorties



PRIX PAR
QUANTITÉS:
NOUS CONSULTER

Boîte prothèse (avec égouttoir)

REF. 100267

Fabriquées en plastique.
4 u. assorties



Hauteur 80 mm
Largeur 85 mm
Profondeur 75 mm

PRIX PAR
QUANTITÉS:
NOUS CONSULTER

Boîte de transport et de nettoyage

REF. 100265

Fabriquées
en plastique.



Hauteur 46 mm
Largeur 115 mm
Profondeur 95 mm

PRIX PAR
QUANTITÉS:
NOUS CONSULTER

Boîtes avec membrane avec fermeture (10 u.)

- ✓ Conçues spécialement pour le transport et la livraison d'éléments de qualité.
- ✓ La partie intérieure est constituée d'une membrane très flexible.
- ✓ Fabriqué en matière transparente très résistante et doté d'une fermeture de sécurité.
- ✓ Elles sont conditionnées par 10 unités.

PRIX PAR QUANTITÉS:
NOUS CONSULTER



Hauteur 25 mm
Largeur 49 mm
Profondeur 55 mm

Ref. 100262

Hauteur 22 mm
Largeur 100 mm
Profondeur 60 mm

Ref. 100263

Hauteur 45 mm
Largeur 100 mm
Profondeur 100 mm

Ref. 100264

Boîtes avec membrane (sachets de 10 u.)



Hauteur 25 mm
Largeur 23 mm
Profondeur 23 mm

Ref. 100259
PRIX PAR
QUANTITÉS:
NOUS CONSULTER



Hauteur 25 mm
Largeur 50 mm
Profondeur 50 mm

Ref. 100260
PRIX PAR
QUANTITÉS:
NOUS CONSULTER



Hauteur 40 mm
Largeur 75 mm
Profondeur 75 mm

Ref. 100261
PRIX PAR
QUANTITÉS:
NOUS CONSULTER

Boîtes de transport



Hauteur 23 mm
Largeur 29 mm
Profondeur 29 mm

Ref. 100255
PRIX PAR
QUANTITÉS:
NOUS CONSULTER



Hauteur 23 mm
Largeur 56 mm
Profondeur 44 mm

Ref. 100256
PRIX PAR
QUANTITÉS:
NOUS CONSULTER

Chariot pour déchets

Deux conteneurs mobiles conçus pour le transport sécurisé des déchets médicaux infectieux. Grâce à leur conception simple et fonctionnelle, ils s'adaptent à tout type d'environnement.

Disponibles en 40 L ou 60 L.

Spécifications 40 L - 100440

Hauteur 568 mm	Largeur 296
Profondeur 404	Poids 11 kg

Spécifications 60 L - 100442

Hauteur 618 mm	Largeur 346
Profondeur 454	Poids 14 kg



NOUVEAU

REF. 100440 - 40L

334 € T.T.C.

REF. 100442 - 60L


368 € T.T.C.

Siège Poni avec dossier

REF. 100602

- ✓ Permet 4 réglage différents: hauteur et inclinaison du siège et hauteur et angle d'inclinaison de l'assise.
- ✓ Cuir PU de haute qualité.
- ✓ Mousse haute résilience.
- ✓ Barre d'admission pneumatique à quatre niveaux. Sûr et fluide. Certifié TUV et SGS.
- ✓ Joint d'huile hydraulique. Protection multiple, aucune fuite d'huile ou d'air. Longue durée de vie.
- ✓ Nettoyage du filtre à huile. Dispositif de raclage d'huile intégré.

NOUVEAU



Roues avec reins.



413 € T.T.C.

Siège Poni sans dossier

REF. 100600

- ✓ Hauteur réglable.
- ✓ Cuir PU de haute qualité.
- ✓ Mousse haute résilience.
- ✓ Barre d'admission pneumatique à quatre niveaux. Sûr et fluide. Certifié TUV et SGS.
- ✓ Joint d'huile hydraulique. Protection multiple, aucune fuite d'huile ou d'air. Longue durée de vie.
- ✓ Nettoyage du filtre à huile. Dispositif de raclage d'huile intégré.

NOUVEAU



Roues avec reins.

266 € T.T.C.

Chariot avec 2 roues

REF. 100451

- ✓ Fabriqué en acier inoxydable.
- ✓ Plateau coulissant (495 x 345 mm)



Inox

NOUVEAU

SUPER OFFRE
151 € T.T.C.

Hauteur 885-1340 mm
Largeur 495 mm
Profondeur 550 mm
Poids 4,5 kg



Chariot avec 5 roues

REF. 100452

- ✓ Fabriqué en acier inoxydable.
- ✓ Plateau coulissant (495 x 345 mm)



NOUVEAU

Inox

SUPER OFFRE
151 € T.T.C.

Hauteur 785-1220 mm
Largeur 495 mm
Profondeur 550 mm
Poids 4 kg




MEUBLES

Chariot pour scanner

REF. 100450

NOUVEAU



Hauteur 875 mm
Largeur 600 mm
Profondeur 465 mm (plateau)
550 mm (roues)
Poids 19 kg


506 € T.T.C



Chariot pour scanner intra-oral avec support CPU

REF. 100449

NOUVEAU



Hauteur: 1200 mm
Largeur: 660 mm
Profondeur: 660 mm
Poids: 21 kg

675 € T.T.C



Support pour chariot

REF. 100450-01

NOUVEAU



Inclut deux vis
et de la colle



**21 €
T.T.C**

Chariot à monter

REF. 100307M

- ✓ Fabriqué en acier émaillé en blanc.
- ✓ 3 plateaux.
- ✓ 3 prises de courant pour alimenter les équipements.
- ✓ 4 roues. Déplacement équilibré et doux.
- ✓ Poids supporté par plateau, 5 kg.



NOUVEAU



**SUPER OFFRE
237 € T.T.C**

Emballage réduit:
460 x 780 x 120 mm
11,5 kg

Hauteur 765 mm
Largeur 500 mm
Profondeur 380 mm
Poids 10,5 kg

Chariot électrique mobile

REF. 100306

- ✓ Fabriqué en acier émaillé en blanc.
- ✓ 3 plateaux en verre.
- ✓ 2 prises de courant pour alimenter les équipements.
- ✓ 4 roues. Déplacement équilibré et doux.



**SUPER OFFRE
600 € T.T.C**

Hauteur 740 mm
Largeur 460 mm
Profondeur 360 mm
Poids 20 kg

Chariot électrique mobile

REF. 100307

- ✓ Fabriqué en acier émaillé en blanc.
- ✓ 3 plateaux.
- ✓ 3 prises de courant pour alimenter les équipements.
- ✓ 4 roues. Déplacement équilibré et doux.
- ✓ Poids supporté par plateau, 5 kg.

**SUPER OFFRE
280 € T.T.C**



Hauteur 760 mm x Largeur 460 mm x Profondeur 300 mm
Poids 11 kg

Chariot électrique mobile

REF. 100305

- ✓ Fabriqué en acier émaillé en blanc.
- ✓ 3 plateaux.
- ✓ 2 prises de courant pour alimenter les équipements.
- ✓ 4 roues. Déplacement équilibré et doux.

**408 €
T.T.C**

Hauteur 760 mm
Largeur 400 mm
Profondeur 290 mm
Poids 12,5 kg



Chariot électrique mobile

REF. 100308

- ✓ Fabriqué en acier émaillé en blanc.
- ✓ 3 plateaux.
- ✓ 3 prises de courant pour alimenter les équipements.
- ✓ 1 tiroir.
- ✓ 4 roues. Déplacement équilibré et doux.
- ✓ Poids supporté par plateau, 5 kg

**SUPER OFFRE
475 € T.T.C**



Hauteur 765 mm x Largeur 400 mm x Profondeur 340 mm
Poids 15 kg

Chariot électrique mobile

REF. 100309

- ✓ 3 prises de courant pour alimenter les équipements.
- ✓ 3 tiroirs.
- ✓ 1 prise de courant.
- ✓ Couleur blanche.
- ✓ Déplacement équilibré et doux.

NOUVEAU

**SUPER OFFRE
733 € T.T.C**



NOUVEAU

Lampes de polymérisation et nettoyeurs à ultrasons

Lampe de polymérisation LED - V200

REF. 100700

Il se distingue par son rapport qualité-prix, ce qui en fait une option idéale pour les nouvelles cliniques, ou comme deuxième unité indispensable, offrant une tranquillité d'esprit en cas d'imprévus.

Spécifications:

Dimensions:
243 mm x Ø25 mm
Poids: 390 g
Voltage: 3.7V
Capacité: 2200mAh
Batterie rechargeable



79 €
T.T.C.

Lampe de polymérisation LED - DV50

REF. 100705

Densité de puissance nettement supérieure, atteignant jusqu'à 2600 mW/cm². Par conséquent, le durcissement est très rapide, minimisant ainsi le temps d'exposition.

Spécifications:

Dimensions: 217 mm x Ø22,5 mm
Poids: 117 g
Intensité maximale 2600mW/cm²
Longueur d'onde: 385 nm-515 nm.
Batterie rechargeable de 2200mAh
Émetteur LED 10 W

Fonction de mesure de l'intensité lumineuse.



225 €
T.T.C.

Lampe de polymérisation LED - VAFU

REF. 100710

Gamme premium de polymérisation dentaire. Son rendement lumineux atteint 3200 mW/cm², permettant une polymérisation ultra-rapide en seulement 1 ou 2 secondes.

Spécifications:

Dimensions: 33 x 27 x 206 mm
Poids: 160 g Batterie rechargeable
Capacité de la batterie: 2200 mAh.
Longueur d'onde: 385nm-515nm
Puissance > = 3200 mW/cm².
Fonction de mesure de l'intensité lumineuse.

Comprend:

- 1 unité principale.
- 1 chargeur.
- 1 batterie.
- 1 jeu de lentilles (4 unités).
- 1 écran protecteur.
- 1 tête de détection des caries.
- Lunettes.



380 €
T.T.C.

Nettoyeur à ultrasons DA10

REF. 100750

- ✓ Distingue automatiquement les dents et les gencives.
- ✓ Pièce à main de haute qualité avec éclairage.
- ✓ Sa conception amovible permet une stérilisation à haute température et haute pression.
- ✓ Adapte automatiquement la puissance en fonction de la dureté du tartre.
- ✓ Efficacité de nettoyage accrue.



246 €
T.T.C.

Nettoyeur à ultrasons Q5

REF. 100755

- ✓ 3 modes de fonctionnement: Nettoyage général, Traitement parodontal, Traitement endodontique.
- ✓ Alimentation en eau automatique grâce à une bouteille intégrée à l'appareil.
- ✓ Réservoir d'eau de 800 ml.
- ✓ Technologie sinusoïdale.
- ✓ Pièce à main avec éclairage LED.
- ✓ Conception amovible permettant une stérilisation à haute température et haute pression.



412 €
T.T.C.

TECHNOLOGIE SANS DOULEUR
Minimiser la sensibilité du patient.

Nettoyeur à ultrasons Q6


REF. 100760

6 fonctions dans 1 appareil :

- ✓ Nettoyage par ultrasons.
- ✓ Thérapie parodontale.
- ✓ Irrigation canalaire.
- ✓ Aéropolissage supra-gingival.
- ✓ Aéropolissage sous-gingival.
- ✓ Entretien des implants.
- ✓ Écran tactile élégant.
- ✓ Conception à double réservoir d'eau.
- ✓ Pédale multifonctionnelle sans fil.

EMBOUTS EN ALLIAGE DE TITANE

Faible dureté pour protéger les dents et les gencives.



TECHNOLOGIE SANS DOULEUR
Minimiser la sensibilité du patient.

2.611 €
T.T.C.

Mélangeur d'alginat

REF. 080515



- ✓ De transport facile.
- ✓ Ergonomique.
- ✓ 2 vitesses.
- ✓ Spatule incluse.

CE Dispositif médical
MDR 2017/745



En offre: un pot étanche
à alginat (valeur 30 €)
Ref. 080515-02



565 € T.T.C

Hauteur 230 mm x Largeur 250 mm x Profondeur 175 mm
Poids 3 kg

Malaxeur automatique d'alginat

REF. 100191

- ✓ Pratique mélange automatique.
- ✓ Rapide obtention du mélange en quelques secondes.
- ✓ Quantité maximale de mélange 80 gr



En offre: un pot étanche
à alginat (valeur 102 €)
Ref. 100189



1.147 € T.T.C

Hauteur 305 mm x Largeur 205 mm x Profondeur 265 mm
Poids 17 kg

Localisateur d'Apex

REF. 100330

NOUVEAU

- ✓ Calibration automatique.
- ✓ Écran LCD image nette et précise.
- ✓ Différenciation par couleurs.
- ✓ Accessoires stérilisables.
- ✓ Batterie rechargeable.



SUPER OFFRE
394 € T.T.C

Hauteur 110 mm x Largeur 138 mm x Profondeur 80 mm
Poids 0,4 kg

Micro-moteur endodontie

REF. 100350

Spécifications

Vitesse 100-600 rpm

Torque 1.4 N·cm

Alimentation: piles



SUPER OFFRE
891 € T.T.C

CE
0120

Hauteur 215 mm x Largeur 120 mm x Profondeur 85 mm
Poids 0,3 kg

Agitateur de capsules

REF. 100625

NOUVEAU

- ✓ Grande vitesse.
- ✓ Compatibilité universelle.
- ✓ Contrôle numérique de précision.
- ✓ Stabilité et fonctionnement silencieux.



229 € T.T.C.

Hauteur 260 mm x Largeur 220 mm x Profondeur 190 mm
Poids 2 kg

Réchauffeur de plaques de cire

REF. 080078



Pour enregistrements en bouche.

- ✓ Cuve et couvercle Inox.

Spécifications

Température 30-75°C

Capacité 1l



563 € T.T.C

Hauteur 155 mm
Largeur 205 mm
Profondeur 235 mm
Poids 1,7 kg

UNITÉ DENTAIRE PORTABLE

REF. 100650

NOUVEAU



2.179 € T.T.C

Lampe pour blanchiment

REF. 100340

- ✓ Large spectre d'illumination (de 420 à 472 nm).
- ✓ Puissance élevée (jusqu'à 2000 mW/cm²).
- ✓ Réglage de la hauteur ou de l'orientation rendu très aisé grâce à son "col de cygne".
- ✓ Le display digital affiche les temps, la puissance etc. du process de blanchiment.
- ✓ Il dispose également d'une pratique télécommande à distance. Elle est livrée avec 20 férules buccales jetables, deux paires de lunettes de protection, et d'un écarteur labial.



SUPER OFFRE
713 € T.T.C

Hauteur 1120 mm
Largeur 280 mm
Profondeur 820 mm
Poids 10 kg

Lampe pour blanchiment

REF. 100341

- ✓ Large spectre d'éclairage.
- ✓ 3 types de sources lumineuses LED différentes: bleu, rouge, (rouge + bleu).
- ✓ 5 LED bleus: de 430 à 490 nm.
- ✓ 2 LED rouges haute puissance: 610 à 650 nm.
- ✓ Puissance de sortie lumineuse: jusqu'à 2327 mW/cm².
- ✓ 8 lumières violettes avec effet stérilisant.
- ✓ Fabriqué en matériau métallique, en au design élégant et facile à assembler.
- ✓ Temps de blanchiment réglable.



968 €
T.T.C

Hauteur 1700 mm
Largeur 560 mm
Profondeur 560 mm
Poids 19 kg

Coupeur de pointes de gutta-percha

REF. 100349

La pointe a la propriété d'être flexible pour pouvoir être coupée sans problème.

En appuyant sur le bouton d'alimentation, la pointe chauffera immédiatement jusqu'à 500 °C.

Ref. 100349-01

Pointe petite - 0,5 mm

Ref. 100349-02

Pointe moyenne - 1,2 mm

Ref. 100349-03

Pointe large - 2,0 mm



114 € T.T.C

Hauteur 185 mm
Largeur 20 mm
Profondeur 20 mm
Poids 0,04 kg

Mélangeur de silicones

REF. 100360

- ✓ Convient à 99% de silicones.



Spécifications

Poussée 450 kg ± 10 • Temp. ambiante 5-40°C

Puissance 150 W • Alimentation 240V-50Hz

1.302 €
T.T.C

Hauteur 290 mm
Largeur 250+150 mm
Profondeur 170 mm
Poids 7,1 kg

Réchauffeur de composites

REF. 080077

Dispositif de maintien au chaud de seringues composites.



Caractéristiques

Température 40-50-70°C

Diamètre des orifices 16 mm

SUPER OFFRE
327 € T.T.C

Hauteur 135 mm
Largeur 110 mm
Profondeur 97 mm
Poids 0,7 kg

Caméra intra-orale avec système autofocus

REF. 100336

- ✓ Écran tactile LCD de 21,5 pouces.
- ✓ Appareil photo haute définition (4K).
- ✓ Autofocus.
- ✓ Enregistrement d'images et de vidéos sur mémoire USB.
- ✓ Code QR pour le téléchargement d'images via WIFI.
- ✓ Prise en charge des barres.
- ✓ Système Android.
- ✓ Affichage de 1 ou 4 images sur l'écran.



NOUVEAU



1.048 €
T.T.C

Hauteur 280 mm
Largeur 400 mm
Profondeur 490 mm
Monitor: 2,52 kg • Caméra: 0,1 kg

Pistolet pour MICROSABLAGE

utilisation extra-oral

REF. 100122

227 €
T.T.C

- ✓ Granulométrie: 50 - 100 microns.
- ✓ Indispensable pour nettoyer les brackets.
- ✓ Création de rétentions sur les couronnes.
- ✓ Opérations de sablage de précision.
- ✓ Sablage des faces occlusales.

Ce modèle est destiné à un usage en laboratoire dentaire; il ne peut pas être utilisé pour des applications intra-orales.

Spécifications

Pression de travail 4 à 5,5 bares
Granulométrie de oxide 50/100 microns

Hauteur 45 mm x Largeur 195 mm x Profondeur 110 mm
Poids 0,27 kg



Connexion intramatique PRIME 221

REF. 100237

NOUVEAU

- ✓ Contrôle manuel ou par pédale de la vitesse.
- ✓ Marche avant / marche arrière.
- ✓ Fonction de protection contre les surcharges.
- ✓ Fonction d'avertissement de défaut.
- ✓ Fonction de vitesse constante de la pédale.

Spécifications

Vitesse max. 50000 rpm	Voltage 200-240 V - 50/60 hz
Torque 5.8 N-cm	Pièce à main Ø 20 x 157 mm
Puissance 120 W	Poids Pièce à main 205 g

463 € T.T.C.

Hauteur 191 mm x Largeur 90 mm x Profondeur 130 mm
Poids 2,8 kg



Connexion intramatique SENSE A3

REF. 100239

NOUVEAU

- ✓ Moteur brossé.
- ✓ Contrôle manuel de la vitesse.
- ✓ Pédale marche/arrêt.
- ✓ Affichage numérique de la vitesse.
- ✓ Tournez à droite et à gauche.
- ✓ Fonction de protection contre les surcharges.
- ✓ Fonction d'avertissement de défaut.

Spécifications

Vitesse max. 35000 rpm	Voltage 0-33 V
Torque 3.0 N-cm	Pièce à main Ø 15 x 150 mm
Puissance 70 W	Poids Pièce à main 215 g

239 € T.T.C.

Hauteur 147 mm x Largeur 88 mm x Profondeur 120 mm
Poids 1,15 kg



Micromoteur portable à induction intramat

REF. 100282

Autonomie 10 h

BOÎTIER DE COMMANDE	
Hauteur 45 mm	Largeur 105 mm
Profondeur 145 mm	Poids 0,4 kg

816 €
T.T.C.

Hauteur 20 mm
Largeur 20 mm
Profondeur 155 mm
Poids 0,2 kg



Aspiration Sirocco S

REF. 080534AT

SIROCCO S + TUBE FLEXIBLE

- ✓ La bouche d'aspiration est facilement orientable.
- ✓ Eclairage LED intégré.

Spécifications

Tube 700 mm | Ø 45 mm | Poids 3.8 kg

743 €
T.T.C.

Hauteur 280 mm
Largeur 280 mm
Profondeur 126 mm
Poids 3,8 kg



Box de finition petit avec aspirateur intégré

REF. 080534AL

- ✓ Design large et robuste parfait pour le laboratoire.
- ✓ Eclairage LED intégré.
- ✓ Accoudoirs confortables et pratiques.

NOUVEAU



1.070 €
T.T.C.

Hauteur 230 mm
Largeur 345 mm
Profondeur 400 mm
Poids 2,4 kg



ARTICULATEURS

Arquímèdes Profesional A7 PLUS

Structure robuste en aluminium, qui garantit une meilleure stabilité. Conçu pour procurer un grand champ visuel.

- ✓ Semi-ajustable / Arcon.
- ✓ Distance inter-condylienne fixe (110 mm).
- ✓ Guide condylien courbe.
- ✓ Réglage du guide condylien et de l'angle de Bennet.
- ✓ Repère central.
- ✓ Système de stabilisation du mouvement du guide condylien avec une connexion en silicone.
- ✓ Tige d'appui de la partie supérieure en position ouverte.

MESTRA
by bio-art



REF. 010099

Arquímèdes Profesional A7 PLUS
Articulateur semi-adaptable type arcon + étui

280 € T.T.C

REF. 010102

Set Profesional Standard
Articulateur + arc facial standard + étui

408 € T.T.C

REF. 010101

Set Profesional Élite
Articulateur + arc facial élite + étui

530 € T.T.C

Arquímèdes Protrusor A7 PLUS-E

Semblable au modèle Archimède Pro, équipé de guides condyliens en aluminium avec ajustage millimétrique.

- ✓ Semi-ajustable / Arcon.
- ✓ Distance inter-condylienne fixe (110 mm).
- ✓ Réglage du guide condylien.
- ✓ Réglage de l'angle de Bennet.
- ✓ Guide condylien plat.
- ✓ Système de verrouillage bilatéral.
- ✓ Tige d'appui de la partie supérieure en position ouverte.
- ✓ Système stabilisateur des mouvements à ressort.

MESTRA
by bio-art



REF. 010103

Arquímèdes Protrusor A7 PLUS-E
Articulateur semi-adaptable type arcon + étui

SUPER OFFRE
463 € T.T.C

REF. 010104

Set Protrusor Standard
Articulateur + arc facial standard + étui

SUPER OFFRE
582 € T.T.C

REF. 010106

Set Protrusor Élite
Articulateur + arc facial élite + étui

SUPER OFFRE
742 € T.T.C

4000 S

- ✓ Semi-ajustable / Arcon.
- ✓ Distance inter-condylienne ajustable (axe écarteur).
- ✓ Guide condylien courbe.
- ✓ Réglage du guide condylien
- ✓ Réglage de l'angle de Bennet.
- ✓ Stabilisation pour les mouvements d'articulation (O-ring).

MESTRA
by bio-art



REF. 010107

4000 S
Articulateur semi-adaptable type arcon + étui

336 € T.T.C

REF. 010107S

Set 4000 S Standard
Articulateur + arc facial standard + étui

463 € T.T.C

REF. 010107E

Set 4000 S Élite
Articulateur + arc facial élite + étui

586 € T.T.C

Arquímèdes Junior A7 FIX

REF. 010098

- ✓ Distance inter-condylienne fixe (110 mm).
- ✓ Guide condylien fixe 30°
- ✓ Angle de Bennet fixe 15°
- ✓ Guide condylien courbe.
- ✓ Système de stabilisation magnétique (embouti) pour le mouvement du guide condylien.
- ✓ Tige d'appui de la partie supérieure en position ouverte.



156 € T.T.C

MESTRA
by bio-art

Arc facial Standard

REF. 010102-50

D'enregistrer la position spatiale de l'arcade dentaire supérieure du patient par rapport au crâne et de transférer l'enregistrement sur l'articulateur. Le transfert du dossier du patient s'effectue en fixant l'arc facial complet dans l'articulateur.

133 € T.T.C

MESTRA
by bio-art
CE Dispositif médical



Arc facial Élite

REF. 010100-55

Système d'articulation et de fixation de la fourche qui permet un enregistrement plus rapide. Élimine le besoin de l'arc lors du montage des modèles dans l'articulateur.

278 € T.T.C

MESTRA
by bio-art
CE Dispositif médical





Kit d'accessoires pour articulateur facial en 3 pièces

REF. 010100-46

Les articulateurs reproduisent les positions maxillo-mandibulaires statiques et dynamiques.

Ce kit d'accessoires Bio-Art comprend:

- ✓ 1 support de fourche : Il assure une meilleure stabilité de l'enregistrement et prévient les distorsions indésirables.
- ✓ 1 table camper: Support permettant un montage standardisé. Elle comporte des lignes de référence facilitant le positionnement du modèle.
- ✓ 1 règle Fox.

103 €
T.T.C

REF. 010100-41

REF. 010100-37



MESTRA
by bio-art

NOUVEAU

REF. 010100-35

Cabines de retouches

Cabine de retouches Eclipse

REF. 080216



- ✓ Lampe LED de grande luminosité.
- ✓ Absence d'ombres à l'intérieur.
- ✓ Position de travail ergonomique.
- ✓ Absorption de poussière optimisée moyennant un aspirateur externe (non inclus).
- ✓ Entretien aisé.



529 €
T.T.C

Hauteur 275 mm
Largeur 400 mm
Profondeur 330 mm
Poids 2,8 kg

Sableuse - 1 silo Eclipse I

REF. 080221

Version mise à jour de la sableuse
Constellation:

- ✓ Cabine fabriquée intégralement en ABS.
- ✓ Dimensions totales plus réduites.
- ✓ Amélioration substantielle de l'éclairage.



905 €
T.T.C

Hauteur 330 mm
Largeur 450 mm
Profondeur 360 mm
Poids 5,7 kg

Sableuse - 1 silo Plutón

REF. 080254



NOUVEAU

- ✓ Silo de grande capacité.
- ✓ Pression de soufflage jusqu'à 6 bars.
- ✓ Corps en acier inoxydable.
- ✓ Eclairage intérieur LED.
- ✓ Large vue à l'intérieur.
- ✓ Consommation d'air 80 l/min
- ✓ Pression de travail 2 à 5 atm



912 €
T.T.C

Hauteur 290 mm
Largeur 340 mm
Profondeur 235 mm
Poids 7 kg

Cabine de stockage hygiénique

REF. 100505

NOUVEAU

Protection continue pour l'instrumentation et le matériel de travail au cabinet dentaire et en laboratoire.

- ✓ Technologie de lumière ultraviolette (UV)
- ✓ Technologie double (UV + CHALEUR)
- ✓ Contrôle automatisé des cycles
- ✓ Fonction de séchage intégrée
- ✓ Conception professionnelle



334 €
T.T.C

Hauteur 440 mm
Largeur 405 mm
Profondeur 365 mm
Weight 6 kg

COMPRESSEURS À PISTON SEC (avec dessiccateur)

Famille de quatre compresseurs composée de deux tailles de 80 et 160 litres/minute qui comprend un dessiccateur avec purge automatique. Fonctionnement extrêmement silencieux (60 dB), entretien facile (piston sec) et excellente fiabilité.

Ils sont fournis avec deux manomètres (chaudière et pression de service), un régulateur de pression de sortie et un jeu complet de vannes pour la purge. La pression de service peut atteindre 8 bars.

Ne convient pas aux fraisesses.



1. Réf. 110340 est également disponible avec un filtre HEPA (H14) Ref. 110340H
2. Le filtre à charbon actif. La Réf. 110300-53 est disponible comme accessoire pour tous les compresseurs.




80 l/min
(avec dessiccateur)

REF. 110310

Hauteur 650 mm
Largeur 540 mm
Profondeur 390 mm
Poids 37 kg

1.779 €
T.T.C



160 l/min
(avec dessiccateur)

REF. 110340

Hauteur 750 mm
Largeur 480 mm
Profondeur 680 mm
Poids 66 kg

2.632 €
T.T.C

CERTIFICAT pour TÜV SÜD


Certificat de type N° 12202200491258001

Directive 2014/29/UE (récipient sous pression)

Lampe LED

REF. 100288

**LE BEST
SELLER!**
★★★



- ✓ 84 LEDs grandes
- ✓ Température de couleur 6000 K
- ✓ Intensité lumineuse réglable tactile.
- ✓ Sans scintillement.
- ✓ Avec pince pour fixation à la table.

SUPER OFFRE
130 € T.T.C

Lampe LED

REF. 100289




- ✓ 90 LEDs grandes
- ✓ Température de couleur 6000-7000 K
- ✓ Intensité lumineuse réglable par touche.
- ✓ Avec pince pour fixation à la table.

SUPER OFFRE
130 € T.T.C

Lampe LED

REF. 100290



- ✓ 117 LEDs
- ✓ Température de couleur 5600-6000 K
- ✓ Avec pince pour fixation à la table

SUPER OFFRE
130 € T.T.C

Loupe éclairante LED



- ✓ 90 LEDs blancs
- ✓ Diamètre loupe 120 mm
- ✓ Avec pince d'accroche pour établi


3 dioptries
REF. 100287
5 dioptries
REF. 100287-5x
SUPER OFFRE
124 € T.T.C

Lampe LED

REF. 100289V



- ✓ 140 LEDs.
- ✓ Température de couleur 3000/6500 K
- ✓ 3 types de lumière: froide, neutre et chaude.
- ✓ Intensité lumineuse réglable par touche.
- ✓ Avec pince de table.



Réglable jusqu'à 180°

156 € T.T.C



Lumière froide
1 ligne

Lumière neutre
2 lignes

Lumière chaude
1 ligne

NOUVEAU

Accessoires pour lampe et loupe

REF. 100287 - REF. 100288



Support à roulettes

REF. 100288-10

76 € T.T.C



REF. 100288-02

Support pince étau



REF. 100288-03

Support mural



REF. 100288-04

Support
de table vissé



REF. 100288-07



MESTRA

Talleres Mestraitua SL
(+34) 944 530 388
info@mestra.es - www.mestra.es
48150 SONDIKA (Spain)

Oferta válida salvo error tipográfico o fin de existencias. El fabricante se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.



Système de
management
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID: 1100018003