
MESTRA

HORNO DE GLASEADO

Ref. 100252



HORNO DE GLASEADO

Ref. 100252

Lo que estabas esperando

¿QUÉ ES GLAZING AIR?

El glaseado es el proceso de post-procesamiento del circonio sinterizado. No solo otorga una alta estética al formar una capa de brillo en la prótesis, sino que también estabiliza su color y aumenta la dureza superficial para incrementar la resistencia a la abrasión dental y a las fracturas.

Las prótesis de circonio se han convertido en tendencia, y cada vez más clientes deben comprar un horno de porcelana solo para el glaseado.

El **GLAZING AIR** es un **horno exclusivo para el glaseado de circonio,** que excluye audazmente las funciones de vacío que no se utilizan para este proceso. Es un producto asequible que mantiene únicamente una tecnología de control de temperatura rápida y precisa, un tamaño compacto y un costo económico.



VENTAJAS

HORNO ASEQUIBLE EXCLUSIVO PARA GLASEADO

Horno especializado para glaseado de circonio que prescinde de funciones como el vacío, conservando absolutamente las funciones necesarias.

GLASEADO RÁPIDO


Alcanza los 1000 ºC en menos de 10 minutos (promedio de 5 minutos) utilizando una resistencia Kanthal® con buena conductividad térmica.

CONTROL DE TEMPERATURA PRECISO

El control preciso de la temperatura proporciona el resultado perfecto para cualquier marca.

ALTA COMODIDAD PARA EL USUARIO

- Se pueden utilizar simultáneamente el teclado membrana y el táctil.
- Mejora la comodidad del usuario al incluir en el diseño un pedestal auxiliar (para colocar el resultado).



Especificaciones

Dimensiones: Ancho 246 mm x Fondo 319 mm x Alto 434 mm
Peso: 13 kg
Potencia nominal: Máx. 1,3 kW
Fuente de alimentación de entrada: AC 220~240V 50/60Hz
Fusible: 10A
Temperatura máxima: 1000 °C

MESTRA

Talleres Mestraitua SL
(+34) 944 530 388
info@mestra.es - www.mestra.es
48150 SONDIKA (Spain)

TÜVRheinland CERTIFICADO
Sistema de Gestión ISO 9001:2015
www.tuv.com ID 1100018003