MESTRA

FOUR DE GLAÇAGE pour la zircone

Ref. 100252



Four de glaçage pour la Zircone

Ref. 100252

Specialement dedie au traitement de la zircone apres sinterisation

QU'EST-CE QUE GLAZING AIR?

Le glaçage est l'étape de post-traitement des prothèses en zircone sintérisée.Il offre non seulement une esthétique de haute qualité en formant une couche brillante sur la prothèse, mais il stabilise également sa couleur et apporte un rendu en surface impeccable à la zircone tout en lui conférant une meilleure résistance à l'abrasion et aux fractures.

Les prothèses en zircone sont de plus en plus populaires, et de nombreux techniciens doivent acquérir un four à porcelaine spécialement conçu pour le glaçage.

GLAZING AIR est un four exclusivement dédié au glaçage de la zircone, sans les fonctions de mise sous vide inutiles à ce procédé. C'est un produit abordable qui allie une technologie de contrôle de température rapide et précise, une taille compacte et un prix économique.



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

FOUR DE GLAÇAGE ADAPTE A LA ZIRCONE

Il possède toutes les fonctions nécessaires pour le traitement spécifique de la zircone après sintérisation.

GLAÇAGE RAPIDE


Atteint 1000 °C en moins de 10 minutes (5 minutes en moyenne) grâce à un élément chauffant en Kanthal® à excellente conductivité thermique.

CONTRÔLE PRÉCIS DE LA TEMPÉRATURE

Un contrôle précis de la température pour garantir des résultats parfaits pour toutes les marques de glasure.

CONFORT D'UTILISATION OPTIMAL

- Utilisation simultanée des claviers à membrane et tactile.
- Confort d'utilisation accru grâce à un socle auxiliaire intégré (pour la présentation du produit fini).



Specifications techniques

Dimensions: Largeur 246 x Profondeur 319 x Hauteur 434 mm
Poids: 13 kg
Puissance nominale: Máx. 1,3 kW
Alimentation: 220-240 V CA, 50/60 Hz
Fusible: 10 A
Température maximale: 1000 °C

MESTRA

Talleres Mestraitua SL
(+34) 944 530 388
info@mestra.es - www.mestra.es
48150 SONDIKA (Spain)

TÜVRheinland CERTIFIÉ
Système de management ISO 9001:2015
www.tuv.com ID 1100018003